

Инструкция по применению перчаток

Название:

Перчатки медицинские диагностические смотровые нитриловые неопудренные одноразовые «FlexiBel»

- ✓ Нестерильные
- ✓ Текстурированные
- ✓ С валиком
- ✓ Окрашенные или неокрашенные

Произведено и упаковано:

Открытое акционерное общество «СветлогорскХимволокно»
Республика Беларусь, 247439 г. Светлогорск, Гомельская обл.,
ул. Заводская 5

Телефон: +375 2342 48377

Факс: +375 2342 48180

E-mail: sohim@sohim.by

Указания по эксплуатации:

Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей. Диагностические смотровые перчатки универсальные для обеих рук. На руках должны быть коротко подстриженные ногти и отсутствовать предметы, повреждающие целостность перчаток. Внимательно подбирайте размер перчаток.

Состав:

Перчатки изготовлены из бутадиен-акрилонитрильного полимера (NBR). Для облегчения надевания перчатки обработаны специальным полимерным покрытием.

Условия хранения:

Перчатки должны храниться в неповрежденной упаковке, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, солнечных лучей, прямого воздействия источников света и электрического оборудования, при температуре от 0 °С до плюс 35 °С, при влажности не более 85 %.

Использовать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения.

Меры предосторожности:

Не использовать при нарушении целостности перчаток. Не использовать по истечении срока годности.

Сведения по утилизации:

Использованные по назначению перчатки утилизируются в порядке, предусмотренном для медицинских отходов.

Срок годности:

Срок годности перчаток – 5 лет от даты изготовления.

По вопросам качества, приему предложений и претензий обращаться:

ОАО «СветлогорскХимволокно»

Республика Беларусь, 247439 г. Светлогорск, Гомельская обл.,
ул. Заводская 5

Телефон: +375 2342 94049

E-mail: otk@sohim.by