

Инструкция применения

Пластыри "МАТОРАТ"

Пластырь прозрачный TRANSPARENT, размер: 25мм x 76мм.

Назначение: Пластыри предназначены для использования при мелких поверхностных повреждениях кожи (царапины, ссадины и другие незначительные повреждения) на различных частях тела.

или если точно как в ДС

Изделия используются для защиты порезов и ссадин.

Способ применения:

Для пластырей в виде самоклеящейся ленты:

- отмерять и отрезать соответствующий размер пластыря.

Для всех видов пластырей:

- удалить защитную бумагу и нанести пластырь, разглаживая поверхность;
- при нанесении пластыря не прикасаться к впитывающей подушечке.

Изделие предназначено только для одноразового использования.

Только для наружного применения.

Запрещается использовать изделие, если:

- 1) истёк допустимый срок годности изделия, указанный на упаковке;
- 2) проявляется аллергическая реакция на материалы;
- 3) имеется индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Производитель

TZMO S.A. (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.), Польша
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Инструкция по применению

Пластыри "МАТОРАТ"

Виды:

пластырь тканевый CLASSIC,
пластырь из нетканого материала с повязкой Fixopore,
пластырь прозрачный микропористый фиксирующий Plastofilm,
лента самоклеящаяся из нетканого материала Plastofix,
пластырь гипоаллергенный фиксирующий из нетканого материала Plastopore,
пластырь гипоаллергенный фиксирующий из шёлка Plastosilk,
пластырь фиксирующий из текстильной ткани Plastovis,
пластырь из нетканого материала SOFT,

Внимание: изделие одноразового применения, нестерильное.

Применение:

- отмерить и отрезать соответствующий размер пластыря
- удалить защитную бумагу и приклеить пластырь

Инструкция по применению

Наборы пластырей "МАТОРАТ"

Виды:

- набор пластырей CLASSIC,
- набор пластырей COMFORT,
- набор пластырей FAMILY с подушечкой, размеры:
- набор пластырей HAPPY,
- набор пластырей HAPPY TATTOO,
- набор пластырей SOFT,
- набор пластырей TRANSPARENT,
- набор пластырей UNIVERSAL,

Внимание: изделие одноразового применения, нестерильное.

Применение:

- удалить защитную бумагу и нанести пластырь, разглаживая поверхность;
- при нанесении пластыря не прикасаться к впитывающей подушечке (относится к пластырям с подушечкой)