

Матрасы медицинские влагонепроницаемые серии «Med»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изготовитель:

ООО «Стройтехмаш»
222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Научная, д.22,
тел/факс 8 (01775) 6-55-38.

1 Общие сведения

1.1 Матрасы медицинские влагонепроницаемые серии «Med» (далее – матрасы) предназначены для комплектации кроватей различного типа (в том числе – трансформируемых) в учреждениях здравоохранения.

1.2 Матрасы состоят из внутреннего блока (мягкого элемента) и съёмного чехла.

1.3 Внутренний блок (мягкий элемент) матрасов изготавливается из пенополиуретана (поролона) определенной плотности толщины; он может быть двух типов: монолитным (модель Med-1) или с перфорацией (модель Med-2).

1.4 Влагонепроницаемость матрасов обеспечивается их съёмными чехлами, которые изготавливаются из резинотканевой клеёнки, клеёнки ПВХ, ткани хлопчатобумажной с полиуретановой мембраной или других влагонепроницаемых материалов.

1.5 Матрасы изготавливают различных габаритных размеров (типоразмеров), в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование габаритного размера	Значение, мм
Длина	1860-2000
Ширина	700-900
Высота	60-140

Примечание - По согласованию с заказчиком возможно изготовление матрасов других типоразмеров.

1.6 Матрасы (материалы для их изготовления) соответствуют санитарным нормам и требованиям к изделиям медицинского назначения и медицинской технике), утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 № 128, гигиеническому нормативу «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 № 128 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г №299 – в части требований к изделиям медицинского назначения и медицинской технике.

2 Показания к применению

2.1 Матрасы предназначены в первую очередь для тяжелобольных и других лежачих пациентов в реанимационных, травматологических, неврологических и других отделений больниц, в хосписах и т.д. Матрасы позволяют облегчить уход за лежащими больными для медицинского персонала.

2.2 Противопоказаний к применению матрасов не установлено.

5 Указания по применению

5.1 Если матрасы поступили скрученными в рулон, то их необходимо сразу же развернуть и уложить на ровное, твердое горизонтальное основание и выдержать в развернутом положении в течение времени, необходимого для их полного распрямления (24-36 часов).

5.2 Перед эксплуатацией матрасов необходимо снять их упаковку и оставить матрасы в проветриваемом помещении на некоторое время (как правило – 24-48 часов) для устранения посторонних запахов. Для ускорения проветривания допускается пропылесосить матрасы.

5.3 Матрасы подбираются по ширине каркаса кровати (спального места). Необходимо, чтобы размеры каркаса кровати соответствовали размерам матраса. Не допускается, чтобы размеры каркаса кровати были меньше размеров матраса (сжимать матрас для вкладки в каркас кровати не допускается). Не допускается также выступание (провисание) матраса за пределы основания каркаса кровати более чем на 2 см.

5.4 Матрасы укладываются на основание каркаса кровати и накрываются постельным бельем.

5.5 Матрасы могут применяться с кроватями любых типов: с ровными и жесткими основаниями каркаса или с основанием каркаса с упругими деревянными ламелями (расстояние между ламелями должно быть не более 4 см).

Допускается укладывать матрасы на кровати с пружинными (панцирными) сетками.

Допускается укладывать матрасы поверх обычного (штатного) матраса кровати.

5.6 Для продления срока службы матрасов рекомендуется также при эксплуатации переворачивать их:

- в направлении «верх-низ» (меняя местами верхнюю и нижнюю стороны) - не реже 1 раза в 6 месяцев.

- в направлении «голова-ноги» - не реже 1 раза в 3 месяца.

5.7 Углубления и неровности до 3 см на поверхности матрасов, незначительные углубления и неровности по периметру матрасов не ухудшают их эксплуатационные свойства и не являются дефектом.

5.8 При эксплуатации следует предохранять внутренние блоки (мягкие элементы) матрасов попадания воды и других жидкостей.

5.9 Не допускается:

- а) подвергать матрасы сильным локальным нагрузкам, в том числе:
- ходить и прыгать по матрасам, в том числе детям;
- ставить на них горячие или тяжелые предметы, включая - с острыми или режущими краями;

8 Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации матрасов – не менее 12 месяцев с даты поставки (реализации) потребителю.

8.2 Срок службы матрасов – не менее 4 лет.

8.3 Гарантийные обязательства и срок службы матрасов действительны только при соблюдении потребителем установленных правил их транспортирования, хранения, применения и ухода.

8.4 Гарантийные обязательства прекращаются в любом случае, когда утрата функциональности эксплуатационных свойств матрасов произошла не по вине изготовителя и не вызвана явными или скрытыми производственными дефектами.

- для дезинфекции внутренних блоков матрасов допускаются только сухие (газовые) методы камерной дезинфекции; для дезинфекции съемных чехлов матрасов допустимы любые методы дезинфекции (в том числе – с применением воды) из числа применяемых для дезинфекции постельного белья;

- после чистки и дезинфекции съемных влагонепроницаемых чехлов матрасов без снятия их с матраса, чехлы должны быть протерты сухой салфеткой, после чего на матрас застилают новое постельное белье;

- сушка снятых с матрасов съемных влагонепроницаемых чехлов после чистки и дезинфекции должна выполняться вдали от источников света и тепла; не допускается использовать для сушки чехлов утюг.

6.5 При повторном надевании съемного чехла (после его чистки и дезинфекции) необходимо расправить и выровнять полотно чехла относительно матраса (поправить смещение чехла относительно торцов матраса, разгладить рукой складки и неровности в области спального места).

7 Условия транспортирования и хранения

7.1 При транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении матрасов необходимо предохранять их от механических повреждений, загрязнений, воздействия атмосферных осадков и влаги.

7.2 Хранить матрасы следует при комнатной температуре, в сухих отапливаемых помещениях, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих (отопительных, нагревательных) приборов.

7.3 Хранение и транспортирование матрасов рекомендуется в горизонтальном положении, на ровном твердом горизонтальном основании. Если матрасы поступили скрученными в рулон, то их необходимо развернуть и также уложить при хранении на ровное и твердое горизонтальное основание.

- длительно сидеть на краю матраса в одном и том же месте;

б) подвергать чрезмерным нагрузкам тесьму и ленту съемных чехлов матрасов в процессе размещения, переворачивания матраса или снятия чехла;

в) производить переделку матрасов и/или пользоваться их не по назначению.

5.10 Не допускается эксплуатация матрасов с поврежденным влагонепроницаемым съемным чехлом.

5.11 Несоблюдение указанных правил применения матрасов может повлечь за собой допустимые деформации или повреждения их частей (чехла, внутреннего блока).

6 Правила ухода за матрасами

6.1 Рекомендуется каждый раз при снятии чехлов матрасов для чистки и дезинфекции проветривать внутренние блоки матрасов.

Не допускается чистить внутренние блоки матрасов:

- моющим пылесосом;

- с применением парогенераторов;

- с использованием выбивалки для ковров.

6.2 Не допускается утюжить матрасы (их съемные чехлы и внутренние блоки).

6.3 Матрасы (их съемные чехлы и внутренние блоки) подлежат чистке и дезинфекции и не подлежат стирке.

6.4 Чистку и дезинфекцию съемных влагонепроницаемых чехлов матрасов выполняют по мере необходимости (со снятием или без снятия с матраса) разрешенными к применению моющими и дезинфицирующими средствами в установленном порядке в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 июля 2017 г. № 73. При этом: