

Инструкция по применению медицинского изделия для потребителя
(наносится на потребительскую упаковку (картонную пачку)).



еплено
ста (ов)
Пласт»

Нагнетатель НД-01-«АП» с винтовым регулятором давления

Нагнетатель пневматический полимерный для создания переменного избыточного давления в компрессионных манжетах приборов измерения АД косвенным методом НД-01-«АП» по ТУ 9398-006-17707123-2003

Инструкция по использованию:

Нагнетатель НД-01-«АП» с винтовым регулятором давления предназначен для создания переменного избыточного давления и плавного его сброса в манжете прибора для измерения артериального давления (тонометра).

Основные параметры и характеристики:

- обеспечивает создание давления не менее 400 гПа (300 мм. рт. ст.) за не более чем 10 сжатий баллона;
- скорость снижения давления в пневматической системе $4 \pm 2,67$ гПа (3 ± 2 мм. рт. ст.) в сек.;
- скорость падения давления при закрытом регуляторе не превышает 13,3 гПа (10 мм. рт. ст.) в мин.;
- масса нагнетателя не более 0,07 кг.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 5 до 40°C;
- относительная влажность воздуха до 80% при 25°C;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

Применение: присоединить нагнетатель к трубке манжеты (см. инструкцию к тонометру), закрыть вентиль регулятора декомпрессии нагнетателя, создать в манжете избыточное давление, плавно открыть вентиль регулятора, стравливая давление из манжеты, замерить артериальное давление пациента (см. инструкцию к тонометру).

При загрязнении баллона применяют способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113).

ВНИМАНИЕ! Нагнетатели при хранении не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих изделие.

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш.,
км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66. info@alpina-plast.ru.

Дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124 г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб.4.
Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Нагнетатель соответствует требованиям ТУ 9398-006-17707123-2003.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня продажи.

СДЕЛАНО В РОССИИ

www.alpina-plast.ru

Всего прошито, пронумеровано и скр
печатью: (два) ли

Генеральный директор ООО «Альпинг»
Е.Н. Игутов



Инструкция по применению медицинского изделия для потребителя



Нагнетатель НД-01-«АП» с кнопочным регулятором давления

Нагнетатель пневматический полимерный для создания переменного избыточного давления в компрессионных манжетах приборов измерения АД косвенным методом НД-01-«АП» по ТУ 9398-006-17707123-2003

Инструкция по использованию:

Нагнетатель НД-01-«АП» с кнопочным регулятором давления предназначен для создания переменного избыточного давления и плавного его сброса в манжете прибора для измерения артериального давления (тонометра).

Основные параметры и характеристики:

- обеспечивает создание давления не менее 400 гПа (300 мм. рт. ст.) за не более чем 10 сжатий баллона;
- скорость снижения давления в пневматической системе $4 \pm 2,67$ гПа (3 ± 2 мм. рт. ст.) в сек.;
- скорость падения давления при закрытом регуляторе не превышает 13,3 гПа (10 мм. рт. ст.) в мин.;
- масса нагнетателя не более 0,07 кг.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 5 до 40°C;
- относительная влажность воздуха до 80% при 25°C;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

Применение:

присоединить нагнетатель к трубке манжеты (см. инструкцию к тонометру), закрыть вентиль регулятора декомпрессии нагнетателя, создать в манжете избыточное давление, плавно открыть вентиль регулятора, стравливая давление из манжеты, замерить артериальное давление пациента (см. инструкцию к тонометру).

При загрязнении баллона применяют способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства (МУ 287-113).

ВНИМАНИЕ! Нагнетатели при хранении не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих изделие.

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,

Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66. info@alpina-plast.ru.

Дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124 г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб.4.

Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Нагнетатель соответствует требованиям ТУ 9398-006-17707123-2003.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня продажи.

СДЕЛАНО В РОССИИ

www.alpina-plast.ru



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 2 (два) листа

Генеральный директор ООО «Альпина Групп» _____
Е.Н. Игутов