



Инструкция по применению шапочки медицинской «ШАРЛОТТА» нетканой одноразовой нестерильной с фиксирующей резинкой

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет предназначение **шапочек медицинских «шарлотта» одноразовых нестерильных нетканых с фиксирующей резинкой** (в дальнейшем - шапочек), устанавливает порядок их использования и утилизации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Шапочки являются элементом средств индивидуальной защиты (СИЗ). Шапочки представляет собой одноразовое защитное гигиеническое изделие, которые одевают на голову в качестве защитного средства, укрывающего поверхность головы и защищающих как поверхность головы, так и помещения с окружающими предметами от различных видов загрязнений (химических, биологических, физических).

3. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

3.1. Состав: нетканые материалы типа спанбонд различных цветов, стягивающая резинка;

3.2. Упаковка: групповая по 10шт., 50шт., 100шт. или №1 в инд. упаковке

4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4.1. Шапочки предназначены для поддержания режимов чистоты в учреждениях здравоохранения, косметических салонах, парикмахерских, предприятиях пищевой и химической промышленности, а также других объектах.

4.2. Шапочки предназначены для индивидуального одноразового кратковременного использования во внутренних помещениях с повышенными требованиями к чистоте при температуре от +5С° до +30С°;

5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Возьмите шапочку, раскройте гофрированную полосу (гармошку) пальцами и аккуратно наденьте на голову, чтобы шапочка закрывала полностью волосы, расправьте для удобства.

5.2. Повторное надевание шапочек не допустимо, необходимо надевать новую.

5.4. Не оставляйте снятые использованные шапочки в открытом виде. Использованные шапочки после снятия поместите в емкость для отходов и обязательно помойте руки водой с мылом или обработайте руки антисептиком.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6.1. Индивидуальная непереносимость материалов.

7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

7.1. Шапочки должны храниться в помещениях для одноразовой одежды и/или белья;

7.2. Срок хранения — 5 лет;

7.3. Использованные шапочки - пригодны для вторичной переработки для промышленно-технических целей.

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

8.1. ООО «ФАРМА-МАРКЕТ», Республика Беларусь, 220071, г. Минск, ул. Платонова, 28-30а
тел/факс: (+375-17) 270-61-70; 270-61-71; 270-61-72, e.mail: farma.market2015@yandex.ru