



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Устройство полимерное с полимерной кистью для хранения и нанесения на кожу раствора
спиртового бриллиантового зеленого 1% УПКП "Бз - "ЛЕККЕР+"
ТУ 9398-006-54291689-2011

1. Назначение

Устройство предназначено для обработки повреждённых участков кожных покровов. Для оказания первой медицинской помощи при ссадинах, травмах и различных заболеваниях кожи.

Раствор спиртовой бриллиантового зеленого обладает антисептическим, подсушивающим свойствами и оказывает противовирусный, противомикробный, противогрибковый эффект. Без рецепта врача.

Рекомендации по применению:

- инфекционно-воспалительные заболевания кожи
- ссадины, порезы
- микротравмы

2. Способ применения

Наружно для индивидуального применения. Поврежденные участки кожи обрабатывают раствором по мере необходимости.

- Открыть колпачок;
- В вертикальном положении слегка нажать на корпус до наполнения кисти раствором;
- Обработать поврежденный участок кожного покрова;
- Плотнo закрыть колпачок.

3. Меры предосторожности.

Противопоказано при индивидуальной непереносимости используемого раствора. При обработке поврежденного кожного покрова возможно кратковременное ощущение жжения, которое проходит самостоятельно.

4. Правила хранения и использования

Хранить плотно закрытым колпачком вверх, в недоступном для детей, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности 2 года (24 месяца)



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Устройство полимерное с полимерной кистью для хранения и нанесения на кожу раствора
спиртового йода 5% УПКП "Йод - "ЛЕККЕР+"
ТУ 9398-006-54291689-2011

1. Назначение

Устройство предназначено для обработки повреждённых участков кожных покровов. Для оказания первой медицинской помощи при ссадинах, травмах и различных заболеваниях кожи.

Йод раствор спиртовой обладает антисептическим, подсушивающим свойствами и оказывает противовирусный, противомикробный, противогрибковый эффект. Без рецепта врача.

Рекомендации по применению:

- инфекционно-воспалительные заболевания кожи
- ссадины, порезы
- микротравмы

2. Способ применения

Наружно для индивидуального применения. Поврежденные участки кожи обрабатывают раствором по мере необходимости.

- Открыть колпачок;
- В вертикальном положении слегка нажать на корпус до заполнения кисти раствором;
- Обработать поврежденный участок кожного покрова;
- Плотно закрыть колпачок.

3. Меры предосторожности.

Противопоказано при индивидуальной непереносимости используемого раствора. При обработке поврежденного кожного покрова возможно кратковременное ощущение жжения, которое проходит самостоятельно.

4. Правила хранения и использования

Хранить плотно закрытым колпачком вверх, в недоступном для детей, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности 2 года (24 месяца)