



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «НКФ Омега-Дент»

Г.Г. Ростиашвили
09 марта 2023 г.

Инструкция по применению

Средство для снижения чувствительности дентина

«Сенсистаб»

по ТУ 9391-018-49908538-2005

РУ № ФСР 2010/08046 от 22.06.2010

Показания и свойства

- повышенная чувствительность дентина в пришеечной области;
- устранение чувствительности перед постановкой временных коронок;
- устранение чувствительности после профилактической чистки зубов;
- устранение чувствительности в процессе и после отбеливания зубов;
- устранение чувствительности при оголении шейки зубов;
- устранение чувствительности, вызванной химическими и термическими изменениями;
- пародонтальная хирургия.

«Сенсистаб» применяется при повышенной чувствительности дентина в пришеечной области. Средство используется перед тем, как установить временные коронки, при отбеливании и после профилактической чистки зубов, а также в пародонтальной хирургии.

«Сенсистаб» отличается легкостью нанесения и биологической совместимостью с мягкими тканями. Он не обесцвечивает эмаль и не отличается токсичностью.

За счет особого химического состава с помощью средства «Сенсистаб» возможно удаление смазанного слоя, герметизация дентинных канальцев и снятие дентинной чувствительности за один прием. После этого нет необходимости в очистке поверхности зуба или промывании.

«Сенсистаб», вступая в реакцию с гидроксиапатитом зуба, образует небольшие гранулы кальция, оседающие за несколько секунд на поверхности живого дентина и внутри дентинных канальцев. Посредством этих кислотоустойчивых кристаллов образуются химический и биологический комплексы с основой живого дентина. Средство «Сенсистаб» нетоксично, не обесцвечивает зубы, легко наносится и биологически совместим с мягкими тканями. «Сенсистаб» позволяет загерметизировать дентинные канальцы и снять дентинную чувствительность за один прием. Ни очистки поверхности зуба, ни промывания не требуется.

Противопоказания

Не использовать не по назначению.

Способ применения

После этапов, предшествующих подготовке для проведения процедуры снятия чувствительности, обрабатываемый участок желательно очистить и тщательно промыть водой. Изолировать подготовленный участок любым доступным методом. Осушить обрабатываемый участок потоком воздуха. Избыточная влага может препятствовать эффективному процессу. Нанести несколько капель «Сенсистаб» из флакона-капельницы на прилагаемый блокнот. Используя микрокисточки или хлопковые шарики, нанести

«Сенсистаб» на обрабатываемый участок и круговыми или продольными движениями, как бы втирая «Сенсистаб» в дентин обрабатываемого участка. В случаях высокой чувствительности повторить 2-3 раза. Средство можно наносить как на сухую, так и на влажную поверхность. После нанесения выдержать 1 мин., затем удалить «Сенсистаб» с обработанной поверхности. После обработки может наблюдаться бело-матовый налет из кристаллов кальция.

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.

Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

Форма выпуска и комплектация

Средство (флакон-капельница) 8 мл – 1 шт.;

Блок для смешивания – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.

Во время транспортировки и хранения при низкой температуре возможно выпадение кристаллического осадка. Для его растворения следует поместить препарат в теплое место с температурой более +20°C. Для лучшего растворения осадка следует взболтать флакон.

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные).

Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «НКФ Омега-Дент»

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212

Тел.: +7 (800) 500-51-92

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53

E-mail: info@omegadent.ru

www.omegadent.ru