



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «Леппромразвитие»



Д.В. Щелкунов

20 24 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Слюноотсос стоматологический одноразовый ТУ ВУ 700056270.018-«проект»

1. Наименование медицинского изделия

Слюноотсос стоматологический одноразовый (далее: слюноотсос) выпускается согласно ТУ ВУ 700056270.018-«проект» двух типов:

слюноотсос стоматологический одноразовый со съемным наконечником;
слюноотсос стоматологический одноразовый с фиксированным наконечником.
Приведенное далее описание относится к каждому типу.

2. Назначение медицинского изделия

Слюноотсос предназначен для всасывания (аспирации) жидкости (слюны), аэрозолей и находящихся в жидкости во взвешенном состоянии твердых частиц из ротовой полости пациента при проведении стоматологических процедур.

3. Область применения

Слюноотсос применяется в лечебных и лечебно-профилактических целях и предназначен для использования в стоматологических учреждениях квалифицированным персоналом.

4. Описание изделия

Слюноотсос состоит из трубки (рис. 1, поз. 1), армированной проволокой и наконечника (рис. 1, поз. 2).

Наконечник в зависимости от типа слюноотсоса может быть съемным (материал изготовления – ПЭВД), либо фиксированным (материал изготовления – пластикат ПВХ медицинского назначения или ПЭВД) на трубке.

Трубка слюноотсоса может быть как бесцветной (прозрачной), так и в различных цветовых исполнениях (зеленый, желтый, синий и т.д.). Материал, из которого изготовлена трубка – пластикат ПВХ медицинского назначения.

