

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ:

Данная инструкция распространяется на весь перечень регистрируемой продукции:

1. Раствор (система для очистки) для контактных линз:

- Растворы для ухода за контактными линзами: раствор многофункциональный для ухода за всеми типами мягких контактных линз VID Sensitive (флакон, мл: 120, 350) в составе: контейнер для хранения контактных линз.
- Растворы для ухода за контактными линзами: раствор многофункциональный для ухода за всеми типами мягких контактных линз AQUASOFT (флакон, мл: 120, , 250, 350) в составе: контейнер для хранения контактных линз.
- Растворы для ухода за контактными линзами: раствор многофункциональный для ухода за всеми типами мягких контактных линз AVIZOR UNICA SENSITIVE (флакон, мл: 100, 350) в составе: контейнер для хранения контактных линз.
- Растворы для ухода за контактными линзами: раствор многофункциональный для ухода за всеми типами мягких контактных линз AVIZOR ALVERA (флакон, мл: 100, 350) в составе: контейнер для хранения контактных линз.

2. Раствор увлажняющий и смазывающий для контактных линз:

- Растворы для ухода за контактными линзами: раствор для увлажнения и смазывания всех типов мягких контактных линз AVIZOR COMFORT LACRIFRESH (флакон, мл: 15)
- Растворы для ухода за контактными линзами: раствор увлажняющий и смазывающий для ухода за всеми типами мягких контактных линз AVIZOR MOISTURE LACRIFRESH (флакон, мл: 15)

Производства Avizor S.A., Avenida de la Innovación, 2 - 28919 Leganés, SPAIN / АО «АВИЗОР», Авенида де ла Инновасьон, 2 - 28919 Леганес, Испания

1. Перед тем, как прикоснуться к вашим контактным линзам, вымойте ваши руки водой с мылом.
2. Положите линзу на ладонь, капните несколько капель раствора и в течение нескольких секунд аккуратно потрите ее с обеих сторон.
3. Ополосните ваши линзы с обеих сторон раствором минимум в течение 5 секунд.
4. Поместите каждую линзу в свою ячейку контейнера и убедитесь в том, что линзы полностью погружены в раствор. Закройте контейнер и осторожно потрясите его в течение нескольких секунд.
5. Для обеспечения полной дезинфекции линзы помещают в раствор не менее, чем на 6 часов (либо на всю ночь).
6. По завершении процесса дезинфекции вы можете сразу же надеть ваши линзы (на глаза), или же предварительно ополоснуть их раствором.
7. Промойте контейнер для линз раствором и оставьте сушиться на воздухе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- После вскрытия флакон можно использовать только в течение 90 последующих дней.
- После каждого использования плотно закрывайте флакон.

- Не используйте раствор, если защитная пленка отсутствует или повреждена.
- В закрытом контейнере ваши линзы могут храниться в течение 30 дней.
- Не принимайте раствор внутрь и держите в недоступном для детей месте.
- Хранить при комнатной температуре.
- Во избежание загрязнения не допускайте, чтобы наконечник флакона касался какой-либо поверхности.
- В случае появления раздражения глаз проконсультируйтесь с вашим врачом.
- Перед началом использования любых лекарственных препаратов для глаз предупредите своего лечащего врача о том, что вы носите контактные линзы.
- Не используйте раствор, если у вас имеется аллергия на какой-нибудь из компонентов.
- Никогда не используйте воду из-под крана для промывания ваших линз или контейнера.
- Не используйте раствор после истечения срока годности.
- Выливайте раствор из контейнера после каждого использования.
- Ваш доктор может порекомендовать вам дополнительные средства ухода или изменить процедуру очистки линз в зависимости от состояния вашей слезной пленки, типа линз, используемых вами, и срока использования. Всегда следуйте рекомендациям вашего доктора и никогда не меняйте рекомендованные процедуры без предварительной консультации с ним.

Avizor S.A./ АО «АВИЗОР»
Avenida de la Innovación, 2 - 28919 Leganés, SPAIN
Авенида де ла Инновасьон, 2 - 28919 Леганес, Испания

Peter Bulte / Питер Булте
General Director
Генеральный Директор

