




MEDICAL CASE

Набор для получения и введения
аутологичной плазмы **Medical Case**

Инструкция по применению



А.А. Усманов
коп - от 15.03.2024

КОПИЯ ВЕРНА

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Настоящая инструкция по применению распространяется на наборы для получения и введения аутологичной плазмы Medical Case (далее — Набор). Набор предназначен для забора крови с целью получения аутологичной плазмы крови, для инъекционного введения с целью лечения, восстановления и профилактики воспалительных и дегенеративных процессов мягких тканей. Области применения: косметология. Набор изготавливается в двух исполнениях: «Стандарт» и «Плюс». Вложения набора являются одноразовыми и стерильными изделиями. По классификации в зависимости от потенциального риска применения изделие относится к классу 2а. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р50444.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от +4°C до +25°C, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и вне воздействия прямых солнечных лучей. Транспортировка наборов может осуществляться любыми видами крытого отапливаемого транспорта с соблюдением условий хранения. Медицинское изделие хранить в местах недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованный набор, а также неиспользованный набор с истекшим сроком годности должен быть утилизирован в соответ-

КОПИЯ ВЕРНА

ствии с Правилами и Инструкциями, действующими в данном лечебном учреждении для утилизации медицинских отходов класса Б. При отсутствии инструкций, должны быть утилизированы как медицинские отходы класса Б в соответствии СанПиН. Потребительская упаковка (коробка) или транспортная тара (коробка) должна быть утилизирована, как медицинские отходы класса А в соответствии СанПиН или как бытовые отходы.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В условиях эксплуатации наборы нетоксичны, не вызывают местнораздражающих или аллергических эффектов при контакте с неповрежденной кожей и по параметру токсикологической безопасности допущены для медицинского применения. Производство наборов не выделяет в окружающую среду токсических веществ и не оказывает при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

- ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Повреждение кровеносных сосудов, гематомы.
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ: Противопоказаний к взаимодействию с другими медицинскими изделиями нет.


КОПИЯ ВЕРНА

Процедуру забора крови должны проводить только квалифицированные специалисты. Для правильного применения Набора необходимо знание персонала правил взятия венозной крови вакуумным методом. Медицинские работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты.

К ПРОЦЕДУРЕ ГОТОВЯТСЯ: 1 набор-пакет из комплекта, 2 одноразовые спиртовые салфетки, жгут, валик или специальная подушка. На процедурный столик ставится штатив для пробирок и стерильный лоток с держателем для пробирки.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕОБХОДИМО:

1. Вскрыть набор-пакет по насечке, взять катетер-бабочку с луер-адаптером 21G (0.8мм), снять защитный колпачок со стороны иглы, закрытой резиновой мембраной.
2. Вставить иглу в держатель и завинтить до упора.
3. Протереть место венепункции одноразовой спиртовой салфеткой.
4. Снять защитный колпачок с другой стороны катетер-бабочки.
5. Обхватить левой рукой предплечье пациента так, чтобы большой палец находился на 3-5 см. ниже места венепункции, натянуть кожу.
6. Расположить иглу по одной линии с веной, скосом вверх, и пунктировать вену под углом 15-30 градусов к коже до ощущения попадания в пустоту. Зафиксировать иглу пластырем.



7. Вставить пробирку в держатель со стороны ее крышки. Большим пальцем надавить на дно пробирки, удерживая при этом ободок держателя указательным и средним пальцем. Под действием вакуума кровь самостоятельно начнет набираться в пробирку. Жгут необходимо снять сразу же после начала поступления крови в пробирку. Убедиться, что пациент разжал кулак.

8. Кровь должна проходить в пробирку, пока полностью не компенсирует созданный в ней вакуум. Если кровь не поступает, это значит, что игла прошла вену насквозь. В этом случае нужно немного вытянуть иглу, но не вынимать, пока кровь не пойдет в пробирку. Точность заполнения пробирки составляет $\pm 10\%$ от номинального объема.

9. После того, как в пробирку прекратила поступать кровь, извлечь пробирку из держателя. При необходимости присоединить следующую пробирку.

10. Вынуть катетер-бабочку из вены и положить ее в лоток. Никогда не извлекать иглу с надетой пробиркой, так как это приведет к вытеканию крови из «венозного» конца иглы.

11. Нанести на этикетку фамилию и инициалы пациента, его пол, возраст. На пунктируемую вену наложить сухую стерильную салфетку, заклеить бактерицидным пластырем или наложить давящую повязку.

12. Установить пробирку в центрифугу. При необходимости установить противовес. Время между процедурой забора крови и центрифугированием не должно превышать 10 минут. Относительная сила центрифугирования: 900g (850-1250g) в течение 5 минут.

13. После центрифугирования клетки крови разделяются: эритроциты находятся под разделительным гелем, плазма крови с тромбоцитами находится над разделительным гелем. После центрифугирования получаем около 3 - 5 мл плазмы в каждой пробирке. Осторожно переворачиваем пробирки несколько раз для равномерного распределения тромбоцитов в плазме.

14. Проколоть крышку (предварительно обработав ее антисептиком) пробирки в месте углубления и провести забор аутологичной плазмы шприцем 5 мл иглой 21G, избегая попадания геля в иглу.

15. Полученную инъекционную форму аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) вводить немедленно в ткани согласно показаниям.

> После окончания процедуры использованную иглу вместе с одноразовым держателем поместить в контейнер для утилизации медицинских отходов острых предметов класса Б.

>> Многоразовые держатели отсоединяются путем помещения иглы в специальное отверстие в крышке контейнера. Игла открывается от держателя, оставаясь в контейнере.

>>> В целях предотвращения контакта с кровью запрещается разбирать иглу и держатель в руках! Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет, снять пластырь.

КОПИЯ ВЕРНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
характеристики применяемых расходных
материалов (по применимости)

Наименование изделия	Количество изделий (шт.)	
	Стандарт	Плюс
 Пробирка 8,5 мл	1	2
 Шприц 5 мл с иглой или без 22G (0,7×40мм)	1	2
 Игла-бабочка 21G (0,8х(19,20,25,38)) с луер-адаптером	1	1
 Игла 30G×½" (0,3×13мм)	2	2
 Игла 21G×1½" (0,8×40мм)	1	2
		

СОСТАВ НАБОРОВ: Пробирка изготовлена из медицинского пластика с вакуумом внутри. Пробирка предназначена для забора крови, выделения в процессе центрифугирования аутологичной плазмы крови, очищенной от эритроцитов и лейкоцитов, с сохранением в ней свободных тромбоцитов.

Пробирка герметично закрыта резиновой пробкой, сверху пробки надет пластиковый колпачок, имеющий зеленую окраску, верхняя часть колпачка снабжена отверстием. На внутреннюю стенку пробирки в верхней и средней ее части нанесен мелко-дисперсионный натрия гепарин, в нижней части пробирки — полимерный разделительный гель.

КОПИЯ ВЕРНА

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Противопоказания к забору крови определяет лечащий врач (напр.: системные заболевания крови, анемия, беременность, злокачественные новообразования).



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Повторное использование
пробирок и расходных материалов.

Использовать медицинские изделия
после истечения срока годности.

Стерилизовать изделие.

Использовать изделие
не по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Внимание: только для однократного применения. После использования весь комплект утилизируется согласно нормам утилизации инструментов, потенциально загрязненных кровью. **В случае повторного использования рисками являются:** контактирование пациента или врача с кровью и потеря эффективности комплекта.

КОПИЯ ВЕРНА

Предупреждения: следуйте мерам предосторожности при работе с иглами. Не закрывать иглы после использования колпачком и выбросить в контейнер для биологически опасных отходов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия в течение всего срока годности требованиям национальных стандартов и документации производителя при соблюдении правил транспортирования, хранения и правильного применения, установленных настоящим нормативным документом и инструкцией по применению. Изготовитель не несет ответственности за причиненный вред, который был нанесен самостоятельным или неквалифицированным использованием изделия.

Срок годности: см. на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Компания «Медикал Кейс»
420061, г. Казань, улица Николая Ершова, 29Б, офис 704

Телефон:
+7 (843) 210-29-29

E-mail:
info@medicalcase.ru

КОПИЯ ВЕРНА



MEDICAL CASE

Горячая линия:
8 800-100-68-29 (звонок по России бесплатный)

КОПИЯ ВЕРНА