

1. НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА

Набор предназначен для постановки реакции секвенирования по методу Сэнгера с использованием флуоресцентно-меченых дидезоксинуклеотидтрифосфатов и последующим разделением сиквенс-продуктов методом капиллярного электрофореза.

2. СОСТАВ НАБОРА

В состав набора входят инструкция по применению, паспорт-вкладыш (паспорт ОТК) и следующие компоненты:

Набор на 24 реакции:

- 2,5х реакционный премикс, 1 пробирка, $(192,0 \pm 3,0)$ мкл.;
- 5х реакционный буфер, 1 пробирка, $(300,0 \pm 5,0)$ мкл.;
- раствор контрольной ДНК, 1 пробирка, $(5,0 \pm 0,5)$ мкл.;
- раствор контрольного праймера, 1 пробирка, $(5,0 \pm 0,5)$ мкл.

Набор на 100 реакций:

- 2,5х реакционный премикс, 1 пробирка, $(800,0 \pm 5,0)$ мкл.;
- 5х реакционный буфер, 1 пробирка, $(500,0 \pm 5,0)$ мкл.;
- раствор контрольной ДНК, 1 пробирка, $(10,0 \pm 0,5)$ мкл.;
- раствор контрольного праймера, 1 пробирка, $(10,0 \pm 0,5)$ мкл.

Набор на 1000 реакций:

- 2,5х реакционный премикс, 5 пробирок, $(8000,0 \pm 5,0)$ мкл.;
- 5х реакционный буфер, 2 пробирки, $(4000,0 \pm 5,0)$ мкл.;
- раствор контрольной ДНК, 1 пробирка, $(10,0 \pm 0,5)$ мкл.;
- раствор контрольного праймера, 1 пробирка, $(10,0 \pm 0,5)$ мкл.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ

3.1 При работе с буфером следует надевать спецодежду (халаты) по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132 и одноразовые резиновые перчатки по ГОСТ 3.

3.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и периодичность контроля должны соответствовать требованиям гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37.

3.3 Утилизация отработанного буфера должна проводиться в соответствии с законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. «Об обращении с отходами».

3.4 Категорически запрещается прием пищи, использование косметических принадлежностей и курение в помещениях, предназначенных для работы с образцами ДНК.

3.5 Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками. При контакте, промыть большим количеством проточной воды.

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Для использования набора при постановке реакции секвенирования по методу Сэнгера необходимо:

1. Набор полуавтоматических пипеток переменного объема, позволяющих отбирать объемы жидкостей 0,5-10 мкл.; 2-20 мкл. и 10-100 мкл.
2. Пластиковые наконечники для полуавтоматических пипеток переменного объема с аэрозольным барьером до 100 мкл.
3. Полипропиленовые пробирки вместимостью 0,5 мл. с закрывающимися плоскими крышками.
4. Отдельные халаты и одноразовые нитриловые перчатки без талька;
5. Морозильная камера, отрегулированная на температуру от минус 18 до минус 24 °С.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАБОРА

Эксплуатацию набора следует проводить при комнатной температуре. Предварительно, перед использованием набора, его компоненты следует разморозить и перемешать каждый компонент. В случае наличия осадка в любом из компонентов набора следует заменить данный компонент.

В условиях ПЦР бокса разморозьте 2,5х реакционный премикс и 5х реакционный буфер. Перемешайте реагенты на центрифуге-вортексе и осадите содержимое в течение 5-10с при 500-700g.

Для постановки реакции амплификации смешайте компоненты набора. Общий объем смеси для одной реакции составляет 20 мкл, однако его можно уменьшить до 10 мкл.

При разведении реакционного премикса до 1х значения, в смеси для амплификации не используется 5х реакционный буфер. При данных условиях могут нарабатываться избыточные количества сиквенс продуктов, что приводит к избыточным значениям флуоресценции в ходе разделения продуктов реакции на генетическом анализаторе. С целью экономии реагентов, рекомендуется снизить количество 2,5х реакционного премикса при подготовке смеси для амплификации, при этом в смесь следует добавить 5х реакционный буфер. Зависимость количества добавляемого 5х реакционного буфера можно рассчитать по формуле 1:

$$V_{\text{буф}} = ((V_{\text{реак}}/2,5) - V_{\text{премикс}})/2 \quad (1)$$

где $V_{\text{буф}}$ – количество 5х реакционного буфера, которое следует добавить;

$V_{\text{реак}}$ – общий объем смеси для амплификации;

$V_{\text{премикс}}$ – количество добавленного 2,5х реакционного премикса

Пример такой смеси для амплификации – количества добавляемых реагентов - приведен в Таблице 1.

Таблица 1 – Количества добавляемых компонентов в смесь для амплификации

Компонент	Объем 20 мкл.	Объем 10 мкл.	Объем 20 мкл.*	Объем 10 мкл.*
2,5х реакционный премикс	8 мкл	4 мкл	1 мкл	1 мкл
5х реакционный буфер	-	-	3,5 мкл	1,5 мкл
Праймер (3,2 – 5 пкмоль/мкл)	1 мкл	1 мкл	1 мкл	1 мкл
ДНК	см. таблицу 2	см. таблицу 2	см. таблицу 2	см. таблицу 2
Деионизированная вода	до 20 мкл	до 10 мкл	до 20 мкл	до 10 мкл

Примечание* - указаны количества компонентов, если в смесь для амплификации добавить 1 мкл 2,5х реакционного премикса.

Таблица 2. Рекомендуемое количество ДНК

ДНК-матрица	Количество, нг
ПЦР-фрагменты 100-200 п.н.	3-10 нг
ПЦР-фрагменты 500-100 п.н.	5-20 нг
ПЦР-фрагменты 1000-2000 п.н.	10-40 нг
ПЦР-фрагменты >2000 п.н.	20-50 нг
Плазмидная ДНК	150-300 нг
Геномная ДНК бактерий	2-3 мкг

При постановке контрольной реакции в смесь для амплификации добавьте 1 мкл. раствора контрольной ДНК и 1 мкл. раствора контрольного праймера. 0,2 мл. стрипованные пробирки с готовой смесью для амплификации закрыть крышками. При использовании 96-луночного планшета, лунки заклеить адгезивной пленкой с использованием аппликатора. Содержимое перемешать путем встряхивания или с помощью вортекса, а после осадить на центрифуге в течение 10 с. при 500-700 гр.

Поместите пробирки или планшеты в термоциклер. Выберите и запустите следующий протокол:

денатурация	96 °С, 45 сек.	1 цикл
элонгация/удлинение	96 °С, 10 сек. → 50 °С, 5 сек. → 60 °С 4 мин.	25 циклов
хранение	4 °С	∞

После завершения программы амплификации, следует очистить сиквенс продукты от компонентов смеси для амплификации. Приступить к очистке можно сразу или отложить на более поздний срок – при этом смесь для амплификации, содержащую сиквенс продукты, следует хранить в защищенном месте при +4°C в течение ночи или при –20°C при более длительном хранении.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА

1. Набор должен храниться при температуре минус (18 - 24) °C в плотно закрытой таре в защищённом от света месте в течение всего срока годности.

2. Не смешивать компоненты набора из разных партий.

3. Для отбора и добавления компонентов набора рекомендуется использовать автоматические пипетки со сменными наконечниками, аттестованными на точность по значению средней дозы и сходимость результатов пипетирования.

4. Во избежание контаминации рекомендуется вносить компоненты набора наконечниками с аэрозольным барьером.

5. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора и квалифицированное проведение анализа.

6. При несоблюдении указаний по применению, производитель не несёт ответственности за результаты анализа.

7. Срок годности набора 12 месяцев.