

Медицинское изделие – Только для использования стоматологами.

Прецизионный слепочный материал на основе силикона с конденсационной полимеризацией.

oxasil	EN ISO 4823	Цвета	Дозировка ^{*2}		Время смешивания	Время обработки ^{*1}	Выдержка в ротовой полости
			Base	Пастаактиватор	с	мин:с	мин:с
Soft Putty	Тип 0	Желтый	1 ложка (10,7 g/9,5 ml)	6-8 делений (0,32 g/0,29 ml)	30	1:00	4:00
Putty	Тип 0	Желтый	1 ложка (14,4 g/9,5 ml)	4-6 делений (0,21 g/0,19 ml)	30	1:00	4:00
Mucosa	Тип 1	Оранжевый	12 делений (9,0 g/7,6 ml)	12 делений (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00
Light Flow	Тип 3	Синий	12 делений (8,6 g/7,6 ml)	12 делений (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00
Very Light Flow	Тип 3	Синий	12 делений (8,5 g/7,6 ml)	12 делений (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00

Для нанесения можно использовать бумагу для смешивания (артикул 66004363), приобретаемую отдельно, ложку и миску для смешивания. Получение правильной смеси можно гарантировать, только если используются точные значения массы и объема, приведенные в таблице ниже.

^{*1} При комнатной температуре 23°C (73°F), 50 % отн. влажности.
Более высокие температуры могут уменьшить, а более низкие температуры – увеличить это время.

^{*2} 1 деление = 1,3 см; относится к бумаге для смешивания (артикул 66004363), приобретаемой отдельно

тип 0 = пластичная консистенция
тип 1 = низкой текучести
тип 3 = легкотекучая консистенция

Цель

Эластомерный прецизионный слепочный материал на основе силикона с конденсационной полимеризацией для снятия слепков путем прямого применения.

Эти стоматологические дополнительные принадлежности подходят для пациентов, которые нуждаются в стоматологическом лечении по следующим показаниям, с учетом противопоказаний. Из-за своего состава данный продукт не подходит для использования у беременных и кормящих женщин, а также у детей в возрасте до 6 лет.

Медицинские изделия Kulzer обеспечивают реабилитацию функций полости рта, в частности жевательной функции, речи и эстетики. Они стабилизируют сохранившиеся зубы и (или) альвеолярный гребень терапевтически или ортопедически либо используются в качестве дополнительных принадлежностей в процессе реабилитации.

Показания

Предназначен для снятия слепков любым способом.

Противопоказания

Продукт содержит аллергены: масло перечной мяты, оловоорганические соединения. Применение этого продукта противопоказано в случае известной или подозреваемой аллергии на компоненты этого продукта. Противопоказано беременным и кормящим женщинам и детям в возрасте до 6 лет.

Возможные побочные эффекты

В отдельных случаях данный продукт или один из его компонентов может вызывать реакции гиперчувствительности. При подозрении на такую реакцию информацию об ингредиентах можно получить у производителя.

Применение изделия

В целях наибольшей эффективности не рекомендуется использовать с другими силиконовыми компонентами и активаторами. Перед первым использованием провести визуальный контроль на наличие повреждений. Запрещается использовать поврежденные продукты. Необходимо плотно закрывать контейнер после использования.

Не допускайте наличия избытков материала на ложке для оттиска или во рту пациента, т. к. это может привести к проявлению рвотного рефлекса, заглатыванию материала или аспирации. Для снижения риска возникновения таких ситуаций во время снятия оттиска пациент должен находиться в положении, наиболее приближенном к вертикальному. Не оставляйте никаких остатков материала в слюняке или полости рта, так как это может привести к образованию абсцессов.

При наличии существенных поднутрений, сильно неровных зубов или других критических состояний в протезном ложе необходимо выполнить соответствующую блокировку в случае применения слепочных материалов oxasil.

Изготовление модели

Заливка оттиска может осуществляться уже через 30 мин после извлечения из ротовой полости, без ограничений во времени. Оттиск сохраняет стабильные размеры в течение 21 дней.

Рекомендуемый моделировочный материал

Могут применяться любые стандартные моделировочные материалы.

Наша рекомендация:

Гипс класса III, MOLDANO®

Гипс класса IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Дезинфекция

Слепки можно обрабатывать водным раствором гипохлорита натрия (5,25% не более 10 минут*) или другими дезинфицирующими растворами, пригодными для силиконов. При этом соблюдать инструкции по дезинфекции/обработке, выданные производителем.

* Gelson Luis Adabo, DDS, PhD, Elaine Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD –
Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4, 1999

Адгезия

Мы рекомендуем использовать наш универсальный клей.

Общая информация

Пожалуйста, внимательно соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности и все инструкции по обработке в других разделах. Этот продукт может быть обработан только в соответствии с инструкцией по применению. Любое использование с нарушением этих инструкций осуществляется по усмотрению и под исключительную ответственность стоматолога.

Предупреждение и меры предосторожности

Огнеопасно. Может вызвать раздражение слизистой глаз, респираторных органов и кожи. **Носить защитные перчатки в соответствии с EN 420, категория III, с защитой от химических рисков в соответствии с EN 374, тип C.** Надевать защитную одежду / защиту глаз/лица. Избегайте попадания на кожу и в глаза. Возможна сенсибилизация при контакте с кожей. При попадании в глаза промыть водой в течение нескольких минут. Если симптомы не проходят, обратитесь к офтальмологу. Если продукт попадет на кожу, немедленно тщательно промойте водой с мылом. Не глотать. Если после проглатывания откусного материала возникают проблемы со здоровьем, немедленно обратитесь к врачу. Кишечная блокада может возникнуть в редких случаях.

Условия хранения

Храните при температуре не выше 25°C (77°F). Хранить в сухом месте. Не используйте продукт после истечения срока годности.

Примечание об утилизации

Рекомендация. Утилизация в официально установленном порядке. Не выбрасывайте содержимое или частично пустую упаковку как бытовой мусор и не допускайте их попадания в систему канализации. Европейский каталог отходов: 180106 Химикаты, содержащие опасные вещества или состоящие из них.

Уведомление о жалобе

Указывайте номер партии и номер изделия или UDI во всей переписке, касающейся продукта.

Номер изделия **REF** и номер партии **LOT** или UDI: см. примечание на упаковке.

В соответствии с регламентом ЕС по медицинским изделиям, пользователи или пациенты должны сообщать о серьезных происшествиях, связанных с медицинским изделием, производителю и уполномоченному органу в стране, где имело место происшествие.

Дата редакции документа: