

endo★star S-ФАЙЛЫ ЮНИК (UNIQUE S-FILES)

1. Общее описание:

Endostar Unique S-files – это инструменты с сечением файлов типа S, имеющие нестандартные размеры, так называемые «половинки», с помощью которых можно с еще большей точностью подобрать файл к конкретному клиническому случаю. Файлы Unique S-files предотвращают возникновение ступеней в канале. Эти инструменты представлены в следующих размерах: 12,5; 17,5 и 22,5. S файлы – это одни из самых эффективных инструментов для обработки корневого канала с высокой режущей способностью. Можно ими работать движениями вверх-вниз или вращательными движениями.

- нестандартные размеры 12,5; 17,5, а также 22,5,
- высокая режущая способность,
- очень высокая способность транспортировки дентина наружу,
- 2 режущие грани под углом 90 градусов (грани размещены симметрично относительно оси симметрии на 180 градусов),
- поперечный разрез: 
- высокоточно отшлифованная форма, сделанная из специальной, исключительно твердой, а вместе с тем эластичной нержавеющей стали,
- предотвращают возникновение ступеней в канале,
- не режущий кончик,
- отличная эластичность,
- миллиметровая шкала от 18 до 25 мм размещена на металлической части файла,

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 1-2 раза в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не изогнут (не касается случаев специального загибания инструмента под кривизну канала), не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	12,5	17,5	22,5
Количество использований	1-2	1-2	1-2

3. Очистка и дезинфекция:

Подробно инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 3 минуты под давлением 2,1 бар. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

7. Требования к продукту:

Пожалуйста, сообщите дистрибьютору и производителю о любых претензиях или неблагоприятных событиях, возникших в результате эксплуатации данного устройства. О каждом серьезном инциденте, связанном с данным изделием, следует сообщать производителю и компетентному органу

	Поперечный разрез
	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Медицинский прибор
	Номер по каталогу

	Упаковочная единица
	Дата производства
	Нержавеющая сталь

**Производитель:**

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Польша

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Дата последнего обновления инструкции: Июль 2022

endo★star ПЛАГГЕРЫ (FINGER PLUGGERS)

1. Общее описание:

Endostar Finger Pluggers - это уплотнители для вертикальной конденсации гуттаперчи в канале. Могут быть использованы также для конденсации лечебных паст для временной пломбировки канала.

- сделаны из нержавеющей стоматологической стали,
- имеют форму конуса с ровно срезанным концом,
- эргономическая ручка с напечатанным размером по ISO.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 1-3 раза в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не изогнут (не касается случаев специального загибания инструмента под кривизну канала), не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	15	20	25	30	35	40
Количество использований	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3

3. Очистка и дезинфекция:

Подробно инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 35-40 минут. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Нержавеющая сталь



Производитель:

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Дата последнего обновления инструкции: 01.2018

endo★star К-ФАЙЛЫ ЮНИК (UNIQUE K-FILES)

1. Общее описание:

Endostar Unique K-files - это специальные эндодонтические инструменты. Юник К-файлы имеют конфигурацию «К-файла» в поперечном сечении и имеет нестандартные размеры ISO - так называемые "полуразмеры". Это помогает подобрать их под конкретный клинический случай. Использование юник К-файлов позволяет избежать лишних шагов во время препарирования корневого канала. Существуют следующие размеры инструментов: 12,5; 17,5 и 22,5. Юник К-файлы Endostar - это безопасные инструменты с четырьмя режущими кромками. Традиционно инструменты этой группы изготавливаются из нержавеющей стали и имеют форму, предложенную доктором Kerr.

- нестандартные размеры 12,5; 17,5, а также 22,5,
- 4 режущие кромки,
- сделаны из нержавеющей стали,
- 2 режущие грани под углом 90 градусов (грани размещены симметрично относительно оси симметрии на 180 градусов),
- поперечный разрез: 
- отличная эластичность,
- безопасный, неинвазивный (не слишком агрессивный).

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 1-2 раза в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не изогнут (не касается случаев специального загибания инструмента под кривизну канала), не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	12,5	17,5	22,5
Количество использований	1-2	1-2	1-2

3. Очистка и дезинфекция:

Подробно инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 3 минуты под давление в 2,1 бар. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

7. Требования к продукту:

Пожалуйста, сообщите дистрибьютору и производителю о любых претензиях или неблагоприятных событиях, возникших в результате эксплуатации данного устройства. О каждом серьезном инциденте, связанном с данным изделием, следует сообщать производителю и компетентному органу

	Поперечный разрез
	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Медицинский прибор
	Номер по каталогу

	Упаковочная единица
	Дата производства
	Нержавеющая сталь

**Производитель:**

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Польша

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Дата последнего обновления инструкции: Июль 2022

endo★star СПРЕДЕРЫ (FINGER SPREADERS)

1. Общее описание:

Endostar Finger Spreaders – это инструменты для боковой (латеральной) конденсации гуттаперчи. Сделаны из нержавеющей стоматологической стали и импортного сырья, гарантирующего высокое качество изделия.

- имеют форму острого конуса,
- эргономическая ручка с напечатанным размером по ISO.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 1-3 раза в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не изогнут (не касается случаев специального загибания инструмента под кривизну канала), не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	15	20	25	30	35	40
Количество использований	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 35-40 минут. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Нержавеющая сталь

**Производитель:**

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Дата последнего обновления инструкции: 01.2018

endo★star ПЛАГГЕРЫ NITI (NITI FINGER PLUGGERS)

1. Общее описание:

Endostar NiTi Finger Pluggers - это уплотнители для вертикальной конденсации гуттаперчи в канале. Могут быть использованы также для конденсации лечебных паст для временной пломбировки канала. Сделаны из никель-титанового сплава, что значительно увеличивает их эластичность и позволяет пломбирование искривленных каналов.

- имеют форму конуса с ровно срезанным концом,
- эргономическая ручка с напечатанным размером по ISO.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 2-5 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	15	20	25	30	35	40
Количество использований	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5

3. Очистка и дезинфекция:

Подробно инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 35-40 минут. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Никель - титан



Производитель:

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Дата последнего обновления инструкции: 01.2018

7.

endo★star СПРЕДЕРЫ NITI (NITI FINGER SPREADERS)

1. Общее описание:

Endostar NiTi Finger Spreaders – это инструменты для боковой (латеральной) конденсации гуттаперчи. Сделаны из никель-титанового сплава, что значительно увеличивает их эластичность и позволяет пломбирование искривленных каналов.

- имеют форму острого конуса,
- эргономическая ручка с напечатанным размером по ISO.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 2-5 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	15	20	25	30	35	40
Количество использований	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 35-40 минут. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Никель - титан

**Производитель:**

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Дата последнего обновления инструкции: 01.2018

endo★star К-ФАЙЛЫ NITI (NITI K – FILES)

1. Общее описание:

Файлы NiTi K - это эластичные и безопасные инструменты, сделанные из никель-титанового сплава. Их устойчивость при загибании в 10 раз больше, чем у инструментов из нержавеющей стали. Могут быть использованы в очень искривленных каналах, без вступительного загибания, где работа файлами из нержавеющей стали была бы затруднительной. Очень большая эластичность этих инструментов значительно уменьшает тенденцию к искусственному выпрямлению канала, уменьшает также риск застревания инструмента и снижает возможность перфорации канала.

- сделаны из никель-титанового сплава с памятью формы,
- 4 режущие грани,
- поперечный разрез: 
- большая эластичность,
- очень безопасные, не слишком агрессивные,
- эргономическая ручка.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 2-8 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием, показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
Количество использований	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 3 минуты под давление 2,1 бара. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

7. Требования к продукту:

Пожалуйста, сообщите дистрибьютору и производителю о любых претензиях или неблагоприятных событиях, возникших в результате эксплуатации данного устройства. О каждом серьезном инциденте, связанном с данным изделием, следует сообщать производителю и компетентному органу

	Поперечный разрез
	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Никель - титан
	Медицинский прибор
	Номер по каталогу
	Упаковочная единица
	Дата производства



Нержавеющая сталь



Производитель:

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Польша

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu



Дата последнего обновления инструкции: Июль 2022

endo★star S – ФАЙЛЫ (S – FILES)

1. Общее описание:

S-файлы – это одни из наиболее эффективных инструментов с очень высокой режущей способностью. Сконструированы, как объединенные две режущие грани H-файла. S-файлами можно работать как движениями вверх-вниз, так и вращательными движениями.

- высокая режущая способность,
- очень высокая способность транспортировки дентина наружу,
- точно отшлифованная форма, сделанная из специальной, исключительно твердой, а вместе с тем эластичной нержавеющей стали,
- 2 режущие грани под углом 90 градусов (грани размещены симметрично относительно оси симметрии на 180 градусов),
- поперечный разрез: 
- не режущий кончик,
- отличная эластичность,
- миллиметровая шкала от 18 до 25 мм размещена на металлической части файла, упрощающая определение длины (глубины) канала,
- эргономичная ручка с напечатанным размером по ISO.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 1-10 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не изогнут (не касается случаев специального загибания инструмента под кривизну канала), не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Количество использований	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Размер	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
Количество использований	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации: 3 минуты под давлением 2,1 бара. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

7. Требования к продукту:

Пожалуйста, сообщите дистрибьютору и производителю о любых претензиях или неблагоприятных событиях, возникших в результате эксплуатации данного устройства. О каждом серьезном инциденте, связанном с данным изделием, следует сообщать производителю и компетентному органу

	Поперечный разрез
	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Медицинский прибор
	Номер по каталогу

	Упаковочная единица
	Дата производства
	Нержавеющая сталь

**Производитель:**

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Польша

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

**www.poldent.pl, www.endostar.eu, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu**

Дата последнего обновления инструкции: Июль 2022

endo★star К-ФАЙЛЫ (K – FILES)

1. Общее описание:

К файлы – это стальные, безопасные инструменты с 4-мя режущими гранями. Отлично справляются с обнаружением и обработкой тонких каналов. Это одни из самых старых эндодонтических инструментов, запроектированных согласно форме, изобретенной доктором Kerr.

- 4 режущие грани,
- сделаны из нержавеющей стали,
- поперечный разрез: 
- отличная эластичность,
- безопасные, не слишком агрессивные,
- эргономическая ручка с напечатанным размером по ISO.

2. Рекомендованное количество использований:

Максимум 1-10 раз в зависимости от размера (см. Таблицу 1), при условии, что визуальный контроль, выполняемый стоматологом перед следующим использованием показывает, что инструмент не был поврежден предыдущим использованием, не изогнут (не касается случаев специального загибания инструмента под кривизну канала), не деформированный, не проявляет признаков "усталости" стержня инструмента, а также надёжно крепится к ручке. Использование инструмента большее число раз, чем рекомендуемое, может привести к его поломке в канале.

Таблица 1

Размер	06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Количество использований	1	1	1	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	4-5	4-5
Размер	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
Количество использований	4-5	4-5	4-5	4-5	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	

3. Очистка и дезинфекция:

Подробную инструкцию по очистке и дезинфекции можно найти на веб-сайте www.poldent.pl и www.endostar.eu.

4. Стерилизация:

Продукты нестерильные. Перед использованием следует их стерилизовать. Инструменты можно многократно стерилизовать в паровом автоклаве при температуре 134 градуса. Рекомендуемое время стерилизации 3 минуты под давление в 2,1 бар. Инструменты можно дезинфицировать в мягких дезинфицирующих средствах, а также можно их чистить в ультразвуковых мойках. Очень агрессивные дезинфицирующие средства могут привести к нарушению структуры материала, из которого сделана ручка, либо же к ее обесцвечиванию.

5. Хранение:

Инструменты следует хранить при комнатной температуре в сухой, чистой среде, без пыли.

6. Предупреждения:

Только для использования в стоматологии.

7. Требования к продукту:

Пожалуйста, сообщите дистрибьютору и производителю о любых претензиях или неблагоприятных событиях, возникших в результате эксплуатации данного устройства. О каждом серьезном инциденте, связанном с данным изделием, следует сообщать производителю и компетентному органу

	Поперечный разрез
	Знак CE
	Стерилизация в паровом автоклаве темп. 134°C
	Нестерильный продукт
	Для обработки канала зуба
	Партия товара
	Перед использованием прочитайте инструкцию
	Медицинский прибор

	Номер по каталогу
	Упаковочная единица
	Дата производства
	Нержавеющая сталь

**Производитель:**

Poldent Sp. z o. o.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa, Польша

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, e-mail: poldent@poldent.pl, endostar@endostar.eu

Дата последнего обновления инструкции: Июль 2022