

Настоящая инструкция устанавливает порядок применения аптечки первой помощи специальной «АППС» (далее – АППС), выпускаемой ООО «ЧЕФИ» по ТУ ВУ 100374412.010-2018 изм.1

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 АППС является изделием медицинского назначения, предназначена для оснащения личного состава армейских подразделений, силовых структур, экстренных служб или иных формирований, действующих в условиях чрезвычайных ситуаций, с целью оказания первой само- или взаимопомощи.

1.2. Аптечка представляет собой набор вложений (изделий медицинского назначения, медицинской техники, товаров хозяйственно-бытового назначения и т.д.), скомплектованный в единую групповую упаковку - чехол.

1.3. В состав АППС входит:

- пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный – 1 шт.
- средство для обеззараживания воды (10 таблеток в упаковке) – 2шт.
- жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха – 1шт.
- салфетка марлевая медицинская стерильная 16см х 14см – 4шт.
- бинт марлевый медицинский нестерильный 100мм х 5м – 1шт.
- пенал из полимерных материалов – 1шт.
- индивидуальный противохимический пакет – 1шт.
- чехол АППС.

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный.

Предназначен для наложения первичной антисептической повязки на рану или ожоговую поверхность, временной остановки наружного кровотечения, устранения открытого пневмоторакса.

Применение:

- разорвать по надрезу наружную оболочку;
- снять наружную оболочку, не касаясь внутренней прорезиненной поверхности;
- достать пакет из наружной оболочки;
- из складки внутренней бумажной оболочки вынуть булавку и снять внутреннюю оболочку;

- развернуть подушечки и наложить их на рану (ожог) стороной прошитой белой ниткой;
- прибинтовать подушечки бинтом;
- закрепить повязку булавкой;
- при пневмотораксе внутреннюю прорезиненную часть оболочки ППИ наложить на рану, прибинтовать, конец бинта закрепить булавкой.

2.2. Пакет противохимический индивидуальный.

Предназначен для проведения частичной санитарной обработки кожных покровов и прилегающих к ним участков обмундирования (воротник, манжеты рукавов).

Применение:

- разорвать по надрезу наружную оболочку;
- задержать дыхание, обработать открытые участки кожи, начиная с лица;
- надеть противогаз, обработать прилегающие участки обмундирования (воротник, манжеты рукавов).

2.3. Средство для обеззараживания воды.

Предназначено для обеззараживания питьевой воды, а также воды из природных водоемов, колодцев и подземных источников.

Запрещается прием таблеток внутрь!

Применение:

- наполнить флягу водой, освободить одну таблетку средства из упаковки
- поместить одну таблетку в наполненную водой флягу
- плотно завинтить крышку фляги
- энергичными движениями взболтать воду во фляге в течение 30-45 секунд
- отвинтить крышку фляги на 1/2 оборота и перевернуть флягу до попадания воды с растворенным препаратом в резьбовое соединение крышки и фляги
- плотно завинтить крышку фляги.

Употребление воды для питья **разрешается не ранее,** чем через 60 минут после растворения средства!

2.4. Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха.

Предназначен для временной остановки кровотечения из крупных венозных и артериальных сосудов.

Области ранения и наложения жгута кровоостанавливающего:

Наложённый жгут может находиться на раненном не более 2 часов. Через каждый 1 час, а в зимнее время через каждые 30 минут, жгут необходимо расслабить на несколько минут, предварительно прижав пальцем магистральный сосуд, для восстановления кровотока

Применение:

- наложить жгут кровоостанавливающий на одежду или любую подкладку из ткани, первым круговым ходом жгута остановить кровотечение, последующими обеспечить поддержание созданного давления, закрепить жгут, указать, кем наложен жгут, дату и время наложения жгута (запиской, подложенной под тур жгута или надписью на лбу раненного);
- ввести инъекционный анальгетик (см. порядок применения лекарственных препаратов в ампулах или шприц-тюбиках);
- выполнить транспортную иммобилизацию.

2.5. Бинт марлевый медицинский нестерильный 100мм x 5м.

Предназначен для фиксации повязок, а также для фиксации конечностей при травмах и растяжениях. В случаях, когда нет прямого контакта с открытой раневой поверхностью, для изготовления операционно-перевязочных средств.

2.6. Салфетка марлевая медицинская стерильная 16см x 14см.

Предназначена для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования. А также для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды. Фиксируется бинтом.

3 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

3.1 АППС должна храниться в сухих чистых помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность вложений.

4 СРОК ГОДНОСТИ

4.1 Срок годности АППС устанавливается по наименьшему сроку годности любого из вложений, входящих в ее состав.