

Капилляры end-to-end стеклянные гепаринизированные

Инструкция по применению

Назначение

Капиллярные трубки Vitrex предназначены для обработки, транспортировки и хранения образцов капиллярной крови человека с целью диагностического исследования *in vitro* и лабораторного применения. Капиллярные трубки Vitrex также могут использоваться для других биологических жидкостей организма.

Капиллярные трубки Vitrex предназначены для профессионального использования врачами, медсестрами и лаборантами, прошедшими подготовку по забору капиллярной крови. Данные изделия можно использовать при экспресс-диагностике в условиях внелабораторных исследований.

Предостережения/ограничения к применению

- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
- Соблюдайте обычные меры предосторожности, необходимые при работе с биологическими образцами. Используйте перчатки и защитные очки.
- Не используйте продукт повторно.

⚠ ВНИМАНИЕ: Стекло! Обращаться с осторожностью! Не сгибайте трубку, так как это может привести к тому, что она разобьется. Остерегайтесь возможных травм из-за разбитого стекла. Опасность заражения! Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Информация

Капилляры End-to-End предназначены для ситуаций, когда требуется очень точный объем капиллярной трубки. Пипетки соответствуют требованиям стандарта ISO 7550.

Выбор места взятия образца

Образец капиллярной крови берется из пореза или прокола на пальце, на мочке уха или на пятке (у новорожденного) пациента.

Способ применения

Капилляры End-to-End заполняются путем удерживания пипетки за один конец в горизонтальном положении под небольшим углом и погружения другого конца в каплю крови.

Условия хранения

Капилляры End-to-End следует хранить до 4 лет при комнатной температуре в сухом месте, защищенном от солнечного света.

Утилизация

Для обеспечения безопасности при утилизации соблюдайте все действующие местные правила утилизации отходов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обращаться с отходами как с потенциально биологически опасными материалами. Утилизируйте отходы в соответствии со стандартным регламентом, принятым в лаборатории.

Сообщения об инцидентах

О любом серьезном инциденте, связанном с изделием, следует сообщить производителю и компетентному органу государства-члена ЕС, в котором находится пользователь и/или пациент.

Технические характеристики

Назначение	В лабораториях для переноса небольших определенных объемов жидкости, обычно до 0,5 мкл. Часто используются в химических, биологических, судебно-медицинских, фармацевтических и фармакологических исследовательских лабораториях. (Могут быть покрыты антикоагулянтами, например, для исследования заболеваний крови)
Материал	Известково-натриевое стекло или боросиликатное стекло
Антикоагулянт	Гепарин натрия, гепарин лития, гепарин аммония, ЭДТА или отсутствует
Полировка пламенем	Нет
Допуск по диаметру	± 0,05 мм (внешний диаметр)
Допуск по длине	± 1,0 мм
Принадлежности	Диспенсер для капиллярных трубок Vitrex Capillary Dispenser, держатель для пипеток Vitrex Pipette holder
Срок годности	4 года

Допуски

Об. (мкл)	Точность	Коэффициент вариации (CV)
0,5-10	± 0,50%	0,75%
20-100	± 0,50%	0,60%



Vitrex Medical A/S

Vasekær 6-8

2730 Herlev

Denmark (Херлев, Дания)

Телефон: +45 44947011

Электронная почта: vitrex@vitrex.dk

<https://www.vitrexmedical.com/>



Copyright © Vitrex Medical A/S

ИПП пипетки End-to-End Pipettes (Стекло) версия 3
21 сентября 2023 г.

Я, переводчик Голенко Г., подтверждаю достоверность совершенного мной перевода.
Частное унитарное предприятие по оказанию переводческих услуг «ЛингвоБел»
(Свидетельство о регистрации №191220709 от 2 февраля 2009)
Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якуба Коласа, 37, офис 16.
Тел. + 375 29 655-11-55 Факс +375 17 338-60-76 Эл. почта: info@lingvo.by www.lingvo.by

