

ВОТОВО

(БОТОВО)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение:

Стоматологический коффердам, изготовленный из латекса или без латекса, служит критически важным барьером для инфекционного контроля и защиты пациента, изолируя рабочее поле во время эндодонтических вмешательств.

Для изделий, предназначенных для параллельной работы:

Аксессуары для стоматологического коффердама (зажимы для стоматологического коффердама, перфоратор для стоматологического коффердама, щипцы для стоматологического коффердама и рамки для стоматологического коффердама)

Основополагающие принципы работы и неотъемлемые свойства медицинского изделия:

- Положите стоматологический коффердам на ровную поверхность.
- Определите зуб, который необходимо лечить. Выберите подходящий размер отверстия на перфораторе для стоматологического коффердама и создайте отверстие диаметром примерно 2 мм в коффердаме.
- С помощью щипцов захватите и разверните зажим, затем поместите металлический зажим в предварительно пробитое отверстие.
- iv. Установите коффердам и зажим в сборе на указанный зуб.
- v. Расположите рамку для стоматологического коффердама снаружи, чтобы закрепить оставшийся материал коффердама.

Предостережения:

1. Прекратите использование изделия, если вы заметили какие-либо перфорации или разрывы.
2. Повторное использование изделия может привести к передаче загрязняющих веществ или инфекционных агентов.

Это изделие рекомендуется только для профессионального использования.

Утилизация изделий:

Утилизировать в соответствии с местными процедурами объекта пользователя.

О любом серьезном инциденте, связанном с этим изделием, должно быть сообщено производителю и компетентному органу государства-члена ЕС, в котором находится пользователь и/или пациент.

Коффердам стоматологический с латексом	Коффердам стоматологический без латекса
 Натуральный каучуковый латекс присутствует в этом изделии и может вызывать аллергические реакции	Избегайте хранения в непосредственной близости от латексных изделий



Производитель:

"СЭНКЧУРИ ХЕЛС СДН.БХД." Малайзия
SANCTUARY HEALTH SDN. BHD., Malaysia
No.16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1,
Kawasan Perindustrian Kanthan,
31200 Chemor, Perak, Malaysia.
Tel No: +605-2012800 Fax No: +605-2017800
Website: www.sanctuary-dental.com

Наименование производственной площадки:
«Sanctuary Health Sdn. Bhd.»

Уполномоченный представитель производителя в Республике Беларусь:
ЗАО «Белмедпоставка»
225730, Беларусь, Брестская область,
Пинский район, д. Пинковичи,
ул. Поперечная 36
E-mail: mail@medt.by
Тел: +375 (165) 68-09-23



Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business
Complex 1 Beraghmore Rd,
Derry, BT48 8SE Northern Ireland



Сделано в Малайзии