

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

сентябрь 2025 г.

М.П.



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
(РеалБест РНК ВИЧ количественный)

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «РеалБест РНК ВИЧ количественный» предназначен для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в сыворотке (плазме) крови методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.

Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами как роторного типа: «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» (фирма «Corbett Research», Австралия), «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия), так и планшетного типа: «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» (фирма «Bio-Rad», США), «ДТ-96» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) или их аналогами.

Набор рассчитан на проведение анализа 48 образцов, включая контрольные. Обеспечивает возможность проведения до 4 независимых процедур выделения по 12 образцов в каждой, включая контроли.

### 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

#### 2.1. Принцип метода.

Набор укомплектован всеми необходимыми компонентами для проведения всего комплекса процедур по концентрированию и выделению РНК вируса иммунодефицита человека из сыворотки (плазмы) крови, проведению ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени и вычислению количества РНК вируса иммунодефицита человека с учетом калибровочных и контрольных образцов.

Принцип анализа основан на регистрации процесса амплификации выбранного специфического фрагмента кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВИЧ), заключающегося в повторяющихся циклах: температурная денатурация, отжиг праймеров с комплементарными последовательностями, достройка полинуклеотидных последовательностей с этих праймеров Taq-полимеразой.

В основе используемого метода регистрации лежит измерение сигналов флуоресценции в каждом цикле ПЦР. Увеличение сигналов флуоресценции происходит благодаря использованию специфичного для данной кДНК гибридизационного ДНК-зонда, который в ходе реакции связывается с одной из цепей ДНК, обеспечивая также дополнительную специфичность метода. ДНК-зонд содержит на 5' конце флуоресцентный краситель, а на 3' конце – гаситель флуоресценции, значительно снижающий интенсивность флуоресценции. В ходе полимеразного синтеза комплементарной цепи, благодаря 5'-3' нуклеазной активности Taq ДНК-полимеразы, зонд расщепляется с 5' конца и происходит разобщение красителя и гасителя, приводящее по мере накопления продукта реакции к возрастанию сигнала флуоресценции. При этом измеряемая интенсивность флуоресценции зависит от количества образовавшихся специфических ампликонов и динамика нарастания флуоресценции определяется исходным количеством кДНК в образце.

Количественный учёт эффективности выделения РНК из образцов обеспечивается выделением РНК вируса иммунодефицита человека из образцов сыворотки (*плазмы*) крови совместно с предварительно **внесённым внутренним контрольным образцом (ВКО)**, что позволяет контролировать эффективность выделения РНК из анализируемых образцов и учитывать при вычислении концентрации РНК ВИЧ.

## 2.2. Состав набора:

- концентрирующий раствор – 4 флакона (по 14 мл);
- лизирующий раствор № 1 – 4 флакона (по 4 мл);
- лизирующий раствор № 2 – 4 флакона (по 7 мл);
- осадитель НК – 4 флакона (по 12 мл);
- раствор для отмывки № 1 – 4 флакона (по 8 мл);
- раствор для отмывки № 2 – 4 флакона (по 5 мл);
- элюирующий раствор – 4 флакона (по 3 мл);
- сорбент (*суспензия магнитных частиц*) – 1 флакон (1 мл);
- отрицательный контрольный образец (ОКО) – 2 флакона (по 12 мл);
- внутренний контрольный образец (ВКО) – 2 флакона;
- калибровочные образцы КО1 и КО2 с высоким и низким содержанием РНК ВИЧ – по 1 флакону;
- положительный контрольный образец (ПКО) – 2 флакона;
- раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 флакона (по 4 мл);
- готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС) – 48 пробирок.

### Принадлежности:

- заворачивающиеся крышки для флаконов с контрольными и калибровочными образцами – 6 шт.

## 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. **Специфичность выявления РНК вируса иммунодефицита человека** (*по стандартной панели отрицательных сывороток предприятия*) – 100%.

3.2. Минимальная гарантировано выявляемая концентрация РНК ВИЧ – 20 МЕ/мл \* (*11,6 копий/мл*).

3.3. Линейный диапазон – от 86 до  $1 \times 10^8$  МЕ/мл \* (*от 50 до  $5,8 \times 10^7$  копий/мл*).

3.4. **Эффективность амплификации** –  $(100 \pm 10)\%$ .

3.5. **Коэффициент вариации**, вычисленный для значений логарифма концентрации РНК вируса иммунодефицита человека – не более 10%.

3.6. **Тест на «линейность»** – характеризует совпадение измеренного значения и предписанного значения (*вычисленного с учётом фактора разведения*) логарифма концентрации РНК ВИЧ в образце, приготовленном разведением из образца с известной концентрацией РНК ВИЧ –  $(100 \pm 10)\%$ .

3.7. **Эффективность выявления** различных субтипов ВИЧ-1 подтверждена анализом 2-й международной референсной панели ВОЗ субтипов ВИЧ-1 (*NIBSC код 12/224, включает субтипы A, B, C, D, CRF 01\_AE, F, G, AG-GH и группы O и N*) и 1-й международной референсной панели ВОЗ циркулирующих рекомбинантных форм (CRF) ВИЧ-1 (*NIBSC код 13/214*).

\* При необходимости получения результатов в копиях вирусного генома на 1 мл анализируемой пробы необходимо умножить полученное значение в МЕ на 0.58.

## 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс 3 (*Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 № 4н*).

4.2. При работе с набором следует соблюдать СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (*опасности*) и возбудителями паразитарных болезней».

4.3. Для предотвращения контаминации необходимо территориально разделять этапы выделения ДНК и постановки ПЦР согласно МУ 1.3. 2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности».

4.4. При работе с набором следует надевать **одноразовые** медицинские перчатки.

4.5. Каждое рабочее место должно быть снабжено собственным набором пипеток переменного объёма, необходимыми вспомогательными материалами и оборудованием. Запрещается их

перемещение между рабочими местами.

4.6. Для проведения реакции амплификации с детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени необходимо использовать **только одноразовые** наконечники с фильтром для пипеток.

4.7. Не допускается использование одних и тех же наконечников при добавлении разных образцов.

4.8. После окончания работ для дезинфекции и предотвращения контаминации все рабочие поверхности и оборудование следует подвергнуть действию бактерицидных УФ ламп в течение 1 часа. Затем обработать регламентированными санитарными правилами де-зинфицирующими средствами (такими, как: 0,2% раствор «ДП-2Т»; 1–3% раствор «Диабак»; 0,5% раствор «Лизафин»; 0,5–1% раствор «Мистраль»; 0,5–2% раствор «Велтолен»).

4.9. Все использованные одноразовые материалы подвергать обработке дезинфицирующими средствами с последующей утилизацией (см. МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»).

4.10. При использовании набора образуются отходы классов А, Б, В и Г, которые классифицируются и уничтожаются (утилизируются) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

## 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:

–амплификатор с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени роторного типа: «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000» (фирма «Corbett Research», Австралия), «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия) или планшетного типа: «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» (фирма «Bio-Rad», США), «ДТ-96» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) или их аналоги;

–ламинарный бокс 2-го класса биологической защиты (бокс абактериальной воздушной среды типа БАВн-01, «Ламинар-с», ЗАО «Ламинарные системы»);

–холодильник бытовой, поддерживающий температуру (2–8) °С;

–микроцентрифуга типа «Eppendorf MiniSpin» (фирма «Eppendorf», Германия);

–встряхиватель для пробирок (Bio-Vortex V-1 plus, фирма «BioSan», Латвия);

–термошейкер – термостатируемый встряхиватель орбитального типа, позволяющий проводить встряхивание при 1300 об/мин и при температуре 56 °С (Thermo Shaker TS-100 с блоком SC20N, фирма «BioSan», Латвия);

–пипетки полуавтоматические (дозаторы механические) одноканальные с переменным объемом, со сменными наконечниками (фирма «Biohit», Финляндия);

–перчатки медицинские одноразовые нестерильные неопудренные латексные или неопреновые (перчатки «NeoTouch», фирма «Ansell HealthCare», Германия);

–одноразовые наконечники для пипеток с защитным фильтром /аэрозольным барьером/ (фирма «FinnTip», Финляндия);

–одноразовые наконечники для пипеток без фильтра (фирма «FinnTip», Финляндия);

–одноразовые полипропиленовые пробирки на 2 мл (фирма «SSI», США, кат. № 2340);

–магнитный штатив для выделения нуклеиновых кислот (АО «Вектор-Бест», кат. № Е 9291);

–штативы для микропробирок вместимостью 2 мл и 0,2 мл (фирма «Хеликон», Россия);

–отсасыватель медицинский (В-40, «ВИСМА-ПЛАНАР»);

–контейнер для сбора отходов (например, «Контейнер для сбора острого инструментария – ЕК-01», фирма КМ-ПРОЕКТ, или аналогичный).

## 6. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ И РЕАГЕНТОВ

### 6.1. Подготовка образцов сыворотки (плазмы) крови

**Внимание!** Не допускается применение для анализа образцов гепаринизированной плазмы.

В течение 6 часов после взятия крови следует отобрать сыворотку (плазму) в отдельную пробирку.

Транспортировать и хранить образцы:

–при температуре (18–25) °С до 2 часов;

–при температуре (2–8) °С не более суток;

–при температуре минус 20 °С до 2 недель.

Повторное замораживание-оттаивание проб не допускается.

Образцы сыворотки или плазмы крови перед использованием необходимо центрифугировать при 13000 об/мин в течение 5 минут при температуре (18–25) °С.

## **6.2. Подготовка компонентов набора:**

6.2.1. Перед началом работы извлечь набор реагентов из холодильника, вскрыть упаковку и выдержать компоненты набора при температуре (18–25) °С в течение 30 минут.

6.2.2. Вскрыть флакон с ПКО, удалив пластиковую крышку и резиновую пробку. Снятые крышки и пробки поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. Добавить **1 мл раствора для восстановления контрольных образцов (РВК)**, плотно закрыть флакон новой пластиковой крышкой, входящей в состав набора. Аккуратно перемешать, выдержать 15 минут при температуре (18–25) °С, после чего вновь тщательно перемешать.

6.2.3. Вскрыть флаконы с калибраторами (КО1 и КО2), удалив пластиковые крышки и резиновые пробки. Снятые крышки и пробки поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. Добавить по **1 мл раствора для восстановления контрольных образцов (РВК)**, плотно закрыть флаконы новыми крышками, входящими в состав набора. Аккуратно перемешать, выдержать 15 минут при температуре (18–25) °С, после чего вновь тщательно перемешать.

*После разведения хранить при (2–8) °С не более 1 месяца.*

6.2.4. Вскрыть флакон с **внутренним контрольным образцом (ВКО)**, удалив пластиковую крышку и резиновую пробку. Снятые крышки и пробки поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором. Добавить **1 мл раствора для восстановления контрольных образцов (РВК)**, плотно закрыть флакон новой пластиковой крышкой, входящей в состав набора. Аккуратно перемешать, выдержать 15 минут при температуре (18–25) °С, после чего вновь тщательно перемешать.

*После разведения хранить при (2–8) °С не более 1 месяца.*

6.2.5. **Отрицательный контрольный образец (ОКО)** готов к применению. После вскрытия флакона хранить при (2–8) °С не более 1 месяца.

6.2.6. Лизирующие растворы перед началом работы прогреть при (50–60) °С до растворения осадка. Перемешать на вортексе содержимое флакона с сорбентом до состояния гомогенной суспензии и во флакон с лизирующим раствором № 2 добавить **140 мкл суспензии сорбента**. Тщательно перемешать.

**Внимание!** *Лизирующий раствор № 2 после вскрытия и добавления суспензии сорбента хранению не подлежит.*

## **7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА**

### **7.1. Выделение РНК из 1 мл сыворотки (плазмы) крови.**

7.1.1. При выборе количества анализируемых образцов для выделения РНК необходимо предусмотреть, чтобы каждая группа выделяемых образцов и каждая индивидуальная постановка ОТ-ПЦР содержала 3 КО1, 3 КО2, 1 ОКО и 1 ПКО.

**Внимание!** *Калибровочные образцы 1 и 2 (КО1 и КО2) проходят процедуру выделения РНК и ОТ-ПЦР при проведении первой реакции с наборами данной серии и на данном приборе. В последующих анализах возможна постановка только двух контрольных точек: ОКО и ПКО, а калибровочный график импортируется из первого анализа.*

7.1.2. Отобрать и подписать необходимое для работы количество пробирок объемом 2 мл (по количеству исследуемых образцов, включая необходимые контроли).

7.1.3. В каждую пробирку внести по **30 мкл раствора ВКО**.

7.1.4. Для отрицательного контроля в пробирку (маркированную «ОКО») внести **1 мл ОКО**.

7.1.5. Для положительного контроля в пробирку (маркированную «ПКО») внести **970 мкл ОКО и 30 мкл ПКО**.

7.1.6. В пробирки с маркировкой «КО1» и «КО2» внести по **970 мкл ОКО и 30 мкл соответствующего калибровочного образца**.

7.1.7. В остальные пробирки пипеткой с отдельными наконечниками внести по **1 мл анализируемых образцов сыворотки или плазмы крови** в соответствии с маркировкой пробирок.

7.1.8. В каждую пробирку, не задевая стенок, внести по **1 мл концентрирующего раствора**.

7.1.9. Пробирки закрыть крышками, содержимое пробирок тщательно перемешать

переворачиванием 5 раз и выдержать при температуре (18–25) °С в течение 10–15 минут. Затем центрифугировать в течение 5 минут при 3000 об/мин при температуре (18–25) °С\*.

*\*Параметры центрифугирования зависят от модели используемой центрифуги:*

*Eppendorf MiniSpin – 3000 об/мин;*

*Eppendorf 5415D – 2000 об/мин;*

*Eppendorf 5417C – 2000 об/мин;*

*Heraeus Biofuge Pico – 2000 об/мин.*

7.1.10. Из каждой пробирки пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником максимально полно удалить надосадочную жидкость.

7.1.11. В каждую пробирку к полученному осадку добавить по **200 мкл лизирующего раствора № 1**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд, чтобы осадок отслоился от дна пробирки. Выдержать 5 минут при температуре (18–25) °С. Коротким центрифугированием сбросить капли со стенок пробирки.

7.1.12. В каждую пробирку (с лизирующим раствором № 1) добавить по **500 мкл лизирующего раствора № 2 с сорбентом**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Выдержать в термошейкере при 56 °С в течение 10 минут с частотой вращения 1300 об/мин. Коротким центрифугированием сбросить капли со стенок пробирок.

7.1.13. В каждую пробирку с анализируемыми образцами внести по **750 мкл осадителя НК**.

7.1.14. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Оставить при температуре (18–25) °С на 3–5 минут. Центрифугировать в течение 5 минут при 13000 об/мин.

7.1.15. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником отобрать надосадочную жидкость, не задевая осадок.

7.1.16. В каждую пробирку к осадку добавить **500 мкл раствора для отмывки № 1**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Центрифугировать 5 минут при 13000 об/мин.

7.1.17. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки отобрать надосадочную жидкость пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником, не задевая осадок.

7.1.18. В каждую пробирку к осадку добавить по **300 мкл раствора для отмывки № 2**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Центрифугировать 5 минут при 13000 об/мин.

7.1.19. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки отобрать надосадочную жидкость пипеткой (или отсасывателем) с отдельным наконечником, не задевая осадок.

7.1.20. Высушить осадки в открытых пробирках при температуре (18–25) °С в течение 2–3 минут.

7.1.21. В каждую пробирку к осадку добавить по **200 мкл элюирующего раствора**. Тщательно ресуспендировать осадок на вортексе. Инкубировать в термошейкере при 56 °С в течение 10 минут с частотой вращения 1300 об/мин. Центрифугировать 1 минуту при 13000 об/мин.

Пробы готовы к постановке ОТ-ПЦР-анализа.

**Внимание!** Выделенная РНК хранению не подлежит.

Готовить в день проведения ОТ-ПЦР.

## **7.2. Выделение РНК из 100 мкл сыворотки (плазмы) крови.**

При малом объёме исследуемой сыворотки (плазмы) набор может быть применён для выявления РНК ВИЧ в 100 мкл образца. Необходимо учитывать, что в этом случае не гарантировано выявление РНК ВИЧ в концентрации менее 200 МЕ/мл (116 копий/мл) и линейный диапазон количественных измерений составляет 860 – 10<sup>9</sup> МЕ/мл (500 – 5,8\*10<sup>8</sup> копий/мл).

7.2.1. Отобрать и подписать необходимое для работы количество пробирок объёмом 2 мл (по количеству исследуемых образцов, включая необходимые контроли).

7.2.2. В каждую пробирку внести по **30 мкл раствора ВКО**.

7.2.3. Для отрицательного контроля в пробирку (маркированную «ОКО») внести **100 мкл ОКО**.

7.2.4. Для положительного контроля в пробирку (маркированную «ПКО») внести **70 мкл ОКО и 30 мкл ПКО**.

7.2.5. В пробирки с маркировкой «КО1» и «КО2» внести по **70 мкл ОКО и 30 мкл**

соответствующего калибровочного образца.

7.2.6. В остальные пробирки пипеткой с отдельными наконечниками внести по **100 мкл анализируемых образцов сыворотки или плазмы** крови в соответствии с маркировкой пробирок.

7.2.7. В каждую пробирку добавить по **500 мкл лизирующего раствора № 2 с сорбентом**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Выдержать в термошейкере при 56 °С в течение 10 минут с частотой вращения 1300 об/мин. Коротким центрифугированием сбросить капли со стенок пробирок.

7.2.8. В каждую пробирку с анализируемыми образцами внести по **600 мкл осадителя НК**.

7.2.9. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Оставить при температуре (18–25) °С на 3–5 минут. Центрифугировать при температуре (18–25) °С в течение 5 минут при 13000 об/мин.

7.2.10. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки пипеткой (*или отсасывателем*) с отдельным наконечником отобрать надосадочную жидкость, не задевая осадок.

7.2.11. В каждую пробирку к осадку добавить **500 мкл раствора для отмывки № 1**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Центрифугировать 5 минут при 13000 об/мин.

7.2.12. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки отобрать надосадочную жидкость пипеткой (*или отсасывателем*) с отдельным наконечником, не задевая осадок.

7.2.13. В каждую пробирку к осадку добавить по **300 мкл раствора для отмывки № 2**. Перемешать содержимое пробирок на вортексе в течение 10–15 секунд. Центрифугировать 5 минут при 13000 об/мин.

7.2.14. Не взбалтывая осадок, установить пробирки в магнитный штатив. Из каждой пробирки отобрать надосадочную жидкость пипеткой (*или отсасывателем*) с отдельным наконечником, не задевая осадок.

7.2.15. Высушить осадки в открытых пробирках при температуре (18–25) °С в течение 2–3 минут.

7.2.16. В каждую пробирку к осадку добавить по **200 мкл элюирующего раствора**. Тщательно ресуспендировать осадок на вортексе. Инкубировать в термошейкере при 56 °С в течение 10 минут с частотой вращения 1300 об/мин. Центрифугировать 1 минуту при 13000 об/мин.

Пробы готовы к постановке ОТ-ПЦР-анализа.

**Внимание!** Выделенная РНК хранению не подлежит. Готовить в день проведения ОТ-ПЦР.

### 7.3. Проведение ОТ-ПЦР.

7.3.1. Пробирки с подготовленными пробами установить в магнитный штатив.

7.3.2. Необходимое количество (*по числу подготовленных проб, включая контроли*) микропробирок с **готовой реакционной смесью для ОТ-ПЦР (ГРС)** пронумеровать и расположить в штативе.

**Внимание!** Для приборов «iQ/iQ5 iCycler», «CFX96» и «ДТ-96» надписи следует располагать на боковой части пробирки.

Для приборов «Rotor-Gene 3000/6000, Q» надписи следует располагать на крышке пробирки.

7.3.3. В каждую микропробирку пипеткой с отдельным наконечником с фильтром внести из пробирок, установленных в магнитный штатив (*не захватывать частицы сорбента!*) **50 мкл соответствующего раствора выделенной РНК** и перемешать содержимое микропробирки.

7.3.4. Поместить пробирки в амплификатор.

7.3.5. Запрограммировать прибор для проведения амплификации специфического фрагмента **РНК ВИЧ и ВКО** и детекции флуоресцентных сигналов.

7.3.6. Запрограммировать протокол проведения реакции ОТ-ПЦР:

для амплификаторов «iQ/iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96»:

1 стадия: 45 °С – 30 минут;

2 стадия: 94 °С – 1 минута;

3 стадия: 50 циклов (94 °С – 10 секунд, 60 °С – 20 секунд).

Измерение флуоресценции проводить при 60 °С.

для амплификаторов «Rotor-Gene 3000/6000, Q»:

1 стадия: 45 °С – 30 минут;

2 стадия: 94 °C – 1 минута;

3 стадия: 50 циклов (94 °C – 10 секунд, 60 °C – 40 секунд).

Измерение флуоресценции проводить при 60 °C.

7.3.7. Для регистрации процесса амплификации **кДНК ВКО** следует выбрать канал детекции **«FAM»** (для приборов «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» и «Rotor-Gene 3000»), **«Green»** (для приборов «Rotor-Gene 6000/Q»).

Для регистрации процесса амплификации **кДНК ВИЧ** следует выбрать канал детекции **«ROX»** (для приборов «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» и «Rotor-Gene 3000»), **«Orange»** (для приборов «Rotor-Gene 6000/Q»).

7.3.8. Запрограммировать положение пробирок с исследуемыми образцами, калибровочными образцами, положительным и отрицательным контролями согласно инструкции к используемому прибору.

7.3.9. Запустить программу и провести ОТ-ПЦР с флуоресцентной регистрацией в режиме реального времени.

## 8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ результатов в случае использования планшетных амплификаторов «iQ5 iCycler», «CFX96» выполняется программой **«РеалБест диагностика»** (программа проводит все операции по анализу, отбраковке и вычислениям результатов).

При использовании других амплификаторов анализ результатов выполняется в автоматическом режиме в соответствии с настройками, указанными в инструкции по использованию прибора.

## 9. АНАЛИЗ И УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ

### 9.1. Условия анализа результатов.

#### 9.1.1. В ПКО должно фиксироваться:

- нарастание сигнала специфического продукта амплификации **кДНК ВИЧ** (канал «ROX») и определяться значение порогового цикла **Сt ВИЧ**;
- нарастание сигнала амплификации **кДНК ВКО** (канал «FAM») и определяться значение порогового цикла **Сt ВКО**.

9.1.2. Результаты индивидуальной постановки ОТ-ПЦР подлежат анализу и учёту, если для ПКО значение **Сt ВИЧ** находится в диапазоне, указанном во вкладыше в наборы данной серии.

9.1.3. В ОКО должно фиксироваться нарастание сигнала амплификации **кДНК ВКО** и определяться **Сt ВКО**, при этом не должно быть достоверного нарастания сигнала специфического продукта амплификации **кДНК ВИЧ**.

Если для ОКО значение **Сt ВИЧ** **меньше или равно 40**, то это свидетельствует о наличии контаминации в системе. Порядок действий в таком случае см. в п. 9.2.4.

9.1.4. В **каждом исследуемом образце** должно фиксироваться нарастание сигнала амплификации **кДНК ВКО** (канал «FAM») и определяться **Сt ВКО**. Анализ пробы считается действительным, если для этого образца значение **Сt ВКО** по каналу **«FAM» меньше или равно 40**.

### 9.2. Учёт результатов.

9.2.1. Вычислить  $(Ct\ ВКО)_{ср}$  как среднее значение **Сt ВКО** всех анализируемых образцов (включая ПКО, КО1, КО2 и ОКО). Отбраковке подлежат значения **Сt ВКО**, отличающиеся более чем на 2 от значения  $(Ct\ ВКО)_{ср}$ . После отбраковки пересчитать  $(Ct\ ВКО)_{ср}$  для оставшихся значений.

9.2.2. Анализируемый образец учитывается как **отрицательный** (не содержащий РНК ВИЧ), если для этого образца значение **Сt** по каналу **«ROX» больше 40 или не определяется**.

Если для такого образца значение **Сt ВКО** отличается от значения  $(Ct\ ВКО)_{ср}$  более чем на 2, то результат по данному образцу не подлежит анализу и учёту как отрицательный. Необходимо провести повторный анализ данного образца, начиная с этапа выделения.

В случае повторения результата следует провести повторный забор образца крови и снова повторить анализ.

9.2.3. Анализируемый образец учитывается как **положительный**, т.е. содержащий РНК ВИЧ, если для этого образца значение **Сt** по каналу **«ROX» меньше или равно 40**.

9.2.4. В случае контаминации все положительные результаты по данной индивидуальной постановке ОТ-ПЦР считаются недостоверными. Требуется предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить анализ всех образцов данной постановки, для

которых получен положительный результат. Образцы данной постановки, анализ которых дал отрицательный результат, следует учитывать, как отрицательные.

### 9.3. Количественный анализ результатов.

Для количественного анализа рассчитать концентрацию РНК ВИЧ в исследуемых образцах в соответствии с **Приложением** или с применением сервисной компьютерной программы «**РеалБест Диагностика**» (которая проводит все операции по отбраковке и анализу образцов и приводит результаты в виде таблицы с концентрациями РНК ВИЧ в анализируемых пробах).

**Внимание!** Если выделение РНК производилось из 100 мкл образца, полученный результат следует умножить на 10.

9.3.1. Если вычисленное значение концентрации РНК ВИЧ в образце находится в диапазоне от 86 до  $1 \times 10^8$  МЕ/мл (от 50 до  $5,8 \times 10^7$  копий/мл), результат учитывается как **положительный** с указанием полученной концентрации РНК ВИЧ в образце в МЕ/мл (копий/мл).

9.3.2. Если вычисленное значение концентрации РНК ВИЧ больше  $10^8$  МЕ/мл ( $5,8 \times 10^7$  копий/мл), то результат рекомендуется интерпретировать как **положительный** с концентрацией РНК ВИЧ «больше  $10^8$  МЕ/мл ( $5,8 \times 10^7$  копий/мл)».

9.3.3. Если вычисленное значение концентрации РНК ВИЧ меньше 86 МЕ/мл (50 копий/мл), то результат рекомендуется интерпретировать как **положительный** с концентрацией РНК ВИЧ «меньше 86 МЕ/мл (50 копий/мл)».

9.3.4. Анализируемый образец учитывается как **отрицательный** (не содержащий РНК ВИЧ), если для этого образца значение **Сt** по каналу «**ROX**» больше 40 или не определяется.

9.3.5. Если полученная концентрация ПКО не укладывается в диапазон, указанный во вкладыше, необходимо повторить анализ всех образцов данной постановки.

## 10. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА

10.1. Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2–8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток. Замораживание наборов не допускается.

10.2. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре (2–8) °С в течение всего срока годности. Замораживание наборов не допускается.

10.3. Для получения надёжных результатов необходимо строгое соблюдение данной инструкции по применению набора.

10.4. Запрещается использовать компоненты из наборов разных серий.

## 11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора «**РеалБест РНК ВИЧ количественный**» требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных техническими условиями и настоящей инструкцией по применению.

Срок годности набора – 12 месяцев со дня выпуска.

По вопросам, касающимся качества набора «**РеалБест РНК ВИЧ количественный**», следует обращаться в АО «**Вектор-Бест**» по адресу:

630117, г. Новосибирск-117, а/я 492,

тел. (383) 252-51-62, 227-60-30;

тел./факс (383), 252-51-81, 252-51-77.

E-mail: plkobtk@vector-best.ru

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Расчёт концентрации специфической вирусной НК

При постановке реакции на приборе «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio-Rad», США) все операции по количественному анализу образцов можно провести с применением сервисной компьютерной программы «**РеалБест Диагностика**», поставляемой в качестве приложения к наборам.

В случае отсутствия указанного программного обеспечения или при постановке реакции на других приборах количественный анализ специфической вирусной НК следует производить по следующим формулам:

Рассчитываем коэффициент  $\beta$ :

$$\beta = [\text{Lg}(C_{\text{KO1}}) - \text{Lg}(C_{\text{KO2}})] / [\Delta \text{Ct}_{\text{KO2}} - \Delta \text{Ct}_{\text{KO1}}],$$

где:  $C_{\text{KO1}}$  и  $C_{\text{KO2}}$  – концентрации специфической вирусной НК в калибровочных образцах (указаны во вкладыше набора);

$$\Delta \text{Ct}_{\text{KO1}} = \text{Ct}_{\text{KO1cp}} - \text{Ct}_{\text{ВКО KO1cp}};$$

$$\Delta \text{Ct}_{\text{KO2}} = \text{Ct}_{\text{KO2cp}} - \text{Ct}_{\text{ВКО KO2cp}};$$

$\text{Ct}_{\text{KO1cp}}$ ,  $\text{Ct}_{\text{KO2cp}}$  – средние значения  $\text{Ct}$  для образцов KO1 и KO2 по каналу «ROX»;

$\text{Ct}_{\text{ВКО KO1cp}}$ ,  $\text{Ct}_{\text{ВКО KO2cp}}$  – средние значения  $\text{Ct}$  для образцов KO1 и KO2 по каналу «FAM».

Рассчитываем концентрацию специфической вирусной НК в анализируемом образце

$$C_{\text{обр k}} = C_{\text{KO2}} \times 10^{\beta(\Delta \text{Ct}_{\text{KO2}} - \Delta \text{Ct}_{\text{обр k}})},$$

где:  $k$  – номер образца;

$$\Delta \text{Ct}_{\text{обр k}} = \text{Ct}_{\text{обр k}} - \text{Ct}_{\text{ВКОобр k}},$$

где  $\text{Ct}_{\text{обр k}}$  и  $\text{Ct}_{\text{ВКОобр k}}$  – значения  $\text{Ct}$  данного  $k$ -ого образца по каналам «ROX» и «FAM» соответственно.

В случае, если выделение и постановка ОТ-ПЦР для KO1 и KO2 не проводится, в расчётную формулу подставляются значения  $\beta$  и  $\Delta \text{Ct}_{\text{KO2}}$ , полученные в первой постановке анализа набором данной серии.

### ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

|                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | Номер по каталогу                                             |    | Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i> |
|    | Содержимого достаточно для проведения $n$ количества тестов   |    | Не стерильно                                        |
|   | Код партии                                                    |   | Температурный диапазон                              |
|  | Дата изготовления: XXXX-XX-XX<br>Формат даты: год-месяц-число |  | Изготовитель                                        |
|  | Использовать до: XXXX-XX-XX<br>Формат даты: год-месяц-число   |  | Обратитесь к Инструкции по применению               |
|  | Осторожно! Обратитесь к Инструкции по применению              |                                                                                     |                                                     |

Консультацию специалиста по работе с набором можно получить по тел.: (383) 252-51-71.