

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»



М.Г. Дальчанин

«05» _____ 2026 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В АПТЕЧКУ ГРУППОВУЮ «АГ»
(РЮКЗАК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ),
ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЧЕФИ»**

РАЗРАБОТЧИК

Специалист по регистрации
изделий медицинского назначения

Т. А. Яворович

«05» 05 _____ 2026 г.

2.8 Катетер периферический венозный - медицинское приспособление, предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека. Способ применения: введите иглу под углом к коже 15° , наблюдая за индикаторной камерой. При появлении в ней крови уменьшите угол наклона иглы-стилета и на несколько миллиметров введите иглу в вену. Зафиксируйте иглу-стилет, медленно до конца сдвиньте канюлю с иглы в вену.

2.9 Жгут медицинский инъекционный венозный предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях человека при проведении венопункций с дозированной компрессией (сдавливанием). Способ применения: затяните изделие выше места венопункции на 7-10 см, закройте кожу одеждой или подложите пеленку, чтобы исключить болезненное защемление тканей и жжение. Максимальное время наложения жгута при заборе крови – не более 1 минуты.

2.10 Салфетка антисептическая с этанолом предназначена для антисептической обработки различного рода поверхностей, инъекционного, операционного поля, перчаток и рук персонала, медицинского инструмента и принадлежностей. Способ применения: вскройте пакет, извлеките салфетку, обработайте участок кожи, инструмент, поверхность.

2.11 Доксициклин капсулы – антибактериальное средство для приема внутрь при ранениях, ожогах. Способ применения: примите внутрь 2 капсулы, запейте большим количеством воды, в дальнейшем принимать внутрь по одной капсуле через каждые 12 часов.

2.12 Лоперамида гидрохлорид капсулы – противодиарейное средство для приема внутрь. Способ применения: примите внутрь 2 капсулы, в дальнейшем – по 1 капсуле после каждого акта дефекации в случае жидкого стула.

2.13 Лоратадин 10 мг – антигистаминное средство, оказывает противоаллергическое, противозудное действие. Способ применения: по 1 таблетке 1 раз в сутки до еды.

2.14 Милдрокард капсулы используют для лечения различных нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, кровоснабжения головного мозга, а также для повышения физической и умственной работоспособности и устранения функциональных нарушений нервной системы. Способ применения: 1 раз в сутки по две капсулы, либо 2 раза в сутки по одной капсуле. Рекомендуется принимать в первой половине дня.

2.15 Пиралгин, таблетки – обезболивающее и жаропонижающее средство для приема внутрь при ранениях, травмах, ожогах. Способ применения: принимайте внутрь по 1 таблетке через каждые 8 часов.

2.16 Фенибут, таблетки - применяют при повышенной нервной возбудимости (неврастения) и нарушениях сна. Способ применения: по 250-500 мг 3 раза в день. Максимальная однократная доза – 750 мг.

2.17 Сульфацил-натрий, капли глазные, оказывает антимикробное действие. Применяется наружно в виде глазных капель. Способ применения: по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок каждые 2-3 часа, в последующие 3-4 дня – 5-6 раз в сутки.

снимите защитную пленку; аккуратно приложите повязку с клапаном на рану так, чтобы центр повязки находился над раной; разглаживающими движениями от центра к краю прижмите повязку; при наличии второго отверстия наложите на него повязку без клапана по такой же методике.

2.25 Бинт медицинский 5 м x 10 см – перевязочное средство при ранениях, ожогах. Способ применения: для наложения повязок (давящей, асептической); для фиксации шин.

2.26 Бинт медицинский 7 м x 14 см – перевязочное средство при ранениях, ожогах. Способ применения: для наложения повязок (давящей, асептической); для фиксации шин.

2.27 Бинт эластичный компрессионный когезивный нетканый предназначен для фиксации перевязочных средств, закрепления компрессов, шин и др. изделий медицинского назначения, создания легкой/средней компрессии и частичной иммобилизации конечностей. Способ применения: слегка прижмите область перекрытия туров бинта для удержания конца бинта на месте. Бинтуйте, создавая необходимое натяжение. Разматывайте рулон бинта на длину большую одного тура так, чтобы не произошло избыточного натяжения перевязочного средства.

2.28 Пакет перевязочный компрессионный (компрессионная бандаж-повязка малая) – применяется для перевязки ран, легкой компрессии повреждений, остановки кровотечений, в т.ч. артериальных. Способ применения: наложите пакет подушечкой на рану и оберните конечность, проденьте эластичный бинт через V-образный паз аппликатора давления, протяните бинт через аппликатор давления, чтобы плотно затянуть, сложите пакет поверх аппликатора, перекрутив бинт в обратную сторону, чтобы оказать давление на рану, оберните пакет поверх аппликатора, перекрывая края подушечки, закрепите пакет с помощью фиксатора на конце бинта.

2.29 Компрессионная бандаж-повязка (большая) применяется для перевязки ран, легкой компрессии повреждений, остановки кровотечений, в т.ч. артериальных. Способ применения: вскройте двойную упаковку; приложите впитывающую подушечку центром к ране; зафиксируйте подушечку одним витком эластичного бинта, пропустив его через полулунный аппликатор давления; при необходимости создания точечного давления на рану на втором витке пропустите бинт через полулунный аппликатор давления, выполните бинтование в обратную сторону, последующие витки накладывайте поверх аппликатора давления; зафиксируйте бинт на пластиковую защелку.

2.30 Лейкопластырь медицинский 5 м x 2 см – перевязочное средство при ранениях, ожогах. Способ применения: для закрытия ссадин, для фиксации повязок.

2.31 Лейкопластырь медицинский 5 м x 4 см – перевязочное средство при ранениях, ожогах. Способ применения: для закрытия ссадин, для фиксации повязок.

2.32 Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный предназначен для оказания первичной помощи при ранениях, ожогах. Способ применения: вскройте пакет, наложите подушечку пакета на раневую поверхность, зафиксируйте бинтом.

2.33 Салфетка марлевая используется для закрытия раневой поверхности, наложения повязок, очистки кожи от загрязнения. Способ применения: вскройте пакет, разверните салфетку, обработайте участок кожи или наложите на рану.

ется для возбуждения дыхания и выведения из обморочного состояния. Способ применения: вскройте упаковку, поднесите салфетку к носу, дайте сделать 2-3 вдоха.

2.43 Ножницы атравматические для резки бинта и одежды применяются для разрезания повязок, одежды с целью открытия пораженных участков тела.

2.44 Перчатки медицинские нестерильные используются для барьерной защиты рук от различного вида загрязнения.

2.45 Одеяло термоизоляционное используется для кратковременной защиты пострадавших от холода, жары, влаги, прямых солнечных лучей в экстренных ситуациях. Способ применения: разорвите пакет, извлеките и разложите пленку, накройте ей пострадавшего. Эффективность теплосбережения сохраняется в интервале от 30 минут до 2 часов.

2.46 Скотч армированный используется для фиксации бандажей, бинтов, повязок и др., либо крепления и соединения элементов.

2.47 Фонарь налобный крепится непосредственно на лоб и освещает направление.

2.48 Маркер несмываемый используется для нанесения различного рода информации в т.ч. на кожу, одежду, повязки (времени наложения жгута, времени первичного осмотра, линии разреза, обозначения границ отека и т.д.).

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Аптечку транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами транспортирования, действующими на данном виде транспорта, в условиях обеспечивающих сохранность аптечек и их защиту от воздействий климатических факторов, при температуре от минус 30,0 °С до плюс 35,0 °С.

3.2 Аптечки должны храниться в сухих чистых помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность лекарственных средств, изделий медицинского назначения и иных вложений в течение срока годности. Условия хранения от плюс 5,0 °С до плюс 25,0 °С.

3.3 Срок годности аптечки устанавливают по наименьшему сроку годности любого из ее вложений.

3.4 Аптечка должна храниться в соответствии с «Санитарными нормами и правилами "Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике", утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 № 128

4 УТИЛИЗАЦИЯ

4.1 Отходы, не имевшие контакта с биологическими жидкостями, могут быть утилизированы как твердые бытовые отходы (ТБО). Перевязочный материал, загрязненный кровью утилизируют, как медицинские отходы с обеспечением необходимых требований эпидемиологической безопасности.