

Terumo Europe NV

Researchpark Haasrode 1520 Interleuvenlaan 40 3001 Leuven, Belgium Tel.: +32 16 38 12 11 Fax: +32 16 40 02 49

www.terumo-europe.com

Leuven: 08.11.2022

To whom it may concern

STATEMENT

ONLY FOR REGISTRATION PURPOSE IN RUSSIA.

We, TERUMO EUROPE N.V., Belgium (Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium), being the legal manufacturer of the Ultimaster Sirolimus Eluting Coronary Stent System and the Ultimaster Tansei Sirolimus Eluting Coronary Stent System, hereby state that the attached Instruction for Use is true.

Best regards,

Leen Callewaert

Regulatory Affairs Manager

TERUMO EUROPE N.V.

Seen by us, Master Carl Maere

Notary Public at Leuven (Belgium), Blijde-Inkomststraat 24

For authentication of the signature

of Leen Callewart

The official address of the company Terumo Europe M

Interlewentaan 40 3001 Lewer, Belgium ope M.





€ 0482 2022-06

Ultimaster Tansei

Ultimaster Tansel Sirolimus eluting coronary stent system Ultimaster Tansei, système de stent coronaire à libération de sirolimus Sirolimus-beschichtetes Koronar-Stentsystem Ultimaster Tansei Sistema de Stent Coronario Liberador de Sirolimús Ultimaster Tansei Sistema de Stent Coronário com Eluição de Sirolimus Ultimaster Tansei Sistema di Stent Coronarico Ultimaster Tansei a Rilascio di Farmaco Sirolimus Ultimaster Tansel Sirolimus-eluerend Coronair Stentsysteem Läkemedelseluerande Koronarstentsystem Ultimaster Tansei Sirolimus Ultimaster Tansei Sirolimus lægemiddeleluerende Koronar-stentsystem Ultimaster Tansei Sirolimusfrigivende Koronar-stentsystem Ultimaster Tansei Sirolimus-Sepelvaltimostenttijärjestelmä Συστημα Στεφανιαιασ Ενδοπροθεσησ με Εκλυση Φαρμακου Sirolimus Ultimaster Tansei Сиролимус-выделяющий Коронарный Стент Ultimaster Tansei System Stentu Wieńcowego Uwalniającego Lek Sirolimus Ultimaster Tansei Ultimaster Tansel Sirolimus-kibocsátó Koronária Sztent Rendszer Koronární stentový systém Ultimaster Tansei uvolňující léčivo Sirolimus Systém Koronárneho Stentu Ultimaster Tansei uvoľňujúci Sirolimus Ultimaster Tansei Sirolimus Salan Koroner Stent Sistemi Ultimaster Tansei Sirolimus Ravimkaetud Pärgarteri Stendisüsteem

Ultimaster Tansei Sirolimus Navininaettu rargarteri Steritususteemi Ultimaster Tansei Sirolimus Medikamentu Izdaloša Koronārā Stenta Sistema "Ultimaster Tansei Sirolimus" Vaistus Išskiriančio Koronarinio Stento Sistema Sistem Koronarne Opornice Ultimaster Tansei Sirolimus, ki sprošča zdravilo Ultimaster Tansei Sirolimus Koronarni Stent Sistem Koji Oslobađa Lek Sistemul Stentului Coronarian Cu Eliberare de Sirolimus Ultimaster Tansei Коронарни стентове Ultimaster Tansei с отделяне на сирулимус

Стент-система коронарна сіролімус-елютуюча Ultimaster Tansel Sustav koronarnog stenta za izlučivanje sirolimusa Ultimaster Tansel



Ultimaster Tansei M27 50 003 inch

得意先名	テルモ権	校数	四校	da ing	スミ		
品名	Ultimaster Tansel M27 50 003	作業者	津田	55.00			
制作日	2022 06:09 09:32	ページ数	1/80	N-3	- 1/检查		- 4
サイズ	97230mm×33250mm	問版No.	048563	1	3档	Lo aus	======

2022/06/09 9:32



REF

 \otimes

RBP

Min GC

Stent I.D.) Ø

MHOODMAINS TOPPY PRODUCT DESCRIPTION

DESCRIPTIF DU PRODUIT

PRODUKTBESCHREIBUNG

SCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Complement and also Removed The PRODUCT

BESCHRUNKG VAN HET PRODUCT

*** Long is scolers - Author of occurred that present may than the Common Cooking of the Cooking of the Cooking of the Cooking occurred to the Cooking of the Cooking occurred to the Cooking occurred to

PRODUKTBESKRIVNING

DUKTBESKRIVELSE

LB05 kabaltkram (CaCr)-c-karrelsktran-canceluma

PRODUKTBESKRIVELSE

sepalvatismon sisasan LE/S kobolitikom ja polysta (D.L-laktid-ko-kapralal-TUOTEKUVAUS

ПЕРІГРАФН ПРОЇОΝТОΣ

описание изделия

OPIS PRODUKTU

TERMEKLEÍRÁS

POPIS VÝROBKU

POPIS PRODUKTU

ÜRÜN TANEME

TOOTE KIRJELDUS

PRODUKTA APRAKSTS

PRODUKTO APRASYMAS

OPIS IZDELKA

описание на продукта

опис продунту

OPIS PROIZVODA

一湖北 No sates 今かモ称 Ultranster Tarsel_M27_50_003 作業者 浄田 2022_06_09_09:32 ページ数 3/80

NAME OF EACH PART / NOM DE CHAQUE PARTIE / BENENNUNG DER EINZELNEN BESTANDTEILE / NOMBRE DE CADA PARTE / NOME DE CADA PEÇA / IDENTIFICAZIONE DI OGNI PARTE / NAAM VAN DE ONDERDELEN / NAAM PÄ VARJE DEL / DELENES NAVNE / NAVN PÅ DE ENKELTE DELENE / OSIEN NIMET / ONOMAZIA TON ETIMEPOYZ THHMATON / HAMMEHOBAHHE KAHLJOÑ YACTH / NAZWA KAŽDEJ CZĘŚCI / A RÉSZEK NEVEI / NÁZEV KAŽDÉ SOUČÁSTKY / NÁZOV KAŽDEJ SÚČIASTKY / HER BÖLÜMÜN İSİMLERÎ / IGA OSA NIMI / KATRAS DALAS NOSAUKUMS / KIEKVIENOS DALIES PAVADINIMAS / IMENA DELOV / NAZIV SVAKOG DELA / DENUMIREA PÄRTILOR COMPONENTE / HAMMEHOBAHHE HA BCRHA YACT / HAMMEHYBAHHR HOЖHOÏ YACTUHH / NAZIV SVAKOG DIJELA

Iltimaster Tansei M27 50 003 md

得意先名 テルモ総 投資 590位 高名 Ullimastar Targel AR2 50 003 作業者 沖田 新作品 2022 06 09 08:32 ページ数 4/80 パーコード検査 サイズ タテ230mmをヨコ250mm 原版No. 048563 合格 **FC**) ansa 二型最

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

EHBY TON RIVENDOMY

	7:	-	
	0.50		
田敷	Q460)	_
作業者	校整		
·名 Ultimaster Tarsel M27, 50, 003 作業者	張鶴 テルモ薬		
60	[元名		

DEI COMPONENTI DEL DISPOSITIVO

BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTEN

BESKRIVELSE AV KOMPONENTEN STENTPLATTFORM

1000 ≥ ### = 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

ΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A RÉSZEGYSÉGEK LEÍRÁSA

olieges releggel és egy gyógyszer málti-olimer előreláthatóan 3-4 hónapon belül cs gyógyszer, ami eldsegítheti az

HOOM SHEET OF STREET OF ST



PLATFORMA STENTU Platforma pro koronimi s nabizi flexibilni stent s ter

oursusma — AN LIVINE LEXUVA SLOZXÁ
Sírolin je imunospravih prostařních. Sodio blokuje aktivací T-lyvrto,
stimulací (hrefreukin 78,12,4,4 a.B.-15), zpásoben, který se naprodo stimulací (hrefreukin 78,12,4,4 a.B.-15), zpásoben, který se naprodo ce
je klózná regujadní krista. Tao ichtike politický cytoky od politický o

ODBOURATELNÉ POLYMERY - NEAKTIVNÍ SLOŽKY

Koronární sterň Ultimaster Tansei Sirohraus uvoliňující lečívo má povlak ze dvou vrste vrstvy jsou z polymenu, polyľD,L-lektid-jo-kaprolekton), liderý by se měl rozložit po 3-4 lumnální stana steritu neobsahuje lečívo a tím se podpotí jeji předutaní endotelem.

BALONKOVÝ ZAVÁDĚCÍ KATÉTR

OPIS SÚČASTÍ ZARIADENIA

PLATFORMA STENTU

terteynt yspaniam, yspania

DEGRADOVATEĽNÉ POLYMÉRY - NEAKTÍVNE ZLOŽKY

DEGRADOVATELNÉ POLYMÉRY – NEAKTIVNÉ ZLOŽKÝ
Koronámy sterů Ultimaster Tanesi uvolfinájbo šrotimus má povlak pozostávajúci z dvesti vajlovi priměmej vrstvy a vr
Očalkiva se, že kopolymic priměrněj vrstvy a polyměra nosícě sočiva, polyficů, žedečia o sprotektoní bude degredov
šrotiva sa aplikuje abluminálne, pridom lumnálna vírana steritu ostáva bez šečtva, cm podporuse pokyrie endotekom.

BALÓNIKOVÝ ZAVÁDZACÍ KATÉTER

BALOMIKOV ZAVNAJACH KA NE 16H
Zavatazaci kaletier je vysokotskov, polo poddajný butorisový zavádzaci kaletier, ktorý má
cznadouj konce stentu, aby úlahčili správne umiestnenie storitu.
Aktivna dížka abdna je tenen pripásobona díže se kentu, aby sa zabrianio nadmenné; expa
Na prosmánom konci systému je zastřovací liver "tomale" konekto", řeno konektor je spoj
vztupuje do dolatného hrotu katela a vystádraz 28 provenstáne k horová.
Povrch katela je čiastočne potlahnutý povlakom z hydrofilného potymnítu, ktorý zabezpeču

STENT PLATFORMU Kaname® CoCr Koroner Stent műkemmel iletilebilirlik ve optin

TREAT RAPAMA TABAKAS
STROLLBUS - AKTIF FARRASÖTIK (CERIK
SIROLLBUS - AKTIF FARRASÖTIK (CERIK
SIROLLBUS - AKTIF FARRASÖTIK (CERIK
SIROLBUS - Birmilasyouran cavahen olaşan Tlenfoat kalarısyası ve profesi Lı-19 altmilasyouran cavahen olaşan Tlenfoat kalarısyası ve profesi Potent-12 (KRS)2) randadelen beşilinden ve bir imilarısyası ve profesi be düzerleşici filmzın altövayorunu bağlanarısınlaşılar eric Bir imilarısı dörüşlürüğ Gİ Tazadası Sılarası ferineyi viliğle oleşir. Sirolmus'ul tu girişim dürumunda yardıncı bir bibli madde olarak Responzu azalması

DEGRADE OLABİLEN POLİMERLER - İNAKTİF BİLEŞENLER

BALON ILETME KATETERI

SEADME OSADE KIRJELDUS

SERUME: serion
STEXID PLATFORM
Ukmaster famed Sindimus raviankaetud pärgarfari stendisügserin platvormika
metalliga hölpsalt sissestatav elastne stent, mis võimaldablisuureplarest kohalen

STENDI KATTEKIHT SIROLIIMUS - RAVIMI TOIMEAINE

LAGUNEVAD POLÜMEERID - TOIMEAINETA ABIAINED

IERĪCES SASTĀVDAĻU APRAKSTS

STENTA PLATFORMA

ambijumu, teicantii piepatika turnoga ur vypasa.

STENTA PARKLAGSAS SLANIS

STROLIMUS - AKTIVA ZÄLU SASTÄVDALA

Seolimus ir mmundelpressora. Sirolimus inhibė T-limfocita aktivaticiju un proliteratoju, kas notok, reaglijot az antrylina un otoklinina (interlesifina.

[IL-2]. L.4- il 1-15 ja timatoju, zmantoju mentenarnu, kas ir altikriga no otiemi trumillammunosiopressoriosiemi sativima sastaka ar emurellimu.

[IL-2]. L.4- il 1-15 ja timatoju, zmantoju mentenarnu, kas ir altikriga no otiemi trumillammunosiopressoriosiemi satika ar emurellimu.

cainas, FK satitade proteituru 12 (FKPP)-12, la generitu menunosiopressiosia kompleksu satikrimita englina satika ar emurellimu.

tas. kas ir krijiži gegulėjotais takton. Si inhibitoju vijana otiskima izrando T-duru proliteratoju, inhibitojuktytogusėju in otianu cirka GT füz S

tas. kas ir krijiži gegulėjotais takton. Si inhibitoju vijana otiskima izrando T-duru proliteratoju, inhibitojuktytogusėju in otianu cirka GT füz S

DEGRADEJOSI POLIMERI – NEAKTĪVAS SASTĀVDAĻAS
Lītingaster Zanosi ar sirolēmus pickklijumu koronizijam steritam ir palvislijuma, kas sastsiv no diviem pēritalizēt, ka parnatislišnis un zālaj nesēja polimiera, poli (O_L-kalidis an kaprokalidatou) kopolimiera pēritalizēt ar zāla uprektu, atslajot deretra atverse dalu bez zālem un lābaljād palaisinot erdotīvija pila pilaisino dalu prektu, atslajot deretra atverse dalu bez zālem un lābaljād palaisinot erdotīvija pila

BALONA PIEGĀDES KATETRS

得意先名	テルモ権	松飲	四枚	40.00	スミ	
88	Ultimoster Tangel M27_50_003	作業者	津田	STAR	100	
制作日	2022 06 09 09:32	ベージ数	8/80	/Im2	一下接查	F-1
サイズ	9 ± 230mm x ∃ ⊐ 250mm	RAENO.	048563	1	15	Го акия <u>прак</u>

2022/06/09 9:32

Mydophallns not better

		-	- 17 IN
		-	TO BEER - THE
		1	5
×		ジーロード権権	合格
CA. 803	i i	11-3	Am
四校	田衆	08/6	WNo. 048563
松野	13 位服者	経びーン	原版No.
子儿王権	Ultimaster Tarsel M27 50 003	2022,06.09 09:32	9 7 230mm x 3 1250mm
禄類先名 子/	1000	制作品	サイズ・

Mydophalling northera c odbuluanshoro cain

74661 No Ha4300y B chepe \$

Management of the second secon

The page of the same	-				
-	御歌ニーガーに	10/80	スーツ製	2022.06.09 09:32	CZ3
	Call Call	田米	作業者	Ultimester Tarsel M27_50_003	90
	A. 11 7.5	DB-80	の数	中方七篇	他

	which industries that I there is an absorbed manager than a land with the same of managers and a second in the same of the sam	reaction and appropriate to add
() dispositivo (Homes Expresses Sect trave Darenter from) ; Darenter interes nominal du alent deployé (mm) ? Steudine cost contracturate le inspensione Espanosion (mm) ; Osteneto interes nominal del santi compressi desant fisientes el electromateria de sent espanosione (mm) (Dorente) plentes otras	Actual un-expanded sta Lange des nicht espand Comprimento efectivo o
oden. /	espanial somnialo (em.). Asprillioth in wer sign diameter gelospanialende stres (em.). Moninali predistransiale (em.) de Ultragalises et est est Mismalis de selectede de est entre in Moninale de entre contra dende immediate de entre constituir de entre constituir autoritation de la constituir	(mm) Faltalija lengte r (mm) / Faltak lengde r (mm) / Faltak lengde r
Acres (instituted exponential from a revivalential and the Community of Management and American Institute and American In	contraddy with event
No./	Parantus eterelatara extrapazarego sonta (mm. 13.4 sinela sates), para pasa bannete (mm). Konnalah vintik pulmit rapatusah satesi (mm), Marantily valuntun patenia apparatuantu Palentu (mm), Martinia Banisi Bine E. Care (mm), Marantila sandatas sandatas satesi.	nessza (mm) / Viestry o nesspandovimicho steri ssandomoto olistro (mn
Catalogici broj /	seaddenester (tron), (Normalisti spiesta steria es lájes characta (stro), (Normalis spiesta principales suprimentes contrata es lájes o como contrata contra	hellschittuschaland by de de de de de de de de de de de de de
) Apadagi (pocking pocking pocking remain remy). Damedrasi riferes reprised a therefore impacted trem; I Houseacuen scripcium, palesentray, es paramente chree intervi i Houseacuenie regispiaciti planeta criteriy a postperiora permai haut i Hazman, injednosti austrategia pomente pocka encogatema, circui.	Дивете-тезна дъзва- нарозиратого станту (

Actual un-expandad stant singth (final) (Longues: reale du stent non dépolyé (min)) Intiga des miles égandétair Block (min) (Longues: Longues actual des técnis de macade trimn))	ongarininini evergen misegan karangan karangan karangan karangan karangan karangan karangan karangan karangan Irrini), Fabitak istragae at sakapandereta atan (Irrin), Faktas, Azag for sakingas inert Irrin), Fabitak istragae at sakapanderet sakin (Irrin) i Faktas uakapandan sertebenga	теге) / Lasjeckarnaldennan elektrin fedellman päkuas (mere, / Пракушатыс) ріўное, рт коптивобушёну, екбетробовкату, (у.У.т.) / Дляна стента я-нерасирытов кал	wan) i Roeczywieta długość nierozpirzkonago stasty (mm) / A tu nom nyti szterit aktubia oczsza (mm) i Vlastin delia morozotudeho stentu (mm) / Skutożni oślak	eetrapandusianeho steritu (mm) / Firii gemijishiineemiy sterit usurkugu (mm) / Standi lagaiki. seendaruda pikitus (mm) / Febistasis neqalesta sterits gasums (mm) / Tatosis	ell signit, son statro lago (mm.). Departura dozbora revuzbignea opomico (mm.). Pitrama Libra primbiga nago effetta, financia Libramea elebera à selectular insessenate (mm.). Materico-revier da presso en responsante en tentre (mm.). Observance popularia altro-commente (mm.). Silvancia monositates dutres altro-calle (mm.).

Color in C	o Per, Satter Palabasin broj / pordokasia/ apa na napaziaro / Mag anpoby / da	autocoment (mp.). Horizonta desse bette autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation desse autocoment (mp.) Alternation (mp.) Altern	Additional control con	Nazona dezineye antarina jugi
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25	E-RO2209KSM	2.25	9.2	36
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25	E-RO2212KSM	2.25	12.6	49
2 2 5 5 7 7 7 8 4 2 7 8 1 8 4 7 8 4 1 8 1 8	E-RO2215KSM	2.25	14.9	58
2 2 5 5 5 6 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	E-ROSZ18KSM	2.25	18.4	72
2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56	E-HO2221KSM	2.25	20,7	84
2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	T-ROSSORKOM	00.00	5.45	110
2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56	E-RO2233KSM	2.25	33.4	130
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50	E-RO2238KSM	2.25	38.0	148
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.6	E-RO2509KSM	2.50	9,2	36
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75	E-RO2512KSM	2.50	12.6	49/
2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.6	E-RO2515KSM	2.50	14.9	58
2.550 2.250 2.263 2.263 2.264 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75	E-HQ2518KSW	2.50	18.4	72
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	E-HO2521KSM	2.50	20.7	81
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75	F.BOSSORKSM	0.50	A 44.00	011
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75	E-BO2533KSM	2.60	33.4	1 0 0
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75	E-HO2538KSM	2.50	38.0	1438
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75	E-ROZZOSKSM	2,75	9.5	36
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.07 2.07 2.07 2.07 2.00 2.00 2.00 2.00	E-RO2712KSM	2.75	12.6	49
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75	E-RO2716KSM	2.75	14.9	88
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75	E-RO2718KSM	2.76	18,4	72
2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75	E-RO2721KSM	2.75	20.7	81
2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.0	E-HO2724KSM	2.75	24.2	94
2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.0	E-ROZIZSKSW	2/5	28.8	112
9 00 9 00 9 00 9 00 143 9 00 9	F-RO2738KSM	2 75	0 86	148
3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 4 0.0 5 0.0 5 0.0 6 0.0 7 1 1 9 8 9 4 0.0 4 0.0 5 0.0 8 9 8 9 8 1 1 8 9 8 1 1 8 9 8 1 1 8 9 8 1 1 8 1	E-RO3009KSM	3.00	9.2	36
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	E-RO3012KSM	3.00	126	49
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	E-ROS015KSM	3.00	14.9	58
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	E-ROSOTBKSM	3.00	18.4	72
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	E-HO3021KSM	3.00	20.7	81
3.50 3.50	THE DOOR OF THE PARTY OF THE PA	3,00	24,2	94
14.9 14.0 14.0	E-BOSOSSKSM	00.6	20.0	7.00
8.9 3.50 11.9	E-RO3038KSM	3.00	38.0	148
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.86 4.00 4.00 4.00 4.00 2.08 4.00 2.08 4.00 2.08 4.00 2.08 4.00 4.00 2.08 4.00 4.00 2.08 4.00 4.00 2.08 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.08 6.08	E-RO3509KSM	3.50	8.9	35
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50	E-ROSS12KSM	3,50	11.9	46
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.41 3.60 3.41 3.60 3.41	E-HO3515KSM	3,50	14.9	58
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.8.5 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.0.8 4.00 2.0.8 4.00 2.0.8 2.0.8 4.00 2.0.8 4.00 2.0.8 4.00 3.0.8 4.00 4.00 3.0.8	E-HO3518KSM	3.50	17.8	69
8.50 8.50 8.50 8.50 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9	THE DOOR OF THE PARTY OF THE PA	00.00	20.0	81
3.50 34.1 38.6 34.1 39.6 38.6 38.6 39.6	E-HO3528KSM	350	0 00	140
250 38.6 11.0 1	E-HC3533KSM	3.50	34.1	133
4.00 11.0 4.00 11.0 4.00 17.8 4.00 22.3 4.00 28.3 4.00 28.3 4.00 38.1	E-ROSSSBKSM	3.50	38.6	151
4,00 11.9 4,00 17.8 4,00 20.8 4,00 23.8 4,00 34.1	E-RQ4009KSM	4.00	6.8	35
4.00 4.00 7.04 4.00 2.0.8 4.00 2.0.8 4.00 2.0.8 4.00 2.0.8 4.00 3.4.1	E-RO4012KSM	4.00	11,9	46
4,00 20.8 4,00 23.8 4,00 28.8 4,00 34.1 1	E-RO4015KSM	4.00	14.9	58
4.00 23.8 4.00 28.2 14.00 34.1 4.00 36.7	E-RO4018KSM	4.00	17.8	68
4 00 28.2 1 1 1 4 00 34.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E-HC4021KSM	4,00	20.8	000
4.00 34.0 4.00 38.6	E.BOADOBKOM	700	0000	000
4.00	E-RO4033KSM	4 00	94.1	133
	E-RO4038KSM	4.00	38.6	151

ENGLISH

M27_50_003.mdd 12

15 mar 2 min

Delivery Procedure
Step Action

1. Prepare vascular access site according to standard practice.

2. Prodular team watch at access site according to standard practice.

2. Prodular team with PTCA catheter.

4. Open rotating hemostatic valve on the guiding catheter as widely as possible.

5. Sackload Delevery System onto proximal portion of guide were while maintaining guide were position across target team.

CAUTION | Confirm that the guide wine OD does not exceed 0.36 mm (0.014°), it a large size guide wire has been used, exchange that with a shortest manner.

6. Advance start Delevery System over guide wire to target teation. Utilize radiopaque batioon markers to position start across leader, perform angiography to confirm stend position.

CAUTION | Take care not to darrage the delivery catheter and stent when advancing the delivery catheter over the guide wire.

Deployment Procedure

1. Before deployment recorder in the correct position of the stent relative to the target leadon via the catheter markers.

2. Affact the infaltion device to the delivery catheter but and apply regative pressure to purge the baticon of air.

3. Under fluoroscopic visualization, infalte the baticon to at least nominal pressure and resistant for 15-30 seconds to deploy the stent but do not acced the labeled rated turns pressure (see table) on packaging or endoced compliance shall be the delivery sealed through to under angelography or intravascular utrassound.

4. Optimal expansion requires the etent to be in full contact with the array well, and with the stent internal diameter markers are one sealed and produce the packaging or endoced compliance shall retained diameter markers are oversed diametric.

5. Breat wall contact allocated be verified through to unune amprography or intravascular utrassound.

6. Defeate the baticon by guiling a vacuum with the infaltion device. Malke sure the baticon is fully deflated before against the sale of the catheter.

7. Evelem adequate stand expansion by angiography is injection through the gui

7. Confirm adequate stent expansion by analogous processors.

Removal Procedure

Step Action

1. Ensure balloon is fully deflated.

2. Fully open rotating hemostatic valve.

3. While maintaining guide wire position, withdraw Stent Delivery System.

Note: Should unusual resistance be left at any time during either tesion a implantation, the endire system should be removed. See stant/Sys removal instructions.

4. Tighten rotating hemostatic valve.

balloon diameter to achieve proper stent apposition to the vessel wall. I	To not dilate the stent beyond the limit tabulated below.
Nominal stant diameter (ID)	Post-Diletation limits (ID)
Ф2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm	4.5mm
Ø3.5mm, 4.0mm	5.5mm

5. Final stent diameter should match reference vessel diamete

INSTRUCTION FOR SIMULTANEOUS USE OF TWO DEVICES IN GUIDING CATHETER (KISSING BALLOON TECHNIQUE)

6Fr Compatibitity – Any combination of one Ultimaster Tansei Strollmus Euting Cororany Start System (L.D. 2.25mm – 4.0mm) and one Hinyo? (2.25mm-4.00mm) or one Accutorce® (2.00mm-4.00mm) PTCA balloon calcreter can be used amutaneously within a 6Fr (I.D.1.8mm) guiding

CAUTION Care should be taken

DRUG INTERACTION

DRUG INTERACTION

Drugs that act through the same binding protein (FKBP) may interfere with the shirtscy of sirolimus.

is that act through the same ornang process y row.

The process of CYP3A4 (e.g. Wolcocoms is metabolized by CYP3A4 (e.g. Wolcocoms is metabolized by CYP3A4. (e.g. Wolcocoms is metabolized by cytople symbolized by company

POTENTIAL ADVERSE EVENTS

Potential adverse events associated with coronary stent placement include but are not limited to:

Hemorrhage, requiring transfusion
 Hepotrasion / Hyperfension
 Infection and pain at insection sits
 ischemia, myocardial
 Myocardial intention

得單先名	テルモ総	校数	四粒	23	
8.8	Ultimaster Targe M27_50_003	作業者	津田	5104	
86(1) []	2022.06.09.09.32	ベージ数	13/80	バーコート検査	O same In it
サイズ・	9 7 230mm × ∃ ⊐ 250mm	原版No.	048563	合格	

stent delivery. Therefore adver-administration including:

Abnormal liver function tests

· Immune suppl

Infections
Interstitial lung dis

HOW SUPPLIED

STERILE AND NON PYROGENIC in undamaged and unopened blister pouch. This device is sterilized by e-beam. CONTENTS: One Terumo balloon expandable, Sholimus Eluting coronary stent mounted on a rapid exchange delivery system. One Flushing needle.

STORAGE: Store between 1 and 30°C.

DISPOSAL: After use dispose of delivery system in accordance with local regulations.

13

2022/06/09 9:32



AVERTISSEMENTS / PRECAUTIONS

rune	
Nodne	
de pro	
e risque	
supérieure	
a une pression	
6/2	
necon a	55930
ge. Le	UVB
galeup	pug
rebba	passi
ACE ST	une
India	male 8
phire	9
53	Ę.
dru ap ex	ie lésion i
Sec.	SIDE
Smite de n	SIDE
Smite de n	SIDE
Smite de n	SIDE
Smite de n	SIDE

Cali

PERSONNALISATION DU TRAITEMENT

N. K.		14/80 バーコード協会	NO BREET M
四校	田剣	14/80	
12.23	企業器	ページ数 14/	100000000000000000000000000000000000000
テルモ旗	Ultimissier Tarsel M27, 50, 003	2022,06,09 09:32	
10	20	田	

NISTRUCTION POUR L'USAGE SIMULTANE DE DEUX DISPOSITIES DANS UN CATHÈTER GUIDE (KI BALLOON TECHNIQUE - gonflement aux deux extrèmités, avec deux ballonnets)

тучена с офиц

PRÉSENTATION roduit fourni STÉRILE ET APY

федеральной сли

15

WHOO WE SHEET THE SHEET



DEUTSCH

IDUALISIERUNG DER BEHANDLUNG

			NO BREBE
73		2- 下楼壶	34.65
40, 600	0	M-2	dn
四位	田熊	16/80	048563
松散	作器者	ページ数 16/80 A-3-	が MNO
子儿王璇	Ultimaster Tarisel M27 50 003	制作目 2022.06.09 09:32	天 9于230mm× B 1250mm
標園先名子ル	40 co	制作用	サイド

malicipe...

Mydoo S BHOLLING

THE STATE OF THE STATE OF

(S) Man = 19# - (S) Man = 19# - (S)

Информация получена с

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

is otherwise and income.

INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

			o arten
A 000 A 2		一 コートを検査	金橋
四粒		18/80	048563
校院	作業者	スーツ数	部版No.
于小王寨	Ultimaster Tarsei M27, 50, 003	2022.06.09 09:32	97230mm×33250mm
得累先名 子』	如昭	田山鄉	サイズ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

PORTUGUÊS

VERTÉNCIAS / PRECAUÇÕES

VAL DO UTILIZADOR

Www.roszdraunad

- med to demanda.

IRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS DISPOSITIVOS NO CATETER DE ORIENTAÇÃO CMICA DE "KISSING BALLOON")

a do Sighting
The selected to the selected of

OTENCIAIS EFEITOS ADVERSOS

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- M27_50_003.mdd 21

2



INDICAZIONI

Utensater Transel Sirolimus Eutling Coronary Stent System è indicato per migliorare il fluso sanguigno miccardico in pazienti con lesioni stancicho nelle arterio coronarche, edatio ma non risenata a pazienti affetti da STEMI, NSTEMI, endrone coronarca accus, diabette reside coronarceptas multivasale, biforcazione, pazienti con pi de 65 enni, ambossesi, elifetti da sistiazioni Istali, lesioni fundire, esioni de picca esi coronarci, lesioni insulaminicho come resienosi intrastenti, lesioni ostati, elisioni otrono comunia. Uternistra Transe senti visytemi a dationi dei all'approcció fermicale che a qualci rediale.

CONTROINDICAZIONI / RACCOMANDAZIONI

Controindicazioni

- Controidicazioni

 Paziento con controindicazioni alla terapia antipiastrinica ario anticoagulante.

 Pazienti con insiani che impediacano il gorfilaggio completo di un pastioncimo da angioptastica.

 Pazienti con alterigin nota al fatica.

 Pazienti con alterigin nota al richi.

 Pazienti con alterigin nota di nichi.

 Pazienti con presensibilità nota di sirroitinus o ai suci composdi strutturalimente collegati.

 Pazienti con presensibilità nota di imperimenta in controlatore.

 Pazienti con presensibilità nota di imperimenta indica e caprolatione.

 Pazienti con presensibilità nota ai mezzo di contresto per la quale non dia possibile una profilassi prima dell'imparatione ai Ultimaster Tarassi a rilaccio di famono di richiuma.

 Pazienti con presensione in profilassi prima dell'imparatione ai Ultimaster Tarassi a rilaccio di famono di richiuma.

- Recomandazioni

 Si raccomanda Warrente di non impiantare questo stanti in gestanti.
 Gill effetti del airolinus durante l'allattamento non sono stati valutati, per questo motivo, si zao sono durante l'impianto dello stant.

AVVERTENZE / PRECAUZIONI

AVVERTENZE

- E necessario effettuare una selazione ponderata dei pazienti poiche l'intervento coronarico percutanea con l'impies associato di etnet tromboui, di complicazioni vascolari elo apsiad di sanguliraziente. Occomi, quandi, proministra anticoagularia posi procedurale di incuramenta degiunati acquira de insorpicina, o atrà signeti antichegularia di appeti.

 L'impianto di uno sterit devre essere effettuate securizivamente da medici che abbiano riccivito un'adiseatimento ac Dopo l'introduzione dei caristere di posizionamento nella casa, qualissia evaramento dei versione gettitutito sotto orisoluzione. In caso di resinienza di unarte la mangiolazione, è necessario determinare la causa o l'ideli palieterza pre Per secolipero la discompe per la seritori giretto a necessario su evalutazione molto attento poli chi una l'esserita presenti protribibo portare allo spestamento dello steri dal assistena di posizionamento a palloncino.

 **Accertaria chia la confessione ne all'urritirio e il bister non sinno stati danneggiati o aperii, politica dei sottenio manterimento della steritità.

 **Descriptica chia il confessione ne all'urritirio e il bister non sinno stati danneggiati o aperii, politica dei postrebibe compro manterimento della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della steritità.

 Processione della sterità.

 Processione della sterità.

 **Processione d

CONSERVARE IL DISPOSITIVO FRA 1 - 30°C NELLA CONFEZIONE IN ALLUMINIO.

Questo dispositivo viene confezionato in condizioni prive di ossigeno.

La confezione in alluminio include un assorbitore di ossigeno e un essiccante, smaltiril se
Utilizzare il dispositivo entro la 12 cor successive all'apertura della confezione in alluminio
Non conservare il dispositivo nel bilster.

- Utilizzare il dispositivo entro le 12 ore successive an eyen von a come della dispositiva entro lister.

 PRECAUZIONI

 Manipolazione dello stent Precauzioni

 Prodotto monosu. Non rutilizzare. Non risteriszare. Non riteritare in quanta potrabbe venire compromessa la sterinia, la biocompatibilità e integrità funzionale del dispositivo.

 Prodotto monosu. Non rutilizzare. Non risteriszare. Non riteritare in quanta potrabbe venire compromessa la sterinia, la biocompatibilità e integrità funzionale del dispositivo so ha rasgiunto a superato la data di scadenza.

 Accretars che il bioter non sia stato danneggato o aperto, poiché ciò potrebbe compromettere il mantenimento della sterità.

 Lisare immodatamente dopo l'apertura del bioter.

 Fietitura l'intera operazione in condizioni assittiche.

 Fietitura l'intera operazione in condizioni assittiche.

 Fietitura primata dell'impatito.

 Non singera o graffiare il revestimento dello stent.

 Non singera o graffiare il revestimento dello stent.

 Non singera o graffiare il revestimento come un sistema unico.

 Non silvazare lo stenti ne combinazione con altri sistemi di posigioramento.

 Non silvazare lo stenti ne combinazione con altri sistemi di posigioramento dello stenti al significamento come un silvazione con altri sistemi di posigioramento come un silvazione con altri sistemi di posigioramento dello stenti con considera di significario con con distributa della distributa della distributa della distributa di significamento come un silvazione della distributa di significamente con persociare con persocia

- osi cutoriere. Non e consigliato esporre lo stent a liquidi prima dell'impianto. Ció potrebbe provocare il rilascio pre

- Non infodure pressione negativà o pregoriare e asserse u possibilità di infodure pressione negativà o pregoriare l'expansione insolagi attrazioni.
 Sceptiere cempre uno sterit di dimensioni appliquise in quanto uno sterit sottodimensionato potrebbe comportare l'expansione insolagi della facilità entre recentre uno sterit topo prande politiche comportare l'expensione insolagiquate dello sterit o de servi a secondi della describi depositazione incompista dello sterit prische portare i trombosi dello sterit.
 Quando di informe su insoini multiplièrable sinseo vaso, trettare con sitent prima la fessione distate, quindi quella prossimale. L'impacti sterit in questo ordine elimina la negassità gi attraversare lo sterit pressimale con quello distate e ricco la possibilità di sportamento.
 Non espanidere lo sterit se non e conditamente possionato nel vaso. (Vedere Rimozone del sistema dello sterit Precouzioni).

- I pozzo/hafinitoro or uno steris porecoe consyncremiore se porema uma canas ercentificamente aperiori respetto a quello specificade potrebbe determinere la retura del palancino con possibili danni e diseazzo in intensi.

 E possibile rierare uno steri no respanso nel catalere guida rus sola volta. Evitare il moymento successivo dentro e huni l'estremità distate del catalere guida in quanto lo steri potrebbe verimino dannaggiato o spostato. In queso, prostamento dello sterit, i metodi di recuperro dello sterit (suo di abtti), qua cerò e lorgica potrebbe verimino dannaggiato o spostato. In queso, prostamento dello sterit, i metodi di recuperro dello sterit (suo di abtti), qua cerò e lorgica potrebbe verimino dannaggiato o spostato. In queso, prostamento dello sterit, i metodi di recuperro dello sterit (suo di abtti), qua cerò e lorgica potrebbe della comissione all'estreportato all'estreportato dello sterit.

eceuzioni. Spendi nelle arterie coronarie una sola volta, piaccie potrebbe verificaral un diciocamianto, salicasi forma di mediatriza in qualissis modifica giori apcosso alla tescine o della rimodione del sistema di di o della distri, tendare con cautalia di rifirma e solatima utravierio il cataletre giulda. Se divante he que opporte artica trasistenza diumetro la rimodione del sistema di posizionementro dello stenti dopo il rilaucio, il sistema

nento ed il catetare guida devono essere rin

- positionemento ed I catelene guida devone sessere rimosal come un pala jungola.

 Quando ai rimuove il elistema di positionamento e il catelene guida contine singola unitàt:

 * Non tentare di rittare uno sierit non espanto nel catelene guida qualitàti el risento nella ariana coronaria. Potrebbe verificami u catelene o un dislocamento.

 * Posizionese il manter prossimile del palloncino appena distalminità sispetto alla purita del catelene guida.

 * Far senutare il Rio guida nell'anatoria coronarica nello posizione ristalitàgio sicua possibile.

 * Far senutare il Rio guida nell'anatoria coronarica nello posizione ristalitàgio sicua possibile.

 * Far senutare il Rio guida nell'anatoria coronarica nello posizionemento coro in unitali engola.

 * Farmato ristalità di catellane di conspicazione di su guida produce di catelene di posizionamento coro in unitali engola.

 * Il marcato rispetto di questo parti dei oi Tapplicazione di su guida l'orizi accessiva al sistema di posizionamento potrebbe delerminare debi sierto dami silo sisteri dei au componenti dei esilizati quidiconamento.

 * Se è necessione mantenere la posizione dei lili quida en un spotienero sulla gi altri componenti dei assistema.

- Post implanto Precauzioni

 Usare restrità gializionamento porrebbe deleminare il delocamento montre la dili gia din componenti dei assisma.

 Post implanto Precauzioni

 Usare restrità quando si attriversa uno start appera imperintato con un filio giata coronarico, un calertere IVUS, un calertere CCT, un palloncino a sito distarea di posizionamento dello stert, per egatere di denneggiare la geometria dello stent.

 I pazieriti devono essere ostoposti ad una accignata figura arriagorgianite post-pronodurate (aspirine, temporinfine o altri appropriata agenti ambiastrino) escondo la dittata linee guida. Il risasa di inocessità, ia dropsie ferapia arriagorgianite può sense interrotta precocemente, ma non prima di un messe.

 Risonanza Raispracica Ruciere (PRIN)

 Test non clinici harro dimostato che "Usimantato Tarsec" e MR conditional (ossis a compatibilità PIM condizionata). I pazienti con questo dispositivo possino essere suttoposti a fucriorara magnetica in modo sicuro nelle seguenti condiziona.

 Campo magnetico statico da 1,5 testiga "Brisa, con

 Campo magnetico statico da 1,5 testiga "Brisa, con

 Campo magnetico station de sono praziata magnetica in modo sicuro nelle seguenti condiziona.

 Prodotto da forza messima 90 "Prim

 Tasso di assochimento apporitico (SAR) instissimo mediato su tatto 2 corpo (WBA) potizzato terroritati di scansione soprataziona.

 Vicino condizioni di scansione sopratazione.

 Vicino condizioni di scansione sopratazione.

- Netic condition of scansions sopra judicia, IT-Ulimaster Tarset, 60,1°C (1,7 Wing, 1,5 testa) Aurento dalla temperatura relativo Wing, 1,5 testa) Aurento dalla temperatura relativo Wing, 1,5 testa), 6,7°C (1,1 Wing, 3 testa) Aurento, dalla temperatura relativo all Wing, 3 testa) Aurento, dalla testa della

nessen en internation autoritation que offeren.

In test non citrici, l'artistitate de trenagine causato dal dispositivo si entende per circa 7,03 mm dell'Utamaster Tansei" gillando 7 differenta con una sequenza a propi

PERSONALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO

Prima di utilizzare la finnit oprovanico Ultimaster Tansei a rilescio di farmaco Sirolimus pre benefici degli ateni a hazzi di di sirolimus. I medici sono responsabili per la valutazione della all'impianto di unglateri prima di intraprendene la procedura.

MANUALE D'USO

one prissa dell'uso ninare alteritamente la confezione del sistema di posizio mu, di sterit, rimuovene con cautela il sistema dalla confe il

- during
 Material' richesti / Quantitàl
 Caltelle guille appropriato (diametro interno minimo dei cultetere guide 1,42 mm (0,056
 2 3 sirrigine (10 20 mi)
 1900 (20 0m to olucinone salina normale esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina normale esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina normale esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina normale esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata esparinizzata (HepNS)
 1900 (20 0m to olucinone salina esparinizzata esparinizzata esparinizzata esparinizzata esparinizzata esparinizata esparinizata esparinizata esparinizata esparinizata esparinizata

Ultimaster Tansei_M27_50_003.indd 22

得服先名	デルモ権	校数	翻纹	4.00 X 3	
8-8	Ultimaster Target M27 50 003	作系者	津田	811	
制作品	2022.06.09 09:32	ベージ数	22/80	バーコード機能	FO
サイズ	9 ÷ 230mm × ∃ ⊐ 250mm	原版No.	048563	合格	o ansa India

2022/06/09 9:32

ITALIANO

ndd 23

	報作品	80	游詢先给	es editurito (editas siguinios di ercimus dopo un emplio impiero di atenti e considerato
TOTAL E ANNUACE E LE F. H.	城市日 2022.06.09 09:32	Ultimaster Tarsei_M27_50_003 作展者	テルモ海	Sopo un singolo impieno di stens è co
The same of	ベージを	分展设	12.00	nsiderato
CORRECT STATES	23/80	田家	23.00	8
かが	ページ数 23/80 ハーコード機能	0	作品スミ	70/
and He for my name [G.1				

Информи

23

NEDERLANDS

ONTRA-INDICATIES / AANBEVELINGEN

RSCHUWINGEN / VOORZORGSMAATREGELEN

- AR HET SYSTEEM TUSSEN 1 EN 30 °C IN DE ALUMINI toem is verpakt onder zuurstofvrije omstandigheden.

NDIVIDUALISERING VAN DE BEHANDELING

DO HODS

S man I with C MOODING

INSTRUCTIE VOOR GELUKTUDIG GEBRUIK VAN TWEE PRODUCTEN IN DE GUIDING KATHÉTER KISSING BALLOON-TECHNIEK)

OFFICE CONTINUES

and the Miles Miles Month Month Mark Miles

25

SVENSKA

TRAINDIKATIONER / REKOMMENDATIONER

, annat än vad som anvisas fgiring av lesionen. En över

Элучена с од 15 man = 19#1 CM (100 man = 19#1

LEVERANSSÄTT STERIL OCH ICKE-PYROGEN i oskadad och opppnad blisterpåse. Denna produkt har steriliserats med e-beam

spontnaganen. FÖRVARING. Förvaras vid mellan 1 och 30 °C. BORTSKAFFNING: Etter användning skall införingsäystamet bortskaffas i enlighet med lokala föreskrifter.

Uttagningsprocedur Steg Åtgård 1. Se till att ballongen är helt tömd.

1. Set till att ballongen är het tilmd.
2. Oppna den reterande hemostaseventilen heit.
3. Medan lederen hålla kvar på þinta, dra ut stentinföringssystemet.
3. Medan lederen hålla kvar på þinta, dra ut stentinföringssystemet.
4. Om motstånd kärars undet artingen heisonalikomat eller uttagning av införingssystemet ta ut Se avuntlet om Stent-Systemutlagning – Försiktighetis stentinföringssystemet.
4. Dra ät den orberande hemostaseventilen.
5. Uppnpa angiografin för att utföra en bedömning av området med stenten. Om tillräcklig med lämplig ballongdameter för att uppnå korrekt placering av stenten mot käriväggen överskrids.

INSTRUKTION FÖR SIMULTAN ANVÄNDNING AV TVÅ ENHETER I GUIDEKATETER (TEKNIK MED KISSING-BALLOON)

Kompatibiliter for Fr. Alla kombinationer au läkemedissiouerundik koronaritentsystem Ultimaster 3 ora (Strolmus (L), 2,25 mm + 4,0 mm) och ballongkateter Hirys¹⁰ (2,25 mm + 4,00 mm) eller Accudorce¹⁰ (2,00 mm + 4,00 mm) PTCA kan anyandas simoltant i guldekateter av type 6 Ft (D. 1,8 mm).

Terkiten kan ultitas soni instruktioneren nedan:

1. För in läkemedisselverande koronaritentsystem Ultimaster Tansei Sirolmus som i instruktionen 1.

2. För in Hirys- eller Accultores- belängristettem spir på mäsidism och blås upp ballongen.

3. Ta bort katetrema. Ta bort en katetor med tilhörande ledare het innan näsla kateter och ledare för it in 100 mm.

OBS Var försiktig vid inforande, fästning och borttagrung av alla enheter för att undkrau eft de trasster in sig.

LÄKEMEDELSINTERAKTION

Lakemedel som agenar genom samma bindande protein (FKBP) kan altira effektvijstele hoe Skolimus. Skolimus melatopleerne av CVP3A4. Sturka inhibitore av CVP3A4 (t.e.v. ketoconazel) remersiasa förhåds törknippade med systemiska effekter, hamför allt om flore stantar envisinds. Man bör nössä ja närreyn till sy

patienten parallelli behandlas med systemisk immunhämmande terapi. Baserat på resultaten av den mänskliga fermakokinetiska studierna, är de syr

POTENTIELLA KOMPLIKATIONER

Potentiella komplikationer fürknippe

abrupt k\u00e4rtiflalutning

2022/06/09 9:32

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- RSLER / FORHOLDSREGLER

nster Terrsel_M27_50_003 :06.09 09:32 E man Inglie

28

MWW. FOSSOF WANTAN

JIKTION I SAMTIDIG ANVENDELSE AF TO ENHEDER I KATETERLEDER (KISSING BALLOON-TEKNIK)

JIKEL - Jak sombiosione il iku lilimaster l'imais Stolmus abdevoib Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,2 mm og at Fraylo (2,25 mg) ledica - Jak sombiosione il iku lilimaster l'imais Stolmus abdevoib Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,2 mm og at Fraylo (2,25 mg) ledica - Jak sombiosione il iku lilimaster l'imais Stolmus abdevoib Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm og at Fraylo (2,25 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) og at Fraylo (3,25 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) og at Fraylo (3,25 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) og at Fraylo (3,25 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) og at Fraylo (3,25 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - Jacquetter (1), 2,25 mm - 4,20 mm) ledica - 4,20 mm, 2,20 mm) ledica - 4,20 mm, 2,20 mm) ledica - 4,20 mm, 2,20 mm, 2,20 mm) ledica - 4,20 mm, 2,20 mm, 2,20 mm) ledica - 4,20 mm, 2,20 mm, 2,20 mm) ledica - 4,20 mm, 2,20 mm,

Degebanshow Columb

14000 E and E and E and E

DANSK

CHOMPHON RINGHOUSE

2 Acr 23	H.	ページ数 30/80 パーコード様性	563 合格 70 8680 - 18
权数 四电	田町 神順日	3/08 第三ーン	048
宁ルモ瀬	Ultrinaster Tarisel M27_50_003 作業者	2022.06.09 09:32	\$ ₹230mm×∃3250mm
併配先名 丁	\$0 08	超帝田	ヤイス

IG FOR SAMTIDIG BRUK AV TO ENHETER I LEDEKATETER (KYSSENDE BALL

(5) man = 1918 - CM

Mw.roszdramadzor

федеральной служ

STA-AIHEET / SUOSITUKSET

- APACHA COMPANION OF THE PACKAGE OF T

indd 32

144000 Engle - Marie 2000

Www.roszdraunadzaj

- Assessment of the contract of

 - федеральной службы

(A) 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1



EAAHNIK'A

を指 naster Tarsel M27,50,003 作業を 2,06,09,09;32 ページ 2,30mm×ヨコ26,0mm 高級N
を指 naster Tarsel M27,50,003 作業を 2,06,09,09;32 ページ 2,30mm×ヨコ26,0mm 高級N
E S O U

aster Tansei_M27_50_003.indd 35

	サイス	制作日	部的	得電発名 テルモ株	offi Gradbook kara ab
=()	サイズ タテ230mm×ヨニ250mm	制作目 2022.06.09.09:32	Ultimaster Tarsei_M27_50_003 育業者	テルモ構	ν επισμένης αναιτροθή καικαραίρεση της μίας ή και τον δόο πισκεινών, ώστε
	郷産いつ	ページ数	容別旅	拉拉	εκάν, ώστε
	張斯No. 048563	35/80	津田		
	砂板	スーロード機構	CLAS	22	Ó
	S same - 348				
2002		,			
G					



		No arest - us mil		
25 Min 7.2		//ユード機査		
1242	田崇	38/80	048563	
校製	作業者	第11-2	· Manno	
于八七城	Ultimaster Tarisei M27, 50, 003	2022.06.09 09:32	タデ230mm×ヨコ250mm	
情影先名	500	制作田	サイズ	

ТРУКЦИЯ ПО ОДНОВРЕМЕННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ДВУХ УСТРОЙСТВ В ПРОВОДНИ МОПЛАСТИНА С ПОМОЩЬЮ ДВУХБАЛЮНЮГО КАТЕТЕРА) МОЛЬСТИНА С ПОМОЩЬЮ ДВУХБАЛЮНЮГО КАТЕТЕРА)

got from seasons p.

HINOBON HATE TERE

FO CHART LETHORST Televis (EXT.

An indicat covertinate:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

M27_50_003.mdd 37

HAMOOM SHEET THE

37

CHOMPHON TOTAL

POLSKI

		-	No artist - Will
23		がある一口ービ	会格
2000	田奈	38/80	048563
粉器	多號學	ガイーン	图版No.
3年名 テルモ城	Ultimaster Tarsel M27, 50, 003	2022.06.09 09.32	97-230mm×3-1250mm
铜影先名	\$P.09	制作日	サイス

Perистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

naster Tanset_M27_50_003.indd :

тучена с офи 1980 E 2011 - West 2011

Mydobwayns north

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

			No merina
17.17		ハーコード協会	\$ 40 8 40
四校	田無	40780	048563
校数	作業者	ページ数	原施No.
能完名 テルモ権	Ultimaster Tarisei M27, 50, 003	2022,06,09 09:32	97-230mm×3250mm
指揮年的	90	制作品	サイズ

UTÁTÁS A VEZETŐ KATÉTER EGYIDEJÜLEG KÉT ESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁHOZ ILA BALLÓN, "KISSING BALLOON" TECHNIKA)

MAGYAR

Allicere, and before the control of

ETSÉGES SZÖVÖDMÉNYEK

Www.rossdramad

Dedebanshow Colonia

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

MACONA-SHE MACONA

© man = waff = 0

Mydopmaying Monthla

LÉKOVÉ INTERAKCE

MOŽNÉ NEŽADOUCÍ PŘÍHODY

bediens:

If traplicated main 1 = 24 °C.

Aidulle zavieled: systems aiotaldus mistru... 77,106,108,000 of the state of

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
が数 V27 50_003 存業者 2 ページ数 25.0mm 商階NA G
M27_50_003
M27_50_003

43

TOVANIA / BEZPECNOSTNÉ A PREVENTÍVNE OPATRENIA

15 mas = 19th - MOOOH

MWW. FOSZOFALM

Федеральной слиж

POTENCIÁLNE NEPRIAZNIVÉ UDALOSTI

SLOVENSKÝ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

E Sana Tuit-

RENDIKASYONLAR / ONERILER

E see Enti-CMOODING

mildie - Git Ultimater Tarqui Schork Korder Sturt Schorn (10.25 mm - 4.0 mm) va bet Friqu'il (2.5 mm - 4.0 mm) vapa - 30° 0,00 mm) vapa - 30° 0,00 mm - 4.0 mm) PTCA beton Haldweisin herhandig bit Kordinargopout bit Gif (q) Capt - 1.5 mm) kiakut sastest ignde egazean) - 30° 0,00 mm	AVUZ KATETERDE IKÎ CÎHAZÎN SÎMÛLTANE KULLANIM TALÎMATÎ (KISSÎNG BALON TEKNÎĞ)	Data-port Screen as First (1)	iff mirmistin diskulpunca ganiş şelebde aşın. devam ellerevek kerine Sistemin, kilasuzı iski proksimal kemina geni yükleyin. mir deli (0.014 km) büyük olmadığındın amın olun. Dana büyük bir kasıvuz iski kullarılmışası, teki şerin. geni devayora ilerlerin. Sistemi kizyoni İşinden korumalarılmışıla kiçin madıyqaak baban işaseferini işinden ilerlerin kemin belimin ketisemi ketisemi ketisemin yalaşılını, ilerlerin kemin belimin ketisemi ketisemi yalaşılını, ilerlerin kemin büyükleyin, ilerlerin kemin büyükleyin, ilerlerin kemin büyükleyin, ilerlerin bir ilerlerin kemin büyükleyin, ilerlerin bir ilerle	re rejeni protes. We rejeni protes darinda ujejularnaju gido hazrilajet. We rejeni bišgesiris standari ujejularnaju gido hazrilajet. Galiptoso PTC katalesi ja silata aries. Anomali ja zasidas karila ja silata aries.
WWW.ros		1e/n>	Anna in manage statemen var in hoper variable in the control of th	önes ödya titan olarak belinjameniştir ama aşağıdaklar dahi sixkimusun oxal yoldan verkmesiyle gönülenlere berzer oldukları Ölününiklebi Anormalirlebikiri

imaster Tanset_M27_50_003.indd

47 2023

TÜRKÇE

Регистрация МИ в Росэдравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

022/06/09 9:3:

UNAIDUSTUSED / SOOVITUSED

HOIATUSED / ETTEVAATUSABINÕUD

- ebaühtlast palsumist ja raskendada stendi paligat hüpovosikoti, sest see võtit juhuslikul pairiulamis t ei ole soovitatav. Kokkupuude vadelikapa enne

15 mer 29#1-5 MOOO

in OZDEULEJOZSOJ MMM

Федеральной служ

17.000 East = 10

BHBLETOU BUTTEMOOPHU

LATVISKI

KONTRINDIKACIJAS / IETEIKUMI

INDIVIDUĀLA PIEEJA ĀRSTĒŠANA

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

		-	NO BENEGO WHE
25		御祭」ーロー	合格
40.00		35	
が日	田敷	90/80	048563
松野	作業者	200	是版No.
子儿七城	Ultimaster Tarrsei M27 50 003	2022.06.09 09:32	97-230mm×31250mm
情談先名 テル	のの	製作日	ヤイガ

UNIS PAR DIVU IERĪČU VIENLALCĪGU IZMANTOŠANU VADĪTĀJIKATĒTRĀ (BALONA VIEGLĀS SASKARES METODE). - Johanu vienas Ultimaster Tamseš ar sicelīmu pārklāta koronītā atenta sintēmas (10. 2,25 mm-4,0 mm) un viena Hinya[©] 12,25

SPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

ider Gelenovipre Bhasas actural robelli informatique per -vol (eveletus per -vol actural Федеральной служе

Mydobinating Monthale

LIETUVIŠKAI

- na=1,2°C(1,7W/kg,1,5 tr i=1,2°C(1,1W/kg,3 teslo

		No measu	
7 11		を エーローン	2000
AL CH	100	-6	
四校	田敷	52/80	048563
於数	作繁後	はハーン製	原版No.
电名 テルモ福	Ultimaster Tarsel M27, 50, 003	2022.06.09 09:32	9 7-230mm x = 1250mm
特皇先名	超级	制作日	ガナキ

IKA SU KITAIS VAISTAIS

CHAMPAN COOPHINGS

Pегистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

BHSTON PMYEMOOPHI

SLOVENŠČINA

KONTRAINDIKACIJE / PRIPOROCILA

INDUVIDUALIZACIJA ZDRAVLJENJA

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

MOŻNI NEŻELENI UĆINKI

The state of the s

INDIVIDUALIZACIJA TRETMANA

PRIRUČNIK ZA OPERATERA

UCE NEPOVOLINE POJAVE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

57

FS seed I state—

MHGODWALINA MORPHAGE

ROMÂNĂ

ROMÂNĂ

Degebanshow Collyse

And Control of the Co

59

1990 E 1985 E 1986 E 19

ИВОПОКАЗАНИЯ / ПРЕПОРЪКИ

- дупреждения / предпазни мерки

д и влага. След отваряне тента в срок от 12 часв.

- же да доведе до

идуален подход при лечен

ннус, трябав да ов преценят рисковете и необходимостта от поставянето на стеит

- нимална дълнова) дящ иннишален вътрещен диаметър (2,44 ггл (0,036°))

		003indd 60	pulateno nomerana menovanja nujusto.	а изгравите прикомаливте нас воле: тента с темност преди изгланта в ленарствения претерат.
			вёте прадаврително сист	т (желотко), тън като тов ране не се препоръчва. Н
	振葉作名 テルモ州 松野	5	рейт фадрарително системата за доставка, преди разгъването на стента, ссен	да корудняте продоснаваляет чести (изколок), тъм нато това моне да доседа до суптаве на метет да том дови вутите с тружет преди натигнителна не се прегоручев. Наменрянето моне да предлежна преидетранемно и почастири на превидит
	校数 四位 003 作業者 第田 水一步数 60/80 斯版No. 048663	760		0490
	色質 スミ 0 ハーコード号を 83 合格	0/10/1	 Водутеще се жаностватнем кулатани с подкрадим Разграфено кунтуратично ващаство £1 с кинада Устройство да надраже «Категър за разишеревния преди ракстывнего 	Необходини материали/ноли «Подходящ проводящ катеть; «2 – 3 окричациями (10 – 20 m) «1 000 ш500 m) хеларинияновыра «Проводини 0,36 mm (0,014°) »
	No action III 1997		 Булгац са закостатичен клатана гладоодащи мениницене в тутацем уришельр (2,44 км (0,089°)). Разгаторовно кинтральто працыство 11 с коларениварын нормален физилоситиен разгоор (НорМS). Устройство за надграме. Категър за разширевена треди распъзнаето. 	Небовардии вытатериальногом-местто от ватериаль. 1 Прададии просходы, втеттр (значивального та прешель далеять на проводящий жетет рас (42 кмп (0,055) 2 — отрянецирани (10 — 20 m). 1 000 u500 m), коториченирам нермален уфициологичен разгаср (Hep/US). 1 000 u500 m), коториченирам нермален уфициологичен разгаср (Hep/US).
Post			грацен дияметър (2,44 mm (0,03 вален физиологичен равтвор (Не	етър на проводящия катетър е вор (Нерв\S)
MHG			op/NS)	1,42 mm (0,056"))

нан се доставя

СТРУКЦИИ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА УПОТРЕВА НА ДВЕ УСТРОЙСТВА В ПРОВОДЯЩИЯ НАТЕТЪР ЖИИНА НА ДОНОСВАНЕ НА БАЛОНА)

MyeHa cod - 毛線 master Tarsel M27_50_003 作業者 22_06_09_09-32 ページ数 郷部心 郷部心

61

174000 Estate = 1840 Estate =



		9	O BKBE - WAR
// K		-コード線巻	24位
18,000	Ü	É	_
四位	湯田	62/80	048563
校数	作業者	を一少額	SE MENO
子儿干燥	Ultimaster Tarssei M27_50_003	2022.06.09.09:32	9 7-230mm x = 1250mm
部區东名	品名	部作田	サイズ

УКРАЇНСЬНА

E man Zuff-CMOO

83

ORENJA / MJERE OPREZA

15 max 29th-2

- Postupak uvedenja
 Koraci

 1. Pripremite mjesto vaskularmog prietupa prema usbičajemoj pralssi.

 2. Obavite predilataciju lezije PTCA kateterov.

 3. Uklonite PTCA kateter

 4. U potpunosti drivente obvente obvente obventi nemostataki ventili na kateteru za uvedenje.

 5. Napunite sustav za uvedenje na potkalmalnoj starani žice vodilice dok pazite na položaj žice vodilice preiko cil

 OPREZ Provjerite da vanjski promjer žice vodilice ne prelazi 0,36 mm (0,014°). Ako se koristi žica voc

 5. Pomaknite sustav za uvedenje stenita preiko žice vodilice do cilijne lezije. Postavite radioneprozime oznake bi
 ležije, obavite anjojogralju sake briste potvedil poločaj stenia.

 OPREZ "Physzird da ne oštetite kateter za uvedenje kad ge pomičete preko žice vodilice.

 Tostupak implementacije pomouse nekarsti.

- Postupas i tripretiremensory
 Kornaci

 1. Prije i mplementacije ponovno potvrdite ispravan položaj sterita u odnosu na ciljnu leziju pomoću oznaka kalatera.

 1. Prije i mplementacije ponovno potvrdite ispravan položaj sterita u odnosu na ciljnu leziju pomoću oznaka kalatera.

 2. Pridijužine uređaj za napuhavanje na prislujužek kaletiera za uvodenje i prinijenite negastvan tiak kako biste izvukili zn prekoreptili crazaleni maziviri kala uznaziva.

 3. Pod fluvroskopskom vrusuštzacijom napušile bakon na minimanion naziviri šisk i zaziraže ga 15. 50 sakudi kako bist prekoreptili postavali i sa uznaziva.

 4. Zo odimalnu ekspandiju potrebno je da je sterit u punom kontaktu s arterijskom stijenikom i da urustrebnji promjer steri referentnog promjera zile.

 5. Rustrakom anglogaraljom ih vaskularnim utirazivskom potrebno je provjeriti stjeniku sterita.

 6. Isputile bakon zivlačninjem vaskuma uređajem za napuhavanje. Provjerite je ši balon u potpunosti ispuhan prija pon 7. Provjenite je il sterit stjeravno protlere snajdografskim injektiranjem kroz kaletor za uvodenje.

Nominalni promjer stents (ID)	Granice dakon dilatacije (ID)
Ф2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm	4,5 mm
Ф3,5 mm, 4.0 mm	5,5 mm

UPUTE ZA SIMULTANU UPOTREBU DVA UREĐAJA U KATETERU ZA UVOĐENJE (TEHNIKA PRILJUBLJENIH BALONA)

Kompatólinost sa 6 Fr – sváka kombinacija jednog koronamog starta za brudivanja sjerilnigas "Zimaster Tanski (J.P. 2,25 mm – 4,0 mm) i jednog PTCA babrakog isketera tinjutile (2,25 mm – 4,00 mm) iš Accutorce® (2,00 mm – 2,00 mm) može sa koristili istodobno s katetorom; prodego do 6 Fr. (19 + 1,8 mm).
Postupsk se može iznode prema sputama u nastavku:
1. (Impritite resolution)

- - OPREZ Potrebno je pazljivo uvoditi, zavijeti i

INTERAKCIJA LIJEKOVA

MOGUĆE NUSPOJAVE

Moguće nuspojave vezene uz smještaj koronarnog stenta ukljubutu, između ostaloga, sljedeće:

- guce muspojave vacznie uz amjesiaj koronaerog siesta ulijelaljat, izmedi sejo zaharanje oki kulti mickedijahi inflekti dergjeka makcija na untikoegutacijaku iliki antistombot jililili isozopu, kontro beterijat, jaten ili isustavi mastinijale za uvočenje storita ili bilo koje druge biovezno lijekove kod POI postupaka

	テルモ機		四校	A 00 X 3	
8.8	Ultimester Tarse M27_50_003	作製者	津田		
				バーコード検査	F3
サイズ	9 7 230mm x 3 3250mm	是版No.	048563	合格	O sasa Zyk-

KAKO SE ISPORUČUJE

STERILNO I NEPIROGENSKI u neoštećenom i naotvorenom blister pakiranju. Ovaj uređaj steriliziran je e-zrak SADRŽAJ: Jedan balonski proširivi koronami stent za izlučivanje sirolimusa pričvršćen na sustav za uvođenje s brzom izmjenom. Jedna igla za ispiranje. POHRANA: pohraniti na temperaturi od 1-do 30 °C.

ZBRINJAVANJE: Nakon uporabe sustav ze uvođenje odložiti u skladu s lokalnim prop

65

2022/06/09 9:33





202	2	80 bbnt.E00_02_TSM_seensT versennifU
		99
	Between Manager and State	6776 6776 770 770 770 770 770 770 770 77
	Salah Bayana Bay	
	A THE STATE OF THE	
		70
	The state of the s	\$6. 20.
	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	je v je v je v je v je v je v je v je v
	The Harris of th	n-106-vozoen/e/ozoen/e
14460		
	5	




Mydopmayns northerac odmynanshoro cam CALEBATISHOW CALLWESS TO HALTSON B CHEEPER M.M. 10520-1050 - 1050


Pегистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

федеральной службы по надзору в сфере WWW. roszdralnadzor. gov. ru


Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

MHGODMAUNA NOFFWENTA C OCUMUNATION CANT






Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Www.roszdraunadzor.gov.ru

英名 テルモ版				TO BREET
ルモ総 松豊 松野 W監 mrester Tarsei M27 50 003 作業者 22.06.09 09:32 ページ袋 7.230mm×ヨコ250mm 原築No	A. CH. 7.3		177	合格
15 元章 mester Tarisei M27,50,003 22,06,09,09:32 7,230mm×ヨコ250mm	の数	田無	75/80	048563
14 モ株 master Ta 22.06.09 7-230mm	松歌	作業者	ページ数	· BRINO
	于从干燥	Ultimaster Tarisei M27, 50 003	2022.06.09 09:32	9 7-230mm× 3 3250mm





Pегистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



MH3HBOL Para of tend Pro ou do рмация получена с официального сайта

VO вина = 11 # -



Pressure P	(kPa) (atm)	709 7	811	912	1013 10	1115	1216 12	1317 13	1419	1520 15	1621	1723 17	1824 18
	2.25mm	2.17	2.21	2.25	2.29	2.32	2.34	2.37	2.40	2.43	2.45	2.48	2.51
Stent I.D.	2.5mm	2.42	2.46	2.50	2.53	2.56	2.59	2.61	2.64	2.66	2.68	2.71	2.73
Stent I.D.	2.75mm	2.66	2.71	2.75	2.79	2.82	2.84	2.87	2.89	2.92	2.94	2.97	3.00
	3.0mm	2.89	2.95	3.00	3.04	3.07	3.10	3.13	3.16	3.18	3.20	3.23	3.25
	3.5mm	3.39	3.45	3.50	3.55	3.58	3.62	3.64	3.67	3.70	3.73	3.75	3.78
	4.0mm	3.86	3.94	4.00	4.06	4.10	4.15	4.19	4.23	4.27	4.31	4.35	4.40
				LAUD	7				-	000			

RBP Rated Burst Pressure(Do not exceed)

TERUMO EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
www.terumo-europe.com

Ashitaka Factory of Terumo Corporation
150, Maimaigi-che, Fujinomiya City, Shizuoka Prefectore

TERUMO

	テルモ雑	校数	四粒	0.00	スミ	
56	Ultimoster Turnel N27 50 003	作製者	津田	E144	100	
制作日	2022.06.09.09.32	ベージ数	80/80	Bell-	一ド程度	
サイズ	9 7 280mm × ∃ ⊐250mm	重版No.	048563	-	45	To anso In

C € 0482

2022-06

Ultimaster

Ultimaster Sirolimus eluting coronary stent system / Ultimaster, système de stent coronaire à libération de sirolimus Sirolimus-beschichtetes Koronar-Stentsystem Ultimaster / Sistema de Stent Coronario Liberador de Sirolimus Ultimaster Sistema de Stent Coronario com Eluição de Sirolimus Ultimaster / Sistema di Stent Coronario Ultimaster a Rilascio di Farmaco Sirolimus Ultimaster Sirolimus-eluerend Coronair Stentsysteem / Läkemedelseluerande Koronarstentsystem Ultimaster Sirolimus Begemiddeleluerende Koronar-stentsystem / Ultimaster Sirolimus-Sepelvaltimostenttijārjestelmā / Συστημα Στεφανιαιαο Ενδοπροθεσησ με Εκλυση Φαρμακου Sirolimus Ultimaster Сиролимус-выделяющий Коронарный Стент Ultimaster / System Stentu Wieńcowego Uwalniającego Lek Sirolimus Ultimaster Ultimaster Sirolimus-kibocsátó Koronária Sztent Rendszer / Koronární stentový systém Ultimaster uvolňující léčivo Sirolimus Systém Koronárneho Stentu Ultimaster uvolňujúcí Sirolimus / Ultimaster Sirolimus Salan Koroner Stent Sistemi Ultimaster Sirolimus Ravimkaetud Pärgarteri Stendisüsteem / Ultimaster Sirolimus Medikamēntu Izdaloša Koronārā Stenta Sistēma "Ultimaster Sirolimus" Vaistus lšskiriančio Koronarinio Stento Sistema / Sistem Koronarne Opornice Ultimaster Sirolimus, ki sprošča zdravilo Ultimaster Sirolimus Koronarni Stent Sistem Koji Oslobađa Lek / Sistemul Stentului Coronarian Cu Eliberare de Sirolimus Ultimaster Коронарни стентове Ultimaster с отделяне на сирулимус / Стент-система коронарна сіролімус-елютуюча Ultimaster Sustav koronarnog stenta za izlučívanje sirolimus Ultimaster



TERUMO

落画条名 テルモ株 悪名 Ultimonite M27 50,007 作業者 連田 助作日 2022/8666 日名3 ペーシ電 1/58 パーユード雑組 サイズ 3 5780mm× 田コ280mm 原列No 048562 会格

Mudo o BHOM MODE HAR COMMENT OF THE











Ĵ



RBP

Stent I.D./ Ø Min GC

Contents
Contents
Contents
Industrial
Industrial
Contents
Industrial
Contents
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

		1	No sessu
A 15 A 15		バーコード権権	お格
三位	田魚	2/58	048562
校記	和蘇北	強いして	SERVO.
テルモ機	Uttimaster_JM27_50_007	SPE 2022.08.08 16.23	9 7250mm × 3 3280mm
指羅知思	松間	部作品	214



RIPCIÓN DEL PRODUCTO

JVING VAN HET PRODUCT

. Wilmaster, με ένλυση φορμόνισο Sinsistrus και με Συστιμά Tendétrionης Τογοίες Αλλογής με Μελο διθοιτη (δ.65 επβράτιος γρωμένου (Οκ.50), εκπατιοσύμετης με ναλούν, με αποτελεί εμβατικής φορμόνισους ματήμα Sinsistrus και κυλία (Ο.1.-γαλαττίδιου-φυν-κατορολαττόνης), προφορτειμέτη σε έναν κοθειτέρο

Moo DEHELLO

sistema sudarytas iš bešo suzu ir poli (D.L. piano-ko-l

apidā ceretii dintr-un stats din cobalt crom (CoOi) L805 rolimus și poli (D,L-lactidă-co-caprolactoriă), premontat p

описание на продукта

174000 -#E -#E

NOTIFIED TRANSPORT

Sperit Steric Stand Steric Stand Chloropol Stand Chloropol Stand Steric Stand Steric Stand Steric Stand Steric Stand Steric Stand Steric Stand Steric

Balton Balton Balton Balton Palancino Balton Balton Balton Balton

			6
		-	0
23		海衛士 -ロー	製物
01.0	No.	3	40
三谷	田魚	4/56	048562
校整	御銭む	報ハーン	W.RENG.
テルモ線	Uttimoster_M27_50_007	2022,06,08 16:23	3 7-250mm × 3 1280mm
指導的名う	明治	制作品	サイス



			4
	7.5		パーコード権量
>	発言	田無	8/28
	数数	の機能	はんード
	テルモ線	Ultimoster_M27_50_007	2022,08.08 16.23
	編纂先名	品	田林田

Mydopmatus Mothers C

表現名 テルモ跡 品名 Ulfurmated M27.50.007 和葉			7	Po, ansu mas
(507) 作業者 (107) (12条件)	7.2		海豚3ーローン	45.12
(507) 作業者 (107) (12条件)	等用	田敷	8/88	CARRED
7-34-546 Ultimoster M27-50, 607 2022-08-08-18-23	ない	作業者	スーン数	(SEEM
	子儿干燥	Ultimoster_M27_50_607	2022.06.08 16:23	のようたらいか マークログラック

Mydobwayns normaling Co

			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
			1	**	
			diam'r.	OF SEC.	
	()	1	200	田棚
			1	100	を利用
			And the second name of the second	衛 テルモ線	Ultimoster M97 50 007
			Constitution of the last	報知を	50.45

No area = 13 m

and see to.

in phose disponsible I'll Reletion di stent benomicho Ullimaster e nitrachi Illimane di chima in generale di momenta di sussibili and momenta della summer i della momenta di propositivo Siciliam in discisioni anticoli proprietto di momenta di proprietto di sussibili anticoli di sussibili di momenta di sussibili di Propositivo editori di momenta di momenta di proprietto di di sussibili di Controltori di momenta di momenta di controltori di momenta di momenta di controltori di momenta d	Naminal Sindinus Dani Isgi) Data romania da Kafarina (I.ggi) Namina Sindinus Jugi (Data romania da Sindinus Iga) (Residuanda da Romania Sindinus da gui) (Dani Romania da gui) (Residuanda Romania Sindinus da gui) (Dani Romania da gui) (Romania da Romania Sindinus da gui) (Premia da gui) (Promania da gui) Romania (I.g.)) (Premia da gui) (Premia da gui) (Propazora) (Azor Romania Qui) (Premia da gui) (Premia da gui) (Premia da gui) Romania (Premia da gui) (Premia da gui) (Premia da gui) Romania (Premia da gui) (Premia da gui) (Premia da gui) Romania (Premia da gui) (Premia da gui) (Premia da gui) Romania da gui) (Premia da gui) (Premia da gui) (Premia da gui) Romania da gui) (Premia da gui) (Premia da gui) (Premia da gui) Romania (I.g.) (Premia and gui) (Premia (I.g.) (Premia da gui) Romania (I.g.) (Premia and gui) (Premia (I.g.) (Premia da gui) Romania (I.g.) (Premia and gui)	99	4.9 an	72	9.4	130	148	36	49	72	94	112	148	36	49	58	94	112	130	148	49	58	72	110	130	148	35	46	000	93	110	133	300	46	58	69	669	110	151
or mines and influences or Adem to United to an experience of Storium at Ultimostic - In- proportions of Storium do Storium Convention can be considered from the Control of Con	Actual or exponded start langth (mm) Languacu riside du sterit eron désignie (mm) Langua desta de superior de serve in l'including de superior de sun	9.2	12.6	18.4	24.2	33.4	38.0	2.6	0.27	18.4	24.2	28.8	38.0	9.2	12.6	14.9	24.2	28.8	33.4	38,0	12.6	14.9	18,4	28.8	33.4	38.0	0,00	D. 22	17.8	23.8	28.2	34.1	0.80	9,11	14.9	17.8	23.8	34.1	38.6
The "existing kines" in Annabase, polatic performance in Diestron or no official for the property of the prop	The Williams and Steat hour Dramster (min) Danniers never norminal do steat displayed and the Steat Steat hour Dramster (min) Danniers never normal steat steat S	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2,25	2,50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.76	2.75	2.75	2.75	2.75	2,75	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3,50	0.000	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	4.00	4.00	4,00	4,00	4.00	4.00
Sumillars a should be thought controlled as the say the property of the say of the say of the say the property of the say of the say of the say the say of the say of the say of the say of the say the say of the say of the say of the say of the say say from a rater parking to the say of the say Strollmus to contrare a say of the say o	Product Code No. NY dis refrairces Sessimments IV See dougled disposition Sessimments IV See dougled disposition Codes to disposition in the second disposition Codes to disposition in the second disposition Codes to disposition in the second disposition Kelleder A. Codes Total No. 10 Code No.	DE-RD2209KSM	DE-RD2212KSM	DE-RD2218KSM	DE-RD2224KSM	DE-RD2233KSM	DE-RD2238KSM	DE-RD2509KSM	DE-HOZSTZKSM DE-ROZSTSKSM	DE-RD2518KSM	DE-RD2524KSM	DE-HD2528KSM	DE-RD2538KSM	DE-RD2709KSM	DE-RD2712KSM	DE-RD2716KSM	DE-RD2724KSM	DE-RD2728KSM	DE-RD2733KSM	DE-RUZ/38KSM	DE-RD3012KSM	DE-RD3015KSM	DE-RD3018KSM	DE-RD3028KSM	DE-RD3033KSM	DE-RD3038KSM	DE-RD3509KSM	DE-HOSSIZKSM	DE-RD3518KSM	DE-RD3524KSM	DE-RD3528KSM	DE-HUSSSARSM DE-BUSESBARSM	DE-RD4009KSM	DE-RD4012KSM	DE-RD4015KSM	DE-RD4018KSM	DE-HD4024KSM	DE-RD4028KSM	DE-RD4038KSM

S EHBYTON RIVER TOTAL

The Ode of the other of the other of the other of the other

cular	OPERATOR'S MANUAL	
plateiot tharapy (aspirm and	Inspection Prior to Use • Carolida's respect the stear deliver, eystem package for damage south kierre barries. Prior to using the Stant System, carolida's remove the sys	sam from the
resistance is felt during	puntage can appear la remain, from the can one of canage. Maleerials Required I Quentity Material.	
ing and the sterile barrier.	Sections (ACC) and the following the section of the	
	- robusta y encoessor, wave mit septimization mirritain in serior quantities (L. 4 mirri (V. Jahr II) - Balded contrast medium 1:1 with heperinded notineal sedies (Hep/KS) - Inflation devices	7
	Find-displayment distaltion cathetier Fore-displayment distaltion cathetier Fore-stay allogoock Forest desires	2007
ability and functional edogrity of the device.	- Supplementaria - Supplementaria - Appropriate advante inheadh	700
	» Appropriate anticoagulation and anticitatelei drugs. Preparation	
hatnostatic valve or or to proplant	Godge eine Lamen Plast. 5 Nov Alle senom die der stere der der der der der der der der der	
ion. Sent system is intended to perform	Loutevay resolves as setti agreem in an accusar, men mence en sonore, amenin months en en anne. CAUTON Carefully side of the protects shearth from the start by fixing the shearth at the distall end between the fluxed and finger while guerdly pulsing shearth at the distall end between the fluxed and for any and accepted spike.	Bught Appet
dheter removal from psickagnig, catheter ugh roteing hermottals, valve adapter	d, very put the secreted on the balloon and becaute between the redispopule balloon methers. A. (Lang.) The content on an analysis of the balloon and becaute the redispopule balloon methers. A. (Lang.) The content of the proper as the procede supplied with Unitaries seen system, leaved the fluiding preads into the sp of the carberer and	of the catheter and
e markens to inflate the fraktion se this	flush until soutistin earlief he good white porto- <u>CAUTION</u> . Avoid manipulating the affect while flushing the guide wire lumen as this may dislocate the stent on the ballicon.	
The state of the s	Delivery Procedure Step Action	
n premature release of drug.	 Progress vancular accesses arise according to standard practice. Producte tessons with PTCA catholier. 	
the an oversized stent may lead to	s. Remove the PTCA cathetee. 4. Open maginty hembacks valve on the guiding catheter as widely as possible. 5. Babboad Delivery System onto process portant of guids wire with a mantaring guide wire possiban across larget leson.	
ere thromboss. The order accide consists the neuritral	CAUTION Contem that the guide wire CD does not exceed 0.36 mm (0.014"). If a large site guide wire has been used, exchange the wire in the standard manner.	R or The standard
shirted and Kiston and and some	6. Advience sterd Delvery System over gode wire to target lesion. Utilize radiopaque balloca markers to position sterd extras fesion' perdom angiography to confirm alter position.	giography ta
balloon ruptare with possible internsi	CAUTON Take care not to damage the delivery catheter and start when advancing the diskney catheter over the guide wine. Designment Procedure	
detal end of the guiding catheter should udditional wires, sname endfor forceps) 3, templone of pseudomenym.	Stop Action to advance more more producer of the start relative to the taget lessow via the carbiest markets. The foliose advances more the defined carbies that and Stople majorine pression to purge the balloom of six.	
	A Under Workshop's Westerney, middle the backing of a fa'rs is amight 15-bit secretish to epitys the electric to extende the above noted that burst is researched to packing or enclosed completes and it. Optimis asparate relations to be a fall curtact with the arby wall, and with the sent manned darenter matching the sonn to be not factorized with the arby wall, and with the sent missing darenter matching the sonn to be not factorized with the arby wall, and with the sent missing darenter matching the sonn to be not factorized with the arby wall, and with the sent missing darenter matching the sonn to be not factorized with the arby wall, and with the sent missing the arby and are also are also and are also are also are also and are also are also are also are also are also are also and are also ar	oled rated burst e vessel dismaiar.
mplantation, carefully attempt to pusitive moval of the stant delivery system	5. Som was broad should be writed burged to the company of the com	catheter.
mage or distodyement may occur.		
eler and delivery system as a single unit.		
-(-
		2022/06/08 16:23
200		1 100
5.08 16:23 ページ数 10/58 Omm×ヨコ280mm 販路No, 048562	56 A-12 KHZ FO sees 11 11 11 11 11	A 100 M

- The sure balloon is fully deflated.
 Fully open rotating hemostatic vides maintaining guide wire por Note: Should untravel.

Nominal start diameter (ID)	Post-Dilatation limits (ID)
Ф2.25mm, 2.6mm, 2.75mm, 3.0mm	4.5mm
. 00.5mm, 4.0mm	5.5mm

INSTRUCTION FOR SIMULTANEOUS USE OF TWO DEVICES IN GUIDING CATHETER (KISSING BALLOON TECHNIQUE)

6H Compatibility - Any combination of one Ultimaster Shalmus Eluting Co-onary Stort System (I.O. 2.25mm - 4.0mm) and one Heys¹⁶ (2.25mm + 4.0mm) or one Accordance ¹ (2.00mm + 4.00mm) PTCA balloon catheter can be used simultaneously within a 6Fr (I.D.1 8mm) guiding catheter.

The technique on the parliamed as per the instructions listed below:

1. Insert Ultimaster Skrelimas Educing Coronary Stem System using the entructions provided.

2. Insert one Filty or one Accordance althoric packs for the target et and entities the balloon.

3. Perminving the catheters: Permine one catheter and its associated guide were completely prior to removing the other catheter and associated guide were completely prior to removing the other catheter and associated guide were completely prior to removing the other catheter and associated guide were completely prior to removing the other catheter and associated guide were completely prior to removing the other catheter and associated guide wire.

CAUTION Care should be taken when introducing, torquing and removing one or both devices to avoid entanglement.

Drugs that act drough the same binding protein (FKBP) may marker with the efficacy of sirofmus. Sirofimus is metabolized by CVP3A4. Brong withshars of CVP3A4 (a.g. knicocnazole) might cause increased systemic effects, aspecially if militaries ments are displayed. Systemic exposure of sirofimus should also be take concentrately with systemic immanusprassive therapy. Based on the results of the human pharmacokinetic study, the systemic effect of sirofimus after single start in

POTENTIAL ADVERSE EVENTS

- Potential advises eventh associated with coronary stard placement include but are not finited for
 Aharyt vassel discuse
 Aharyt vassel discuse
 Allergy reaction to artic coagulation and/or and/or and-drombotic therapy, contrast
 Indianger reaction to artic coagulation and/or and/or and-drombotic therapy, contrast
 Analysis reaction to artic coagulation and/or and/or and-drombotic therapy, contrast
 Potocyte and
 Analysis reaction to artic coagulation and/or and/or and/or and or article and
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day
 Potocyte day

- Emergent Coronary Artery Bypase Surgery Failure to deliver the sterd to the intended site

- Potential adverse events that may be asso Therefore adverse events are not fully char Abriormal liver function tests Anemia Attractions

- Immune suppression, especially in p Infections
 Intercitial lung disease
 Leukoponia
 Lymphoma and other malignancies
 Myadgia.
 Thrombocytopenia

Because of the low systemic exposure to sirolimus after s associated with orel administration of sirolimus, will come

STERILE AND NON PYROGENIC in undamaged and unopened blister pouch. This device is sterilized by e-beam

CONTENTS: One Terumo balloon expandable, Sirolimus Eluting coronary stent mounted on a rapid exchange delivery system.

One Flushing needle.

STORAGE: Store between 1 and 30°C.

DISPOSAL: After use dispose of delivery system in accordance with local regulation

INDICATIONS

atantes, lásions des petits valisseaux coronaires, leache reiste ale gauche, master convent à l'approche témorale et à l'approche reseau

CONTRE-INDICATIONS / RECOMMANDATIONS

stant ched to pas écé éval

AVERTISSEMENTS / PRÉCAUTIONS

* Visitier per l'embalique en durrison et le bigliering i 22-aille enformanges ou onnets. Dans le cas a contraire la tribblie du produit et la Eurobie stella. CONSERVER LE DISPOSITIF ENTRE L'O ET 23 °C DANS SON EMBALLAGE EN ACUMINIUM. Le dispositif et de conditionné sous vide. L'emballage en aluminium contient un absorbeur d'oxygène et un agent dessiccatif, lie doivent être jetés sans être ouverts. Une lots l'emballage en aluminium contient un absorbeur d'oxygène et un agent dessiccatif, lie doivent être jetés sans être ouverts. Ne pas stocker le dispositif dans les l'âtres.

- The FECAUTION Processing of the Control of the Cont

trait du système - Precusions or distincte à une socie fois car è efficie su revelle desse fiscage.

or de somm cent florie commème est finishe à une socie fois car è efficie su revelle desse fiscage.

estimate médit une la trust manner fons de l'accise à le fision ou de regie foi système de mise en fision du detet event l'implantation du distrit, finishe de tres

trait le prépième de me en place à salant aprec le collection grade. Stans sistema de rite est resenté à ce monant là, out si une résistance est resentée à ce place de comment là, out si une résistance est resentée à ce place de comment là, out si une résistance est resentée à ce place de monant là, out si une résistance est resentée à ce place de comment là, out si une résistance est resentée à ce place de l'accident la cette de l'accident de

11

株里完全・アルモ和 高名 Ultimuster M2年 57 007 制作日 2022.08.08 16/23 10 ansa = 11# 19.16No. 048562

master_M27_50_007.indd

My Donatus Mothy Code

To carry

		1	Po ansu
		-	67
A. 12.		アーコード権権	を
100	田奈	12/58	048562
1020	作業者	なーツ機	B.M.No.
テルモ機	Ultimoster M27, 50, 007	2022,08,08 16:23	9 ₹250mm× 3 ⊐280mm
精製年名	朝	日本語	サイス

15) max = 15th - CMOO

15 and English

My may may may all a companies of the co

- TATISHOTO CALL

ESPAÑOL

- spensión adecuada, cambie a un catáter do bi sarguíneo. No dilate el stent más alís, dei límit

		To sase = 197	
A. 7.2	DISSUE DE LA COMPANIE	三番リーローン	中华
\$6 	田魚	15/56	048562
拉拉	の製造	ないといい	W.W.No.
テルモ傭	Ultimoster M27, 50, 007	2022,06.08 16:23	タ 于 250mm× ヨ コ 280mm
得重先名	記令	日本語	メナス

MHGODWALING MOPHING CO.

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

DEHENOOPHIA TOTAL SALES OF SAL INDIVIDUALIZAÇÃO DO TRATAMENTO Os riscos e beneficios do sten com electro de Sirois Sedamus Utenaster Os médicos aão responsáveis

ATENÇÃO Pap

Lirritos pos-dilatação (DI)	A,5 fftm	5,5 mm	
Diámetro nominal do stant (DI)	m, 2,5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm	\$3.5 mm, 4,0 mm	the final its principle of the second

76404 G715

ro cavi

ONALIATI

ITALIANO

Dispersion of the second secon

Calin

PERSONALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO

ON PER L'USO SIMULTANEO DI DUE DISPOSITIVI NEL CATETERE GUIDA (TECNICA DEL KISSING BALLOON)

NEDERLANDS

19

althomorphic dis itemative locas. E was 29th- EMOOPHIA

When the property of the prope

DUALISERING VAN DE BEHAND

SVENSKA

10000 Egiff— 10000

MACOON SHEET

23

NORSK

- Automotives (2.4 mm, ...)
 Automotives (2.4 mm, ...)
 Automotives (2.4 mm, ...)
 Automotives (2.4 mm, ...)
 Automotives (2.4 mm, ...)

150 see I with-

25

M 10 mm = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ### = ###

** Comparison of the contract

Diffe Call

4,5 mm 5,5 mm	Stortin namellishalkassije (ID)	Lasennuksen jälkeiset rajat (ID)
	0 mm	4,5 mm

e Septe	· Tron	NOVA .	· Kuus	*Epin	· Value
sivalunca täydelinen tukkeutumman	nboosi (akuutti, subakuutti tsi myöhäinen)	halvaus/seretrovaskulbarinen onnettomuus	20	onnistuminen stentin sijoituksessa aiottuun paikkaan	on sepelvatimon ohitus)eikkaus
* Submen spasms	 Suonen perforsatio 	 Stonen disselde 	 Stendin tromboosifiubiceutummen 	Startin sinymmen	 Stortin embolisaatio

ENAHNIK'A

COMPLEX IAN TAYLOGO ON THE ACT OF CASE IN THE ACT O

possen)

Construction

Construction

Construction

- C00000

РУССКИЙ

		-	No ansu me il ill
7.5	E	ページ数 28/56 バーコードWE	中格
禁川	田樹	28/58	(R.M.No. 048562
松散	作業者	ページ数	IR SENO.
御蘭先名 テルモ線	Ultimoster M27_50_007	SPE 2022.06.08 16.23	9 7-250mm × 3 3280mm
劉爾先名	品名	部が田	サイド

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

110000 - WEE TO ST THE

Egyptopousyz as opinion.
Inclinated practice in the property of the property o

POLSKI

14 (10) (10

spismu vejrovadzenia startu po jego umiestzamu. usianienienia steniu vi znanieć vejkonać anglogadia, abi spraedzić polozorie ateniu.

<u>URACA.</u> Uvažeć, aby nie uzdrodzić cewinka uprovadzającego i steniu podztas seuwania cewnika spowadzającego na provi di province startu podzias seuwania cewnika spowadzającego na province spismu podzias seuwania cewnika spowadzającego na province spismu podzias seuwania cewnika spowadzającego na province spismu podzias seuwania cewnika spowadzającego na province spismu podzias seuwania cewnika spowadzającego na province spismu podzias seuwania cewnika spowadzającego na province spismu podzias seuwania cewnika spismu podzias seuwania spismu podzias seuwania cewnika spismu podzias seuwania spismu podzias spismu podzias seuwania spismu podzias spismu

1. Frand innestication province is a better transfer to produce after the transfer to provide medical

| Implication | Proposition processor | Proposition processor | Proposition | Processor | Proposition | Processor | Proposition | Processor | Proposition | Processor | Proposition | Processor | Proposition | Processor | Proposition | Processor | Processor | Proposition | Processor | Proposition | Processor | Proposition | Processor | Proposition | Processor | Processor | Proposition | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | Processor | P

TECHNIKA KISSINIS BÂLLOON TECHNÍOUS

Zogodok GP. W transh teníh a pomažujegajšť (V. vier. 2. s. ml.) odb. a saucomá každ, kontera, pažneja spátnu startu valiczneja nekáratych po žej odrobe GP. W transh teníh pomažujegajšť (V. vier. 2. s. ml.) od spátnu startu valiczneja požneja spátnu startu valiczneja požnej

copystal. Estimata a solutio indictionimi estrappino più strasa e le evole stantine. Dischere nemissio na distinto preparad. Societa uraggiorità isi risoccipitati distrato i prominenza programa. Busilipe na synitach baden formatici regionary na lutti uragia et, se po pojedynizacji mpiantinoj stenia synitace a vyvieta distalva tryst.

POTENCJALNE SZKODLIWE DZJAŁAMIA UBOCZNE

POTENCIALNE SZKODLIWE DZIAŁANIA UBOCZNE

Pownijstre szkodłwa dźstoria uboczne mogą obejmować, co rastępuje (ponisza ista, ne jest wyczeroująci

Company and employs in activities of the process of

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

by Proth a control file.

An indicate place to notion.

An indicate place to notion.

An indicate place to switch. (S) see: 19th - (1) 31

master_M27_50_007.indd 31

460 Statement

MAGYAR

bebe 34

MAGYAR

() con 29th— MOOOH

33

aster_M27_50_007.indd 34

2022/06/08 16

SLOVENSKÝ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Individual Confession (Marketti (Mar

ART party medicants and the second se

S can I yet

10000 See 15th - 10000

master_M27_50_007.indd 37

1/1000 = 3#- CMO

EESTI

signed spillers.
Consummentation.

Shows (Years made for professories).

To true posted.

39

1000 = 1 m =

Mydolmating Mothers Co.

INDVIDUÂLA PIEEJA ĀBSTĒŠANAI Genes i Benderu pēlēlās koncelā derba kepārelās, mas fassama is sel

HOro Call

ar zernök is	Mainsmaia vertibs pec izplešanas (ID)	4,5 mm
katebu ar atbistośa damena balona ketetru. Nezplatiet ster	Nominalas stenta diamotes (ID) a	\$2,25 mm, 2.5 mm, 2,75 mm, 3,0 mm

GU IZMANTOŜANU VADITAJKATETRA (BALONA VIEGLAS SASKARES METODE)

erse _ mil-

LIETUVIŠKAI

Attur.

II. 19 gill pilotogra a...

In 19 gill pilotogra a...

In 19 (alt has gold hearpholylana) worgi matirii a....

In 19 (alt has gold hearpholylana) worgi matirii a....

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

E 15 and 29#-

Mydopmayns Mothyrehac

SLOVENŠČINA

容望先名 子	テルモ練	10.00	\$ III	A 7.2	
柳帽	Utilimpster_M27_50_007	作業者	田無		
田基館	2022.08.08 16.23	がインが	42/56	ガーコード権	
ヤイス	2 ₹250mm× 3 ⊐280mm	BENENO.	048562	1000	Po anne min

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

naster_M27_50_007.indd 43

A HOUR TROUTSONS

ROMÂNĂ

IZAGIJA TRETHANA	UPUTSTVO ZA ISTOVREMENU UPOTREBU DVA MEDICINSKA SHEDSTVA U KATETERU VODIĆU (TEHNIKA, KOSSING BALLOOM ^y)
na je opodania Swirina sa teori na mirken za nazog pocipria pomocog en ugadeje Ulmaster Struma konciarnog senta siy osobasta overi za pototen pogofivate pocijenia za podvigavanje procedal ugadi je starta pa njerog clavijanja. Tak objetov terok	Konpublicati se 67- kota kaja konduncija pidoog Ulimasse Sersimus korovantog steda kaj calchada itsi (unkrativis prečiniš 2,8 mm -4,0 mm) i pedrog Kinguli PTCA balson kalenda prečiniš 2,8 mm -4,0 mm) i pedrog Kinguli PTCA balson kalenda moža se stovernosoo karatis u okveu koševa vodiška od 68 milinatiski struktivi Sama i sodoga Acaderos ** 12,00 mm -4,00 mm) PTCA balson kalenda noda se stovernosoo karatis u okveu kalenda i se stovernosoo karatiski unkratiski struktivi Sama i se stovernosoo karatiski unkratiski struktivi Sama i se stovernosoo karatiski unkratiski struktivi Sama i se stovernosoo karatiski unkratiski struktivi Sama i se stovernosoo karatiski unkratiski struktivi Sama i se stovernosoo karatiski struktivi Sama i se stovernosoo karatiski struktivi Sama i se stovernosoo karatiski struktivi Sama i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski su okveu kalenda i se stovernosoo karatiski se stovernosoo kara
rdile. o ma či na pokovanyu vistoma za uvodinju stovia oblodniju storira barijira. stov. svistno požijno brudže sotom iz pakrovinja i pravenin ima i na njemu zagora sevjenja, uviruča i drugih obladnja.	Tenha a natał doki prama dokrowaćalni gyotarna: 1. Onedna Ulimostra Strašinya burorani start sesam kaj elechada iki prama nanedonim izputatrina. 2. Indelh Hiny ali Austrova bolon kalma, volata po do cijnog mesta inalkunja kolon. 3. Elechytrip katelanic is porpozosti tradite istare i regovia odporazajaću šica vodić pra nego šica isticnica drugi katelan i njegora žicu vodić.
statek vodč (najmanji unvardanji pračnik katikiana izodica je 1,42 mm (0,056°)). 1 – 20 ml) Nagodnostarong romnárog štobujskog nastvora (HspVKS)	INTERAKCIJE SA LEKOVIMA
ima (0.4.9); 175 zu finninchie od zlázna) volázdka erokop zady zadych michadom u unázdejím podrábem [2.44 mio (0.2587]) lizady sedohle u odnosu 111 sa legarinísti znám zematém fisocickém zakrocen (HopKS) voju pie ugradyla	Labori i się dają pale intoj armoj proseja (PRP) mpu Jutair sa filazional scienzas. Labori i się dają pale intoj armoj proseja (PRP) mpu Jutair sa filazional scienzas si sistemas si sistemas i sistemas si sistemas i sistemas si sistem
u u	MOGUĆE NEPOVOLINE POJAVE
ribloga ta ericifu ribloga ta ericifu en condicionale de la esta esta esta esta esta esta esta est	jom koronamog stenta mogu uključio
na bzevordeka za do sekon ao držaka. Zabino uklernia zablišnu obkogu starda prako starda.	Alegipia usabaju sa artikospianteru ili na esiorintokona testaju. Alegipia usabaju sa artikospianteru ili na esiorintokona testaju. Alegipia usabaju sa artikospianteru ili na esiorintokona testaju sa Alegipianteru sajaju urmatarje il na bio koj drugi okassam tela za potekumu koncumu intovencipia - Pescolpoma,zipru metarje il na bio koj drugi okassam tela za potekumu koncumu intovencipia - Pescolpoma,zipru
Petigo akine aktitus obiogu sa temta tako iko dale bratio debid obiogu na distafornik ajustimenta poliali prota atomeneno natre poridadoi obiogu infonteriore ata del petigo atomeneno natre poridadoi selecti obiogu infonteriore ata debiruri podrianjen cimentu natiopakinih moriuma na baloruri. Memoja kinustir ako se unida sakir defekti.	A Avaulzma — Andreja vijelojajaj išcilacija patikomore jarakomoru takilacilija — Floracoza sembra — Andreja vijelojajaj išcilacija patikomore jarakomoru takilacilija — Floracoza sembra izaja pagmenta — Andreja vijeloja
se veda Hajališ pomoću gle za aprenja loga sa apovoćuje su Umauster sent saslavnom. Uvadao glu za aprinarja u vrh Tatavan, vajit de I klasi u doma 1804 rodiče. Izbogavaja manipalariju selvra sokom repiranja Lumina žica vedića jer to može dovesti do zmašlanja atvira na bakoru.	Seri - Pennings sada i Amerika (Seri - Pennings sada) Dalay anddoju yazdulau, tyoru i tromboliku amosji.) Ten ilita i tromosju ugodoje topamog aferjatog balgasa Seri Ogojeni Dosakiram oktionije Seri Ogojeni Dosakiram oktionije Seri Ogojeni Dosakiram oktionije Seri Ogojeni Dosakiram oktionije Seri Ogojeni Dosakiram oktionije
mile John Sandra Printing prema standardrog pulse. Tea edge PTA A seatouron.	· Pot · Ness · Ped
escent. Tru hemostadu vakutu na katekou voddu, što ja všie moguža. Valenje askijem za nodolijeji na pokateriami dod žao oddela uz zaktavanja policitja. Izvo vodda: unuter cijna krija. Pomosta is vodostavije na pokateriami dod žao oddela uz zaktavanja policitja, ke vodda: unuter cijna krija.	ju bru povezena sa sologem koja sadid u nepovojne pojave msu u potpunosti i
ze wodanje samb preku 500 vodiča do cijne karje. Koristio nadropoštve markere na bolimu tako bote postovil sami preko korje: obavila vo jade primjen policiaj storita.	Tedica reprintato d'Anticonsarqui jete Assenia Anticipa
dienen der der der der der der der der der der	O Discipi - Pripassositivos na ink (endimu i njegove ekocipisme) ili na polimer (6 indistatuira tomponesti) udijelejuši sudiklijičis kod liedećis igi spakcija - Fopositismoj
a la decentración de conservir secular principal (1800, in presentación de placifica attachor, construir, deserra, deserra transladion naturale blanch to esprincipal. De de gar miles optica de sobre posterio, an en principal granchi del sucuestr na resignat (progleda)e naturales rea pelacifica de posterio personal deservo. 19 sectos del sent bode o policionen dosfer sa actorna altituda, so derro ducha benía mora códporatel versión selentrologi que del senten de sent bode o policionen dosfer sa actorna altituda, so derro ducha de sente mora códporatel versión selentrologi.	Indiscript Indiscript Indiscription obsolytery plusta Landscription Landscription
ского нада произт инскалат вероднёгом в плуживаният вологичет. розвёдения часили и середы вы подколичет Речисків da ji в рекор розраже до бабе до дайшёдь розначнів завека. тер ображняй в выражения породивают публецом Inco Laster vodo.	 Transacciopentis Transacciopentis Matern potata/gircia desta, assistenda docca ancienta a insignatoral projeve real-ligies insaccipi logo se readis povequi se erabiscon administración solicinatas a medi caran escripi hiperseroliminalis.
ina destapopuro idovien volationu fenociataksi valvitu. volationu fenociataksi valvitu.	DBLIK ISPORUKE STERILAN I HENROGENSKI u neokiekenoj i mennoranoj blisker-kenici. Oraj prozvod je satelilism e zracima. SERICAN I desta Teuroo bako prosiriri korovanti stant koj osobodni kiš Sirvima moditana na nad osobonog deliveri sistem, Jedna tola za ispirania.
grafija serva, inda avadić ekistava salam. U odojiku Udućajaja salamit salami - mene obsejaje salamit	SKLJubiSTBJIE-Eureit na temperaturi od 1 do 30 siepeni C. ODLJGANSE NA OTPJO: nasjon uppirche odrožite dovodni skatem na otpad u skadu sa lobalnim propisima.
Normalia precisi statuta (II) Genera nacon fisiatuje (II) 60_25 mm , 2.5 mm , 2.7 mm , 3.0 mm 4.6 mm 405 cm , 4.1 mm 5.6 mm 5.5 mm , 5.5 mm 5.5 mm	ROMÂNĂ
Targe need do odgoeau referenteem prekriks knings suids.	NDICATII Salamd os sent coronan v Vineser pa bad de sicrima este redad ponto inhue tili ce test de didgraf sente nocardoù la posergi ou labora. Salamd os sent coronan v Vineser pa bad de sicrima este redad ponto inhue tili ce test de didgraf sente nocardoù la posergi ou labora.
administrate de a trenunció como anexes. Escutur, se sa anexes o cu siedem concreana pora, defact afraite, facilitar de acupar complet octubre. Acupar tieng a lescurá si mental vinque, acres concreanes prompales includes tables. Se Sedemos qui secul últimos ser ceste adescrat sels person menos.	, parciorii at supratervolate de sognast rouloră, lectură de biturcație, la pedențio ou elor constatiene mor, lazumi resterotos, s de fernurată, căi și pentru oso radială.
	CONTRAINDICATII / RECOMANDARI COntraindiatii Power to the foliation of foliation and foliation of data professional data.
2005	Planing care pracrid leature on improbed unificates completed a una baten de engraphasies. 45
YOHO	
14. 45	1001

10000 = 1 mm = 1

БЪЛГАРСКИ

a organista.

conformitate du lignificación.

15 see 2 mile - CMOOO

THE MOOPHA CONTINUES OF THE MOOPHA

- in their sections and

Ограничиния след диситации (ID)	4500	
Ноимнален днамитър на стента (ID)		

инструкции ад едновревиенны употреба на две устройства в проводящия натетър (Техника на докосваме на балона)



УКРАЇНСЬКА

УКРАЇНСЬКА

150 same = 150 ft - 1

Hopewaish Control of the Control of MSHOW GALL нервництво по застосуванню

HOro Call

peractions and presence of the peraction

HRVATSKI

の名の名	- 副集名 テルモ機 - 日本	の数	単無	台頭 入記	
TT.	2022.08.08 16:23	報込して	50/56	初巻メーローン	W
2	2 7-250mm ∃ 3280mm	WENO.	048562	事を	NO. ansu _ Will

HRVATSKI

naster_M27_50_007.indd 51

2000 - Hr. 2 -



83

федеральной службы по надзору в сфере зд Www.roszdraunadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация получена с официального сай



Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru





In vitato interfetación d'altaco in resiscue rescontendamen de constitute del carcino butant plum la plant la plant la informatición in liver. Pression de godifica precommenda por la "Simillanda" del laborar de resisciament de la visita informatición del pression de la constitución de la constitución de survivariante di pression de información in vitato. Procession del constitución de la pressión de información del pressión de industria del constitución com Elucición de survivariante del pressión del resistante del constitución com Elucición del survivariante del constitución com Elucición del survivariante del constitución del pressión del processión del constitución com Elucición del survivariante del constitución del const

in vitro-information; Rekommenderat uppödaningstryck för bisemedelsekserande koroner sembystem Ullio In vitro-optysminger: Arbeitalet infiationatryk for Ullimaster Birolimus tagemiddelelserende koroneraterasyste

In vitro-Informasjon: Anbefati oppbäsingstrykk for Ultimaster sirollmusfrigivenda kommunistert In vitro-tiedot: Täytiöpsinesuosaus Ultimaster Sirollmus-sepeivaltimosterittijarjestermälle

Πλημοφορίες in vitre: Σύσταση Πέσης, Διαστολής για το Σύστημα στεφανιαίας ενδοπράθεσης με έκλυση φαρμόνου Siroline. Ultimader

Денные лабореторных исследований: Раковондованные декления для сиролигую-выдальносто исранарного стекто

In wider - engrensiege (, Ziebodine contente insperimento del series werderunge) overen-aperigo en scientifica (un internativo del virtire adatote). Estation februtari producti production februtari production februtari producti production februtari production f

In within informanilia, PhipClima skipia rekomendacija, Lakiman, Ultimarker Storkhaga, nekteril Sukrinado korcinarinia skirania folkomanicija in vitrov. Poporodka za dale poljenja za ostavni kromome opomoje. Umajaklji Sincimas, ik spročila zazbelila in vitro informanije. Prisporuka za piliniale pri nod uvanije za Ultimarker Sincimali informani steri skirani nej calodošti kili. Informatiji in vitrov. Presamana da umiliziri incomandata pretru skirania sterinaria britania revenano o ultimare incomandata pretru skirania sterinaria. Ultimarker Handporasanje memproj Demorpuna a contravano pre kojedenjem sa sudjesania ekonomica Ultimarker resperance suprisvenjem ultimarker sudnerania. Presidenjem sa contravano pre kojedenjem sa sudjesania ekonomica Ultimarker resperance suprisvenjem ultimarker sudnerania. Presidenjem sa deli presidenjem sa sudjesania ekonomica Ultimarker resperance suprisvenjem sa podrate sudnerania. Presidenjem sa presidenjem sa podrate sudnerania sudnerania sudnerania sa podrate presidenjem sa podrate sudnerania sa podrate se podrate sa podrate se sudnerania se podrate sa podrate se

cment cincresus Ultimaster. In vitro informacije, preporučeni tiek za nepuhavanje sustava koronamog sterito za izlučivanje stolimusa Ultimas Note: These reasonal, in view dations specifications do not take into account le liability reason extension. An extra story inheliable conformed propagationally, for of account the IRPP.
Reasseque, one specifications renorable in view to be secured program to be a secure from a form of program to the secure from the secure program of the interest part of the inter

measmed sicroseza.

MB. Bij daar nordmak in vitro-geoficialise van het product is geen inkriming planjalen het itsserwenstand. De naaf van die stant deerlingsgelach het worden bewestigt. De bepaalde schaustruk mag das version overschreid.

Ann. Diesen normalies geochlastener for in vitro-erheiter te niet med ingesombelligheit i sersionspanies. Stantaturen daaf bevielities angegestens, Christinis ins RSP.

Remark Dates recrease perchasions on a recrease and a second production of the second production

konematise filmé resident not authorn leinheit tedor nikit da hummon terson variabats. Dentin toiro on runnidateurs repopularest. Nevellad rikiculumepiarette er gel, et tal Engelsong kurte, o enquannat, in victo spokingspado; ny experies fan kaplinavor undig son; ny enformen sy g Pulpir, To physiolo; ny enformet yng enforme va endiglau dit ary engelspad i Insplaint styr envarient insen prifice (1897).

Применамие: Это комичество высисны украины разрый укловий и не учетывает опротивления поряженного учете. Размом счета дольки бит учетывает вичетряфическое исстурования. Не провышейте расчетов должно разрыча

Nowage pory year member specification and the specific specific and specific specifi

Upozomenie: Tieto nominaine lipocifikdine zmedenna in infra majofindiniju odpor klore. Verkost steriti by sa male pohedu engograficky. Neposkod gla musmetny forma. Noti: Bu nominal, in vitro olivaz spesifikazyorian iezpor disecce diskute almaz. Sterit bûyskitoğu znjivografik olarak doğrukarmaldır. REP değeriti gaçmayin.

Plestines dia romindati, audu kultuna (in vitra) spesifikanjan nemeri vira bogiuma pretendru. Stenia izminu ir plapa prina se argografijas pelialatu. Nepiesmiadzet RSA)

Partaba: Lloue nominaliose in vitro yengino apacificaci cer mashulvergiana | pazeidimo pacepiletimos, Stanto dycis fue biti pelicinitas anglogialinu tudu. Né visibilita REP Departue: Te narriyae sovecificaci e pressive in leto ne uem devido porte lazire. Velicost portmos es treba potretii a processi o. Ne prefundate mashulosionana debutespo taxa.

Napomenai Ove nominalne specifiacije in vajo uređaja na izonaciju obzir obportezije. Velicine storia bi hrbatio da se potredi engograficiji. Na praisa il PPS

завальных сентовленые опициальные повреждения в трумей с територия и политори

Nagomena: ova nazivne specifikacije in vitro uredisja na uzimaju u občir otpor lezije. Veličniu stanta traba potindih anglogizlaki. Namoju prisiona i mili

TERUMO EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
www.terumo-europe.com

Ashitaka Factory of Terumo Corporation 150, Malmalgi-cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture

TERUMO

Terumo Corporation 2022-06

Ultimaster_M27_50_007.indd 56

得真気名 テルモ液 原名 Utilmostal MCQ 50,507 作業者 浄田 色調 スミ 助作日 2022 06 個 66 23 ペーション 56/58 パニュード液 サイズ タを低い物かは 1280mm 脚原No 048582 会核 2022/06/08 16:24

Дополнение к инструкции по эксплуатации

Стент коронарный сиролимус-выделяющий с системой доставки вариантов исполнения: Ultimaster, Ultimaster Tansei

Производитель:

TERUMO EUROPE N.V. (ТЕРУМО ЮРОП Н.В.) (Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium (Бельгия))

Версия 2

	2
1.	НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
2.	НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
3.	РЕКЛАМАЦИЯ
4.	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 4
5.	ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННОМ ВЕЩЕСТВЕ
6.	ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННОМ ВЕЩЕСТВЕ 30 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 33
7.	VUIUBNA IPAHUIUPINPUBAHNAN AAPAHEHNA
8.	СРОК СЛУЖБЫ, СРОК ГОДНОСТИ
9.	ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОК	УМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ
изді	ЕЛИЕ
10.	МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
11.	МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ
ОЧИ	СТКИ 37
12.	СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
	ЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
MEX	АНИЗМАМИ
13.	ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ИЛИ ПОСЛЕДНЕМ
ПЕРІ	ЕСМОТРЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
14.	ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
МЕД	ицинского изделия
15.	СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ 37
16.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
17.	ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	A STATE OF THE STA
	2

1. Наименование медицинского изделия

Стент коронарный сиролимус-выделяющий с системой доставки вариантов исполнения: Ultimaster, Ultimaster Tansei:

- I. Стент коронарный сиролимус-выделяющий с системой доставки вариант исполнения Ultimaster, в составе:
- 1. Стент коронарный баллонорасширяемый, выделяющий сиролимус, на системе доставки быстрой замены

Размерный ряд:

Номинальная длина нераскрытого стента 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33, 38 мм.

Номинальный внутренний диаметр раскрытого стента 2.25 мм, 2.50 мм, 2.75 мм, 3.00 мм, 3.50 мм, 4.00 мм.

- 2. Игла для промывки
- 3. Эксплуатационная документация
- II. Стент коронарный сиролимус-выделяющий с системой доставки вариант исполнения Ultimaster Tansei, в составе:
- 1. Стент коронарный баллонорасширяемый, выделяющий сиролимус, на системе доставки быстрой замены

Размерный ряд:

Номинальная длина нераскрытого стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38 мм.

Номинальный внутренний диаметр раскрытого стента 2.25 мм, 2.50 мм, 2.75 мм, 3.00 мм, 3.50 мм, 4.00 мм.

- 2. Игла для промывки
- 3. Эксплуатационная документация
- 4. Карта имплантата

(далее в тексте – «Стент Ultimaster, Ultimaster Tansei», «Стент коронарный силоримусвыделяющий», «Стент коронарный», «Стент», «Медицинское изделие», «Изделие», «МИ»)

2. Сведения о производителе медицинского изделия

2.1. Наименование

TERUMO EUROPE N.V. (ТЕРУМО ЮРОП Н.В.)

2.2. Адрес места нахождения

Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium (Бельгия)

2.3. Адрес места производства медицинского изделия

Ashitaka Factory of Terumo Corporation

150, Maimaigi-cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture 418-0015, Japan (Япония)

3. Рекламация

ООО «Терумо Рус»

123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт/пом/ком 13/I/5

Тел.: +7 (495) 988-47-40

Эл. почта: moscowoffice@terumo-europe.com

Ultimaster, Ultimaster Tansei – «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.» – Россия Данный документ предоставляется по запросу. Доступен на бумажном носителе и в форме электронного документа.

4.Основные параметры и характеристики медицинского изделия

Ultin	naster								7		
Техни	ическое описание сиролимус-в	ыделяющего корона	рного ст	гента						1000	W.
				L1					S	_	
	7-107		(вход прово	(енинда	4		L	11			
		L2	-	7			-	влоный марк			
		L5 + +	×	+		_	Cub	ОНОИМАЛЬНЕВ	наркер глуб	MHST)	
		1		*	2	A D					
EL	L7 18 1 1	L6 A B				D					1
(X		L10			-			*			F
T	дистальный конец	Ly	L3				-	10			
		ST.	L	4							
	ема доставки		177		-						
	вляющий катетер - длина комі				ий кате		иаметр	компон		s (in n	1)
L1 L2	Длина катетера	1440 (±50 мм) 250 (±50 мм)	_		ванная ный шаф		775		_	5 (±0,04 8 (±0,04	
L3	Длина канала проводника Длина дистального маркера				часть ш					7 (±0,04	
LS	глубины	900 (±30 MM)	0-0	реднии	часть ш	афта	2		0.0,8	7 (±0,0	T MINI)
L4	Длина проксимального	1000 (±50 мм)	D-П	роксим	альный	шафт	0		Ø: 0,6	7 (+0,00	0/-
	маркера глубины							0,02 м			
L7	Длина дистального кончика	Е-Д	истальн	ый кон	чик				3 (+0,04	13/-	
* 0			F -	7.6				_	0,030		
L8	Гибкая часть дистального	2,0 (±1,0 mm)	F-X	lao		9				эровск	ого
L9	кончика Длина дистальной части	400 (±50 mm)							конус	a	_
Ly	шафта	(±30 MM)				7					
L10	Длина гидрофильного	330 (±50 mm)				2					
	покрытия										
L11	Длина силиконового	1110 (±50 мм)			(2)						
	покрытия			T o			1.0	1	1.00		1
			P	9	12	15	18	24	28	33	38
	Длина стента		2.25	9.2	12.6	14.9	18.4	24.2	28.8	33.4	38.
L5	Допуск для стентов диамет	оом 2.25, 2.5, 2.75,	2.5	9.2	12.6	14.9	18.4	24.2	28.8	33.4	38.0
	3.0 - +/- 1.0 MM		3.0	9.2	12.6	14.9	18.4	24.2	28.8	33.4	38.0
	Допуск для стентов диаметром 3.5, 4.0 -		3.5	8.9	11.9	14.9	17.8	23.8	28.2	34.1	38.6
	+0.8мм /-1.2 мм		4.0	8.9	11.9	14.9	17.8	23.8	28.2	34.1	38.6
	05		1	9	12	15	18	24	28	33	38
	2		2,25	9,9	13,3	15.6	19,1	24,9	29,5	34.1	38.7
	8			1			0.000			2.00	0.00
L6	Расстояние между платинов	ыми маркерами	2,5	9,9	13,3	15,6	19,1	24,9	29,5	34,1	38,7
LU	(±1,0 mm)		2,75	9,9	13,3	15,6	19,1	24,9	29,5	34,1	38,7
	.0		3,0	9,9	13,3	15,6	19,1	24,9	29,5	34,1	38,7
			3,5	9,6	12,6	15,6 15,6	18,5	24,5	28,9	34,8	39,3
	Managh			9,0	12,0	13,0	18,5	24,5	28,9	34,8	39,3
	Масса изделия		3 г								
	Толщина гидрофильного по			лее 30 м		16.5					
	Толщина силиконового покр	п китыс	не бо.	лее 1 м	KM						
	Размер рентгеноконтрастны	х меток			диаметр	0.58±	0.01 мм	ſ,			
	3			a: 1.0 ±0		0.5	60				
TIADA	AMETRI	CELETITORIA TITAL		ина: 0.0)30±0.00	J5MM	O MEET			150-00100	
	МЕТРЫ охность катетера	Поверхность шафт		TIL HOPO	KOHIIII	и боль	loue no	mario 6.	Int pac-	wot 6	2
товер	лиость категера	полосок, поврежде									
		и инородных вещес									спии
Подго	товка стента	Система со стентом	и должн	а легко	выним	аться из	з трубк	и держа	теля. О	тсутств	ие
1		повреждений стент	а. Защи	тный п	ротекто	р не ос	гаётся і	з трубке	держа	геля. В	код
1		проводника может	быть пр	омыт и	глой дл	я пром	ывки				
711-	кт собачей кости	Диаметр выступаю		C		TO DIL.					erren.

Ultimaster, Ultimaster Tansei - «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.» - Россия Данный документ предоставляется по запросу. Доступен на бумажном носителе и в форме электронного документа.

ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИКАЦИИ
Совместимость размеров компонентов	Соответствие размера люэровского конуса: стандартный люэровский конусный калибр (6% к люэровскому конусу) должен подходить по размеру (посадка на конус - наконечник). Перемещение проводника: проводник Ø0,014 дюйма (0,36 мм) должен двигаться плавно и не допускать разрушения во внутреннем канале при дефляции баллона после его наполнения до момента достижения номинального давления разрыва (радиальная прочность внутреннего канала (канала проводника)). Извлечение стента внутрь Доставляющего катетера (перед раскрытием или после него): стент должен двигаться плавно, без застревания в дистальном конце Доставляющего катетера.
Совместимость катетера с	Контрастное вещество вытекает из дистального конца Доставляющего катетера во время
контрастным веществом	введения стента в проводниковый катетер.
Возможность обнаружения маркеров баллона при помощи рентгеновского излучения	Визуалицация на рентгеновском снимке: маркеры баллона должны быть видны при рентгеновском облучении
Гибкость/загибы	Дистальный шафт трубки: без загибов при сгибании на угол 90 градусов через шафт ($r = 20$ мм). Проксимальный шафт трубки: без загибов при сгибании на угол 90 градусов через шафт ($r = 75$ мм).
Отсутствие утечек	При раздувании при РДР утечек из какой-либо части баллона наблюдаться не должно. Не должно быть утечки во внутреннем\внешнем проводнике или баллоне при расчётном давлении, не должно быть спадения внутреннего проводника
	Отсутствие пузырьков воздуха внутри системы при снижении давления. (за исключением первых 5 секунд после начала снижения).
Номинальное давление	9 атм (912 кПа)
Номинальное давление разрыва	\emptyset 2,25 – 3,0 мм = 16 атм (1621 кПа)/ \emptyset 3,5 – 4,0 мм = 14 атм (1419 кПа)
Давление разрыва баллона, предел давления и утечки	Давление разрыва > номинального давления разрыва (Максимальное давление в баллоне) Отсутствие деформации, трещин и поломок перед разрывом. Появление разрыва: разрыв вдоль удлинённого стержня приемлемы. Разрыв вместе с круговым направление не должен превышать половины.
Время дефляции баллона	 О2,25, 2,5, 2,75 и 3,0 мм: ≤ 10 сек (для стента длиной 9-28 мм) ≤ 20 сек (для стента длиной 33-38 мм) О3,5 и 4,0 мм: ≤ 15 сек (для стента длиной 9-28 мм) ≤ 25 сек (для стента длиной 33-38 мм) Легкость извлечения доставляющего катетера из стента: дефлированный балдон не должен застревать внутри расправленного стента.
Время накачивания баллона	≤ 15 сек
Усталость баллона	Мин. 10 накачиваний до номинального давления разрыва. Длительность пребывания баллона в накачанном состоянии – минимум 30 сек.
Способность принять форму	При номинальном давлении стент раскрывается внутри силиконовой трубки без
стенки сосуда	неравномерного расправления каркаса, заломов и других повреждений.
Сопротивление смещению	Стент не должен смещаться после своего раскрытия внутри силиконовой трубки при номинальном давлении.
Скользкость наружной поверхности категера	Фрикционное сопротивление на протяжении 10-кратного цикла не должно превышать 0,5 H.

Ultimaster, Ultimaster Tansei — «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.» — Россия Данный документ предоставляется по запросу. Доступен на бумажном носителе и в форме электронного документа.

Проксимальны	й шафт, дистальный шафт и средн й внутренний шафт: ≥ 3 Н	ий шафт: ≥ 5 Н
Прочность на р		. Кончик катетера должен
вращений). Максимальный	і генерируемый крутящий момент	0
Соединение срепроводника: ≥5	еднего шафта/проксимального ша ,0 Н.	фта в области порта для
Отсутствие кор коррозии.	розии или оспин, которые впосле	
02,5:2,68±0,25 02,75:2,93±0,2 03,0:3,18±0,25 03,5:3,68±0,25 04,0:4,18±0,25	5 MM 25 MM 5 MM 5 MM	
\emptyset 2,5: 13,0 ~ 27, \emptyset 2,75: 14,5 ~ 2 \emptyset 3,0: 15,5 ~ 30, \emptyset 3,5: 13,5 ~ 26,	0 MKM 8,5 MKM 0 MKM 5 MKM	
L\ Ø	2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,0 MM	3,5, 4,0 мм
	$11,2 \pm 2,0$	10.7 ± 2.0 13.7 ± 2.0
15	$16,9 \pm 2,0$	$16,7 \pm 2,0$
	20.4 ± 2.0	$19,6 \pm 2,0$
		$25,6 \pm 2,0$
		30.0 ± 2.0
		$36,1 \pm 2,0$
		$40,6 \pm 2,0$
	озможность дефляции и возможно	сть вывести из расширенного
	Угол вращения вращений). Максимальный минимум 1,0 м Соединение про Соединение баг Отсутствие кор коррозии. Ос., 5: 2,43±0,2 Ос., 5: 2,68±0,25 Ос., 5: 3,68±0,25 Ос., 5: 3,68±0,25 Ос., 5: 13,0 ~ 2 Ос., 5: 13,0 ~ 2 Ос., 5: 13,0 ~ 2 Ос., 5: 13,0 ~ 2 Ос., 5: 13,0 ~ 2 Ос., 5: 13,0 ~ 2 Ос., 5: 13,0 ~ 2 Ос., 5: 13,0 ~ 2 Ос., 5: 13,0 ~ 2 Ос., 5: 14,5	Максимальный генерируемый крутящий момент минимум 1,0 мНм Соединение проксимального шафта и хаба: ≥ 10 л проводника; ≥ 5,0 Н. Соединение баллона/дистального шафта: ≥ 5,0 Н. Отсутствие коррозии или оспин, которые впосле, коррозии. Ø2,25: 2,43±0,25 мм Ø2,25: 2,68±0,25 мм Ø3,0: 3,18±0,25 мм Ø3,5: 3,68±0,25 мм Ø4,0: 4,18±0,25 мм Ø2,25: 13,0 ~ 27,0 мкм Ø2,75: 14,5 ~ 28,5 мкм Ø3,0: 15,5 ~ 30,0 мкм Ø3,5: 13,5 ~ 26,5 мкм Ø4,0: 17,5 ~ 31,5 мкм L\ Ø

Ultimaster, Ultimaster Tansei – «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.» – Россия Данный документ предоставляется по запросу. Доступен на бумажном носителе и в форме электронного документа.

ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИ	КАПИИ			- 3
			oponiui ii auniui iii	1000711111	у тол (болу шо ном 1/2
Внешний вид стента			аранин и липких и	юродных	х тел (больше чем 1/3
	Стент устан		WIIV parmentore	207111 71	метками и не должен
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		жду рентгеноконтр	астными	метками и не должен
***	перекрываті		(F. 2.0)		
Ширина распорки		(2.25; 2.5; 2.7	5; 3.0)		
	110- 140 мк				
Толщина покрытия/ визуальный контрол					юкрытия: ≤ 30 мкм.
			ытыми сегментами	:	O
		Изогнутый	90-300 мкм		0
	2,5; 2,75 и	сегмент			
	3,0)	Место	В горизонтальн	ом напра	авлении: 200-470 мкм
		соединения	В вертикальном	1: 220-49	0 мкм
	UL (Ø 3,5 и	Изогнутый	120-450 мкм		
	4,0 MM)	сегмент			
	26	Место	В горизонтальн	ом напра	авлении: 340-610 мкм/
		соединения			вертикальном: 260-
	50		680 мкм/ 310-7.		
Поперечный профиль стента	UM: 02.25	02,5, 02,75, 0		мм - 1,2	
поперениви профиль степта	UL: Ø3,5, Ø			MM - 1,2	
	JL. 95,5, V	T,U MM	UM/mm	1,3	UL/MM
	00				8.9 +0.8/-1.2
	09		9.2 ± 1.0		
	12		12,6 ± 1,0		11,9 +0,8/-1,2
	15		14.9 ± 1.0		14,9 +0,8/-1,2
Длина стента	18		$18,4 \pm 1,0$		17,8 +0,8/-1,2
длина стента	24		$24,2 \pm 1,0$		23,8 +0,8/-1,2
	28		28.8 ± 1.0		28,2 +0.8/-1,2
	33		33.4 ± 1.0		34,1 +0,8/-1,2
	38		38.0 ± 1.0		38,6 +0,8/-1,2
Толщина стенок стента	70-100 мкм		G		
Уровень упругой отдачи стента	Макс: 10%		(2)		
Радиальное усилие стента		м (по всей дли	ше стента)	-	
(сопротивление раздавливанию	1,0 - 2,0 11/M	м (по веси для	ne otenta)		
(сопротивление раздавливанию			50		
радиально прилагаемой нагрузкой)	0.10 0.20 H	landa part	auma arauma)		
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию	0,10 - 0,30 H	/мм (по всей д	лине стента)		3
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными	0,10 - 0,30 H	/мм (по всей д	лине стента)		3
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами	5164				7.
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении	5164		лине стента) овая нагрузка)		2
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед)	Мин. 1,3 Н (начальная пик	овая нагрузка)		9
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении	Мин. 1,3 Н (начальная пик	овая нагрузка)		8
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад)	Мин. 1,3 H (начальная пик	овая нагрузка)		9
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце	Мин. 1,3 H (Мин. 1,3 H (Система вво	начальная пик начальная пик дится в модел	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через пров		ый катетер диам. 5 Fr,
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце	Мин. 1,3 Н (Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через пров	не долже	ый катетер диам. 5 Fr, н застрять в кончике
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце доставляющего катетера	Мин. 1,3 Н (Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводниког	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и	не долже ться.	н застрять в кончике
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце доставляющего катетера	Мин. 1,3 Н (Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводниког	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и	не долже ться.	
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце проставляющего катетера Визуальный контроль стента при его	Мин. 1,3 Н (Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводников На стенте не	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и с должно быть	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и	не долже ться. с повреж	н застрять в кончике дений при раскрытии
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце доставляющего катетера Визуальный контроль стента при его	Мин. 1,3 Н (Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводников На стенте не	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и с должно быть	овая нагрузка) овая нагрузка) в аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или други	не долже ться. с повреж	н застрять в кончике дений при раскрытии
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце доставляющего катетера Визуальный контроль стента при его	Мин. 1,3 Н (Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводников На стенте не до момента	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) в аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или други	не долже ться. к повреж ечи (до к	н застрять в кончике дений при раскрытии
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце доставляющего катетера Визуальный контроль стента при его	Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводников На стенте не до момента давления).	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) в аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другизна или появления т	не долже ться. с повреж ечи (до м	н застрять в кончике дений при раскрытии момента падения
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце проставляющего катетера Визуальный контроль стента при его	Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводников На стенте не до момента давления). Номинально внутреннего	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другизна или появления т	не долже ться. с повреж ечи (до м	н застрять в кончике дений при раскрытии обмента падения Диаметр (мм) при номинальном
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце поставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводников На стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другизна или появления т	не долже ться. с повреж ечи (до м	н застрять в кончике дений при раскрытии обмента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце поставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводников На стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м 2,25	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другизна или появления т Диаметр (мм) приноминальном дав.	не долже ться. с повреж ечи (до м	н застрять в кончике дений при раскрытии омента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце поставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводников На стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м 2,25 2,5	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) в аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другил на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25	не долже ться. с повреж ечи (до м	дений при раскрытии иомента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце поставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 Н (Мин. 1,3 Н (Система вво выполняются проводников На стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 2,75	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другил на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25 2,75 ± 0,25	не долже ться. с повреж ечи (до м	дений при раскрытии иомента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце поставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 Н (Мин. 1,3 Н (Система вво выполняются проводников На стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 2,75	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или други на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25	не долже ться. с повреж ечи (до м	дений при раскрытии иомента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце поставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 H (Мин. 1,3 H (Система вво выполняются проводников на стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другил на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 3,50 ± 0,25	не долже ться. с повреж ечи (до м	дений при раскрытии иомента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25 3,67 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце поставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 H (Мин. 1,3 H (Система вво выполняются проводников на стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или други на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25	не долже ться. с повреж ечи (до м	дений при раскрытии иомента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце поставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 H (Мин. 1,3 H (Система вво выполняются проводников на стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 Ø 2,25	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и е должно быть разрыва балло ве значение	овая нагрузка) овая нагрузка) в аорты через провния стента. Стент и не должен смести трещин или другил на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 3,50 ± 0,25 4,00 ± 0,25	не долже ться. с повреж ечи (до м	дений при раскрытии иомента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25 3,67 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце доставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 H (Мин. 1,3 H (Система вво выполняются проводников на стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и е должно быть разрыва балло ве значение	овая нагрузка) овая нагрузка) ь аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другил на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 3,50 ± 0,25	не долже ться. с повреж ечи (до м	дений при раскрытии иомента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25 3,67 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце поставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра	Мин. 1,3 H (Мин. 1,3 H (Система вво выполняются проводников на стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 Ø 2,25	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и е должно быть разрыва балло ве значение	овая нагрузка) овая нагрузка) в аорты через провния стента. Стент и не должен смести трещин или другил на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 3,50 ± 0,25 4,00 ± 0,25	не долже ться. с повреж ечи (до м	дений при раскрытии имента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25 3,67 ± 0,25 4,23 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце доставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра Диаметр стента в зависимости от давления накачки баллона	Мин. 1,3 H (Мин. 1,3 H (Система вво выполняются проводников на стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 Ø 2,25	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и должно быть разрыва балло ве значение	овая нагрузка) овая нагрузка) в аорты через провния стента. Стент и не должен смести трещин или другил на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 3,50 ± 0,25 4,00 ± 0,25	диама 2,17	дений при раскрытии имента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25 3,67 ± 0,25 4,23 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце доставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра Диаметр стента в зависимости от давления накачки баллона	Мин. 1,3 H (Мин. 1,3 H (Система вво выполняются проводников на стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 Ø 2,25	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и должно быть разрыва балло ве значение им)	овая нагрузка) овая нагрузка) в аорты через провния стента. Стент и не должен смести трещин или другил на или появления т Диаметр (мм) при номинальном дав. 2,25 ± 0,25 2,50 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 3,50 ± 0,25 4,00 ± 0,25	Диаме 2,17 2,21	дений при раскрытии имента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25 3,67 ± 0,25 4,23 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными пластинами Усилие смещения стента (в направлении вперед) Усилие смещения стента (в направлении назад) Риск смещения стента на конце доставляющего катетера Визуальный контроль стента при его раскрытии до максимального диаметра Диаметр стента в зависимости от давления накачки баллона	Мин. 1,3 Н (Мин. 1,3 Н (Система вво выполняютс проводников На стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 0 2,2\$ Давление, 7 8 9	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера в с должно быть разрыва балло ве значение мм)	овая нагрузка) овая нагрузка) в аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другиз на или появления т Диаметр (мм) приноминальном дав. 2,25 ± 0,25 2,75 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 4,00 ± 0,25 мение, кПа	Диаме 2,17 2,21 2,25	дений при раскрытии имента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25 3,67 ± 0,25 4,23 ± 0,25
радиально прилагаемой нагрузкой) Сопротивление раздавливанию параллельно расположенными	Мин. 1,3 H (Мин. 1,3 H (Система вво выполняются проводников на стенте не до момента давления). Номинально внутреннего диаметра (м. 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 Ø 2,25	начальная пик начальная пик дится в модел я три проведе вого катетера и должно быть разрыва балло ве значение им)	овая нагрузка) в аорты через провиния стента. Стент и не должен смести трещин или другиз на или появления т Диаметр (мм) приноминальном дав. 2,25 ± 0,25 2,75 ± 0,25 2,75 ± 0,25 3,00 ± 0,25 4,00 ± 0,25 мение, кПа	Диаме 2,17 2,21	дений при раскрытии имента падения Диаметр (мм) при номинальном давлении разрыва 2,43 ± 0,25 2,68 ± 0,25 2,94 ± 0,25 3,20 ± 0,25 3,67 ± 0,25 4,23 ± 0,25

Ultimaster, Ultimaster Tansei – «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.» – Россия Данный документ предоставляется по запросу. Доступен на бумажном носителе и в форме электронного документа.

13	1317	2,37
14	1419	2,40
15	1520	2,43
16	1621	2,45
17	1723	2,48
18	1824	2,51
Ø 2,5		
Давление,	атм Давление, кПа	Диаметр (мм) ± 0,25
7	709	2,42
8	811	2,46
9	912	2,50
10	1013	2,53
11	1115	2,56
12	1216	2,59
	1317	2,61
	1317	
14	1419	2,64
15	1520	2,66
16	1621	2,68
17	1723	2,71
18	1824	2,73
Ø 2,75		
Давление,		Диаметр (мм) $\pm 0,25$
7	709	2,66
8	811	2,71
9	912	2,75
10	1013	2,79
11	1115	2,82
12	1216	2,84
13	1317	2,87
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,0	1419	2,89
15	1520	2,92
16	1621	2,94
17	1723	2,97
18	1824	3,00
Ø 3,0	1321	10,00
Давление,	атм Давление, кПа	Диаметр (мм) ± 0,25
7	709	2,89
8	811	2,95
	912	3,00
10		
10	1013	3,04
11	1115	3,07
2.4	11.116	
12		3,10
12 13	1317	3,13
12 13 14	1317 1419	3,13 3,16
12 13 14 15	1317 1419 1520	3,13 3,16 3,18
12 13 14 15 16	1317 1419 1520 1621	3,13 3,16 3,18 3,20
12 13 14 15 16	1317 1419 1520 1621 1723	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23
12 13 14 15 16 17 18	1317 1419 1520 1621	3,13 3,16 3,18 3,20
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5	1317 1419 1520 1621 1723 1824	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23
12 13 14 15 16 17 18	1317 1419 1520 1621 1723 1824 Давление, кПа	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление.	1317 1419 1520 1621 1723 1824	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление.	1317 1419 1520 1621 1723 1824 Атм Давление, кПа	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 Диаметр (мм) ± 0,25 3,39
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление,	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 Диаметр (мм) ± 0,25 3,39 3,45
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление, 7	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 Диаметр (мм) ± 0,25 3,39 3,45 3,50
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление, 7 8 9	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811 912 1013	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 Диаметр (мм) ± 0,25 3,39 3,45 3,50 3,55
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление, 7 8 9	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811 912 1013 1115	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 Диаметр (мм) ± 0,25 3,39 3,45 3,50 3,55 3,58
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление, 7 8 9	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811 912 1013 1115 1216	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 Диаметр (мм) ± 0,25 3,39 3,45 3,50 3,55 3,58 3,62
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление, 7 8 9 10 11 12	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811 912 1013 1115 1216 1317	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 Диаметр (мм) ± 0,25 3,39 3,45 3,50 3,55 3,58 3,62 3,64
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление, 7 8 9 10 11 12 13	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811 912 1013 1115 1216 1317 1419	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 Диаметр (мм) ± 0,25 3,39 3,45 3,50 3,55 3,58 3,62 3,64 3,67
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление. 7 8 9 10 11 12 13 14	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811 912 1013 1115 1216 1317 1419 1520	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 Диаметр (мм) ± 0,25 3,39 3,45 3,50 3,55 3,58 3,62 3,64 3,67 3,70
12 13 14 15 16 17 18 Ø 3,5 Давление. 7 8 9 10 11 12 13 14	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811 912 1013 1115 1216 1317 1419 1520 1621	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 //////////////////////////////////
12 13 14 15 16 17 18 0 3,5 Давление. 7 8 9 10 11 12 13 14	1317 1419 1520 1621 1723 1824 атм Давление, кПа 709 811 912 1013 1115 1216 1317 1419 1520	3,13 3,16 3,18 3,20 3,23 3,25 //////////////////////////////////

Давление, атм	Давление, кПа	Диаметр (мм) ± 0,25	
7	709	3,86	
8	811	3,94	
9	912	4,00	
10	1013	4,06	
11	1115	4,10	
12	1216	4,15	
13	1317	4,19	
14	1419	4,23	
15	1520	4,27	
16	1621	4,31	
17	1723	4,35	
18	1824	4,40	

ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИКАЦИИ	
	UM: Ø2,25, Ø2,5, Ø2,75, Ø3,0 MM	±2,0 мм (для стента длиной 9-28 мм)
раскрытии (зависимость		±3,0 мм (для стента длиной 33-38 мм)
длины от диаметра)	UL: Ø3,5, Ø4,0 mm	±3,0 мм (для стента длиной 9-28 мм)
		±4,0 мм (для стента длиной 33-38 мм)
Усталость стента (радиальная)	Визуальный контроль на наличие	трещин и повреждений после испытания
s eranoers erenta (pagnansmas)	в течение 400 млн. циклов.	The state of the s
Коррозионная стойкость	Образование ослин при достижен	ии потенциала разрушения
стента	образование оснин при достижен	min novemment puspy thems.
Состав металла	Кобальто-хромовый сплав L605 (.	ASTM F90)
Площадь свободной	Ø2,25 мм: 80%	ASTATOO
поверхности стента и площадь		00
наружной поверхности стента	Ø2,75 MM; 83%	
наружной поверхности степта	Ø3,0 mm: 85%	
	03,5 мм: 84%	
	Ø4,0 mm; 86%	
Испытание возможности		(не должно наблюдаться сопротивления/смещения во
доставки стента в боковые		цель разветвляющегося сосуда, а также в раскрытом
ответвления артерий	состоянии после установки стента	
Совместимость с МРТ	Отсутствие миграции и приемлем	
COBMECTUMOCTS C IVIT I	Качество МРТ сохраняется, но в с	
Краткосрочная целостность		фект покрытия не должен наблюдаться
покрытия	После работы в модели АЗТМ де	не должен наолюдаться
Анализ	Коэффициент запаса устойчивост	www.rahomanumu.>1
напряжений/деформаций	Коэффициент запаса устоичивост	и к деформациям > 1.
Видимость в рентгеновском	Четкая видимость в рентгеновско	AN HOLLOWING CHARLE
излучении	тегкая видимость в рептеновско	м излучении.
Гибкость/перегибы	Vорто стант (посуму принятая при 1	оминальном давлении или номинальном измеренном
т иокость/перегиоы		ей длине или посредине вокруг стержня с $r = 10$ мм,
		ся участка стента должен составлять не более 50% от
	диаметра стента, указанного на эт	
Стойкость покрытия	На покрытии не должно обнаруж	
стоикость покрытия	испытания в течение 40 млн. цикл	
Микрочастицы в покрытии	Количество частиц размером 10 м	
тикрочастицы в нокрытии	Количество частиц размером 10 м	
Равномерность диаметра в		средней и проксимальной частей стента должен быть в
раскрывшемся состоянии		реднему значению всех трех диаметров.
	Отсутствие изломов, трещин и по	
Визуальная инспекция		равномерность покрытия аблюминальной стороны стента
аблюминального покрытия	Отсутствие дефектов покрытия и	равномерность покрытия аблюминальной стороны стента
Упаковка		
	Wanana and and a state of the s	
Визуальный контроль		аковки должно храниться в индивидуальной картонной
(Упаковка и этикетка)	коробке вместе с правилами испо	
-0		рывается, внутри нее находятся блистерный пакет,
O-	десикант (влагоноглотитель) и по	
		крывается, внутри находится листок с информацией о
NA STATES		жателя со вставленным сиролимус-выделяющим
		набженным зажимами и зажимом с иглой для промывки.
		трубке держателя, и корпуса протектора,
		асти стента, соответствуют калибру стента.
	этикетки (как оыло описано выш	е) прикреплены к индивидуальной коробке, алюминиевой


	упаковке и блистерному пакету, текст на этикетках должен быть разборчивым. Калибр стента, номер партии и дата истечения срока годности, указанные на этикетках к индивидуальной коробке и алюминиевой упаковке, должны соответствовать действительности. Калибр стента и номер партии, указываемые на этикетке блистерного пакета, должны соответствовать действительности.
Концентрация кислорода	≤1%
Влажность	≤ 40%
Микробный барьер	Качество бумаги соответствует требованиям к уровню устойчивости к проникновению микробов.
Целостность упаковки	Отсутствие течей в области всех герметизирующих кромок на протяжении 20 секунд.

Характеристики лекарственного препарата

Характеристики лекарственн				
ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИКАЦИ			Programme and the second
	От 85,0% до 115,0° по весу для отдель			указаны спецификации
	Код изделия	Норма (мкг)	Код изделия	Норма (мкг)
	DE-RD2209KSM	36 ± 5	DE-RD3009KSM	36 ± 5
	DE-RD2212KSM	49 ± 7	DE-RD3012KSM	49 ± 7
	DE-RD2215KSM	58 ± 9	DE-RD3015KSM	58 ± 9
	DE-RD2218KSM	72 ± 11	DE-RD3018KSM	72 ± 11
	DE-RD2224KSM	94 ± 14	DE-RD3024KSM	94 ± 14
	DE-RD2228KSM	112 ± 17	DE-RD3028KSM	112 ± 17
	DE-RD2233KSM	130 ± 19	DE-RD3033KSM	130 ± 19
	DE-RD2238KSM	148 ± 22	DE-RD3038KSM	148 ± 22
	DE-RD2509KSM	36 ± 5	DE-RD3509KSM	35 ± 5
	DE-RD2512KSM	49 ± 7	DE-RD3512KSM	46 ± 7
	DE-RD2515KSM	58 ± 9	DE-RD3515KSM	58 ± 9
(озировка лекарственного веще	DE-RD2518KSM	72 ± 11	DE-RD3518KSM	69 ± 10
	DE-RD2524KSM	94 ± 14	DE-RD3524KSM	93 ± 14
	DE-RD2528KSM	112 ± 17	DE-RD3528KSM	110 ± 16
	DE-RD2533KSM	130 ± 19	DE-RD3533KSM	133 ± 20
T	DE-RD2538KSM	148 ± 22	DE-RD3538KSM	151 ± 22
	DE-RD2709KSM	36 ± 5	DE-RD4009KSM	35 ± 5
9	DE-RD2712KSM	49 ± 7	DE-RD4012KSM	46 ± 7
	DE-RD2715KSM	58 ± 9	DE-RD4015KSM	58 ± 9
	DE-RD2718KSM	72 ± 11	DE-RD4018KSM	69 ± 10
6	DE-RD2724KSM	94 ± 14	DE-RD4024KSM	93 ± 14
получена	DE-RD2728KSM	112 ± 17	DE-RD4028KSM	110 ± 16
	DE-RD2733KSM	130 ± 19	DE-RD4033KSM	133 ± 20
	DE-RD2738KSM	148 ± 22	DE-RD4038KSM	151 ± 22

ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИКАЦИ	И	- AND B	
	Код изделия	Вес (мкг) Код изде.	лия	Вес (мкг)
	DE-RD2209KSM	30 - 47	DE-RD3009KSM	30 - 47
	DE-RD2212KSM	41 - 64	DE-RD3012KSM	41 - 64
	DE-RD2215KSM	49 - 76	DE-RD3015KSM	49 - 76
	DE-RD2218KSM	60 - 93	DE-RD3018KSM	60 - 93
	DE-RD2224KSM	79 - 123	DE-RD3024KSM	79 - 123
	DE-RD2228KSM	94 - 146	DE-RD3028KSM	94 - 146
	DE-RD2233KSM	109 - 170	DE-RD3033KSM	109 - 170
	DE-RD2238KSM	124 - 193	DE-RD3038KSM	124 - 193
	DE-RD2509KSM	30 - 47	DE-RD3509KSM	29 - 45
	DE-RD2512KSM	41 - 64	DE-RD3512KSM	39 - 60
Соличество поли (DL-лактид-ко-	DE-RD2515KSM	49 - 76	DE-RD3515KSM	49 - 76
капролактона) в слое лекарственного	DE-RD2518KSM	60 - 93	DE-RD3518KSM	58 - 90
вещества (без учета базового покрытия)	DE-RD2524KSM	79 - 123	DE-RD3524KSM	78 - 121
	DE-RD2528KSM	94 - 146	DE-RD3528KSM	92 - 143
	DE-RD2533KSM	109 - 170	DE-RD3533KSM	111 - 173
	DE-RD2538KSM	124 - 193	DE-RD3538KSM	126 - 196
	DE-RD2709KSM	30 - 47	DE-RD4009KSM	29 - 45
	DE-RD2712KSM	41 - 64	DE-RD4012KSM	39 - 60
	DE-RD2715KSM	49 - 76	DE-RD4015KSM	49 - 76
	DE-RD2718KSM	60 - 93	DE-RD4018KSM	58 - 90
	DE-RD2724KSM	79 - 123	DE-RD4024KSM	78 - 121
	DE-RD2728KSM	94 - 146	DE-RD4028KSM	92 - 143
	DE-RD2733KSM	109 - 170	DE-RD4033KSM	111 - 173
(I)	DE-RD2738KSM	124 - 193	DE-RD4038KSM	126 - 196
Выделение лекарственного вещества:	0,5 часа: 8% ≤ скор 2 часа: 18% ≤ скор 24 часа: 80% ≤ ско	ость выделения ≤ 36 ость выделения ≤ 60% рость выделения	% %	1
Сорреляция лекарственного вещества in	Корреляция in vitre	o-in vivo профиля вы	деления лекарствени	ного вещества
vitro-in vivo (IVIVC)	была аттестована.			
Примеси/деграданты в составе некарственного вещества	Примеси/деградан примесей/деградан	ты: ≤ 1,0% каждой ка итов: ≤2,0%.	тегории. Общее ко.	личество
Остаточный ацетон	Не более 0,5 мг на	мм длины стента.		
Анализ подлинности лекарственного вещества	ИК спектр тонкоп: см ⁻¹ , 1645 см ⁻¹ и 99	пеночного препарата	образца показывает	максимум при 1755
Эндотоксины	<20 ЭЕ/стент		FRIDAY IN	0

Ultimaster Tansei



Подготовка стента	Система со стентом должна легко выниматься из трубки держателя. Отсутствие повреждений стента. Защитный протектор не остаётся в трубке держателя. Вход проводника может быть промыт иглой для промывки.
Эффект собачей кости	Диаметр выступающей части баллона не должен превышать наружный диаметр стента на обоих концах.

^{*}Данный параметр целенаправленно измерен и уточнён производителем для модели Ultimaster Tansei.

ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИКАЦИИ
Совместимость размеров компонентов	Соответствие размера люэровского конуса: стандартный люэровский конусный калибр (6% к люэровскому конусу) должен подходить по размеру (посадка на конус - наконечник). Перемещение проводника: проводник Ø0,014 дюйма (0,36 мм) должен двигаться плавно и не допускать разрушения во внутреннем канале при дефляции баллона после его наполнения до момента достижения номинального давления разрыва (радиальная прочность внутреннего канала (канала проводника)). Извлечение стента внутрь Доставляющего катетера (перед раскрытием или после него) стент должен двигаться плавно, без застревания в дистальном конце Доставляющего катетера.
Совместимость катетера с контрастным веществом	Контрастное вещество вытекает из дистального конца Доставляющего катетера во время введения стента в проводниковый катетер.
Возможность обнаружения маркеров баллона при помощи рентгеновского излучения	Визуалицация на рентгеновском снимке: маркеры баллона должны быть видны при рентгеновском облучении
Гибкость/загибы	При сгибании нафта под углом 90 градусов с радиусом кривой 15 мм не должно наблюдаться перегибов или трещин.
Отсутствие утечек	При раздувании при РДР утечек из какой-либо части баллона наблюдаться не должно. Не должно быть утечки во внутреннем\внешнем проводнике или баллоне при расчётном давлении, не должно быть спадения внутреннего проводника. Отсутствие пузырьков воздуха внутри системы при снижении давления. (за исключением первых 5 секунд после начала снижения).
Номинальное давление	9 атм (912 кПа)
	Ø 2.25 - 3.0 мм = 16 атм (1621 кПа) / Ø 3.5 - 4.0 мм = 14 атм (1419 кПа)
Давление разрыва баллона, предел давления и утечки	Давление разрыва > номинального давления разрыва (Максимальное давление в баллоне) Отсутствие деформации, трещин и поломок перед разрывом. Появление разрыва: разрыв вдоль удлинённого стержня приемлемы. Разрыв вместе с круговым направление не должен превышать половины.
Время дефляции баллона	 Ø2,25, 2,5, 2,75 и 3,0 мм: ≤ 10 сек (для стента длиной 9-28 мм) ≤ 20 сек (для стента длиной 33-38 мм) Ø3,5 и 4,0 мм: ≤ 15 сек (для стента длиной 9-28 мм) ≤ 25 сек (для стента длиной 33-38 мм)
Время накачивания баллона	≤ 15 сек
Усталость баллона	Мин. 10 накачиваний до номинального давления разрыва. Длительность пребывания баллона в накачанном состоянии — минимум 30 сек.
Способность принять форму стенки сосуда	При номинальном давлении стент раскрывается внутри силиконовой трубки без неравномерного расправления каркаса, заломов и других повреждений.
Сопротивление смещению	Стент не должен смещаться после своего раскрытия внутри силиконовой трубки при номинальном давлении.
Скользкость наружной поверхности катетера	Фрикционное сопротивление на протяжении 10-кратного цикла не должно превышать 0,5 H.

ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИКАЦИИ
Предел прочности на разрыв для трубок	Проксимальный шафт, дистальный шафт и средний шафт: \geq 5 П Проксимальный внутренний шафт: \geq 3 Н
Предел прочности на разрыв для кончика катетера	Кончик катетера не должен отделяться от шафта. Кончик катетера должен растягиваться. Прочность на растяжение кончика ≥ 1,7 Н
Скручивающая прочность соединения (Торсионная сила сцепления)	Угол вращения до разрыва должен составлять минимум 3600 ° (10 полных вращений). Максимальный генерируемый крутящий момент должен составлять минимум 1,0 мНм
Усилие на разрыв (прочность сцепления)	Соединение проксимального шафта и хаба: ≥ 10 Н
	Соединение среднего шафта/проксимального шафта в области порта для проводника: ≥5,0 H
	Соединение баллона/дистального шафта: ≥ 5,0 Н
Коррозионная стойкость (катетер)	Отсутствие коррозии или оспин, которые впоследствии приведут к коррозии.
Оценка гемостаза	Отсутствие утечек через клапан хаба в течение 30 секунд под давлением.
Испытание на наличие царапин дистального кончика	Отсутствие вспышки кончика, когда система должна пройти через него по крайней мере один раз.
Испытание на сжатие проксимальной части шафта*	Перегиб отсутствует, если длина сжатия составляет 50 мм или менее.
Жесткость шафта при изгибе*	Дистальная часть шафта: >0,075H Средняя часть шафта: >0,84H
Сжимаемость баллона*	Должна быть возможность дефляции и возможность вывести из расширенного стента.

^{*} Данные параметры целенаправленно измерены и уточнёны производителем для модели Ultimaster Tansei.

ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИК	АЦИИ	
Наружный диаметр баллона при номинальном давлении	Ø 2.25 : 2.43= Ø 2.5 : 2.68±(Ø 2.75 : 2.93= Ø 3.0 : 3.18±(Ø 3.5 : 3.68±(Ø 4.0 : 4.18±(0.25 MM ±0.25 MM 0.25 MM 0.25 MM	7943
Толщина баллона после надувания	Ø 2.25 : 13.0 ~ Ø 2.5 : 13.0 ~ Ø 2.75 : 14.5 ~ Ø 3.0 : 15.5 ~ Ø 3.5 : 13.5 ~ Ø 4.0 : 17.5 ~	27.0 MKM - 28.5 MKM 30.0 MKM 26.5 MKM	7.00.
5	Ø L	2.25, 2.5, 2.75, 3.0 мм	3.5, 4.0 мм
	09	11.2 ± 2.0	10.7 ± 2.0
0'	12	14.6 ± 2.0	13.7 ± 2.0
	15	16.9 ± 2.0	16.7 ± 2.0
Длина баллона	18	20.4 ± 2.0	19.6 ± 2.0
	21	22.7 ± 2.0	22.6 ± 2.0
	24	26.2 ± 2.0	25.6 ± 2.0
	28	30.8 ± 2.0	30.0 ± 2.0
	33	35.4 ± 2.0	36.1 ± 2.0
	38	40.0 ± 2.0	40.6 ± 2.0
Внешний вид стента	каркаса).		ких инородных тел (больше чем 1/3 ширины контрастными метками и не должен перекрывать
30	Слой покрыт	ия: без окраски и расслоен	ия. Толщина покрытия: ≤ 30 мкм.
5		ежду непокрытыми сегме	
Толщина покрытия/	UM (Ø2,25;	Изогнутый сегмент	90 - 300 мкм
визуальный контроль	2,5; 2,75 и 3,0)	Место соединения	В горизонтальном направлении: 200-470 мкм В вертикальном: 220-490 мкм
	UL (Ø 3,5 и	Изогнутый сегмент	120 - 450 мкм

	4,0 мм)	Место	соединения	мкм/390-660 м	ном направлении: 340-6 км на краю м: 260-680 мкм/310-730	
Поперечный профиль стента	UM: Ø2,25, Ø2,5, Ø2,75, Ø3,0 MM		0.80 мм - 1.26 м	30 мм - 1.26 мм		
	UL: Ø3,5, Ø4,0 mm		0.90 мм - 1.36 м	0.90 мм - 1.36 мм		4
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			UM (MI	м)	UL (MM)	
	09		9.2 ±1.0		8.9 +0.8/-1.2	
	12		12.6 ±1		11.9 +0.8/-1.2	
	15		14.9 ±1		14.9 +0.8/-1.2	
Длина стента	18		18.4 ±1 20.7 ±1		17.8 +0.8/-1.2 -20.8 +0.8/-1.2	
	24		24.2 ±1		23.8 +0.8/-1.2	_
	28		28.8 ±1		28.2 +0.8/-1.2	
	33		33.4 ±1		34.1 +0.8/-1.2	
	38	10	38.0 ±1		38.6 +0.8/-1.2	
Ширина распорки	80 - 110 мкм 110- 140 мк			C		
Толщина стенок стента	70-100 мкм	,O		(1)	1 - 511 E	
Уровень упругой отдачи	- 1		7	40	4 77	
стента	Макс. 10%	0		0		
Радиальное усилие стента (сопротивление сдавливанию при радиально приложенной нагрузке) Сопротивление раздавливанию параллельно	100		длине стента)	0		
расположенными пластинами Усилие смещения стента (в				(2)		_
направлении вперед)	Мин. 1,3Н (начальная	пиковая нагрузка			
Усилие смещения стента (в направлении назад)	Мин, 1,3 Н	(начальная	я пиковая нагрузк	1)		
Риск смещения стента на конце доставляющего катетера		ения стент	га. Стент не долже		катетер диам. 5 Fr, выполике проводникового кат	
Визуальный контроль стента при его раскрытии до	На стенте н					
максимального диаметра			быть трещин или д появления течи (д			омента
максимального диаметра	разрыва бал Номинально внутреннего	лона или пое значени	появления течи (д			
максимального диаметра	разрыва бал	лона или пое значени	появления течи (д	о момента падени р (мм) при льном давлении	я давления). Диаметр (мм) при номинальном давл	
максимального диаметра	разрыва бал Номинально внутреннего диаметра (м 2.25 2.5	лона или пое значени	появления течи (д диамет номина	о момента падени р (мм) при льном давлении	я давления). Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва	
максимального диаметра	разрыва бал Номинально внутреннего диаметра (м 2.25	лона или пое значени	появления течи (д диамет помина 2.25 ± 0	о момента падени р (мм) при льном давлении 0.25	я давления). Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25	
максимального диаметра	разрыва бал Номинально внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0	лона или пое значени	лоявления течи (д де Диамет номина 2.25 ± 0 2.50 ± 0 3.00 ± 0	р (мм) при льном давлении 0.25 0.25 0.25	диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25	
максимального диаметра	разрыва бал Номинально внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5	лона или пое значени	появления течи (д те Диамет номина 2.25 ± 0 2.50 ± 0 3.00 ± 0 3.50 ± 0	р (мм) при льном давлении 0.25 0.25 0.25 0.25	диаметр (мм) при номинальном давля разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 3.67 ± 0.25	3
максимального диаметра	разрыва бал Номинально внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0	лона или пое значени	лоявления течи (д де Диамет номина 2.25 ± 0 2.50 ± 0 3.00 ± 0	р (мм) при льном давлении 0.25 0.25 0.25 0.25	диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25	
MA NOMY	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0	лона или пое значени	появления течи (д те Диамет номина 2.25 ± 0 2.50 ± 0 3.00 ± 0 3.50 ± 0	р (мм) при льном давлении 0.25 0.25 0.25 0.25	диаметр (мм) при номинальном давля разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 3.67 ± 0.25	
Диаметр стента в	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0	лона или пое значени мм)	лоявления течи (д де Диамет номина 2.25 ± (2.50 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (р (мм) при льном давлении 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25	3
Диаметр стента в зависимости от давления	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0	лона или пое значени	лоявления течи (д де Диамет номина 2.25 ± (2.50 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (р (мм) при льном давлении 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	диаметр (мм) при номинальном давля разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25	3
Диаметр стента в вависимости от давления накачки баллона	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0	лона или пое значени мм)	лоявления течи (д де Диамет номина 2.25 ± (2.50 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (р (мм) при льном давлении 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	диаметр (мм) при номинальном давля разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25 4.23 ± 0.25	3
Диаметр стента в зависимости от давления накачки баллона	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0	лона или пое значени о мм)	лоявления течи (де Диамет номина 2.25 ± (2.50 ± (2.75 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (7.09 в)))) деньение, 709 в 11	р (мм) при льном давлении 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25 4.23 ± 0.25	3
Диаметр стента в зависимости от давления накачки баллона	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 Ø 2,25 Да 7 8	лона или пое значени о мм)	лоявления течи (димет номина 2.25 ± (2.50 ± (2.75 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (М Давление, 709 811 912	р (мм) при льном давлении 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.	Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25 4.23 ± 0.25	3
Диаметр стента в зависимости от давления накачки баллона	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 Ø 2,25	лона или пое значени омм)	лоявления течи (димет номина 2.25 ± (2.50 ± (2.75 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (М Давление, 709 811 912 1013	р (мм) при льном давлении 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.	Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25 4.23 ± 0.25	3
Диаметр стента в зависимости от давления накачки баллона	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 Ø 2,25 Да 7 8 9 10	лона или пое значени омм)	лоявления течи (димет номина 2.25 ± (2.50 ± (2.75 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (М Давление, 709 811 912	р (мм) при льном давлении 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.	Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25 4.23 ± 0.25 7 21 25 29	3
Диаметр стента в зависимости от давления накачки баллона	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 Ø 2,25 Да 7 8 9 10 11 12 13	лона или пое значени мм) в значени мм)	лоявления течи (диамет номина 2.25 ± (2.50 ± (2.75 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (м Давление, 709 811 912 1013 1115 1216 1317	р (мм) при льном давлении 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.	Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25 4.23 ± 0.25 7 21 25 29 24	3
Диаметр стента в зависимости от давления накачки баллона	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 Ø 2,25 Да 7 8 9 10 11 12 13 14	лона или пое значени мм) в значени мм)	доявления течи (диамет номина 2.25 ± (2.50 ± (2.75 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (м Давление, 709 811 912 1013 1115 1216 1317 1419	р (мм) при льном давлении 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.	Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25 4.23 ± 0.25 7 2.5 2.6 2.6 2.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6	3
Диаметр стента в зависимости от давления	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.75 3.0 3.5 4.0 Ø 2,25 Да 7 8 9 10 11 12 13 14 15	лона или пое значени мм) в значени мм)	Диамет номина 2.25 ± (2.50 ± (2.75 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (М Давление, 709 811 912 1013 1115 1216 1317 1419 1520	р (мм) при льном давлении 2.25 2.	Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25 4.23 ± 0.25 2.64 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.67 ± 0.25 4.23 ± 0.25 3.67 ± 0.25 4.23 ± 0.25	3
Диаметр стента в вависимости от давления накачки баллона	разрыва бал Номинальнов внутреннего диаметра (м 2.25 2.5 2.75 3.0 3.5 4.0 Ø 2,25 Да 7 8 9 10 11 12 13 14	лона или пое значени мм) в значени мм)	доявления течи (диамет номина 2.25 ± (2.50 ± (2.75 ± (3.00 ± (3.50 ± (4.00 ± (м Давление, 709 811 912 1013 1115 1216 1317 1419	р (мм) при льном давлении 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.	Диаметр (мм) при номинальном давл разрыва 2.43 ± 0.25 2.68 ± 0.25 2.94 ± 0.25 3.20 ± 0.25 4.23 ± 0.25 4.23 ± 0.25 2.64 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.67 ± 0.25 4.23 ± 0.25 3.67 ± 0.25 4.23 ± 0.25	3

		18	1824	2,51
	Ø 2,5	10	1027	2,01
	0 2,3	Давление, атм	Давление, кПа	Диаметр (мм) ± 0.25
		7	709	2,42
		8	811	2,46
		9	912	2,50
		10	1013	2,53
		11	1115	2,56
				2,59
		12	1216	2,61
		13	1317	2,64
		14	1419	2,66
		15	1520	
		16	1621	2,68
		17	1723	2,71
		18	1824	2,73
	Ø 2,75		- H	TT 00 () 1 0 25
		Давление, атм	Давление, кПа	Диаметр (мм) ± 0,25
		7	709	2,66
		8	811	2,71
		9	912	2,75
		10	1013	2,79
		11	1115	2,82
		12	1216	2,84
		13	1317	2,87
		14	1419	2,89
		15	1520	2,92
		16	1621	2,94
		17	1723	2,97
	3	18	1824	3,00
	Ø 3,0			
		Давление, атм	Давление, кПа	Диаметр (мм) ± 0,25
		7	709	2,89
	122	8	811	2,95
	2	9	912	3,00
		10	1013	3,04
		11	1115	3,07
	4	12	1216	3,10
		13	1317	3,13
**	1	14	1419	3,16
		15	1520	3,18
9		16	1621	3,20
3		17	1723	3,23
		18	1824	3,25
	Ø 3,5			- V
		Давление, атм	Давление, кПа	Диаметр (мм) $\pm 0,25$
29		7	709	3,39
		8	811	3,45
		9	912	3,50
	1	10	1013	3,55
Q.		10		
\$		11	1115	3,58
4				
SUTI		11	1115	3,58
BUTTE		11 12	1115 1216	3,58 3,62
BUTTEN		11 12 13 14	1115 1216 1317 1419	3,58 3,62 3,64
SMATING		11 12 13 14 15	1115 1216 1317 1419 1520	3,58 3,62 3,64 3,67 3,70
PONALINA		11 12 13 14 15 16	1115 1216 1317 1419 1520 1621	3,58 3,62 3,64 3,67 3,70 3,73
SUTIEN OO		11 12 13 14 15 16 17	1115 1216 1317 1419 1520 1621 1723	3,58 3,62 3,64 3,67 3,70 3,73 3,75
supendod 4	0.40	11 12 13 14 15 16 17	1115 1216 1317 1419 1520 1621	3,58 3,62 3,64 3,67 3,70 3,73
supendod?	Ø 4,0	11 12 13 14 15 16 17	1115 1216 1317 1419 1520 1621 1723 1824	3,58 3,62 3,64 3,67 3,70 3,73 3,75 3,78
Rupopuallus	Ø 4,0	11 12 13 14 15 16 17	1115 1216 1317 1419 1520 1621 1723 1824	3,58 3,62 3,64 3,67 3,70 3,73 3,75 3,78
supendodn'	Ø 4,0	11 12 13 14 15 16 17 18 Давление, атм 7	1115 1216 1317 1419 1520 1621 1723 1824 Давление, кПа	3,58 3,62 3,64 3,70 3,73 3,75 3,78 Диаметр (мм) ± 0,25 3,86
информация получена В получена	Ø 4,0	11 12 13 14 15 16 17	1115 1216 1317 1419 1520 1621 1723 1824	3,58 3,62 3,64 3,67 3,70 3,73 3,75 3,78

	1.	1117	4.10	
	11	1115	4,10	
	12	1216	4,15	
	13	1317	4,19	
	14	1419	4,23	
	15	1520	4,27	
	16	1621	4,31	
	17	1723	4,35	0
	18	1824	4,40	
Уменьшение длины стента при раскрытии (зависимость длины от диаметра)	UM: Ø2,25, Ø2,5, Ø2,75, Ø3,0 MM	±2,0 мм (для стента д ±3,0 мм (для стента д ±3,0 мм (для стента д	длиной 33-38 мм)	D'
	UL: Ø3,5, Ø4,0 mm	±4,0 мм (для стента		
Усталость стента (радиальная)	Визуальный контроль на наличие трещин и повреждений после испытания в течение 400 млн. циклов.			
Коррозионная стойкость стента	Образование оспин при достижении потенциала разрушения.			
Состав металла	Кобальто-хромовый сплав L605 (ASTM F90)			
Площадь свободной поверхности стента и площадь наружной поверхности стента	Ø 2,25 mm: 80%, Ø 2,5 mm: 82%, Ø 2,75 mm: 83 %, Ø 3,0 mm: 85%, Ø 3,5 mm: 84%, Ø 4,0 mm : 86%			
Испытание возможности доставки стента в боковые ответвления артерий	Испытание путем моделирования (не должно наблюдаться сопротивления/смещения во время ввода каждого стента в модель разветвляющегося сосуда, а также в раскрытом состоянии после установки стента на место).			
Совместимость с МРТ	Отсутствие миграции и приемлемый нагрев при 3Tл Качество MPT сохраняется, но в ограниченной области			
Краткосрочная целостность покрытия	После работы в модели ASTM дефект покрытия не должен наблюдаться			
Анализ напряжений/деформаций	Коэффициент запаса устойчивости к деформациям > 1.			
Видимость в рентгеновском излучении	Четкая видимость в р	ентгеновском излучени	И	2
Гибкость/перегибы	давлении разрыва) сг диаметр максимально диаметра стента, указ		и посредине вокруг сте гента должен составлят	ержня с r = 10 мм, гь не более 50% от
Стойкость покрытия	На покрытии не должно обнаруживаться никаких дефектов после испытания в течение 40 млн. циклов.			
Микрочастицы в покрытии	Количество частиц размером 10 мкм и более: не превышает 6000. Количество частиц размером 25 мкм и более: Не превышает 600.			
Равномерность диаметра в раскрывшемся состоянии	Внутренний диаметр дистальной, средней и проксимальной частей стента должен быть пределах ±5% по отношению к среднему значению всех трех диаметров			
Фиксирование гибкости стента		трещин и повреждений		
Визуальная инспекция аблюминального покрытия	Отсутствие дефектов стента	покрытия и равномерно	ость покрытия аблюмин	нальной стороны
Упаковка				

Визуальный контроль (Упаковка и этикетка)	Изделие хранится в отдельной коробке, в которую входит Инструкция по применению изделия и алюминиевый пакет. Алюминиевый пакет легко открывается и содержит блистерную упаковку, десикатор и поглотитель кислорода. Блистерная упаковка также легко открывается и содержит лист соответствия и трубкудержатель, в которую вставляется система коронарного стента с покрытием Сиролимус Ultimaster Tansei, предусмотренная с фиксаторами и фиксатором с иглой для промывки. Достаточно установить хаб на трубку-держатель и защитную оболочку стента на дистальную часть системы стента. Определенные этикетки прикреплены на отдельной коробке, алюминиевом пакете и блистерной упаковке каждый и напечатанные описания фактически разборчивы. Размер стента, номер лота и дата истечения срока годности на этикетках для отдельной коробки и алюминиевого пакета указаны корректно.
Концентрация кислорода	≤ 1%
Влажность	≤ 40%
Микробный барьер	Качество бумаги соответствует требованиям к уровню устойчивости к проникновению микробов.
Целостность упаковки	Отсутствие течей в области всех герметизирующих кромок на протяжении 20 секунд.

Характеристики лекарственного препарата ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИФИКАЦИИ От 85,0% до 115,0% от номинальной дозы. В колонке внизу указаны спецификации по весу для отдельных Кодов изделия. Код изделия Норма (мкг) Код изделия Норма (мкг) DE-RQ2209KSM 36 ± 5 DE-RQ3009KSM 36 ± 5 DE-RQ2212KSM 49 ± 7 DE-RQ3012KSM 49 ± 7 DE-RQ2215KSM 58 ± 9 DE-RQ3015KSM 58 ± 9 72 ± 11 DE-RQ3018KSM 72 ± 11 DE-RQ2218KSM DE-RQ2221KSM $81 \pm 12,15$ DE-RQ3021KSM $81 \pm 12,15$ DE-RQ2224KSM 94 ± 14 DE-RQ3024KSM 94 ± 14 DE-RQ2228KSM 112 ± 17 DE-RQ3028KSM 112 ± 17 130 ± 19 DE-RQ3033KSM 130 ± 19 DE-RQ2233KSM DE-RQ2238KSM 148 ± 22 DE-RQ3038KSM 148 ± 22 35 ± 5 DE-RQ2509KSM 36 ± 5 DE-RQ3509KSM 49 ± 7 DE-RQ3512KSM 46 ± 7 DE-RQ2512KSM 58 ± 9 DE-RQ2515KSM 58 ± 9 DE-RQ3515KSM Дозировка лекарственного вещества 69 ± 10 72 ± 11 DE-RQ2518KSM DE-RQ3518KSM $81 \pm 12,15$ $81 \pm 12,15$ DE-RQ2521KSM DE-RQ3521KSM DE-RQ2524KSM 94 ± 14 DE-RQ3524KSM 93 ± 14 DE-RQ3528KSM 110 ± 16 DE-RQ2528KSM 112 ± 17 130 ± 19 DE-RQ3533KSM 133 ± 20 DE-RQ2533KSM DE-RQ2538KSM 148 ± 22 DE-RQ3538KSM 151 ± 22 DE-RQ2709KSM 36 ± 5 DE-RQ4009KSM 35 ± 5 49 ± 7 DE-RQ2712KSM DE-RQ4012KSM 46 ± 7 DE-RQ2715KSM 58 ± 9 DE-RQ4015KSM 58 ± 9 DE-RQ2718KSM 72 ± 11 DE-RQ4018KSM 69 ± 10 DE-RQ2721KSM DE-RQ4021KSM $81 \pm 12,15$ $81 \pm 12,15$ DE-RQ2724KSM 93 ± 14 94 ± 14 DE-RQ4024KSM DE-RQ2728KSM DE-RQ4028KSM 110 ± 16 112 ± 17 130 ± 19 DE-RQ4033KSM 133 ± 20 DE-RQ2733KSM 151 ± 22 DE-RQ2738KSM 148 ± 22 DE-RQ4038KSM

ПАРАМЕТРЫ	СПЕЦИФИКАЦИ	И		
	Код изделия	Вес (мкг) Код изд	елия	Вес (мкг)
	DE-RQ2209KSM	30 - 47	DE-RQ3009KSM	30 - 47
	DE-RQ2212KSM	41 - 64	DE-RQ3012KSM	41 - 64
	DE-RQ2215KSM	49 - 76	DE-RQ3015KSM	49 - 76
	DE-RQ2218KSM	60 - 93	DE-RQ3018KSM	60 - 93
	DE-RQ2221KSM	68-105	DE-RQ3021KSM	68-105
	DE-RQ2224KSM	79 - 123	DE-RQ3024KSM	79 - 123
	DE-RQ2228KSM	94 - 146	DE-RQ3028KSM	94 - 146
	DE-RQ2233KSM	109 - 170	DE-RQ3033KSM	109 - 170
	DE-RQ2238KSM	124 - 193	DE-RQ3038KSM	124 - 193
	DE-RQ2509KSM	30 - 47	DE-RQ3509KSM	29 - 45
	DE-RQ2512KSM	41 - 64	DE-RQ3512KSM	39 - 60
	DE-RQ2515KSM	49 - 76	DE-RQ3515KSM	49 - 76
Количество поли (DL-лактид-ко-	DE-RQ2518KSM	60 - 93	DE-RQ3518KSM	58 - 90
капролактона) в слое лекарственного	DE-RQ2521KSM	68-105	DE-RQ3521KSM	68-106
вещества (без учета базового покрытия)	DE-RQ2524KSM	79 - 123	DE-RQ3524KSM	78 - 121
	DE-RQ2528KSM	94 - 146	DE-RQ3528KSM	92 - 143
	DE-RQ2533KSM	109 - 170	DE-RQ3533KSM	111 - 173
	DE-RQ2538KSM	124 - 193	DE-RQ3538KSM	126 - 196
	DE-RQ2709KSM	30 - 47	DE-RQ4009KSM	29 - 45
	DE-RQ2712KSM	41 - 64	DE-RQ4012KSM	39 - 60
	DE-RQ2715KSM	49 - 76	DE-RQ4015KSM	49 - 76
	DE-RQ2718KSM	60 - 93	DE-RQ4018KSM	58 - 90
	DE-RQ2721KSM	68-105	DE-RQ4021KSM	68-106
	DE-RQ2724KSM	79 - 123	DE-RQ4024KSM	78 - 121
	DE-RQ2728KSM	94 - 146	DE-RQ4028KSM	92 - 143
20	DE-RQ2733KSM	109 - 170	DE-RQ4033KSM	111 - 173
	DE-RQ2738KSM	124 - 193	DE-RQ4038KSM	126 - 196
Выделение лекарственного вещества:	0,5 часа: 8% ≤ ског	ость выделения ≤ 30 ость выделения ≤ 60	5%	170
Сорреляция лекарственного вещества in vitro-in vivo (IVIVC)	A. A.	o-in vivo профиля вь	деления лекарственн	ного вещества
Тримеси/деграданты в составе	была аттестована.	TI II < 1 00/ MONETON II	атегории. Общее ко.	THURSTON
векарственного вещества	примесей/деградан	тов: ≤2,0%.	атегории. Оощее ко.	личество
Остаточный ацетон	Не более 0,5 мг на			
Анализ подлинности лекарственного вещества	ИК спектр тонкопл см ⁻¹ , 1645 см ⁻¹ и 99	пеночного препарата 95 см ⁻⁾	образца показывает	максимум при 175
Эндотоксины	<20 ЭЕ/стент	V	_	,

Игла для промывки (Ultimaster, Ultimaster Tansei)

Наименование испытания	Спецификации
Внешний вид	Отсутствуют пятна, инородные тела, коллапс Клея не должно быть больше или меньше, клей не должен быть разрбрыган, клей не должен выпадать, отсутствует черезмерная утечка во внутренний просвет. Отсутствует изгиб/излом иглы.
Эффективная длина иглы	10±1 mm
Параметры эффективности инфузии	Отсутствие закупоривания иглы (при давлении 1 ± 0.5 кг/ см2 в течение 2 ± 1 сек.)
Прочность скрепления хаба и канюли	≥ 22 H
Совместимость защитного чехла и хаба	Отсутствие неплотного соединения
Масса иглы	0,1 г

Описание клейких этикеток учета и отслеживаемости изделия

Маркировка упаковки содержит клейкие этикетки учета и отслеживаемости изделия – стикеры для прикрепления к истории болезни и другим записям пациента, которому имплантирован стент, а именно:

На пользовательской упаковке (индивидуальной коробке): этикетки малые — 6 шт., этикетки большие со штрих-кодом — 2 шт.



На вторичной (алюминиевой) упаковке: этикетки малые – 2 шт., этикетки большие со штрих-кодом – 1 шт.



160212

TERUMO Ultimaster™ 3.0-9


DE-RD3009KSM □ 160212

160212

Карта имплантата

Карта имплантата предназначена для заполнения врачом (данные пациента, врача, лечебнопрофилактического учреждения, дата установки импланта, данные импланта) и передачи пациенту, которому имплантирован стент, для дальнейшего личного хранения (рекомендуется всегда носить с собой) и предоставления всем медицинским работникам при оказании медицинской помощи.

Карта имплантата (макет) с оборотной стороны:



Содержание карты имплантата с оборотной стороны:

Patient / Patient / Patient / Paciente / Paciente / Patient / Patient / Patient / Patient / Patient / Patient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Pacient / Παμμέμτ / Hasta / Pacient

Physician / Médecin / Arzt / Médico / Médico / Medico / Arts / Läkare / Læge / Lege / Lääkäri / Ιστρός / Βραч / Lekarz / Kezelőorvos / Lékař / Lekár / Arst / Ārsts / Gydytojas / Zdravník / Lekar / Doctor / Лекар / Лікар / Doktor / Liječník

Hospital / Hōpital / Krankenhaus / Hospital / Hospital / Ospedale / Ziekenhuis / Sjukhus / Sygehus / Sykehus / Sairaala / Nодокоџајо / Лечебное-профилактическое учреждение / Szpital / Kórház / Nemocnice / Nemocnica / Haigla / Slimnica / Ligoninė / Bolniča / Bolniča / Spital / Болница / Лікарня / Hastane / Bolnica

Implant Date / Date de l'implant / Implantationsdatum / Fecha del Implante / Data do implante / Data impianto / Datum van implantatie / Implantationsdatum / Implantationsdato / Implantat, dato / Implantin asettamispäivämäärä / Ημερομηνία εμφυτεύματος / Дата имплантации / Data implantu / Implantáció dátuma / Datum implantace / Dátum implantácie / Implantaadi kuupäev / Implanta datums / Implantavimo data / Datum vsadka / Datum implantiranja / Data implant / Дата на имплант / Дата імплантації / Implant Tarihi / Datum implantacje


Patient

Physician

Hospital

Implant Date

Данные пациента, врача, лечебно-профилактического учреждения, дата имплантации



DE34M203-01

asettamoparvamaara / Hjopoppon upolipeljorok / Ijara имглангация / Data implantu / Implantaio didema / (Mateu, implantace / Datum implantaice / Implantaiok kurojeks / Implanta duturos / Implantariem duta / Datum vedela / Butum implantariaja / Data implant (Jara на имеллен / Дата імельнегаці / Implant Iranhi / Datum implantacije

Implant Date

Attach Label

Apposer une étiquette / Etikett aufkleben / Pegar etiqueta / Anexar etiqueta / Etiketta / Label toevoegen / Fast étikett har / Fastgor mærkat / Sett på etikett / Kiinnitä etiketti / Τοροθέτηση ετικέτος / Πρικροημιτο эτικετικу / Dolącz etykietę / Információs kártya / Připojit štítek / Pripojit štíte



Прикрепить большую клейкую этикетку со штрих-кодом с индифидуальной коробки на карту Имплантата

Карта имплантата (макет) с передней стороны:

bream for the properties of th

TOTORING COROLAGE VERMING STREET STRE

TERUMO
Ultimas eluting coronery stent system
Sirolimus eluting coronery stent system

www.terumo-europe.com





TERUMO, Ultimaster and Tansel are trademarks of TERUMO CORPORATION.

requirements of the property o

For inger at leaf MS 3 about 9 about 9 feet information, violence of the compact of plan of plan and plan the major in the compact of plan at least of plan at

Please, carry this card at all times. Show it to any medical personnel who may be treating you.

Veillez à toujours conserver cette carte sur vous. Présentez-la à chaque professionnel de la santé s'occupant de vous.

Bitte tragen Sie diesen Ausweis stets bei sich. Zeigen Sie ihn allen medizinischen Fachkräften, die Sie behandeln.

Lleve siempre consigo esta tarjeta y muéstresela a todo el personal médico que se encargue de su tratamiento.

Tenha este cartão sempre consigo. Mostre-o a qualquer pessoa clínico que lhe possa prestar cuidados.

Si prega di portare la presente scheda sempre con sé, All'occorrenza mostraria al personale medico.

Draag deze kaart altijd bij u. Laat hem zien aan behandelend medisch personeel.

Ha alltid detta kort med dig. Visa det för all vårdpersonal du kommer i kontakt med.

Hav altid dette kort på dig. Vis det til det medicinske personale, der behandler dig.

Ha dette kortet med deg til enhver tid. Vis det til alt helsepersonell som eventuelt behandler deg.

Pidä tämä kortti aina mukanasi. Näytä se jokaiselle sinua hoitavalle hoitohenkilölle.

Να έχετε πάντοτε μαζί σας την κάρτα. Να την επιδεικνύετε στο ιατρικό προσωπικό που σας φροντίζει.

Всегда носите эту карточку с собой. Показывайте ее всем медицинским работникам, которые могут оказывать вам медицинскую помощь.

Proszę nosić tę kartę przy sobie przez cały czas. Należy ją pokazać każdemu personelowi medycznemu, który będzie wykonywał badania

Kérem, ezt a kártyát minden esetben tartsa magánál. Minden egészségügyi személynek mutassa meg, aki kezeli Önt.

Kartu mějteneustále při sobě. Ukažte ji ošetřujícímu lékařskému personálu.

Noste tuto kartu vždy pri sebe. Ukážte ju zdravotníckemu personálu, ktorý vám poskytuje zdravotnícku starostlivosť.

Palun kandke seda kaarti alati endaga kaasas. Näidake seda kõigile meditsiinitöötajatele, kes teid ravivad.

Lūdzu, nēsājiet šo karti līdzī visu laiku. Uzrādiet to medicīniskajam personālam, kas Jūs ārstēs.

Prašome šią kortelę visada nešiotis su savimi. Parodykite ją bet kokiam jus gydančiam medicinos personalui.

To kartico imejte vedno pri sebi. Pokažite jo kateremu koli članu bolnišničnega osebja, ki vas oskrbuje.

Uvek nosite ovu karticu sa sobom. Pokažite je medicinskom osoblju koje vas leči.

Vă rugăm să pur tați la dvs. acest card în permanență. Arătațipersonalului medical care vă tratează.

Носете тази карта винаги със себе си. Покажете я на всяко медицинско лице, което може да ви лекува.

Будь ласка, завжди носіть цю картку з собою. Показуйте її будь-якому медичному працівнику, який може вас лікувати.

Lütfen bu kartı sürekli taşıyın. Sizi tedavi edebilecek bütün sağlık personellerine gösterin.

Karticu nosite u svakom trenutku. Pokažite je svim članovima medicinskog osoblja koji vas liječe.

Содержание карты имплантата с передней стороны:

| mplant card Card implant, Implantatewebs / Sayeta de implante / Cardao de implante / Sdréda implanto / Implantatore / Sdréda implanto / Implantatore / Imp

STORITING COCONARY SERVE STREET SYSTEM TO STREET ST

TERUNO JOHN TONSE!

Draag deze kaart altijd bij u. Laat hem zien aan behandelend medisch personeel.

Ha alltid detta kort med dig. Visa det för all vårdpersonal du kommer i kontakt med.

Hav altid dette kort på dig. Vis det til det medicinske personale, der behandler dig.

Ha dette kortet med deg til enhver tid. Vis det til alt helsepersonell som eventuelt behandler deg.

Pidä tämä kortti aina mukanasi. Näytä se jokaiselle sinua hoitavalle hoitohenkilölle.

Να έχετε πάντοτε μαζί σας την κάρτα. Να την επιδεικνύετε στο ιατρικό προσωπικό που σας φροντίζει.

Всегда носите эту карточку с собой. Показывайте ее всем медицинским работникам, которые могут оказывать вам медицинскую помощь.

Всегда носите эту карточку с собой. Показывайте ее всем медицинским работникам, которые могут оказывать вам медицинскую помощь.

TERUMO DE TONSEI

Sirolimus eluting coronary stent system

Sirolimus eluting coronary stent system / Système de stent coronaire à libération de sirolimus / Sirolimus freisetzendes Koronar Stent Coronario Farma coactivo con recubrimiento de Sirolimus / Stent coronario libertador de Sirolimus / Stent coronario libertador de Sirolimus / Stent coronario a rilas do di farma co sirolimus / sirolimus eluerend coronair stentsysteem / Sirolimus läkemedels bärand e koronar stent / Sirolimus afgivende koronarstent / Sirolimus frigivende intra - koronar stent / sirolimus päällysteinen korona ristenttijärjestelmä / Σύστημο ενδοπρόθεσης στεφανιαίων αποδεσμευσης Sirolimus / Сиролимусвыделяющий коронарный стент / System stentu wieńcowego uwalniającego sirolimus / Sirolimus - Kibocsátó koronária sztent rendszer / koronární stent systém uvolňující sirolimus / sirolimus uvolňujúci koronárný stentový systém / sirolimus salınımlı koroner stent sistemi / sirolimus teritav pärgarteri stendisüsteem / Sirolimu izdaloša koronárā stenta sistéma / Vaistą Sirolimus išskiriančio koronarin io stento sistema / sistem koronarne opomice prevlečene s sirolimus om / korona mistent sistem koji oslobadja lek sirolimus / stent согонаrian farma cologic activ cu eliberare de Sirolimus / Коронарен стент излъчвати сироли мус / Стент-система коронарна сіролімус-елютуюча / Sustav koronarnog stenta za izlučívanje sirolimus

Implant card

Implant Card / Carte de l'implant / Implantatausweis / Tarjeta de implante / Cartão do implante / Scheda impianto / Implantationskort / Implanta


Сиролимус выделющий коронарный стент Карта на имплант

For important MRI safety or other stent information, visit www.terumo-europe.com / Pour de plus amples informations de sécurité concernant l'IRM ou d'autres informations sur le stent, consultez www.terumo-europe.com / Wichtige Informationen zur MRT-Sicherheit oder Stents finden Sie auf w www.terumo-europe.com / Para obtener información importante sobre seguridad en resonancias magnéticas y otra información sobre stents, visite www.terumo-europe.com/Para obter informações de segurança de RM importantes ou sobre stents, visite www.terumo-europe.com / Per ulteriori informazioni sullo stent o sulla sicurezza della risonanza magnetica, consultare il sito Web all'indirizzo: www.terumo-europe.com / Ga voor belangrijke informatie over de stent of de veiligheid van MRI naar www.terumo-europe.com /Viktig information om säkerhet vid magnetröntgen och an nan stentrelaterad information finns på www.terumo-europe.com / For vigtig eoplysninger om MR-sikkerhed og andre stentoplysninger; besøg www.terumo-europe.com / Besøk www.terumo-europe.com for viktig informasjon om MRI-sikkerhet eller stent / Tärkeitä MRI-tur vall isuutta tai muita, stentte jä koskevia tietoja on osoitteessa www.terumo-europe.com / Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σε περιβάλλον μαγχητικού συντονισμού (MRI) ή άλλες πληρ οφορίες για την ενδοπρόθεση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.terumo-europe.com/Βακιγιο и ικφορωαμικο о безопасности при проведении MPT и другие сведения о стенте можно получить на сайте www.tenumo-europe.com / Ważne informacje odnośnie bezpieczeństwa rezonan su magnetycznego MRI ora z inne informacje dotyczące stentów można z naleźc pod adresem www.terumo-europe.com / Fontos MRI biztonsági és egyéb, sztenttel kapcsolatos adatokért látogasson el a www.terumo-europe.com oldalra. / Další informace o stentu a bezpečnosti z hlediska magnetické rezonance naleznete na webu www.terumo-europe.com / Dôležíté bezpečnostné informá cie týkaj úcesa MRI a lebo iné informácie o stentoch nájdete na webovej stránkew www.terumo-europe.com / Olulist informatsiooni MRI oh utuse ja muude stenti puudutavale kuismuste kohta leiate aadressilt www.terumo-europe.com / La i iegūtu sva rigu informāciju par MRI drošību vai cita veida informāciju par stentu, apmeklējiet: www.terumo-europe.com. / Śwarbią informaciją apie magnetinio rezonanso tyri mo saugumą ir stentą rasite interneto sveta inėje www.terumo-europe.com. / Za pomembne varnostne i nformacije MRĪ ali druge informacije o opornici obiščite spletno mesto www.terumo-europe.com / Da biste saznali važne informacije o bez bednosti veza noj za magnetnu rezona ncu i druge informacije o stentu, posetite www.terumo-europe.com / Pentru informatji i mportante privind siguran ja in timpul ecografiei sau pentru alte informații privind stentul, accesați w ww.terumo-europe.com / За важна информация за ЯМР или друга информация за стената посетете w www.terumo-europe.com / Для отримання важливої інформації щодо безпеки виконання MPT або і ншої інформації стосовно стенту відві зайте веб-сайт www.terumo-europe.com/ Önem). MRI qüvenliği veya diğer stent bilgileri i cin www.terumo-europe.coma dresin i ziyaret edin / Da biste prona ŝi sigum osne informacije o magnetskoj rezonanci (MRI) ili druge informacije o stentu, posjeti te stranicu www.terumo-europe.com

Важную информацию о безопасности при проведении MPT и другие сведения о стенте можно получить на сайте www.terumo-europe.com








Morry Veha C Octument Nambrol

TERUMO EUROPE N.V.

Monterumo ediogercom

Ultimaster Tansei TERUMO



5. Информация о лекарственном веществе

Сиролимус – препарат на основе лимуса, обладающий высокой эффективностью в подавлении клеток гладких мышечных тканей.

Сиролимус - цитостатическое лекарственное вещество, снижающее хроническое отторжение аллотрансплантата у пациентов, перенесших пересадку печени, почек и сердца, при условии систематического использования. Сиролимус также используется в различных стентах с лекарственными покрытиями, проявляя эффективность в ингибировании роста клеток гладкой мускулатуры и, как следствие, снижая вероятность рестеноза. Применяется в малых дозах: 3,9 мкг/мм длины стента.

Сиролимус, фармацевтический компонент покрытия стента, поставляется компаниями Biocon LTD, Индия или Fujian Kerui Pharmaceutical Co Ltd, Китай. Сиролимус в составе данного изделия не оказывает системного действия на организм.

Сиролимус представлен на рынке как Rapamune (рапамун) и является иммунодепрессивным средством.

Формула лекарственного вещества

Сиролимус является макроциклическим лактоном, производимым Streptomyces hygroscopicus. Химическое название сиролимуса (также известного как рапамицин): (3S[3R*[S*(1R*,3S*,4S*)),6S*,7E,9S*,10S*,12S*,14R*,15E,

17E,19E,21R*,23R*,26S*,27S*,34aR*]]-(9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-гексадекагидро-9,27-дигидрокси-3-[(1 R)-2- [(1S,3R,4R)-4-гидрокси-3-метоксициклогексил]-1

метилэтил]-10,21-диметокси-6,8,12,14,20,26-гексаметил-23,27-эпокси-3H-пиридо[2,1с][1,4]оксаазациклогентриаконтин-1,5,11,28,29(4H,6H,31 H)- пентон. Молекулярная формула - C51H79NO13, молекулярная масса - 914,19. Номер CAS - 5312388-

Структурная формула сиролимуса:

Сиролимус представляет собой порошок от белого до грязно-белого цвета, нерастворимый в воде, но легкорастворимый в бензиловом спирте, хлороформе, ацетоне и ацетонитриле.

Лекарственное взаимодействие

Лекарственные средства, действующие через тот же связывающий белок (FKBP), могут снижать эффективность сиролимуса. Сиролимус метаболизируется при участии СҮРЗА4. Сильные ингибиторы СҮРЗА4 (например, кетоконазол) могут создавать повышенную концентрацию сиролимуса, достигающую уровней, способных вызвать системное действие, особенно при применении нескольких стентов. Системное воздействие сиролимуса необходимо принимать во внимание также в том случае, если пациент одновременно получает системную иммуносупрессивную терапию. Основываясь на результатах исследования фармакокинетики сиролимуса в теле человека установлено, что системное воздействие сиролимуса на организм после имплантации стента незначительно.

Компоненты лекарственного покрытия стента Ultimaster, Ultimaster Tansei

С целью оптимизации производительности с минимальным количеством препарата и содержанием полимера в представленном медицинском изделии покрытием кобальто-хромового коронарного стента является сиролимус в матрице полимера PDLLA-PCL (поли (D, L-лактид-ко-капролактон)) Этот биоразлагаемый полимер был выбран для достижения непрерывного освобождения сиролимуса через определенный период времени.

Принцип нанесения лекарственного покрытия

Стент Ultimaster, Ultimaster Tansei имеет двуслойное покрытие, состоящее из базового слоя и матричного слоя лекарственного препарата с высоким соотношением лекарственного вещества к полимеру 1:1. Базовый слой и полимерный носитель лекарства, сополимер, имеют одинаковый состав и тип разложения. Основным нововведением является так называемое градиентное покрытие, оставляющее изгибы и связывающие части стента свободными от основного покрытия, и, таким образом, препятствующее образованию трещин при расширении стента.

Чтобы предотвратить замедление процесса эндотелизации вследствие выделения лекарственного вещества, а также попадание лекарства в кровоток, слой лекарственного вещества нанесен ассиметрично по отношению к стенке сосуда, аблюминально: лекарство отсутствует на люминальной поверхности (поверхности, обращенной в просвет сосуда) стента.

Профиль высвобождения лекарственного средства настроен на оптимальную биологическую реакцию: первое высвобождение будет ослаблять травмы и воспаление, вызванное манипуляциями с катетером и имплантацией стента. Оставшийся препарат сиролимуса будет высвобожден во время деградации полимера в течение 3-4 месяцев, после чего стент с лекарственным покрытием станет непокрытым металлическим стентом. Непокрытый стент является пожизненным имплантатом и используется для дальнейшей поддержки артерии.


Схематическое изображение конфигурации аблюминального покрытия



Покрытие с градиентным рельефом на изгибах и в местах соединений стента



Фотографическое увеличенное изображение градиентного покрытия, оставляющее изгибы и места соединений без слоя покрытия с лекарством



6. Условия эксплуатации

Изделие предназначено для применения обученным медицинским персоналом в условиях операционной: при комнатной температуре воздуха не более 25°C.

Диапазон температур при использовании стента – температура тела от +36 до +42°C.

Относительная влажность при использовании – 100% (контакт с кровью)

Атмосферное давление: 86 – 106 кПа

7. Условия транспортирования и хранения

Информация о хранении и транспортировке представлена на ярлыке алюминиевой упаковки, индивидуальной и транспортной коробки, а также в инструкции по эксплуатации.

Устройство упаковано в условиях вакуума, исключающих контакт с кислородом.

Алюминиевая упаковка содержит поглотитель кислорода и поглотитель влаги. Выбросите их, не вскрывая.

После открытия алюминиевой упаковки изделие следует использовать в течение 12 часов. Не храните устройство в блистерном пакете.

Устройство может транспортироваться любым крытым транспортом при соблюдении условий перевозки.

Температура хранения (в алюминиевой упаковке): 1 - 30 °C.

Относительная влажность: не более 60 %. Ультимастер упакован в Алюминиевый пакет. Поэтому, если пакет не открыт, то даже при 100% влажности, воздействия на медицинское изделия не будет – в этом случае пострадает только картонная индивидуальная упаковка. Атмосферное давление: 86 – 106 кПа

8. Срок службы, срок годности

Срок годности изделия 24 месяца.

Предусмотренный срок службы стента – пожизненный с момента установки.

9. Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Стандарты, указанные ниже, применимы к обоим вариантам исполнения Ultimaster и Ultimaster Tansei.

HOMEP	ДАТА ВЫДАЧИ	НАЗВАНИЕ
EN 556-1	2001	Стерилизация изделий медицинского назначения - Требования к медицинским изделиям для признания СТЕРИЛЬНЫМИ - часть 1: Требования к изделиям медицинского назначения заключительной стерилизации».
EN 556-1/AC	2006	Стерилизация изделий медицинского назначения - Требования к медицинским изделиям для признания СТЕРИЛЬНЫМИ - часть 1: Требования к изделиям медицинского назначения заключительной стерилизации».
EN 868-5	2018	Упаковка изделий медицинского назначения заключительной стерилизации - Часть 5: Герметичные пакеты и рулоны пористых материалов и конструкций пластиковой пленки - Требования и методы испытаний
EN 980	2008	Графические символы для использования в маркировке медицинских изделий
EN 1041	2008	Информация, поставляемая производителем вместе с медицинскими изделиями
EN 1041/A1	2013	Предоставление информации благодаря производителю медицинских продуктов
EN 62570	2015	Общепринятая практика для маркировки медицинских устройств и других пунктов для безопасности в среде магнитного резонанса
EN 62366-1 AC:2015	2015	Медицинские устройства - Часть 1: Применение разработки удобства пользования к медицинским устройствам (=IEC 62366-1:2015)
EN ISO 643	2012	Стали - микрографические определение видимого размера зерна (ISO 643:2012)
EN ISO 780	2015	Упаковка - упаковка Распределения - Графические символы для обработки и хранения пакетов (ISO 780:2015)
EN ISO 10555-1/A1	2017	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые - Часть 1: Общие требования (ISO 10555-1:2013, Исправленная версия 2013- 07-01)
EN ISO 10555-4	2013	Катетеры внутрисосудистые стерильные одноразовые - Часть 4: Расширительные катетеры-баллоны (ISO 10555-4:2013)
EN ISO 10993-1	2009	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 1: Оценка и тестирование в рамках процесса управления рисками (ISO 10993-1:2009)
EN ISO 10993-1/AC	2010	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 1: Оценка и тестирование в рамках процесса управления рисками - Техническое исправление 1 (ISO 10993-1:2009/Cor 1:2010)
EN ISO 10993-3	2014	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 3: Испытания на генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность (ISO 10993-3:2003)
EN ISO 10993-4	2017	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 4: Выбор испытаний для взаимодействия с кровью (ISO 10993-4:2002, включая Amd 1:2006)
EN ISO 10993-5	2009	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 5: Тест на цитотоксичность in vitro (ISO 10993-5:2009)
EN ISO 10993-6	2016	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 6: Испытания на местное действие после имплантации (ISO 10993-6:2007)
EN ISO 10993-9	2009	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 9: Рамки для идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации (ISO 10993-9:2009)
EN ISO 10993-10	2013	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 10: Испытания на раздражение и сенсибилизацию кожи (ISO 10993- 10:2010)

EN ISO 10993-11	2018	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 11: Испытания на системную токсичность (ISO 10993-11:2006)
EN ISO 10993-12	2012	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 12: Подготовка образцов и эталонные материалы (ISO 10993-12:2012)
EN ISO 11137-1	2015	Стерилизация медицинской продукции - излучение - Часть 1: Требования к разработке, валидации и контролю процесса стерилизации медицинских изделий (ISO 11137-1:2006)
EN ISO 11137-2	2015	Стерилизация медицинской продукции - излучение - Часть 2: Установление стерилизационной дозы. (ISO 11137-2:2013)
EN ISO 11137-3	2017	Стерилизация изделий медицинского назначения - Излучение - Часть 3: Руководство на дозиметрических аспектах (ISO 11137-3:2017)
EN ISO 11607-1	2017	Упаковка изделий медицинского назначения заключительной стерилизации - Часть 1: Требования к материалам, системам стерильной защиты и системам упаковки (ISO 11607-1:2006)
EN ISO 11607-2	2017	Упаковка изделий медицинского назначения заключительной стерилизации - Часть 2: Требования валидации процесса формирования, герметизации и сборки (ISO 11607-2:2006)
EN ISO 11737-1	2018	Стерилизация медицинских изделий - Микробиологические способы - Часть 1: Определение популяций микроорганизмов в продуктах (ISO 11737-1:2006)
EN ISO 12417-1	2015	Сердечно-сосудистые имплантаты и происходящие вне организма системы - Сосудистые продукты сочетания лекарств устройства - Часть 1: Общие требования (ISO 12417-1: 2015)
EN ISO 15223-1	2016	Медицинские устройства - Символы, которые будут использоваться с метками медицинского устройства, маркировкой и информацией, которая будет поставляться - Часть 1: Общие требования (ISO 15223-1:2016)
EN ISO 25539-2	2012	Имплантаты сердечно-сосудистые. Устройства эндососудистые - Часть 2: Сосудистые стенты (ISO 25539-2:2012)
EN ISO 13485	2016	Медицинские изделия - Системы контроля качества - Требования для регулирующих целей (ISO 13485:2003)
EN ISO 13485/AC	2018	Медицинские приборы - системы менеджмента качества - требования для целей регулирования (ISO 13485:2016)
EN ISO 14155/AC	2011	Клиническое исследование медицинских изделий для человека - Надлежащая клиническая практика (ISO 14155:2011)
EN ISO 14630	2012	Неактивные хирургические имплантаты - Общие требования cleanliness (ISO 14630:2012)
EN ISO 14644-1	2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 1: Классификация чистоты воздуха (ISO 14644-1:2015)
EN ISO 14971	2012	Медицинские изделия: Применение управления рисками к медицинским изделиям (ISO 14971: 2007, исправленная версия)
EN ISO 80369-1	2018	Хабы с маленьким просветом для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 1: Общие требования (ISO 80369-1:2018)
EN ISO 80369-7	2017	Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в областях здравоохранения - Часть 7: разъемы для внутрисосудистое или подкожное приложений (ИСО 80369-7:2016, исправленная версия 2016-12-01)
EN ISO 80369-20	2015	Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в приложениях здравоохранения - Часть 20: Общие методы испытаний (ISO 80369- 20:2015)
ISO 2247	2000	Упаковка - Полные, наполненные транспортные пакеты и штучные грузы - вибрационные испытания при постоянной низкой частоте (= EN ISO 2247:2002)
ISO 2248	1985	Упаковка - Полные, наполненные транспортные пакеты - Вертикальное ударное испытание падением (=EN 22248:1992)
ISO 2876	1985	Упаковка - Полные, наполненные транспортные пакеты - Испытание на перекатывание (=EN 22876:1992)
ISO 2206	1987	Упаковка - Полные, наполненные транспортные пакеты - Идентификация частей при испытании

		A series of the
ISO 14937	2009	Стерилизация медицинских изделий - Общие требования к определению параметров стерилизующего веществ, и разработке, валидации и контролю процесса стерилизации медицинских
100 15510	2014	изделий.
ISO 15510	2014	Нержавеющая сталь - Химический состав
JIS T6115	2013	Стоматологические кобальто-хромовые сплавы
JIS T0304	2002	Метод испытания на высвобождение металла из металлических биоматериалов
ASTM A313/	2018	Стандартная спецификация для нержавеющая сталь пружинной
A313M-18		проволоки
ASTM D2857-16	2016	Стандартная практика для вязкости разбавленного раствора полимеров
		Стандартные методы испытаний для измерения адгезии методом
ASTM D3359-17	2017	клейкой ленты
ASTM D4169-16	2016	Стандартная практика теста производительности транспортных контейнеров и систем
ASTM F756 - 17	2017	Практика по оценке гемолитических свойств материалов
ASTM F1635-16	2016	Стандартный метод испытаний для испытаний деградации в пробирке гидролитически разлагаемых полимерных смол и изготовленных форм для хирургических имплантатов
ASTM F1929-15	2015	Стандартный метод тестирования обнаружения утечек порозных медицинских упаковок путём проникновения красителя
ASTM F1980-16	2016	Стандартное руководство по ускоренному старению систем стерильной защиты для медицинских приборов
ASTM F2394 - 07	2017	Стандартное руководство для измерения закрепления сосудистого стента с расширяемым баллоном, устанавливаемого на систему доставки
ASTM F2052 – 15	2015	Стандартный метод испытаний для измерения магнитоиндуцированной силы смещения на медицинские приборы
		в магнитно-резонансной среде
ASTM F2213 - 17	2017	Стандартный метод испытаний для измерения магнитоиндуцированного крутящего момента на медицинские приборы в магнитно-резонансной среде
ASTM F2182 - 19	2019	Стандартный метод испытаний для измерения нагрева, индуцируемого радиочастотой, рядом с пассивными имплантатами во время MPT
ASTM F2119 - 07	2013	Стандартный метод испытаний для оценки артефактов MP изображения от пассивных имплантатов
ASTM F2503 – 13	2013	Стандартная практика для маркировки медицинских приборов и других деталей для безопасности в магнитно-резонансной среде
ASTM F90-14	2009	Стандартные спецификации для кованого кобальт-20 хром-15 вольфрама 10 никелевого сплава для хирургических имплантатов (UNS R30605)
ASTM F640-12	2012	Стандартные методы испытаний для определения рентгеноконтрастности для медицинского применения
Европейская фармакопея 9-е издание.	2016	2.6.1. Стерильность 2.9.40 Однородность единиц дозирования
Мед устр. 2.1/3 ред. 3	2009	Изделия с предельными свойствами, устройства с лекарственным покрытием и медицинские изделия, содержащие в качестве составной части вспомогательное лекарственное вещество или
2	0	вспомогательное производное крови человека Клиническая оценка: Руководство для производителей и
Мед устр. 2.7/1 ред.4		уполномоченных органов по 93/42/ЕЕС и 90/385/ЕЕС
Приложение 1	2008	Клиническая оценка коронарных стентов
Постановление Комиссии № 722/2012	2012	Касательно конкретных требований в отношении требований, изложенных в директивах Совета 90/385 / EEC и 93/42 / EEC в отношении активных имплантируемых медицинских приборов и
		медицинских приборов, изготовленных с использованием тканей животного происхождения
ICH Q1A(R2)	2003	Гармонизированное Трехстороннее Руководство Международной

		конференции по гармонизации, испытание устойчивости новых лекарственных веществ и продуктов Q1A (R2)
ICH Q3B	2006	Гармонизированное Трехстороннее Руководство Международной конференции по гармонизации, Примеси в новых лекарственных продуктах
ICH Q3C	2016	Гармонизированное трехстороннее руководство, примеси: руководство по остаточным растворителям
ICH Q6A	2000	Гармонизированное Трехстороннее Руководство Международной конференции по гармонизации, Характеристики: Процедуры испытаний и критерии приемки для новых лекарственных веществ и новых лекарственных продуктов: Химические вещества
ICH-Q1E	2003	Оценка данных стабильности

10. Методы и условия стерилизации

Стент Ultimaster, Ultimaster Tansei обработан электронно-лучевой стерилизацией с последующим утвержденным процессом стерилизации в соответствии с EN ISO 11137-1/2, подтверждающим стерильность Ultimaster, Ultimaster Tansei при Уровне гарантии стерильности 10-6 согласно требованиям EN 556-1.

11. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки

Не применимо. Изделие поставляется стерильным и не подлежит повторной стерилизации.

12. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не применимо.

13. Информация о первоначальном выпуске или последнем пересмотре эксплуатационной документации

Версия 2 от.

14. Требования к охране окружающей среды при применении медицинского изделия

Изделие не оказывает вредного воздействия на окружающую среду при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и утилизации.

На территории РФ утилизация производится в соответствии с классификацией медицинских отходов по СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.

Использованные изделия относятся к классу риска медицинских отходов «Б» и должны быть утилизированы согласно СанПин 2.1.7.2790-10.

Неиспользованные изделия относятся к классу риска медицинских отходов «А» и должны быть утилизированы согласно СанПин 2.1.7.2790-10.

15. Сведения о техническом обслуживании, сведения о поверке

Не применимо. Изделие однократного применения, не подлежит техническому обслуживанию.

16. Гарантийные обязательства

При производстве данные продукты были проверены на соответствие информации о продукте, предоставляемой потребителю производителем. Из-за биологических различий у

людей, продукт не может гарантировать 100% эффективность при любых обстоятельствах. Кроме того, из-за отсутствия контроля условий, при которых используются данные продукты, диагноза пациента, способа использования или введения, а также манипуляций с продуктом после его сбыта другим лицам, мы не можем гарантировать соответствующего действия или отсутствия побочных явлений после/во время использования продукта.

Перед использованием сиролимус-выделяющих стентов Ultimaster, Ultimaster Tansei следует взвесить риск и преимущества использования стентов, коронарных сиролимус-выделяющих стентов Ultimaster, Ultimaster Tansei, для каждого конкретного пациента. Врач несет ответственность за оценку необходимости установки стента пациенту до проведения процедуры.

Гарантийные обязательства производителя выполняются в соответствии с внутренней процедурой обработки претензий/надзора.

17. Данные клинических исследований

Основные клинические испытания:

1.«TCD-10023PK» - первое исследование фармакокинетики стент-систем Ultimaster с лекарственным покрытием. Данные за год опубликованы в журнале Fundamental & Clinical Pharmaceuticalology в 2014 г., и результаты продемонстрировали безопасность стентов с лекарственным покрытием Ultimaster.

- 2. «CENTURY» проспективное многоцентровое исследование Ultimaster на одной руке. Это более крупное исследование позволило получить знак СЕ для Ultimaster. Двухлетние клинические результаты были опубликованы в EuroIntervention в 2014 году. Трехлетние и четырехлетние данные были представлены на EuroPCR2015 и 2016 соответственно, а пятилетнее наблюдение было представлено как последнее исследование на EuroPCR2017.
- 3. «CENTURY II» проспективное рандомизированное многоцентровое сравнительное исследование стентов Ultimaster с лекарственным покрытием и стентов Xience® с лекарственным покрытием. 9-месячное наблюдение показало, что профиль безопасности и эффективности Ultimaster аналогичен профилю эффективности стента Xience, и соответствующие результаты были опубликованы в European Heart Journal в 2014 году.

Поскольку в CENTURY II Ultimaster был проанализирован в рандомизированном исследовании по сравнению с одним из лидеров рынка с клинической конечной точкой, теперь он является одним из одобренных СЕ стентов с лекарственным покрытием нового поколения, рекомендованных для клинического использования в руководствах, опубликованных ESC / EACTS в Европе в Heart Journal в сентябре 2014 года.

Результаты 9-месячного наблюдения в исследовании CENTURY II также были использованы для подачи заявки и финансирования Ultimaster во Франции.

Исследование CENTURY II включало анализ нескольких подгрупп. Опубликованы данные следующих подгрупп:

- Данные об использовании стента Ultimaster при лечении бифуркационных поражений опубликованы в журнале «Катетеризация и сердечно-сосудистые вмешательства» в 2015 году;
- Дополнительное исследование, посвященное лечению пациентов с длинными коронарными поражениями, было опубликовано в Journal of Interventional Cardiology в 2016 году;
- Дополнительное исследование пациентов с заболеванием мелких сосудов с референсным диаметром ≤2,5 мм было опубликовано в EuroIntervention в 2016 году;
- Дополнительное исследование, посвященное лечению пациентов с ОКС высокого риска, было опубликовано в журнале Cardiovascular Revascularization Medicine в 2016 г.;

- В рамках дополнительного исследования оптической когерентной томографии оценивалась реакция сосудов через 9 месяцев после имплантации Ultimaster, которая была опубликована в European Heart Journal Cardiovascular Imaging в 2016 году.
- Субанализ пациентов, получавших лучевой и бедренный доступ, был принят для публикации в The Journal of Invasive Cardiology в 2018 г.
- Данные CENTURY II за 2, 3, 4 и 5 лет для нескольких подгрупп были представлены на EuroPCR2015, 2016, 2017 и 2018 соответственно. А окончательные результаты за 5 лет CENTURY II были опубликованы в EuroIntervention в 2018 году.

Клинические испытания до сертификации в Европейском Союзе:

- 1. «DISCOVERY1TO3» это одноранговое, многоцентровое открытое исследование, которое было разработано для оценки эндотелиального покрытия через 1, 2 и 3 месяца с помощью OFDI (визуализации в оптической частотной области) у пациентов с многососудистым заболеванием, у которых планировалась поэтапная процедура ЧКВ, и изучения возможности укороченной двойной антитромботической терапии. Набор 60 пациентов был завершен в декабре 2014 года. На EuroPCR2015 были представлены результаты покрытия стента Ultimaster через 1, 2 и 3 месяца после имплантации, оцененные OFDI. Годовое наблюдение было завершено и представлено на EuroPCR2016. Окончательные результаты опубликованы в Обращении: Сердечно-сосудистые вмешательства в 2017 году.
- 2. «МАЅТЕR» это многоцентровое одинарное слепое рандомизированное исследование стента Ultimaster и стента без покрытия Капате®. В этом исследовании приняли участие 500 пациентов с острым инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (ИМпЅТ) в 4 странах, и оно было разработано для подтверждения безопасности и эффективности стента Ultimaster с лекарственным покрытием, используемого у пациентов с ИМпЅТ, путем доказательства превосходства по эффективности и не меньшей безопасности по сравнению со стентом без покрытия и получения дополнительных доказательств преимуществ биоресорбируемого полимера. Это исследование достигло конечной точки безопасности через 1 месяц и основной конечной точки эффективности через 6 месяцев, результаты которых были представлены на EuroPCR2015 и показали благоприятные данные для стента Ultimaster при ИМпЅТ. Годовое наблюдение было завершено, и комбинированная первичная конечная точка безопасности и эффективности через 12 месяцев была представлена на последней сессии испытаний на EuroPCR2016, и экземпляр был принят к публикации. В настоящее время завершается трехлетнее наблюдение, и данные были представлены как последнее исследование на EuroPCR2018.
- 3. «CENTURY SMALL VESSELS» это открытое исследование с одной группой, для которого завершен набор 70 пациентов в Японии. Он был разработан таким образом, чтобы получить одобрение регулирующих органов Японии (представление PMDA) на использование Ultimaster меньшего размера (2.25). 9-месячное наблюдение за пациентами завершено и соответствует последней пробной сессии на EuroPCR2016. Соответствующий экземпляр был опубликован в журнале Cardiovascular intervention and therapeutics в 2018 г.

Постмаркетинговые исследования на добровольцах:

Исследование «e-ULTIMASTER» — это проспективное открытое многоцентровое исследование, проводимое одной группой в 360 центрах по всему миру. Оно было разработано для проверки в реальных условиях производительности системы Ultimaster с лекарственным покрытием. Набор в это испытание начался в октябре 2014 г., и в нем планируется принять участие около 37 000 пациентов. В реестре есть 20 предварительно определенных подисследований (для каждой подгруппы или географического региона), которые обеспечат исчерпывающую информацию почти обо всех

критических подгруппах пациентов, получающих лечение в повседневной практике. К концу февраля 2018 года в этом исследовании приняли участие более 32000 пациентов из 353 центров в 49 странах. Набор пациентов и наблюдение за ними в настоящее время продолжаются. На EuroPCR2017 были представлены данные последующего наблюдения за более чем 5000 пациентов за один год, а на EuroPCR2018 были представлены данные более чем 10000 пациентов.

[На бланке компании «Терумо Юроп НВ»]

«Терумо Юроп НВ» (Terumo Europe NV)

Ресерч парк Хасроде 1520 Интерлевенлаан 40 3001 Левен, Бельгия (Researchpark Haasrode 1520 Interleuvenlaan 40 3001 Leuven, Belgium) Тел.: +32 16 38 12 11 Факс: +32 16 40 02 49

www.terumo-europe.com

Левен: 08 ноября 2022 г.

Для предоставления по месту требования

ЗАЯВЛЕНИЕ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИИ.

Мы, компания «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (Интерлевенлаан 40, 3001 Левен, Бельгия), выступая в качестве официального производителя изделий «Стент коронарный сиролимусвыделяющий с системой доставки Ultimaster» и «Стент коронарный сиролимусвыделяющий с системой доставки Ultimaster Tansei», настоящим заявляем, что прилагаемая Инструкция по применению является верной.

С уважением,

/подпись/

Лин Каллеуэрт

Менеджер отдела нормативно-правового регулирования «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.»

[Штамп:

«Терумо»

«Терумо Юроп Н.В.»

Интерлевенлаан 40

3001 Левен, Бельгия]

Штамп:

Представлено мне, магистру права *Карлу Маре*, нотариусу г. Левена (Бельгия), Блайде-Инкомстстраат 24 для удостоверения подлинности подписи *Лин Каллеуэрт*и.

Официальный адрес компании «Терумо Юроп Н. В.»

Интерлевенлаан 40

3001 Левен, Бельгия

/подпись/

Печать:

Карл Маре, нотариус г. Левена]

«БНП Париба Фортис», IBAN BE45 2300 3903 0089, BIC GEBABEBB • VAT # BE 0408

Текст данного документа перевёл переводчик Рахимкулов Эльдар Серкалиевич. Знание иностранного языка подтверждаю. Выполненный перевод является правильным, точным и полным. Российская Федерация Город Москва Семнадцатого ноября две тысячи двадцать второго года Я, Точкин Дмитрий Валерьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Рахимкулова Эльдара Серкалиевича. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Зарегистрировано в реестре: № 77/2078 w/77-2022- / - /6-12 Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. Д.В. Точкин Всего прошнуровано, пронум ровано и скреплено печатью_ Нотариус