«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Ривекс»
_____А.А.Апанасевич
«__» _____2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БИНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ
ТУ BY 790762789.004-2019

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Министра
Здравоохранения
_____Б.Н.Андросюк
«15» 11 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
ГУ «Республиканский научно-практический центр детской хирургии
_____К.В.Дроздовский
«01» 11 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Зам. директора
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
_____А.В.Гринько
«14» 11 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач
УЗ «3-я городская клиническая больница»
_____М.Ф.Назарчук
«__» _____2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Главный врач
УЗ «Могилевская областная детская больница»
_____И.Б.Каско
«11» 10 2019 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БИНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ТУ BY 790762789.004-2019

(всех размеров и видов исполнения)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Бинты применяются в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.
Бинты предназначены для, фиксации и наложения перевязочных средств, для обеспечения защиты раны от инфекции, а также для изготовления операционно-перевязочных средств.

Бинт стерильный: назначение

Бинт стерильный применяется для эффективной защиты места ранения от загрязнений, механических воздействий и попадания в рану различных инфекций.
Бинт стерильный применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для перевязки инфицированных ран, язв различной этиологии, глубоких пролежней, ожогов, хирургических и травматических ран с высоким риском заражения; для фиксации повязок и тампонов, для остановки кровотечения, для наложения повязок после хирургических вмешательств с целью осушения ран и защиты их от вторичной инфекции и высушивания; при изготовлении перевязочных средств, а также для реализации потребителю.

! При использовании стерильных бинтов должны быть соблюдены все правила асептики и антисептики. Нельзя использовать бинт в качестве стерильного при обнаружении нарушения целостности упаковки.

Бинт нестерильный: назначение

Бинт нестерильный применяется в случаях неоткрытых ран, ссадин или порезов.
Бинт нестерильный применяется для фиксации поврежденных конечностей; для фиксации и наложения повязок, тампонов, а также других медицинских изделий.

! Не следует использовать нестерильный бинт для наложения повязок на открытые раны во избежание появления и распространения инфекционно-гнойных заболеваний, для этой цели подойдут стерильные бинты.
Бинт нестерильный может использоваться при прямом контакте с открытой раневой поверхностью при условии предварительной его стерилизации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИНТА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗМЕРОМ

Бинт узкий (1–7 сантиметров) для перевязки пальцев кисти и стопы;
Бинт средний (10–12 сантиметров) для головы, плеча, предплечья, голени;
Бинт широкий (14–20 сантиметров) для перевязки грудной клетки, живота, молочной железы и бедра.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Взять бинт подходящего размера.
Вскрыть упаковку. Извлечь бинт из упаковки. Наложить и закрепить в качестве повязки в соответствии с ее назначением.
Бинт можно применять в комплексе с другими медицинскими перевязочными средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Раздражающее и аллергическое воздействие на кожу пациента отсутствует.
Во избежание риска удушья не давать детям играть с бинтами.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверить целостность упаковки.
Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ БИНТОВАНИЯ

Повязку следует накладывать прочно, она не должна сбиваться и соскальзывать, в то же время слишком давить, вызывая боль и ухудшение кровоснабжения. Для удобства бинтования и с целью правильного наложения повязки бинтующий становится лицом к пострадавшему.
Во время бинтования конечность должна быть неподвижной, чтобы не мешать правильному наложению повязки, а также в покойном положении: мышцы не напряжены — в противном случае при расслаблении мышц после наложения повязки последняя будет свободной;
Положение бинтуемой части тела должно быть таким, чтобы после наложения повязки она находилась в функционально выгодном положении;
Повязку накладывают снизу-вверх обеими руками, при этом ходы бинта делают слева направо по отношению к бинтующему. Каждый оборот бинта должен перекрывать предыдущий на 2/3 его ширины. Конечную часть бинта убирают под повязку, закрепляют лейкопластырем или, разрезав конец бинта на 2 «хвоста» по 15 сантиметров, завязывают узлом на противоположной ране стороне.
Для бинтования каждой части тела существуют типовые повязки:
- простая мягкая повязка: защитная, лекарственная;
- давящая (гемостатическая) повязка;
- иммобилизирующая повязка (обездвиживающая) повязка: транспортная и лечебная;
- корригирующая повязка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бинты изготавливаются однослойными, двухслойным или четырехслойным;
Бинты выпускается в первичной упаковке следующих типоразмеров:
2,0м х 1,0см; 2,0м х 2,0см; 2,0м х 3,0см; 2,0м х 4,0см; 2,0м х 5,0см; 2,0м х 7,0см; 2,0м х 10,0см; 2,0м х 12,0см; 2,0м х 14,0см; 2,0м х 16,0см; 2,0м х 18,0см; 2,0м х 20,0см; 3,0м х 1,0см; 3,0м х 2,0см; 3,0м х 3,0см; 3,0м х 4,0см; 3,0м х 5,0см; 3,0м х 7,0см; 3,0м х 10,0см; 3,0м х 12,0см; 3,0м х 14,0см; 3,0м х 16,0см; 3,0м х 18,0см; 3,0м х 20,0см; 4,0м х 1,0см; 4,0м х 2,0см; 4,0м х 3,0см; 4,0м х 4,0см; 4,0м х 5,0см; 4,0м х 7,0см; 4,0м х 10,0см; 4,0м х 12,0см; 4,0м х 14,0см; 4,0м х 16,0см; 4,0м х 18,0см; 4,0м х 20,0см; 5,0м х 1,0см; 5,0м х 2,0см; 5,0м х 3,0см; 5,0м х 4,0см; 5,0м х 5,0см; 5,0м х 7,0см; 5,0м х 10,0см; 5,0м х 12,0см; 5,0м х 14,0см; 5,0м х 16,0см; 5,0м х 18,0см; 5,0м х 20,0см; 7,0м х 1,0см; 7,0м х 2,0см; 7,0м х 3,0см; 7,0м х 4,0см; 7,0м х 5,0см; 7,0м х 7,0см; 7,0м х 10,0см; 7,0м х 12,0см; 7,0м х 14,0см; 7,0м х 16,0см; 7,0м х 18,0см; 7,0м х 20,0см; 10,0м х 1,0см; 10,0м х 2,0см; 10,0м х 3,0см; 10,0м

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

х 4,0см; 10,0м х 5,0см; 10,0м х 7,0см; 10,0м х 10,0см; 10,0м х 12,0см; 10,0м х 14,0см; 10,0м х 16,0см; 10,0м х 18,0см; 10,0м х 20,0см.

Бинты выпускаются следующих видов исполнения:

- Бинт медицинский марлевый фиксирующий резанный стерильный;
- Бинт медицинский нетканый фиксирующий резаный стерильный;
- Бинт медицинский марлевый фиксирующий резанный нестерильный;
- Бинт медицинский нетканый фиксирующий резаный нестерильный;
- Бинт медицинский фиксирующий тканый стерильный;
- Бинт медицинский фиксирующий тканый нестерильный.

Бинты не имеют пороков в виде дыр, масляных и грязных пятен, стянутой кромки, посторонних включений и других внешних дефектов.

Бинты из медицинской марли с обрезной кромкой.

Бинт тканый имеет неосыпающиеся края в продольном направлении.

Бинты могут иметь рентгеноконтрастную нить.

Стерилизация Бинтов осуществляется в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Упаковка Бинтов обеспечивает стерильность и сохранность Бинтов при транспортировании и хранении в течение срока годности до момента вскрытия упаковки.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Бинты могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Бинты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0С до + 30С.

Бинты должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие Бинтов требованиям настоящих технических условий, при соблюдении потребителем условий при транспортировании, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности стерильных бинтов – 5 лет с даты стерилизации.

Гарантийный срок годности нестерильных бинтов – 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация использованных Бинтов в клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения должна проводиться в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018г. №14. Допускается осуществлять утилизацию отходов на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на подобный вид деятельности.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Бинтов медицинских ТУ BY 790762789.004-2019, производства ООО «Ривекс», обращаться по юр. адресу: Республика Беларусь, 213134, Могилевский район, агр. Буйничи, ул. Промышленная, д.1, к.7

Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

ООО «Ривекс» УНП 790762789 тел + 375 17 512 84 60

E-mail: rivex.net@gmail.com, info@rivex.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru