Приложение Б

Инструкция по применению OrthoSnap элайнеров.

Поздравляем! Вы собираетесь стать или уже стали счастливым обладателем прозрачных элайнеров OrthoSnap!

✓ Каппы стоматологические компании OrthoSnap доставляются доктору в герметично упакованных пакетах с маркировкой, отображающей фамилию, имя доктора и пациента, номер шага, а так же прилагается описание манипуляций, необходимых на данном шаге.

✓ Первая каппа *может вызвать дискомфорт-ощущение давления на зубы, накопление слюны, дефекты дикции,* поскольку каппа изготовлена с расчетом на микро движение зуба уже с первого шага, которое происходит в течение нескольких первых часов.

✓ Рекомендуется надевать каждую новую каппу перед сном для того, чтобы уже к утру она четко села на зубной ряд

✓ Пациент должен носить каппу в течение 15-18 часов в день и снимать ее только на время еды и при чистке зубов.

Примечание: не ношение элайнеров на протяжении рекомендуемого количества часов, использование аппарата игнорируя рекомендации врача, не периодические визиты к лечащему врачу могут удлинить лечение, а самое главное пациент не достигнет желаемых результатов.

✓ Каждую последующую каппу доктор будет выдавать Вам лично, в среднем через *2 недели* (в некоторых случаях доктор выдает 2-3 набора капп сразу и назначает следующий визит соответственно через 4- 6 недель); в зависимости от аномалии в некоторых случаях рекомендуется ношение каждой каппы в течение 3 недель.

✓ *Возможна чувствительность зубов* после смены на последующий элайнер.

✓ В некоторых случаях может возникнуть раздражение десен, щеки, языка, губ (назначьте визит к лечащему врачу для поправки).

✓ В некоторых планах лечения предусмотрена *постановка эстетических активаторов,* которые прикреплены к одному или нескольким зубам на протяжении всего лечения. Активаторы снимаются после ношения последнего набора элайнеров; активаторы не повреждают эмаль!

✓ На определенных этапах лечения предустматривается *интерпроксимальная сепарация (подшлифовка) определенных зубов.*

✓ Во время ношения капп будут происходить изменения прикуса, что приводит к дискомфорту (временно).

✓ Необходимо полоскание ротовой полости рта *после каждого приема пищи;*

✓ Промывайте элайнеры мыльной водой или оставте в специальном дезинфицирующем растворе в течение 5-10 минут; (нерегулярная гигиена ротовой полости/ не использование зубной нити во время ношения элайнеров приводит к появлению кариеса, гингивита, периодонтоза, а также декальцификации.

Категорически запрещается:

Обрабатывать каппу кипятком во избежание деформации.

✓ Зубы могут принять свое изначальное положение после лечения. *Необходимо полное прохождение ретенционного периода (постоянное ношение ретейнера- последний набор элайнеров).*

В случае, если у Вас возникают вопросы или трудности -обращайтесь к Вашему лечащему врачу.

ortho snap™

www.orthosnap.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru