УТВЕРЖДАЮ
Директор по качеству ООО «Киевгума»



_____Буткевич А.С.
02 2019 г.

Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения.
Напальчники медицинские резиновые.
Состав и описание изделия.
Напальчники предназначены для защиты и изоляции пальцев рук человека.
Наименование и (или) товарный знак организации-производителя.
ООО "Киевгума" (УКРАИНА).
Область применения.
Медицинские учреждения и бытовые условия.
Способ применения.
Напальчники могут применяться многократно при температуре от 1°С до 45°С.
Для бытового применения: перед и после применения напальчники следует промыть в теплой кипяченой воде, а затем высушить. Возможно применение биологически безвредного вещества (талька или каолина) во избежание слипания напальчников.
Для работников здравоохранения: перед применением напальчники должны пройти цикл обработки, включающий дезинфекцию, предстерилизационную очистку и химическую стерилизацию в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы».
Условия хранения.
Хранить напальчники следует в помещении в упакованном виде при температуре от 0°С до 25°С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1м от отопительных и нагревательных приборов. При хранении напальчники не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, бензина и других веществ, разрушающих резину.
Срок годности.
Предприятие-изготовитель гарантирует качество напальчников при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок хранения - 2 года с даты изготовления.

Завод-изготовитель: ООО «Киевгума»
Юридический адрес Украина, 07400, Киевская область, г. Бровары, ул. Кутузова, 127
Телефон: +38(044)364-56-72; +38(044)364-56-74
E-mail: zbut@kievguma.ua, www.kievguma.ua

С рекламациями обращаться в установленном порядке по адресу импортеров/ уполномоченных представителей:

Изготовлены по ТУ У 6-00152253.012-96

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru