Инструкция
по применению лейкопластырей медицинских постинъекционных стерильных

1. Соответствие

Лейкопластыри медицинские постинъекционные стерильные (далее – лейкопластыри) изготовлены согласно требований технических условий ТУ BY 390287860.010-201 .

2. Назначение

Лейкопластыри медицинские постинъекционные стерильные предназначены для использования в качестве перевязочного средства после проведения инъекций, забора крови, а также для ухода за незначительными повреждениями кожных покровов.

3. Описание

Лейкопластыри изготавливаются в форме пластинок с прямоугольными или закругленными краями с подушечками в форме полоски, расположенной в центре лейкопластыря.

Изготавливаются стерильными. Радиационный метод стерилизации.

Лейкопластыри изготавливаются двух видов:

- лейкопластырь медицинский постинъекционный гипоаллергенный стерильный;
- лейкопластырь медицинский постинъекционный бактерицидный гипоаллергенный стерильный.

4. Состав

Лейкопластыри изготавливаются на тканевой и пленочной основах.

Клеящий слой: гипоаллергенный клей-расплав на основе синтетическогокаучука или гипоаллергенный акриловый клей.

Бактерицидные лейкопластыри изготавливаются с абсорбирующей подушечкой, пропитанной антисептиком: раствором хлоргексидина биглюконата (chlorhexidine bigluconas) (0,01-0,05) % ли раствором бриллиантового зеленого (viride nitens).

5. Размеры

Лейкопластыри изготавливаются следующих размеров: 1,9 х 7,2; 2,5 х 7,2; 3,8 х 3,8 см.

6. Противопоказания

Гиперчувствительность.

7. Меры предосторожности

Не используйте при повреждении упаковки.
Не используйте повторно.

8. Указания по применению

Наружно. Перед использованием лейкопластыря раневую поверхность обработать антисептиком, просушить. Вскрыть упаковку вдоль края, удалить одну половинку защитной бумаги, не касаясь при этом адгезивной поверхности лейкопластыря. Клейкой стороной лейкопластырь наложить на поврежденный участок кожи таким образом, чтобы абсорбирующая подушечка прилегала к раневой поверхности. Снять оставшуюся защитную бумагу. Плотно прижать лейкопластырь к коже ладонью или кончиками пальцев.

9. Упаковка

Каждая единица лейкопластыря вкладывается в потребительскую – в контурную безъячейковую упаковку: пакет из бумаги оберточной, либо бумаги ламинированной полиэтиленом, либо бумаги холодносвариваемой, либо из пленки полиэтиленовой в виде ленты от 5 до 10 шт.

Затем лейкопластыри вкладываются в групповую упаковку – коробки из картона или пакеты из пленки.

Затем упаковываются в транспортную упаковку. В качестве транспортной упаковки используются ящики из гофрированного картона.

10. Условия хранения

Хранить в потребительской упаковке в недоступном для детей, сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11. Срок годности

Срок годности лейкопластырей – 3 года с даты стерилизации.

Не использовать по истечении срока годности.

12. Условие отпуска из аптек

Без рецепта врача.

13. Изготовитель и юридический адрес

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, 11.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru