УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Колорит»
Вожакин Е.Е.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению клеёнки подкладной с ПВХ покрытием «Колорит» ТУ 9464-007-96625236-2014

1. Назначение.

Клеенка подкладная предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного материала в медицинских учреждениях и домашних условиях. Клеенка может использоваться для покрытия матрацев, медицинских и массажных столов, кушеток, изготовления медицинских ширм, занавесей и других изделий (фартуки, нарукавники, наматрасники на поролоне толщиной не более 3 см и т.д.).

2. Общие сведения.

Клеенка представляет собой основу, на лицевую сторону которой нанесено ПВХ покрытие.

Клеенка выпускается в двух исполнениях: марка 1 - на основе из полиэфирной ткани; марка 2 – на полотне термоскрепленном.

Клеенка имеет влагонепроницаемый слой, который наносится на тканевую основу. Поливинилхлоридное покрытие (ПВХ) обладает отличной теплопроводностью, очень быстро приобретает температуру тела и тем самым устраняет «эффект холодного прикосновения, ее называют «теплой». Отсутствие температурного шока особенно важно в педиатрии.

3. Технические характеристики.

Клеенка может быть любого цвета и рисунка тиснения.

Клеенка обладает высокой эластичностью, отсутствием липкости, влагонепроницаемостью.

Клеенка не является токсичной и не оказывает вредного воздействия на организм человека.

4. Указания к применению.

Клеенка подкладная многоразового использования.

5. Требования к эксплуатации.

Перед началом использования рекомендуется протереть влажной губкой и проветрить в естественных условиях. Положить клеенку тканевой стороной на защищаемую поверхность, водонепроницаемый слой можно накрыть простыней.

Клеенка моется щадящими моющими средствами.

6. Правила хранения.

Клеенка подкладная после транспортирования при температуре ниже 0^0С должна быть выдержана при комнатной температуре в течении суток перед применением.

Хранить при температуре не ниже плюс 5^0С и не выше плюс 40^0С на расстоянии от отопительных приборов не менее 1 метра и относительной влажности воздуха не более 80%. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать совместное хранение клеенки с органическими растворителями, кислотами и химикатами.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Гарантии изготовителя.

Предприятие гарантирует качество клеенки подкладной при соблюдении условий применения и хранения.

Гарантийный срок хранения клеенки подкладной пять лет с момента изготовления.

С рекламациями обращаться в установленном порядке по адресу:
170100, Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, ООО «КОЛОРИТ»

Менеджер по качеству Мальчевская О.А.