ИНСТРУКЦИЯ

по применению пакета гипотермического
для оказания первой помощи «СНЕЖОК»

НАЗНАЧЕНИЕ

Применять при травмах (ушибах, переломах и т.д.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Положить пакет на твердую поверхность, ударом руки разбить внутренний пакет с жидкостью, энергично встряхнуть, применять в качестве холодного компресса. Если нарушена целостность кожных покровов, проложить между телом и пакетом дополнительную прокладку из тонкого полиэтилена. Температура в режиме охлаждения на поверхности пакета +4±4° С. Время эффективного применения: не менее 10 минут.

Внимание!

При разрыве внешней оболочки пакет не использовать. При попадании его содержимого на кожу и глаза, промойте их обильно водой.

Директор
(должность)



(печать)

В.В. Якунов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru