OPTICOM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Основное применение очковых линз – их использование в корригирующих очках.

Обработка очковых линз является одним из этапов изготовления корригирующих очков.

БЛОК-СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЛИНЗ

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ → проверка параметров линз на соответствие нормативам

РАЗМЕТКА ЛИНЗ ПО РЕЦЕПТУ → нанесение разметочных линий для OD (правого) и OS (левого) глаза

ЦЕНТРИРОВАНИЕ ЛИНЗ → произвести центрирование или децентрирование линзы в соответствии с рецептом

ОБРАБОТКА КРАЕВ ЛИНЗ → обточка линз с помощью сооветствующего копира и проверка качества фацета и формы линзы по профилю ободка оправы; для исключения случаев проскальзывания линз с супергидрофобным покрытием при обточке использовать прозрачный стикер и липкий сегмент (липучка)

- сверление отверстий в линзах для безободковых оправ
- фрезерование канавки на линзах для очков в полуободковую оправу на леске

УСТАНОВКА ЛИНЗЫ В ОПРАВУ → установка линзы и выправка Оправы

Для продления срока использования очковых линз их следует регулярно протирать, используя мягкую мыльную воду и тщательно промывая под теплой проточной водой. Избегать использование едких растворов, абразивных моющих средств. Не нагревать. Вытирать тканью, рекомендованной для оптических линз, лучше микрофиброй.

1 August 2019

Директор _____

Mr. Sithichai Kittarnmetee, Mr. Prin Aramcharoen
Managing Director

บริษัท ออพติคคอม จำกัด
Opticom Co., Ltd.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru