«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Министра здравоохранения
Республики Беларусь

_____ Б.Н. Андросюк
«02» 10 2020г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Паста полировальная зуботехническая финишная ППЗ-2 (по ТУ BY 291235525.001-2015 изм.1)

Изготовитель: ЗАО «Завод Белмединструменты», Республика Беларусь.

СОГЛАСОВАНО
Директор
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

_____ Д.В. Гринько
«01» 10 2020г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Минская областная стоматологическая поликлиника»

_____ С.Л. Кириленко
«09» 09 2020г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
ЗАО «Завод Белмединструменты»

_____ А.К. Мемех
«02» 09 2020г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника»

_____ А.В. Ковалевская
«____» _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Брестская областная стоматологическая поликлиника»

_____ А.В. Шейда
«____» _____ 2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПАСТЫ.

Паста полировальная зуботехническая финишная ППЗ-2 (по ТУ BY 291235525.001-2015 изм.1) (далее - **Паста**) предназначена для использования в стоматологической практике для полирования зубных протезов из пластмассы, нейлона, поликарбоната.

2. ОПИСАНИЕ ПАСТЫ.

Паста представляет собой смесь абразивного порошка с органической основой (бруски прямоугольного или круглого сечения белого цвета).

Паста выпускается следующими номинальными массами: (от 47,5 до 52,5) г или (от 95,0 до 105,0) г, или (от 142,5 до 157,5) г, или (от 190,0 до 210,0) г.

Пасту упаковывают в полимерную упаковку или полиэтиленовый пакет или оборачивают полиэтиленовой пленкой или стрейч-пленкой.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- паста одной из номинальных масс;
- потребительская упаковка – 1шт.;
- этикетка с указанием по применению – 1 шт.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пасту транспортируют всеми видами крытого транспорта, обеспечивающего сохранность пасты, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.2. Пасту хранят в закрытой таре изготовителя в крытых, проветриваемых помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пасту наносят на полирующий носитель (войлок, вата нити и т.п.), полирующий круг (конус), изготовленный из кожи войлока, или на полирующие щетки. Затем выбрав необходимый режим (давление, линейная скорость), полировать изделие до зеркального блеска.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие пасты требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими ТУ.

6.2. Гарантийный срок – 2 года от даты изготовления. По усмотрению потребителя, по истечении гарантийного срока хранения, паста может быть использована при соответствии ее качества требованиям настоящих ТУ.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru