Инструкция по применению

СИСТЕЙН® УЛЬТРА

капли-лубрикант глазные

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению и сохраните ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

СИСТЕЙН® УЛЬТРА капли-лубрикант глазные – это стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 400, пропиленгликоль, гидроксипропилгуар, сорбитол, аминометилпропанол, борную кислоту, калия хлорид, натрия хлорид и ПОЛИКВАД / POLY-QUAD® (хлорид полидрония) 0,001% в качестве консерванта.

ПОКАЗАНИЯ к применению:

СИСТЕЙН® УЛЬТРА капли-лубрикант глазные предназначены для лечения синдрома сухого глаза для временного облегчения ощущения жжения и раздражения, вызванных сухостью глаз. **СИСТЕЙН® УЛЬТРА капли-лубрикант глазные** могут быть использованы для смазывания и увлажнения силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз дневного, пролонгированного режимов ношения и одноразового применения. **СИСТЕЙН® УЛЬТРА капли-лубрикант глазные** увлажняют ваши контактные линзы, уменьшают дискомфорт при ношении контактных линз, и помогают удалить отложения, которые могу вызывать раздражение и/или чувство дискомфорта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

СИСТЕЙН® УЛЬТРА капли-лубрикант глазные не следует использовать при индивидуальной аллергической реакции на любой из ингредиентов препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СИСТЕЙН® УЛЬТРА капли-лубрикант глазные могут применяться по мере необходимости в течение дня для лечения синдрома сухого глаза. Закапайте несколько капель в глаз и поморгайте. В случае незначительного раздражения, дискомфорта или затуманивания зрения во время ношения контактных линз, закапайте 1 или 2 капли в глаз и поморгайте 2-3 раза. Капли могут также использоваться до и после ношения контактных линз. Перед использованием тщательно встряхните флакон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Для правильного использования препарата важно следовать рекомендациям врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте в глазах, избыточном слезотечении, изменении зрения или покраснении глаз проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом, так как проблема может привести к более серьезным последствиям. Не замачивайте ваши контактные линзы в **СИСТЕЙН® УЛЬТРА каплях-лубрикант глазных** и не используйте капли для их дезинфекции, так как это может вызвать раздражение глаз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Во избежание загрязнения, не прикасайтесь наконечником флакона к каким-либо поверхностям.
- Закрывайте флакон крышкой после использования.
- Храните флакон плотно закрытым между применениями.
- Не используйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор более 6 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Хранить при температуре не выше 30°C.

ФОРМА ВЫПУСКА:

СИСТЕЙН® УЛЬТРА капли-лубрикант глазные стерилизуются комбинацией пара и фильтрации и поставляются в пластиковых флаконах объемом 10 мл.

СТЕРИЛЬНО

Производитель:
Alcon Laboratories, Inc., США
на заводе ALCON CUSI, S.A., Испания

Alcon

A277974

MT0103-D_V2

125 x 250 mm

Alcon PACKAGING — ⊘ ENABLE OVERPRINT PREVIEW!

FILE NAME: **A277974 I SYSULT 10mL BY**

ARTIST: **Goad, Richard** | ART REV: **D** | DATE: **17.09.2019**

SPECIAL INSTRUCTIONS: MT0103-1

COLORS: Process Black

VENDORS PLEASE READ BELOW

COATING = 38 – 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
HIGH GLOSS COATING = No less than **75** gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.
MATTE COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

REF: CORP-000107

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru