BONA博納 SHENZHEN BONA PHARMA TECHNOLOGY CO., LTD

Bona smart plant, No. 6 Gaoxinyuan Guansheng 1st Road, Luhu community, Guanhu Subdistrict,
Longhua District, Shenzhen city, Guangdong province, P.R. China

Tel: +8675526994208 Fax: +8675526527737 www.bona-cn.com

INSTRUCTIONS FOR USING

1. Item:

Vaginal applicator in individual pack

2. Description:

The item includes: applicator and sealed poly bag.

3. How to use: (See below picture)

Step 1 Open the sealed poly bag.

Step 2 Screw on the applicator on fitting bottle or container which filled liquid medicine.

Step 3 Gently insert the applicator into the vagina as for as it will go comfortably.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

«ШЭНЬЧЖЭНЬ БОНА ФАРМА ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД»
(SHENZHEN BONA PHARMA TECHNOLOGY CO., LTD)
Бона смарт плант, № 6 Гаосиньюань Гуаньшэн, 1 Роуд, Луху коммьюнити, Гуаньху сабдистрикт, Лунхуа дистрикт, Шеньчжэнь сити, Гуандун провинс, Китайская Народная Республика
(Bona Smart Plant, No. 6, Gaoxinyuan Guansheng 1st Road, Luhu Community, Guanhu Subdistrictm Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China)
Тел.: +8675526994208 Факс +8675526527737 www.bona-cn.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Продукт

Вагинальный аппликатор в индивидуальной упаковке

2. Описание

Продукт состоит из аппликатора и запечатанного полиэтиленового пакета.

3. Применение (см. рисунок ниже)

Шаг 1. Откройте запечатанный полиэтиленовый пакет.
Шаг 2. Накрутите аппликатор на флакон или контейнер с жидким лекарственным средством.
Шаг 3. Аккуратно вставьте аппликатор во влагалище, не доставляя дискомфорта.

Тел.: +375 (17) 368-07-74;
ДОСТОВЕРНОСТЬ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА С ... ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

BONA博納 SHENZHEN BONA PHARMA TECHNOLOGY CO., LTD
Bona smart plant, No. 6 Gaoxinyuan Guansheng 1st Road, Luhu community, Guanhu Subdistrict,
Longhua District, Shenzhen city, Guangdong province, P.R. China
Tel: +8675526994208 Fax: +8675526527737 www.bona-cn.com

SPECIFICATION OF VAGINAL APPLICATOR

1. Item Description

Vaginal applicator in individual pack is a dispenser for vaginal medicine or rinser, include only one component.

2. Structure Features

With holes at the top of applicator, to dispensing liquid deeply into vaginal. Produced and packed in class 100,000 clean room.

3. Appearance

As per drawing

4. Component and raw material list

Component name	Material name	Material Grade
Applicator	PP	T03 (Material specificate as per attached)

5. Packaging and stock indication

Individual packing in poly bag and sealed, then pack 700pcs in two bigger poly bags and seal, and put in cardboard box and seal.

Suggest to stock in the place which should be clean, dry, airy and shade, and the validity period is 2 years before you use them to pack your goods. Suggested temperature of stock place is between 0℃ to 40℃ and humidity is between 35% with 95%.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

«ШЭНЬЧЖЭНЬ БОНА ФАРМА ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД»
(SHENZHEN BONA PHARMA TECHNOLOGY CO., LTD)
Бона смарт плант, № 6 Гаосиньюань Гуаньшэн, 1 Роуд, Луху коммьюнити, Гуаньху сабдистрикт, Лунхуа дистрикт, Шеньчжэнь сити, Гуандун провинс, Китайская Народная Республика
(Bona Smart Plant, No. 6, Gaoxinyuan Guansheng 1st Road, Luhu Community, Guanhu Subdistrictm Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China)
Тел.: +8675526994208 Факс +8675526527737 www.bona-cn.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ВАГИНАЛЬНОГО АППЛИКАТОРА

1. Описание продукта

Вагинальный аппликатор в индивидуальной упаковке – это дозатор для вагинального лекарственного средства или средства для орошения, в состав которого входит только один компонент.

2. Характерные особенности структуры

Аппликатор имеет отверстия в верхней части для дозирования жидкости глубоко во влагалище. Произведено и упаковано в чистом помещении класса 100,000.

3. Внешний вид

В соответствии с чертежом

4. Список компонентов и сырья

Компоненты	Материал	Категория материала
Аппликатор	ПП	T03 (спецификация материала соответствует прилагаемой)

5. Упаковка и указания по хранению

Упаковано в индивидуальную упаковку: полиэтиленовый запечатанный пакет, затем по 700 шт. упаковывают в полиэтиленовые пакеты большего размера и запечатывают, после чего укладывают в ящик и запечатывают.

Рекомендуется хранить в чистом сухом хорошо вентилируемом помещении в тени. Срок хранения 2 года до использования для упаковки товаров. Рекомендуемая температура хранения 0-40°C, относительная влажность 35-95%.

ул. Олеко [illegible], оф. 501, г. Минск, 220030
Тел.: +375 (17) 248-37-74;
[illegible]
info@[illegible].com, www.[illegible].by
С ОРИГИНАЛОМ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
С оригинала ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru