Правила ухода

Правила ухода, срок службы и условия многоразового применения респираторов указаны в Памятке по дезинфекции медицинских изделий: респираторы фильтрующие многоразовые АЛИНА® - 104, АЛИНА® - 116, АЛИНА® - 206, АЛИНА® - 216, АЛИНА® - 316.

Правила, условия и сроки хранения

Респираторы до использования должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающей среды от -30 °С до +70 °С и относительной влажности не менее 80%.

В случае неоднократного применения респиратор хранить в чистой зоне, в гигиенической упаковке из гигроскопичного материала, исключающей загрязнение внутренней стороны полумаски.

Гарантийный срок хранения - 4 года при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончание срока годности смотрите на упаковке.

Транспортирование

Транспортирование респираторов осуществляется всеми видами транспорта, в защищенном виде от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с аэрозолями и пачкающими веществами.

Требования по утилизации

При применении респираторов для защиты от возбудителей воздушно-капельных инфекций отработанные респираторы утилизируются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Респираторы фильтрующие АЛИНА® ТУ 9398-011-45541035-2010 являются изделиями медицинского назначения (регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08771 от 18.04.2019 Российской Федерации; регистрационное удостоверение № ИМ-7.102694/1709 от 18.05.2015 Республики Беларусь) и соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009).

Изготовитель: ООО «Респираторный комплекс», Россия, 188679, Ленинградская обл., Всеволожский район, городской поселок им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3, зд. 592
Тел./факс: +7(812)329-11-65, e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru









РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ АЛИНА®

Защита от вирусов, бактерий и аллергенов

Reg.No. RU - 13CK03.00586
ISO 9001:2015

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

респираторы фильтрующие медицинского назначения АЛИНА®
ГОСТ 12.4.294-2015
ТУ 9398-011-45541035-2010

Респиратор АЛИНА® является фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания медицинского персонала и населения и представляет собой многоразовую фильтрующую неформовочную полумаску универсального размера с эластичными регулируемыми ремнями крепления, оснащенную клапаном выдоха или без него.

Область применения

Респираторы являются медицинскими изделиями для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), в т.ч. микробиологических.

Наименование	Класс защиты	Назначение
АЛИНА®-106	FFP1 R D	Противоаэрозольный респиратор без клапана выдоха. Для повседневного применения при работах с пылевыми умеренных уровней.
АЛИНА®-116	FFP1 R D	Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха. Для повседневного применения при работах с пылевыми умеренных уровней.
АЛИНА®-206	FFP2 R D	Противоаэрозольный респиратор без клапана выдоха. Для использования в случаях повышенной опасности при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с аэрозолеобразованием и нахождении в воздухе вирусов и бактерий.
АЛИНА®-216	FFP2 R D	Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с аэрозолеобразованием и нахождении в воздухе вирусов и бактерий.
АЛИНА®-316	FFP3 R D	Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха. Для использования при длительном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, чумной грипп и т.д.).

Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор,
- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала корпуса респиратора;
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

ВНИМАНИЕ!!!

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность защиты респиратора снижается.

Правила использования

Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть респиратор на наличие дефектов. Завести эластичные ремни крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть респиратор. Закрепить ремни крепления на голове, зафиксировав их на уровне теменной и затылочной части головы при помощи фиксатора. Обжать пластину носового зажима на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице для исключения подсоса воздуха по полосе обтекания (примечание).

Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий вдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение ремней крепления. Повторить проверку респиратора на плотность прилегания.

Респиратор подлежит замене после окончания срока службы, а также в случае его повреждения или сильного сопротивления дыханию.

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru