1. Общие сведения

Настоящая инструкция распространяется на салфетки медицинские (далее по тексту - салфетки), предназначенные для использования при проведении диагностико-лечебных и реабилитационных процедур в смотровых, диагностических, процедурных, других эпидемически значимых подразделениях, таких как отделения гемодиализа, станции переливания крови, при оказании стоматологической помощи и т.д., в учреждениях здравоохранения любой формы собственности; косметологических, массажных кабинетах, в ветеринарных клиниках, и т.д., с целью предотвращения и эффективной локализации загрязнений одежды, оборудования, кожи пациентов и персонала различными жидкостями (кровь, слюна и др.) и используемыми материалами.

В зависимости от условий применения изделия могут использоваться в стерильном или нестерильном виде:

- салфетка медицинская;
- салфетка медицинская (стерильная).

2. Характеристики

Салфетки состоят из слоев целлюлозной бумаги, обладающей сорбционными свойствами, и полиэтиленовой пленки, препятствующей проникновению загрязнений, жидкости под салфетку, на одежду, мебель, оборудование и т.д. Допускается другое количество слоев и порядок их соединения по согласованию с заказчиком.

Цвет: различный (белый, бирюзовый и др.)

Размер: по согласованию с заказчиком допускается изготовление салфеток различных размеров в пределах нормы (длина, мм – 100-1000; ширина, мм – 100-1000). Предельные отклонения по размерам не должны превышать ±5 %.

Размер салфетки указан в сертификате качества.

3. Способ применения

Вскрыть упаковку с салфетками (салфеткой), положить пленкой на защищаемую поверхность, объект, оборудование и т.д., при необходимости закрепить клипсой.

4. Меры предосторожности

1. Только для однократного применения, повторное использование не допускается.
2. Не использовать по истечении срока годности.
3. В случае повреждения упаковки салфеток медицинских (стерильных) допускается использование в качестве обычной салфетки.

Порядок сбора использованных изделий определяется требованиями законодательства Республики Беларусь и внутренними нормативными документами организации.

5. Условия хранения

Хранение салфеток должно осуществляться в упаковке изготовителя в крытых, проветриваемых помещениях, не допуская попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла при температуре от минус 20°С до плюс 40 °С.

Стерильные салфетки должны храниться отдельно от нестерильных. При выявлении нарушения упаковки стерильные изделия должны использоваться, как нестерильные.

Срок хранения изделий из нетканого материала - 5 лет с даты изготовления для нестерильных изделий и 2 года для стерильных изделий.

Рекламации на качество салфеток принимаются к рассмотрению до истечения срока годности только при правильном применении и соблюдении всех условий хранения. Рекламации направлять ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» (Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 11А, каб. Б-603).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru