УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Государственного предприятия «№ 4»
_____ И.Г.Одноблюдова
_____ 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ

РАЗРАБОТАНО
Ведущий инженер Государственного предприятия «№ 4»
_____ Е.Г.Тишкунец
13 . 04 . 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Вриод главного технолога
Государственного предприятия «№ 4»
_____ Т.Л.Серова
13 . 04 . 2020 г.
Начальник ОТК Государственного предприятия «№ 4»
_____ И.С. Дубина
13 . 04 . 2020 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению санитарно-гигиенических изделий для лечебно-профилактических учреждений.

ГЛАВА 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция распространяется на санитарно-гигиенические изделия для лечебно-профилактических учреждений и комплекты из них (далее по тексту – изделия), предназначенные для ношения в лечебно-профилактических учреждений медперсоналом и пациентами.

ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Санитарно-гигиенические изделия - это средства защиты персонала во время ухода за больными, обеспечивающие надлежащее обслуживание больных, предотвращающие осложнения в процессе лечения, а также создающие оптимальные условия при проведении различного рода медицинских и других услуг. Эти изделия обуславливают соблюдение санитарных правил в лечебно-профилактических учреждениях, помогают в проведении различных мероприятий, направленных на улучшение и оздоровление условий жизни и труда человека. Применение изделий в современных условиях позволяют рационально решать проблемы профилактики внутрибольничных инфекций (обеспечение безопасности пациентов), способствуют предупреждению профессиональных заражений медицинских работников (обеспечение безопасности медицинских работников

Переход на санитарно-гигиенические изделия одноразового использования, вместо многоразового, позволит повысить, эффективность затрат на здравоохранение. Кроме этого, применение изделий позволяет более рационально и экономично организовать работу соответствующих служб лечебного учреждения.

ГЛАВА 3 НАЗНАЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Санитарно-гигиенические изделия предназначены для ограничения передачи инфекционных агентов от персонала пациентам во время проведения медицинских процедур.

ГЛАВА 4 НОМЕНКЛАТУРА (АССОРТИМЕНТ) САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Номенклатура санитарно-гигиенических изделий включает широкий ассортимент продукции. При этом возможно использование как отдельных изделий (например, халат медицинского назначения, шапочка медицинского назначения), так и комплектов изделий, предназначенных для использования при выполнении конкретных медицинских процедур при оказании специализированной медицинской помощи.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Для изготовления санитарно-гигиенических изделий используется нетканый материал СпанБел различной плотности. Плотность изделий выбирается на усмотрение заказчика. При производстве СпанБела волокна формируют путем продавливания расплавленного полимера (полипропилена) через множество тонких капилляров фильеры. В дальнейшем волокна проходят стадии охлаждения, вытяжки и укладки. При укладке охлажденных нитей (волокон) получают холст, который скрепляют обычно термоскреплением на каландре, в связи, с чем этот процесс практически является способом формированием холста из нитей. Современные технологии позволяют производить СпанБел с толщиной волокна до 1,1 den, что почти в 50 раз тоньше человеческого волоса. Эти характеристики положительно влияют на тактильные ощущения при контакте с изделиями, изготовленными с применением данного материала. СпанБел обладает водоотталкивающими свойствами, отличается неприхотливостью в хранении. Из данного материала производят следующие изделия:

- Комбинезон медицинского назначения (одноразовый, нестерильный) мод.742-20 техническое условие BY 400051744.002-2020;
- Халат медицинского назначения (одноразовый, нестерильный) мод.743-20 техническое условие BY 400051744.002-2020;
- Шапочка медицинского назначения (одноразовая, нестерильная) мод.744-20 техническое условие BY 400051744.002-2020;

ГЛАВА 6 ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях, защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий в удаленном не менее чем на 1м от нагревательных приборов, при температуре от плюс 1° до плюс 45°, с относительной влажностью воздуха не более 80%.

После использования изделия собираются в специальную непромокаемую тару (пластиковые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления). Порядок сбора и дезинфекции использованных изделий определяется требованиями законодательства Республики Беларусь и внутренними нормативными документами организации.

Риск загрязнения, возникающий в результате контакта рук с использованной маской, является причиной обязательной утилизации маски после ее снятия. При дополнительной потребности в защите следует надеть новую маску. Контакт с использованной маской или надевания новой маски всегда должны сопровождаться процедурой дезинфекции рук в полном объеме, а использованная маска должна быть утилизирована после ее применения или между двумя процедурами.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Срок хранения изделий из нетканого материала – 2 года с даты изготовления.

ГЛАВА 7 МАРКИРОВКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Изделие имеет контрольную ленту с указанием размера и роста.

На контрольной ленте проставляют штамп с реквизитами «сорт» и «номер контролера ОТК».

Изделия упаковываются индивидуально, либо в комплекте с другими изделиями, вместе со знаком «Беречь от влаги» в полиэтиленовый пакет, маркируется упаковочным ярлыком, методом наклеивания (вложения) упаковочного ярлыка на (в) полиэтиленовый пакет.

Упаковочный ярлык содержит следующую информацию: наименование предприятия изготовителя, наименование изделия, модель, обозначение ТНПА на изделие, «Нестерильно», «Стерильно», размер, артикул изделия, наименование материала и состав, цвет материала, количество единиц в упаковке, дату изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru