пред. 26.02

Торгово-производственное частное унитарное предприятие «ВДЛ»
220073 г. Минск, ул. Кальварийская, 25, помещение 419
Тел./факс +375 17 355 11 10; 355 11 15
wdld@wdl.by, info@wdl.by
www.wdl.by

Р/с BY38TECN30120264700060000000
в ОАО «ТЕХНОБАНК»,
БИК:TECNBY22, 220002, г. Минск,
ул. Кропоткина,д.44
УНП 101532265 ОКПО 37522236

Исх. N 5/н
от 19.02.2020г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
(ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Наименование продукции: очки корригирующие СТБ ГОСТ Р 51193-99
Производитель: Торгово-производственное частное унитарное предприятие «ВДЛ»
Республика Беларусь, 220073, г.Минск, ул. Кальварийская, д. 25, пом 419. Тел./ факс: (017) 355-11-10(15)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
(ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ)

- Очки корригирующие предназначены для коррекции зрения.
- Очки не представляют опасности при правильном использовании.
- Снимайте и надевайте очки равномерно двумя руками.
- Сначала снимайте очки, а потом одежду.
- Снимайте очки перед сном.
- Правильно носите очки – оптический центр должен находиться на уровне зрачков.
- Очки следует хранить в футляре.
- Линзы очков следует протирать замшевой или другой мягкой салфеткой.
- Не допускается класть очки линзами на твердую поверхность.
- Не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия.
- Не допускается хранить очки вблизи нагревательных приборов.
- Избегать попадания на очки агрессивных химических веществ и соленой воды.
- Беречь очки от падения и деформации.
- Необходимо периодически проверять и подкручивать крепление винтов, удерживающих линзу.
- Ремонт очков производить в специализированных мастерских.
- Не допускается хранить и носить очки при высоких температурах.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Очки изготовлены по СТБ ГОСТ Р 51193-99.
- Изготовитель гарантирует надежность соединения линз с оправой в течение 6 месяцев со дня получения очков при соблюдении правил эксплуатации.
- Механические повреждения оправ или разбитые стекла, изношенные или утерянные их части (линзы, винты, гайки, носоупоры, заушники), а также поцарапанные или разбитые линзы не могут являться основанием для претензий изготовителю очков.

Директор Д.Л. Варданян

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru