Инструкция

многофункциональная смазка для стоматологических наконечников «ДС Ойл», форма выпуска спрей по ТУ 9391-005-59004022-2011

Регистрационное удостоверение: ООО «Эстэйд-Сервисгруп»
№ ФСР 2011/11525 от 26.12.2017 г. «22» апреля 2016г.
Срок действия не ограничен.

Описание: многофункциональная смазка для стоматологических наконечников «ДС Ойл», форма выпуска спрей. Синтетическое масло с максимальной степенью очистки. Смазка изготавливается в виде аэрозоля в металлическом баллоне.

Назначение: смазка универсальна для прямых и угловых стоматологических наконечников, головок, шарикоподшипниковых турбин и микромоторов электрических и воздушных, хирургического оборудования.
Спрей используется в медико-технической области в качестве смазочного материала для стоматологических наконечников и хирургического оборудования (например, катетеров). Служит для тщательной консервации и обработки хирургических инструментов, различных приспособлений и аппаратов, включая смазку шарниров и мест соединения. Кроме того, подходит для использования в качестве изоляционной поверхности при изготовлении различных моделей оборудования. Может быть использован в качестве изоляционного материала на пластике и гипсовых моделях. Используется с заполняющими материалами. Эпоксидная смола изолируется от восковых форм.

Область применения – общая медицина и стоматология.

Инструкция по применению: тщательно встряхнуть баллон перед применением. Вставить насадку-распылитель в соединительную часть наконечника и распылять спрей 1-2 секунды на инструмент. Обработка инструмента проводится после окончания работы с инструментом и перед стерилизацией. Тщательно удалить избыток смазки чистой салфеткой.

Условия хранения: хранить в упаковке производителя в диапазоне температур от 0ºС до +35ºС. Хранить вне зоны досягаемости детей. Хранить в дали от источников тепла, не курить. Предохранять от контакта с глазами.

Условия транспортирования в диапазоне температур от -20ºС до +35ºС.

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше 40ºС. Огнеопасно. Не бросать в огонь после использования. Не вдыхать содержимое. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении.

Утилизация: в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» по классу Г.

Не использовать при поврежденной упаковке.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Сделано в России.

Производитель: ООО «Эстэйд-Сервисгруп», Россия, 127254, Москва, Огородный проезд, д.5, стр.7, эт.2, оф.17. Место производства: Россия, 142103, Московская область, г.Подольск, ул. Бронницкая, д. 11.
Тел.: 8(495) 633-94-19, 8 (495) 792-90-20
Тел./факс:8(495) 633-94-19
info@dentalcombo.ru; www.dentalcombo.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru