ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Компания-производитель: MICERIUM S.p.A.- 16036 Avegno (Ge) Italy (Италия) – Via G. Marconi, 83 Tel (+39)01857887880 Fax (+39)01857887970 hfo@micerium.it; contabile@pec.micerium.it; www.micerium.com
Наименование продукта: Приспособления и принадлежности для стоматологии: кисти в исполнении: COSPEN11 кисть ENA C для работы с композитами COSPEN12 кисть ENA F для работы с композитами COSPEN13 кисть Ena M для работы с композитами
Описание: щетинные кисти трех разных форм кончиков щетины для нанесения и формирования композитного материала
Назначение: кисти с щетинным кончиком, используемые стоматологами и зубными техниками для нанесения и формирования композитного материала

Состав (основное сырье): кончик изготовлен из синтетической щетины. Ручка изготовлена из дерева с металлическим креплением.
Цвет: коричневые кончики / белая ручка
Запах: нет
Инструкции по использованию: COSPEN11 кисть ENA C для работы с композитами предназначена для нанесения композита на передние зубы. Может быть использована для снятия композита, особенно последнего слоя эмалевого тела. COSPEN12 кисть ENA F для работы с композитами предназначена для нанесения композита на задние зубы. COSPEN13 кисть Ena M для работы с композитами предлагается для нанесения пятен. - Кисти не прилипают к композиту. - Кисти не оставляют пористости/прозрачности.
Уход и обработка: кисти можно легко очистить: смойте излишки материала с инструмента. Раствор дезинфицирующего средства можно использовать в соответствии с инструкциями на этикетке. Очистите инструменты одноразовой салфеткой и дезинфицирующим раствором (как FD322 – DURR DENTAL) и оставьте их в антибактериальном дезинфицирующем растворе (таком как Peroxil или Vircon) на 10 минут. Продукт продается нестерильным. Кисти можно использовать и с другими материалами: акрилами, мономерами, герметиками, смазками, цианоакрилатами, сепараторами, гелями, глазурями, пятнами.
Предупреждения и безопасность: продукт не представляет опасности, если соблюдаются стандартные меры безопасности для стоматологических инструментов и для предотвращения общего заражения, а также при правильном использовании средств индивидуальной защиты.
Упаковка: доступны в отдельных упаковках и могут быть включены в составные комплекты
Срок годности: не имеет срока годности
Хранение: при комнатной температуре

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru