TempoSIL 2

Инструкция по применению RU

Описание
TempoSIL 2 представляет собой временный рентгеноконтрастный цемент, на основе А-силикона, выпускаемый в двух оттенках –дентин и белый.

Состав материала
Оксид цинка
Полидиметилсилоксан

Область применения
– Временная фиксация реставрационных конструкций
– Временная фиксация реставраций на абатментах имплантов
– Временное фиксация постоянных короноки мостовидных протезов
– Временное фиксация постоянных коронок и мостовидных протезов на абатментах имплантов

Рабочее время
Автосмешивание

Рабочее время	≤ 0:50 мин
Время отверждения	≥ 2:00 мин

Противопоказания
При применении в соответствии с инструкцией противопоказаний нет.

Побочные эффекты и взаимодействия
Поливинилсилоксаны обладают высокой степенью биологической совместимости; никаких опасных реакций и побочных эффектов у пациентов и медицинского персонала, работающих с этими материалами, не наблюдалось. Материал TempoSIL 2 предназначен для отверждения в полости рта.

Применение
1. Просушите поверхность зуба струей безмасляного воздуха. Не пересушивайте. Оптимальный результат достигается, когда подготовленная поверхность зуба выглядит чуть влажной (блестит).
2. Очистите и высушите внутреннюю поверхность цементируемой реставрации.
3. Снимите и выбросьте защитную крышку со шприца.
4. Выдавите небольшое количество материала из шприца на бумажное полотенце или ткань, чтобы убедиться, что база и активатор поступают равномерно. Это гарантирует правильное смешивание компонентов.
5. Во избежание загрязнение компонентов немедленно удалите излишки материала.
6. Наденьте смесительную насадку на шприц, совместив выступы насадки с пазами на шприце. Для фиксации насадки на шприцеповерните ее по часовой стрелке на 90 °.
7. TempoSIL 2 наносится непосредственно из шприца на цементируемую конструкцию. С небольшим давление позиционируйте ее и неподвижно удерживайте в течении 30 – 60 сек.
8. После отверждения удалите избыток материала (например, инструментом для удаления зубного камня).
9. После применения продезинфицируйте использованную смесительную насадку и шприц. Материал хранится с использованной смесительной насадкой в качестве крышки.

Смесительная насадка
Всегда храните шприц с TempoSIL 2 с надетой смесительной насадкой. Это обеспечивает герметичность шприца и исключает загрязнение. Снимите использованную смесительную насадку перед следующим применением материала. Выдавите материал из шприца, чтобы проверить, что материал поступает равномерно. Установите новую смесительную насадку.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Важно
Всегда работайте в перчатках. Кожные выделения, латексные перчатки и поверхности, загрязненные прикосновением таких перчаток, могут нарушать процесс полимеризации А-силиконов. При отсутствии безлатексных перчаток необходимо работать тщательно промытыми чистыми руками (мыть моющим средством 15 сек., промывать водой еще 15 сек.). Отверждению материала также могут препятствовать вещества, содержащие эвгенол, гемостатики и некоторые анестетики.
Высокие температуры ускоряют процесс отверждения, а низкие замедляют его.

Маркировка
Срок годности и номер LOT указаны на упаковке и на шприце.

Срок годности и хранение
Производитель рекомендует не применять TempoSIL 2 после истечения срока годности. Для сохранения рабочих качеств TempoSIL 2 в течение срока годности рекомендуется хранить материал при температуре 15 – 23 °C /59– 73 °F. Беречь от нагрева и солнечного света.

Предназначен для профессионального применения стоматологами и зубными техниками

Дата написания
02-2018

CE

Глоссарий

	Consult instructions for use	Обратитесь к инструкции по применению
	Keep away from sun light	Храните без прямого воздействия солнечных лучей
	Temperature limitation	Температурные условия хранения
CE	Notified body registration number	Регистрационный номер органа сертификации
	Identification for Russia	Знак регистрации в РФ
	Legal manufacturer	Место официального производства
	Expiry date	Срок годности

Уполномоченный представитель производителя Coltene/Whaledent AG
(в т.ч. на принятие претензий от потребителей) и эксклюзивный импортер
в Республике Беларусь:
ООО "Белэксподент", 220045, г. Минск, ул. Ежи Гедройца, 2-240
Тел.: +375 17 275 24 99, +375 44 792 24 99

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

COLTENE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru