Кондиционер Glyde File Prep в шприцах и унидозах

A0901 - A0902 - A0903 - A0905

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Посетите наш веб-сайт: www.dentsplymaillefer.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

0) СОСТАВ

Кондиционер для корневого канала Glyde содержит комбинацию этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и перекиси карбамида на водорастворимой основе.
ЭДТА способствует хелатированию солей кальция из кальцифицированных областей корневого канала для упрощения использования файлов.

1) ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Данный продукт должен использоваться только квалифицированным персоналом в больничных условиях.

Область применения:

Glyde - это изделие в форме геля, предназначенное для химической и механической очистки корневого канала во время эндодонтического лечения.

Glyde содержит комбинацию ЭДТА и перекиси карбамида, специально разработанную для очистки корневого канала при его препарировании. Основа из полиэтиленоксида играет роль смазки для облегчения процесса придания формы каналу с помощью вращающихся и ручных инструментов.

Glyde позволяет легко удалять живую и некротизированную ткань пульпы.

Glyde разработан для использования во время ирригации совместно с раствором гипохлорита натрия. При высвобождении кислорода из перекиси карбамида образуются пузырьки кислорода, что способствует легкому удалению тканей пульпы, стружки дентина и инородных веществ.

Glyde способствует отбеливанию зубов, если изменение цвета вызвано не витальными причинами.

Использование гипохлорита натрия совместно с Glyde способствует внутрекорневому отбеливанию зубов. Этот процесс усиливается при высвобождении кислорода из перекиси карбамида.

Кроме того, Glyde, очищая канал и способствуя открытию дентинных канальцев, подготавливает внутреннюю поверхность канала для проникновения других медикаментов, используемых при эндодонтическом лечении.

2) ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте Glyde за пределами корневого канала или на мягких тканях.
При контакте с кожей немедленно промойте ее водой с мылом, при попадании в глаза необходимо промыть их.

3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не вводите материал в канал под давлением
2. Перекись карбамида и ЭДТА не должны попадать на ткани за пределами корневого канала, например, на слизистую оболочку кожи. При контакте с кожей немедленно промойте ее водой с мылом.
3. Кондиционер для канала Glyde™ легко выдавливается. НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНУЮ СИЛУ.
4. Унидоза или канюля шприца рассчитана на лечение одного случая (зуба) с множеством каналов. Используйте унидозу или канюлю шприца Glyde для одного пациента.
5. Не принимать внутрь.

4) ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вязкость Glyde зависит от условий хранения. Если необходимо достичь большей вязкости или более плотной консистенции, храните препарат в холодильнике.

В случае проглатывания, контакта с глазами или кожей немедленно проконсультируйтесь с врачом. При использовании данного продукта рекомендуется использовать защитную одежду.

5) ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

- Раздражение глаз (R36) – раздражение кожи (R38)
- Испарения могут вызывать сонливость и головокружение (R67)

6) ПОЭТАПНАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Откройте полость коронки обычным способом для получения адекватного доступа к корневому каналу или каналам.
2. Удалите ткани пульпы и промойте канал с помощью раствора гипохлорита натрия.
3. Выдавите Glyde напрямую из аппликатора (или из шприца с установленной канюлей Glyde) в отверстие корневого канала и вокруг него

   ИЛИ

   Выдавите Glyde напрямую из аппликатора (или из шприца с установленной канюлей Glyde) в стоматологический стаканчик и перенесите в канал с помощью небольшого ручного файла.
4. Гипохлорит натрия вступит в реакцию с Glyde и начнет пениться или пузыриться. ПОЖАЛУЙСТА, ИМЕЙТЕ ВВИДУ ДАННУЮ РЕАКЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПУЗЫРЕЙ.
5. Используя небольшой ручной файл, изучите канал, смешивая гипохлорит натрия и Glyde.
6. Аккуратно промывайте канал и удаляйте остатки с помощью гипохлорита натрия.
7. С помощью вращения нанесите Glyde на первый файл и используйте его для достижения нужной глубины. В это время Glyde™ будет играть роль смазки при обработке канала вращательным инструментом.
8. Повторите пункт 7 для каждого пункта последовательности техники «crown-down» до тех пор, пока канал не будет очищен и не приобретет нужную форму. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: необходимо промывать канал и удалять из него остатки Glyde и дентинную стружку с помощью гипохлорита после каждых двух файлов в последовательности файлов.
9. После завершения формирования канала, тщательно промойте и удалите содержимое канала с использованием H2O для удаления промывочных растворов. Просушите и обтюрируйте канал.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Glyde необходимо хранить при температуре от 2 до 26 °C. Не подвергайте Glyde воздействию температур выше 50 °C.

Символ	Значение
	Срок годности
	Производитель
	Осторожно: см. инструкцию по применению.
	Для одноразового использования
	Открытая упаковка возврату не подлежит
LOT	Номер партии
SSt	Нержавеющая сталь
GEL	Гель
	Беречь от воздействия солнечных лучей и тепла
Xi	Раздражитель
	Верхнее и нижнее предельные значения температуры при использовании, хранении и транспортировке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Maillefer Instruments Holding Sarl
Chemin du Verger 3
CH-1338 Ballaigues
Швейцария

CE
0086

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

120