ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения:

Кружка Эсмарха

1. Назначение

Кружка Эсмарха предназначена для ирригации кишечника.

2. Основные технические характеристики

- Объем, мл: 1750
- Цена деления, мл: 250
- Длина приводной трубки, см: 105

3. Противопоказания к применению

С осторожностью проводите любые процедуры очищения кишечника у пациентов с тяжелыми формами заболеваний кишечника.

4. Подготовка к работе

1. Наденьте перчатки.
2. Визуальным осмотром определите целостность изделия. В случае повреждения использование изделия запрещается. Изделие подлежит уничтожению.
3. При необходимости – доведите до пациента информацию о сути и задачах процедуры.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Убедитесь, что зажим изделия переведен в «тугое» положение.
2. Подвесьте изделие на штатив
3. Наполните кружку заранее приготовленным раствором для промывания кишечника.
4. Удерживая трубку около ректального наконечника и направив наконечник наверх и в сторону, приоткройте регулируемый зажим на трубке и выпустите воздух из трубки до полного заполнения ректального наконечника раствором.
5. Осторожно введите наконечник кружки Эсмарха в прямую кишку.
6. Откройте регулируемый зажим на трубке полностью. Если скорость жидкости будет слишком высокая и некомфортная для пациента, отрегулируйте поток с помощью зажима на трубке.
7. Следите по шкале на Кружке Эсмарха за расходом раствора.
6. Когда в организм пациента поступит необходимое для промывания количество жидкости, полностью перекройте регулируемый зажим на трубке.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. По окончании процедуры извлеките ректальный наконечник из прямой кишки пациента.
8. После использования изделие утилизируйте в соответствии с правилами, принятыми в вашем ЛПУ. Вторичное использование изделия запрещается.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Защищайте продукцию от влаги и чрезмерного нагрева.
Не допускайте длительного воздействия ультрафиолета и флуоресцентного света.
Обеспечьте условия хранения, исключающие повреждение изделия.
Срок хранения изделия 5 лет.

Генеральный директор_____Шор О.А.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru