АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

ВОСК БАЗИСНЫЙ-02

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск базисный-02 применяется в ортопедической стоматологии для моделирования базисов съемных зубных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, а также индивидуальных ложек и ложек-базисов.

2. Свойства

Воск базисный-02 при разогреве обладает высокой пластичностью и легко формуется. Воск хорошо обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, удаляется кипящей водой из гипсовых форм полностью, без остатка. Температура плавления воска (55±3) °С.

3. Способ применения

Для изготовления базиса пластинку воска обрезают шпателем приблизительно по форме модели и, размягчив воск, равномерно разогревая его над пламенем горелки или в теплой (45-50) °С воде, укладывают на модель и формуют базис, прижимая воск к модели пальцами рук, избегая при этом лишних усилий, чтобы не истончить местами восковую пластинку. Валики изготавливают из разогретой восковой пластинки, свернутой в несколько слоев. Валик скрепляют с базисом расплавленным на шпателе воском.
Дальнейшее изготовление базиса съемного протеза происходит по общепринятым в стоматологии методам.

4. Комплектность

Комплект Воска базисного-02 содержит:
- пластины воска – 500 г;
- инструкцию по применению – 1 шт.

Допускается выпуск изделия в другом количестве и другой комплектности.

5. Условия хранения

Воск базисный-02 должен храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от открытых источников огня и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Гарантийный срок хранения 2 года.

6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:


— «ознакомление с инструкцией по применению»;


— «дата изготовления»;



— «номер партии»;


— «изготовитель»;


— «использовать до»;


— «температурное ограничение» (при хранении).



Дата последнего пересмотра: 12.05.2017 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru