АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

Воск липкий для зуботехнических работ

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск липкий применяется в стоматологической практике для склеивания частей металлических зубных протезов при подготовке их к паянию.

2. Свойства

Воск обладает хорошей адгезией к металлу и необходимой прочностью, а также имеет удобную для применения форму (цилиндрические палочки). Температура каплепадения воска не менее 65 °С, зольность не более 0,1 %.

3. Способ применения

Разогретым зуботехническим шпателем от палочки липкого воска отрезается необходимое количество материала и нагревается на шпателе над пламенем горелки до полного расплавления. Расплавленная масса со шпателя быстро заливается в места соединения частей металлической конструкции протеза. После затвердевания воска склеенные металлические части протеза формуются в огнеупорную массу. Последующие этапы изготовления протезов являются общепринятыми.

4. Комплектность

Комплект содержит:
- палочки воска – 10 шт.;
- инструкцию по применению – 1 шт.

Масса нетто комплекта 50 г.

5. Условия хранения

Воск липкий для зуботехнических работ хранят в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от + 5 °С до + 25 °С.
Гарантийный срок хранения 2 года.

6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:

 — «ознакомление с инструкцией по применению»;

 — «дата изготовления»;



— «номер партии»;

 — «изготовитель»;

 — «использовать до»;

 — «температурное ограничение» (при хранении).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru