АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

ВОСК ЛИТЬЕВОЙ ВОСКОЛИТ

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск литьевой Восколит применяется в ортопедической стоматологии для создания литниково-питающей системы при отливке металлических деталей зубных протезов.

Воск Восколит выпускается двух наименований:

Воск Восколит-1 (цилиндрические палочки зеленого цвета) – применяется при отливке каркасов бюгельных протезов непосредственно на огнеупорной модели;

Воск Восколит-2 (нити или цилиндрические палочки розового цвета) – применяется при отливке металлических элементов вне модели.

2. Свойства

Штифты воска Восколит-1 в интервале температур 20-30 °С гибкие и могут быть подведены к участку модели под любым углом без подогрева. Воск Восколит-2 – твердый. Воск Восколит легко соединяется с восковыми моделями, образуя прочный спай, не вступает в реакцию с соединительными и огнеупорными массами, выплавляется и сгорает без остатка.

Основные размеры палочек:

Номер палочки	Длина, мм	Диаметр, мм
№ 1	120	2,0
№ 2	120	3,0
№ 3	120	4,5
№ 4	75	9,0

Основные размеры нитей воска Восколит-2:

Номер нити	Диаметр, мм
№ 1	2,0
№ 2	3,0
№ 3	4,5

3. Способ применения

Построение литниково-питающей системы осуществляют по общепринятым в литейной практике методам. Штифты соединяют с восковыми моделями слабо разогретым шпателем, расплавляя воск штифта. Для депо металла так называемые «муфты» наносятся на литники путем постепенного наслоения каплями воска, расплавленного на шпателе. Из огнеупорной формы выплавка воска проводится в муфельных печах при постепенном повышении температуры в течение часа от 60 °С до 200 °С.

Примечание: Не следует выплавлять воск Восколит на открытом пламени.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Комплектность

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

Комплект воска Восколит содержит:

- палочки: № 1, № 3 – по 10 шт.,

№ 2 – 30 шт.,

№ 4 – 26 шт;

- инструкцию по применению – 1 шт.

или

- нити: № 1 или № 2 или № 3 – 1 катушка;

- инструкцию по применению – 1 шт.

Масса нетто комплекта 150 г.

Допускается выпуск воска Восколит в другом количестве и другой комплектности.

5. Условия хранения

Воск Восколит должен храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от открытых источников огня и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения 4 года.

6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:

 — «ознакомление с инструкцией по применению»;

 — «дата изготовления»;



— «номер партии»;

 — «изготовитель»;

 — «использовать до»;

 — «температурное ограничение» (при хранении).

Дата последнего пересмотра: 12.05.2017 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru