АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

ВОСК МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск применяется в ортопедической стоматологии для моделирования коронок, фасеток, штифтовых зубов, промежуточных звеньев мостовидных протезов и других элементов несъемного протеза.

2. Свойства

Воск моделировочный для мостовидных протезов представляет собой композицию на основе парафина, восков и натуральной смолы. Воск моделировочный – палочки синего цвета в форме прямоугольного параллелепипеда, размером 40×10×10 мм.

Воск дает незначительную тепловую усадку и не изменяет свои свойства при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность его не превышает 0,1 %. Воск легко поддается моделированию штихелями, скальпелями и другими зуботехническими инструментами, дает сухую невязку стружку.

3. Способ применения

Воск слегка размягчают над пламенем горелки, не допуская оплавления и растекания. Воск можно размягчать под лампой накаливания или поместив на водяную баню с температурой воды 45-50 °С на 3-5 мин. Размягченный восковой валик устанавливают на гипсовой модели в месте дефекта зубного ряда и припасовывают его к зубам, ограничивающим место дефекта. На размягченном валике получают отпечатки режущих краев или жевательной поверхности зубов. При изготовлении фасеток и других деталей моделирование проводят по общепринятым в стоматологической практике методам.

4. Комплектность

Комплект воска моделировочного содержит:

- палочки воска – 20 шт.;
- инструкцию по применению – 1 шт.

Масса нетто комплекта 55 г.

Допускается выпуск воска моделировочного в другом количестве и другой комплектности.

УКРАЇНА * ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО * МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1 *
ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
підпис

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ ПРИМІРНИК

5. Условия хранения

Воск моделировочный должен храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от открытых источников огня и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения 4 года.

6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:

 — «ознакомление с инструкцией по применению»;

 — «дата изготовления»;



— «номер партии»;

 — «изготовитель»;

 — «использовать до»;

 — «температурное ограничение» (при хранении).

Дата последнего пересмотра: 12.05.2017 г.

УКРАЇНА ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМА» №004881318
ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
підпис

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru