АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

Воск профильный для бюгельного протезирования ВОСКОЛИТ-03

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск профильный для бюгельного протезирования Восколит-03 представляет собой набор различных по конфигурации в сечении палочек воска и предназначен для моделирования каркасов бюгельных протезов.

2. Свойства

Восковые профили обладают гибкостью и под действием температуры пальцев рук легко поддаются моделированию. Собранный каркас снимается с модели без деформации. Зольность воска не более 0,1 %.

3. Способ применения

На гипсовой модели карандашом размечают границы подготовленного бюгельного протеза с пластмассовым основанием, соединенным бюгельной дугой верхнего или нижнего протеза и кламмерными креплениями. Размеры восковых профилей для дуг и кламмеров бюгельных протезов определяются врачом-протезистом при выборе конструкции протеза. Все детали разметки переносят на модель в истинном сечении для того, чтобы потом изолировать тонким слоем бюгельного воска места, где будет базис из пластмасс. Предварительно моделируют опорные или многозвенные кламмеры, выкраивают на каждый зуб восковые сегментики, к дуге приклеивают петли, на нижнем бюгеле – седло, на верхнем бюгеле для удержания пластмассы приклеивают сетку. Все детали из восковых профилей соединяют горячим шпателем.

Комплект воска Восколит-03 представляет собой набор палочек воска различного профиля.

Палочки № 1 и № 2 – круги с диаметром «d» и длиной «l».

Палочки № 3 ÷ № 8 – сегменты с основанием «a», высотой «h» и длиной «l».

Размеры профилей палочек:

№ профиля палочки	Диаметр (d), мм	Основание (a), мм	Высота (h), мм	Длина (l), мм	Предназначение
1	1,0	-	-	150	Для моделирования механической фиксации пластмассы (фасеток) комбинированного мостовидного протеза
2	1,5	-	-	150	Для моделирования литникового дерева
3	-	1,5	1,0	150	Для моделирования кламмеров
4	-	2,5	1,0	150	
5	-	3,0	1,8	150	
6	-	4,0	1,5	150	Для нижней бюгельной дуги
7	-	5,0	1,5	150	
8	-	6,0	1,5	150	Для верхней бюгельной дуги

ЗГІДНО ОРИГІНАЛУ
ПІДПИС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

4. Комплектность

Комплект воска Восколит-03 содержит:

- палочки № 1, № 2, № 7 – по 10 шт; № 3, № 4, № 5, № 6, № 8 – по 20 шт.
- инструкцию по применению.

Масса нетто комплекта 65 г.

Допускаются следующие варианты комплектности:

Вариант 1:

- палочки № 1, № 2 – по 10 шт; № 3, № 4 – по 20 шт;
- инструкция по применению.

Масса нетто комплекта 13 г.

Вариант 2:

- палочки № 7 – 10 шт; № 5, № 6, № 8 – по 20 шт;
- инструкция по применению.

Масса нетто комплекта 52 г.

Примечание:

Количество палочек в комплектах может корректироваться таким образом, чтобы масса нетто оставалась неизменной.

5. Условия хранения

Хранить воск Восколит-03 необходимо в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5 °С до +25 °С.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:

 — «ознакомление с инструкцией по применению»;

 — «дата изготовления»;



— «номер партии»;

 — «изготовитель»;

 — «использовать до»;

 — «температурное ограничение» (при хранении).

УКРАЇНА
№ 00481318 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМА» м. ХАРКІВ
ВІДПОВІДНО ОРИГІНАЛУ
ПІДПИС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru