ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
ГУБКА КОЛЛАГЕНОВАЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩАЯ
«ГЕМОСТАЗ»

Назначение:
Губка коллагеновая кровоостанавливающая «Гемостаз» предназначена для применения в качестве раневого покрытия в хирургии, травматологии, дерматологии и стоматологии или в домашних условиях в качестве местного гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях, для тампонады синусов твердой мозговой оболочки, для остановки кровотечения из костномозгового канала, для остановки альвеолярного кровотечения после удаления зуба, для заполнения дефектов паренхиматозных органов.

Состав
Коллагена раствор, аминокапроновая кислота, арговит, борная кислота

Основные технические характеристики:
Губка коллагеновая кровоостанавливающая «Гемостаз» представляет собой стерильные прямоугольные пластины губчатой структуры, различных типоразмеров в мм: 10,0 х 10,0 х 8,0 (10,0 х 20,0 х 8,0), (50,0 х 50,0 х 8,0), (53,0 х 53,0 х 8,0), (50,0 х 100,0 х 8,0), (97,0 х 97,0 х 8,0), (100,0 х 100,0 х 8,0), (100,0 х 200,0 х 8,0) желтого или кремового цвета, изготовленных методом сублимации из смеси растворов природного биополимера коллагена, аминокапроновой кислоты, арговита, борной кислоты.
Губка выпускается стерильной и предназначена для одноразового использования.

Противопоказания к применению:
Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.

Подготовка к работе изделия:
Местно. Губку вскрывают непосредственно перед применением, соблюдая правила асептики.
На предварительно подготовленную раневую поверхность накладывают губку и прижимают в течение 2-3 минут или плотно тампонируют кровоточащую полость. После пропитывания кровью губка плотно прилегает к кровоточащей поверхности.
После остановки кровотечения губку не удаляют, так как впоследствии она полностью рассасывается.

Порядок работы изделия:
Губка коллагеновая кровоостанавливающая «Гемостаз» оказывает гемостатическое и противомикробное действие, стимулирует регенерацию и эпителизацию тканей.
Препятствует распространению инфекции и предупреждает образование рубцов.

Правила хранения и использования:
В сухом, защищенном от света месте, при температуре от +4°С до +25°С.
Срок годности – 3 года со дня изготовления.

Утилизация:
Губка коллагеновая кровоостанавливающая «Гемостаз», подлежащая утилизации, или ее части утилизируются, как медицинские отходы в соответствии с классификатором Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, поскольку в процессе

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

эксплуатации контактирует и загрязняется биологическими жидкостями и выделениями тканей организма (кровь и/или другие биологические жидкости).
Упаковочные материалы, пачка из картона подлежат утилизации как отходы четвертого класса опасности и в соответствии с классификатором Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Губка коллагеновая кровоостанавливающая «Гемостаз» подлежит утилизации в случае нарушения целостности потребительской упаковки, либо в случае окончания срока годности в стерильной упаковке.

ТУ 9393-004-13380984-2009

Производитель:
ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, 151
по заказу
ООО «ДИАМЕД-фарма», Россия 141069, Московская обл., г. Королев, м-н Первомайский, ул. Советская, д. 31
Организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь:
ООО Энергофарм, Республика Беларусь 210001, г. Витебск, ул. Ленинградская, 17, к. 301, 302, тел. 8-0212-568010

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru