АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

Пластмасса самотвердеющая Протакрил-М

Инструкция по применению

1. Назначение

Протакрил-М применяется в ортопедической стоматологии для починки и реставрации съемных пластиночных зубных протезов, а также для изготовления челюстно-лицевых, ортодонтических аппаратов и съемных шин-протезов при заболеваниях пародонта.

2. Свойства

Протакрил-М представляет собой композицию акриловой группы, холодного отверждения, типа порошок-жидкость. Введение в состав пластмассы сшивающего агента способствует повышению физико-механических свойств и долговечности изделия. Пластмасса Протакрил-М технологична в работе, изделия из нее хорошо обрабатываются и по цвету имитируют ткани полости рта.

3. Способ применения

Изготовление зубных протезов:

3.1 Изготовление гипсовой формы

Гипсовую форму изготавливают по общепринятой методике и изолируют лаком разделительным Изокол-69.

3.2 Приготовление формовочной массы

Порошок и жидкость тщательно смешивают в соотношении 2:1 в фарфоровой или стеклянной посуде. Посуду с массой накрывают крышкой и оставляют для набухания. Во время набухания массу 1-2 раза перемешивают металлическим шпателем. Массу считают готовой к формованию, когда она теряет липкость и не пристает к стенкам посуды и рукам.

3.3 Полимеризация пластмассы

Полимеризацию пластмассы Протакрил-М можно осуществлять двумя способами:

Первый способ. Кювету с гипсом перед паковкой формовочной массы нагревают в сушильном шкафу до температуры (34-40) °С, а затем заполняют массой с избытком и накрывают контрформой для прессования. Прессование осуществляют медленно, чтобы масса заполнила всю полость гипсовой формы. Кювету после закрытия выдерживают под прессом в течение 30-40 мин до полной полимеризации.

Второй способ. Полимеризацию осуществляют в полимеризаторе под давлением воздуха 3 атм. и при температуре (40-45) °С в течение 25-30 мин.

3.4 Обработка протеза

Обработку и полировку протеза осуществляют по общепринятой методике. Хранение и использование обычное. Изготовление ортодонтических, ортопедических аппаратов и починка протеза происходит по вышеописанным методикам.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

4. Комплектность

Комплект пластмассы Протакрил-М содержит:

- порошок – 1 пакет/контейнер 160 г;
- жидкость – 1 флакон 100 г;
- лак разделительный Изокол-69 – 1 флакон 50 г;
- инструкцию по применению – 1 шт.

Допускается выпуск пластмассы Протакрил-М в другом количестве и другой комплектности, а также в виде отдельных изделий (компонентов).

Осторожно! В комплекте пластмассы Протакрил-М содержится огнеопасная жидкость!

5. Условия хранения

Пластмасса Протакрил-М должна храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от открытых источников огня и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения 2 года.

6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:

 — «ознакомление с инструкцией по применению»;

 — «дата изготовления»;



— «номер партии»;

 — «изготовитель»;

 — «использовать до»;

 — «температурное ограничение» (при хранении).

Дата последнего пересмотра: 12.05.2017 г.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru