АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

# ПЛАСТМАССА ДЛЯ БАЗИСОВ ПРОТЕЗОВ ЭТАКРИЛ-02

## Инструкция по применению

### 1. Назначение

Пластмасса Этакрил-02 применяется в ортопедической стоматологии для изготовления базисов съемных зубных протезов.

### 2. Свойства

Этакрил-02 представляет собой акриловую пластмассу горячего отверждения, типа порошок-жидкость. Пластмасса Этакрил-02 характеризуется высокими технологическими свойствами, повышенной прочностью; обладает пролонгированной жизнеспособностью формовочной массы в пластичном состоянии; обеспечивает высокую косметичность протеза за счет полупрозрачности и введения в состав материала синтетических «прожилок», имитирующих сосудистый рисунок мягких тканей полости рта.

### 3. Способ применения

*3.1 Изготовление гипсовой формы в кювете*

Гипсование осуществляют по общепринятой методике. После удаления воска гипсовую форму обрабатывают разделительным лаком Изокол-69. Лак Изокол-69 наносят мягкой кисточкой, не задевая пластмассовые зубы.

*3.2 Приготовление формовочной массы и паковка*

Порошок и жидкость смешивают в массовом соотношении 2:1 соответственно в фарфоровой или стеклянной посуде. Посуду с массой закрывают и оставляют для набухания на 15-30 мин (в зависимости от температуры окружающей среды). В процессе набухания массу несколько раз перемешивают шпателем. Массу считают готовой к формованию, когда она теряет липкость и не пристает к рукам и стенкам посуды.

Осуществляют паковку массы в кювету. После полного закрытия кюветы ее выдерживают под холодным прессом в течение 10-15 мин, а затем зажимают в бюгель и подвергают термической обработке (полимеризации).

*3.3 Полимеризация*

Полимеризацию материала проводят на водяной бане или в термошкафу при соблюдении следующего режима: повышают температуру воды в бане или термошкафу до 45-50 °С в течение 15-20 мин; затем постепенно в течение 35-40 мин доводят температуру при полимеризации на водяной бане до кипения воды или при полимеризации в термошкафу до 110-115 °С; выдерживают при этой температуре около 30 мин. Охлаждение кюветы самопроизвольное.

**Важно!** Извлекать из кюветы только полностью охлажденный протез.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

*3.4 Обработка протеза*

Обработку и полировку протеза осуществляют по общепринятой методике.

**4. Комплектность**

Комплект пластмассы Этакрил-02 содержит:

- порошок – 1 пакет/контейнер 300 г или 2 пакета/контейнера по 150 г;
- жидкость – 1 флакон 150 г или 2 флакона 100 г и 50 г;
- инструкцию по применению – 1 шт.

или

- порошок – 1 пакет/контейнер – 200 г;
- жидкость – 1 флакон 100 г;
- инструкцию по применению – 1 шт.

Допускается выпуск пластмассы Этакрил-02 в другом количестве и другой комплектности, а также в виде отдельных изделий (компонентов).

**Осторожно! В комплекте пластмассы Этакрил-02 содержится легковоспламеняющаяся жидкость!**

**5. Условия хранения**

Пластмасса Этакрил-02 должна храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от открытых источников огня и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения 3 года.

**6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:**

 — «ознакомление с инструкцией по применению»;

 — «дата изготовления»;



— «номер партии»;

 — «изготовитель»;

 — «использовать до»;

 — «температурное ограничение» (при хранении).




**Дата последнего пересмотра:** 12.05.2017 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru