АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

Лак разделительный ИЗОКОЛ-69

Инструкция по применению

1. Назначение

Лак Изокол-69 применяется в стоматологической практике (ортопедическая стоматология) для изоляции поверхности гипсовых форм с целью предотвращения сращивания гипса с акриловыми пластмассами.

2. Свойства

Лак Изокол-69 представляет собой коллоидный раствор альгината натрия и обладает высокими изолирующими свойствами.

3. Способ применения

Покрытие гипсовой формы лаком Изокол-69 проводят после того, как с поверхности гипса удален воск и модель (форма) хорошо обезжирена кипячением в воде. Модель постепенно охлаждают. Необходимое количество лака Изокол-69 наливают из флакона в небольшой сосуд и плоской кисточкой равномерно наносят его на еще теплую (температура 40 °С) и влажную поверхность модели (формы). Если после нанесения первого слоя пленка не образуется, это означает, что модель недостаточно обезжирена. В этом случае необходимо провести повторное обезжиривание.

Внимание!

1. Неиспользованный лак Изокол-69 нельзя сливать назад во флакон – это приводит к порче всего лака.
2. Нельзя опускать кисточку во флакон с лаком Изокол-69.

4. Комплектность

Комплект лака разделительного Изокол-69 содержит:
- флакон с жидкостью (50 г, 100 г или 150 г);
- инструкцию по применению.

Допускается отпуск лака Изокол-69 в другом количестве и другой комплектности.

5. Условия хранения

Лак Изокол-69 должен храниться в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре не выше 25 °С.

Гарантийный срок хранения – 2 года.

6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:


— «ознакомление с инструкцией по применению»;


— «дата изготовления»;



— «номер партии»;


— «изготовитель»;


— «использовать до»;


— «температурное ограничение» (при хранении).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru