ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор стоматологический для полирования и
препарирования зубов
методом абразивной струи
«ФЛОУ-КЛИНЗ»
для профилактической обработки зубов

ТУ 9391-011-67200978-2011

РУ № ФСР 2012/13178 от 29.09.2016 г.

ПОКАЗАНИЯ

Порошок № 1 Флоу-Клинз®-ПРОФИ предназначен для удаления налета и мягких отложений с наддесневой поверхности зубов, с оголенного корня; очистки фиссур перед герметизацией; удаления пигментаций, налета курильщика и щадящего отбеливания эмали, не приводящих к гиперестезии зубов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость. С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на пищевые ароматизаторы.

Не использовать не по назначению.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Порошок № 1 Флоу-Клинз®-ПРОФИ применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-водно-абразивной струей (Air-Flow). Порошок эффективно очищает твердые ткани, отбеливает и придает зубам здоровый блеск. В качестве абразивного компонента используется смесь карбоната и фосфата кальция с бикарбонатом натрия размером частиц 50-70 мкм, что позволяет провести щадящую чистку эмали. В составе содержится антислеживатель. Порошок выпускается с различными вкусами (мята, вишня, смородина, цитрус, мультифрукт) и нейтральный (без ароматизаторов).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок № 1 Флоу-Клинз®-ПРОФИ применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам импортного и отечественного производства.

Перед применением порошков необходимо врачу и пациенту защитить от пыли глаза очками и волосы одноразовой шапочкой, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, поместить слюноотсос в угол рта пациента, использовать «пылесос».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.

Не направляя струю порошка в одну точку, а распыляя круговыми движениями, следует обрабатывать каждую поверхность зуба не более 4 секунд.

Избегать попадания влаги в порошок!

По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка! Не оставлять порошок в резервуаре!

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок № 1 (банка)	250 г
Инструкция по применению	1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Срок годности – 3 года от даты изготовления.

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ (для безопасных отходов класса А).

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «ТехноДент»

308570, Россия, Белгородская обл., Белгородский р-н,

п. Северный, ул. Березовая, д. 1/6

Тел/факс 8 800 350-09-73

E-mail: info@tehnodent.org

www.tehnodent.org

1.011.002-01_RU_002 Дата последней редакции: 2019-09

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор стоматологический для полирования и препарирования зубов методом абразивной струи «ФЛОУ-КЛИНЗ»
ТУ 9391-011-67200978-2011
РУ № ФСР 2012/13178 от 29.09.2016 г.

Набор **Флоу-Клинз®** выпускается в виде порошков двух типов:
- порошок № 1 (ПРОФИ) для профилактической обработки зубов;
- порошок № 2 (КОРУНД) для препарирования полостей;
и в виде суспензии для обработки твердых тканей зубов.
Порошки и суспензия **Флоу-Клинз®** выпускаются отдельно.

ПОКАЗАНИЯ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях ЛПУ.
Порошок № 2 Флоу-Клинз®-КОРУНД предназначен для удаления твердых зубных отложений; инвазивного препарирования и обработки кариозных полостей; подготовки зубов, пораженных поверхностным кариесом, к реставрации, а также для обработки препарированной под коронку культи и внутренней поверхности коронки с целью создания шероховатей для усиления адгезии фиксирующего цемента.
Суспензия Флоу-Клинз® предназначена для удаления зубного налета, поддесневого камня без повреждения твердых тканей и с одновременной полировкой зубных поверхностей, для удаления зубного налета под ортодонтическими конструкциями, из зубодесневого кармана с целью снижения содержания бактерий и уменьшения глубины пародонтального кармана, а также для профилактической обработки имплантов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.
С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на пищевые добавки.
Не использовать не по назначению.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Порошок № 2 Флоу-Клинз®-КОРУНД содержит в качестве активного абразива оксид алюминия (корунд) с фракцией 25-30 мкм. Твердость и размер частиц абразива позволяют эффективно удалять твердые зубные отложения и безболезненно препарировать ткани зуба, пораженные поверхностным кариесом. После воздействия абразивной струи поверхность становится шероховатой, поэтому нет необходимости в травлении с применением кислот перед реставрацией.
При обработке культи и внутренней поверхности коронки образуются многочисленные точки ретенции (шероховатости), что способствует увеличению адгезии фиксирующего цемента.
Суспензия Флоу-Клинз® содержит кальция фосфат (3-5 мкм) и водорастворимый наполнитель, антисептические и вкусовые добавки. С помощью ультразвукового воздействия (типа системы Vector) частицы суспензии безболезненно очищают твердые ткани зуба в труднодоступных зонах.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Применение суспензии позволяет значительно снизить содержание эндотоксинов без повреждения природных твердых тканей зубов, безболезненно и менее травматично провести кюретаж, а также терапию и профилактику для пациентов с имплантами.
Материалы изготовлены для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32 °С до 42 °С (в условиях полости рта при температуре (37±1) °С и влажности 60-90 %).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошки Флоу-Клинз® используют согласно инструкциям к воздушно-пескоструйным аппаратам или наконечникам отечественного и импортного производства.
Перед применением порошков необходимо врачу и пациенту защитить от пыли глаза и волосы, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, поместить слюноотсос в угол рта пациента.
Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.
Порошок № 2 Флоу-Клинз®-КОРУНД применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа **с наконечником для препарирования зубов**.
По окончанию работы необходимо очистить наконечник от порошка!
Не оставлять порошок в резервуаре! Флаконы с порошками следует плотно закрывать после каждого применения.
Суспензию Флоу-Клинз® применяют согласно инструкциям к аппаратам типа ультразвуковой системы Vector.
Внимание! Перед применением флакон с суспензией следует тщательно встряхнуть.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок № 2 Флоу-Клинз®-КОРУНД (флакон) 220 г	
Суспензия (флакон)	100 мл
Инструкция по применению	1 шт.

Порошок и суспензия выпускаются отдельно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.
Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.
Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.
Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.
После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.
Срок годности – 3 года от даты изготовления.
Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для безопасных медицинских отходов класса А.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «ТехноДент»
308570, Россия, Белгородская обл., Белгородский р-н,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

п. Северный, ул. Березовая, д. 1/6
Тел. 8 800 350-09-73
E-mail: info@tehnodent.org
www.tehnodent.org

1.011.002-02_RU_002 Дата последней редакции: 2019-09

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru