УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Торгово-производственная компания ПИНСК-ИСКОЖ»
Г.М.Кобук
«25» 05 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЕНКИ МЕДИЦИНСКОЙ

Для того, чтобы клеенка служила дольше, рекомендуем:
- клеенку медицинскую использовать по назначению (для санитарно - гигиенических целей);
- производить чистку клеенки путем протирания мягкой тканью, смоченной дезинфицирующими растворами, разрешенными Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
- клеенку медицинскую, транспортировавшуюся при температуре ниже 0°С, перед вскрытием упаковки и применением выдержать в течение суток в помещении с температурой не ниже +18°С.

Не рекомендуем:
- подвергать клеенку воздействию кислот, щелочей, растворителей;
- допускать длительного воздействия на клеенку прямых солнечных лучей;
- во избежание деформации ставить горячие предметы температурой выше 100°С;
- подвергать клеенку воздействиям механического характера, влекущим за собой нарушение целостности покрытия (сдиры, порезы).

Разработчик
Заместитель директора
по качеству Е.В.Чибисова

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru