УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЧЕФИ"

_____ **А.Г.Петров**
«13» 01 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЧЕФИ»

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель директора по производству ООО «ЧЕФИ»

_____ **Е.В.Чирков**
«13» 01 2016 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция распространяются на аптечки первой помощи (далее – аптечки), выпускаемые ООО «ЧЕФИ» по ТУ РБ 14606344.003-96 и предназначенные для оказания первой (доврачебной) медицинской помощи и устанавливает порядок применения вложений, входящих в их состав.

Аптечки представляют собой наборы лекарственных средств, медицинских изделий, товаров хозяйственно-бытового назначения и парфюмерно-косметических средств в упаковке. В зависимости от комплектации выпускают следующие типы аптечек:

- АТ – аптечка первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильная);

- АУ – аптечка первой помощи универсальная;

- АН – аптечка для новорожденных.

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ

2.1 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ТИПА АТ

2.1.1 Аммония раствор 10% (аммиак) применяют при обмороке, угаре. Кусок ваты или марли смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5-1 сек.

2.1.2 Йода спиртовой раствор 5% применяют как противомикробное, обеззараживающее средство для наружного применения, смазывая рану.

2.1.3 Бинты медицинские нестерильные применяют как перевязочный материал

2.1.4 Бинт медицинский стерильный как перевязочный материал при открытых ранах.

2.1.5 Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, №3, №6 применяют для закрепления повязок на предплечье, плече, голени, коленном суставе взрослых, на бедре и голове детей.

2.1.6 Вата гигроскопическая 50 г применяется в качестве перевязочного материала.

2.1.7 Жгут кровоостанавливающий Эсмарха при повреждении крове-

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

носных сосудов (кровь алая, вытекает пульсирующей струей) наложить выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более чем на 1,5 часа.

2.1.8 Лейкопластырь бактерицидный 2,5х7,2, 4х10 (6х10) при повреждении кожи накладывается на рану. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.

2.1.9 Лейкопластырь 1 х 500 см (2×500 см) закрепляет повязки на ранах.

2.1.10 Ножницы тупоконечные для разрезания одежды, при оказании первой помощи.

2.1.11 Пакет гипотермический охлаждающий - пакет раздавить, положить на место травмы при ушибах, гематомах, при локальных ожогах положить к стерильной повязке.

2.1.12 Салфетки стерильные применяются при повреждении кожных покровов.

2.2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ТИПА АУ

2.2.1 Аммония раствор 10 % (аммиак) - применяют при обмороке, угаре. Кусок ваты или марли смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5-1 сек.

2.2.2 Валерианы экстракт 0,02 № 50 - применяется как успокаивающее средство при нервном возбуждении по 2-3 таблетки.

2.2.3 Валидол 0,06 № 10 или 0,1 № 20 - применяют как средство для снятия сердечной боли. Таблетку кладут под язык до полного рассасывания.

2.2.4 Глицерил тринитрат 0,0005 № 40 (нитроглицерин) - сосудорасширяющее средство (преимущественно коронарные артерии и сосуды мозга); применяют для купирования приступов стенокардии (1 таблетку помешают под язык до полного рассасывания).

2.2.5 Дротаверин 0,04 № 40 спазмолитическое средство, снимает боль, вызванную спазмами гладкой мускулатуры. 1 -2 таблетки 3 раза в сутки.

2.2.6 Йода спиртовой раствор 5% применяется как антисептической, противомикробное средство для наружного применения.

2.2.7 Калия перманганат – антисептическое средство. Применяют на-

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ружно в виде водного раствора для промывания ран, полоскания рта и горла, при отравлениях (раствор слабо-розового цвета).

2.2.8 Кеторолак таблетки 0,01 № 10 – в качестве противовоспалительного, обезболивающего при сильных и умеренных болях. По 1 таблетке 3-4 раза в день.

2.2.9 Лоратадин 0,01 № 10 или Цетиризин 0,01 № 10 оказывает противоаллергическое, противозудное действие, применяется по 1 таблетке 1 раз в сутки до еды (взрослым).

2.2.10 Магния сульфат порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 10,0 (20,0) оказывает успокаивающее, противосудорожное, снотворное, желчегонное, антиаритмическое и слабительное действие. Применяется на ночь или натощак по 10- 30 г в 0,5 стакана воды.

2.2.11 Натрия гидрокарбонат 10,0 (20,0) применяют как нейтрализующее кислоту средство при химических ожогах.

2.2.12 Нафазолин 0,1% или ксилометазолин 0,1% раствор оказывает местное сосудосуживающее и противовоспалительное действие. По 1 -2 капли в нос.

2.2.13 Параскофен № 10 или Цитрамон №10 применяется при головной боли и как жаропонижающее средство при простудных заболеваниях.

2.2.14 Парацетамол 0,5 №10 жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство взрослым по 0,5 г 3-4 раза в сутки.

2.2.15 Перекись водорода раствор 3% применяют как дезинфицирующее средство дтя промывания ран.

2.2.16 Сульфацетамид раствор 30% 5 мл (сульфацил натрия) оказывает антимикробное действие. Применяется наружно в виде глазных капель.

2.2.17 Уголь активированный 0,5 № 10 - применяют при диспепсии, метеоризме, пищевых интоксикациях. По 1 -3 таблетки 3-4 раза в день.

2.2.18 Бинт медицинские нестерильные применяют как перевязочный материал.

2.2.20 Вата гигроскопическая 50,0 г. - применяется в качестве перевязочного материала.

2.2.21 Жгут кровоостанавливающий Эсмарха при повреждении кровеносных сосудов (кровь алая, вытекает пульсирующей струей) наложить выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более чем на 1,5 часа.

2.2.22 Лейкопластырь бактерицидный 4х10 (6х10) при повреждении

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

кожи накладывается на рану. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.

2.2.23 Лейкопластырь 1 х 500см (2×500 см) закрепляет повязки на ранах.

2.2.24 Напальчник резиновый - применяется для защиты раневой поверхности пальцев рук.

2.2.25 Ножницы применяются для разрезания одежды с целью открытия зараженных участков.

2.2.26 Салфетки стерильные применяются при повреждении кожных покровов.

2.2.27 Термометр медицинский применяется для измерения температуры тела.

2.3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ТИПА АН

2.3.1 Лейкопластырь бактерицидный при повреждении кожи накладывается на рану. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.

2.3.2 Бриллиантовый зеленый спиртовой раствор 1 % – антисептическое средство, применяется наружно при мелких повреждения кожи.

2.3.3 Йода спиртовой раствор 5 % применяют как противомикробное, антисептическое средство для наружного применения.

2.3.4 Калия перманганат 5,0 - применяется как антисептическое средство (раствор слабо розовою цвета используется для промывания ран и купания новорожденных).

2.3.5 Масло вазелиновое 25,0 (30,0) – наружно в детской практике.

2.3.6 Перекись водорода 3 % – применяют в качестве дезинфицирующего средства для промывания ран.

2.3.7 Присыпка детская – наружно в детской практике для профилактики опрелости кожи.

2.3.8 Бинт медицинский стерильный применяют как перевязочное средство открытых ран.

2.3.9 Вата гигроскопическая стерильная 50,0 - в виде шариков, тампонов для обработки открытых ран.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.3.10 Губка для тела – используют при купании ребенка.

2.3.11 Крем детский – применяется в детской практике для предупреждения опрелостей кожи.

2.3.12 Лейкопластырь бактерицидный – применяют для лечения ссадин, порезов, небольших ран после ожогов. Снять защитную пленку, на рану положить марлевым тампоном и приклеить.

2.3.13 Марля медицинская 90 см х 2 м – применяется в детской практике в качестве подгузников.

2.3.14 Мыло детское – используют при купании ребенка.

2.3.15 Пипетка – для дозирования глазных, ушных капель.

2.3.16 Спринцовка с мягким наконечником № 1 – используют для проведения клизм.

2.3.17 Термометр медицинский максимальный – для измерения температуры тела.

2.3.18 Термометр стеклянный для воды – служит для измерения температуры воды при купании.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru